

3M**Littmann®**
Stethoscopes

L ako láska na celý život.

Kvalita je veľmi dôležitá, keď sa učíte zručnosti auskultácie, aby ste mohli vyšetrovať a monitorovať pacientov. Začnite s 3M™ Littmann® fonendoskopom s akustickým výkonom na profesionálnej úrovni. Je skonštruovaný na mnoho rokov používania a dôverujú mu odborníci po celom svete.

Vysoká akustická citlivosť 3M™ Littmann® fonendoskopov vám môže dnes pomôcť naučiť sa účinne vyšetrovať a sledovať pacientov, aby ste sa zajtra mohli stať lepšími lekármi.

Vďaka mäkkým ušným olivkám, nastaviteľnej hlavovej sade a nechladiacemu okraju sú tieto fonendoskopy pohodlné pre vás aj pre vašich pacientov. Bez ohľadu na to, či vyšetrujete dospelých alebo deti, obojstranný hrudný snímač (s otvoreným alebo zatvoreným zvončekom) má laditeľné membrány, takže bez presúvania môžete počuť zvuky s rôznou frekvenciou. Vyberte si ten správny model pre vás. Každý je vyrobený v USA a neobsahuje prírodný kaučukový latex.



3M™ Littmann® Cardiology IV™ fonendoskop

Pomáha izolovať nepatrné zvuky, aby ste mohli počuť zmeny v stave pacientov aj v tých najkritickejších a najnáročnejších prostrediach.



3M™ Littmann® Classic III™ fonendoskop

Kompaktný a citlivý, skvelý na vyšetovanie a monitorovanie v prostrediach, ktoré nie sú kritické.

3M™ Littmann® Classic III™ fonendoskop



Štandardná nehrdzavejúca oceľ



5620 Čierna 5621 Sivá 5622 Národná modrá 5623 Karibská modrá 5630 Modrá



5631 Ružová 5633 Perleťovoružová 5627 Burgundská červená 5831 Slivková 5832 Levanduľová



5835 Tyrkysová 5839 Limetkovo žltá 5648 Malinová

Dúhová/mosadzná povrchová úprava



5806 Malinová 5807 Karibská modrá 5870 Čierna 5809 Čokoládová

Dúhová/čierna



5806 Malinová 5807 Karibská modrá

Medenná povrchová úprava




5809 Čokoládová

Zrkadlová/dymová




5959 Modrá 5863 Národná modrá 5960 Slivková 5962 Perleťovoružová

Šampanské/dymová



5861 Čierna 5864 Burgundská červená 5803 Čierna 5868 Burgundská červená

Čierna/čierna



5803 Čierna 5868 Burgundská červená

Dymová/dymová



5811 Čierna 5872 Tyrkysová 5873 Sivá 5875 Limetková

Vlastnosti produktu	
Akustický výkon	7 (na stupnici 1 – 10)
Dizajn a technológia hrudného snímača	Obojstranne opracovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál ušnej trubice	Ľahká hliníková zliatina
Dĺžka/celková hmotnosť	69 cm/150 g
Záruka	5 rokov
Vlastnosti/priemer membrány	Dve jednodielne laditeľné membrány 4,3 cm/3,4 cm

Zobrazené farby sú približné.

Preskúmajte Littmann fonendoskopy na stránke Littmann.sk



3M Slovensko s.r.o.
Vajnorská 142
Bratislava 831 04
www.3m.sk/littmann

3M™ Littmann® Cardiology IV™ fonendoskop



Štandardná nehrdzavejúca oceľ



6152 Čierna 6154 Národná modrá 6155 Lovecká zelená 6156 Slivková 6158 Malinová



6184 Burgundská červená

Čierna/čierna



6163 Čierna 6168 Národná modrá 6200 Čierna 6201 Čierna 6203 Čierna

Zrkadlová



6177 Čierna 6170 Burgundská červená

Dúhová/čierna



6165 Čierna 6205 Slivková

Dymová s vysokým leskom/dymová



6238 Sivá

Dúhová s vysokým leskom/dymová



6240 Čierna 6241 Malinová

Dúhová s vysokým leskom/čierna



6242 Národná modrá

Dymová s vysokým leskom/čierna



6202 Národná modrá 6204 Čierna 6232 Čierna 6234 Karibská modrá

Šampanské/čierna



6176 Burgundská červená

Šampanské/dymová



6179 Čierna

Šampanské/šampanské



6206 Lovecká zelená

Vlastnosti produktu	
Akustický výkon	9 (na stupnici 1 – 10)
Dizajn a technológia hrudného snímača	Obojstranne opracovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál ušnej trubice	Ľahká hliníková zliatina
Dĺžka/celková hmotnosť	69 cm/177 g
Záruka	7 rokov
Vlastnosti/priemer membrány	Dve jednodielne laditeľné membrány 4,3 cm/3,4 cm

3M, Littmann, logo L Littmann, Classic III a Cardiology IV sú ochranné známky spoločnosti 3M. Recyklujte, prosím. Vytlačené v USA. © 3M 2019. Všetky práva vyhradené. 70-2011-7828-5. Rev. 06/2020