



Vyberte si najlepší fonendoskop, ktorý podporí váš výkon.

Fonendoskopy 3M™ Littmann® majú upraviteľné ušné trubice s mäkkými ušnými olivkami. Vybrané mechanické fonendoskopy Littmann majú dizajn s laditeľnou technológiou, vďaka ktorej budete môcť počuť zvuky rozličných frekvencií jednoduchou úpravou tlaku na hrudný snímač. S fonendoskopom Littmann získate akustický výkon, vysokú kvalitu a pohodlie, ktoré potrebujete.

	ÚROVNE AKUSTICKÉHO VÝKONU						
	6	7-8		9-10		10+	
	Lightweight II S.E. Fonendoskop	Fonendoskopy Classic II Pediatric a Infant	Fonendoskop Master Classic II™	Fonendoskop na monitorovanie pacientov Classic III™	Fonendoskop na stanovenie diagnózy Cardiology IV™	Fonendoskop Master Cardiology™	Elektronický fonendoskop Model 3200
	Ideálny na meranie krvného tlaku a obmedzené posudzovanie pacientov.	Výkonné a spoľahlivé klinické nástroje na fyzické posúdenie a monitorovanie pacientov každý deň.			Poskytuje vynikajúcu akustickú citlivosť, aby ste mohli vykonávať podrobné vyšetrenie sluchom. Je vhodný pre náročné a kritické prostredia zdravotnej starostlivosti.		Vysokovýkonná auskultácia. Počujte všetko, čo potrebujete, vďaka 24-násobnému zosilneniu, redukcii okolitého hluku a možnostiam pripojenia.
Približná dĺžka	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Približná váha	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	185 g
Záruka	2 roky	3 roky	3 roky	5 rokov	7 rokov	7 rokov	2 roky
Membrána	Laditeľný	Neladiteľný (voľný)	Laditeľný	Laditeľný (2)	Laditeľný (2)	Laditeľný	Elektronický
Približný priemer hrudného snímača	Obojstranný 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	Obojstranný Pediatric 3,4 cm 2,7 cm Infant 2,8 cm 1,7 cm	Jednostranný 4,3 cm	Obojstranný Strana pre dospelých 4,3 cm Detská strana 3,4 cm	Obojstranný Strana pre dospelých 4,3 cm Detská strana 3,4 cm	Jednostranný 4,8 cm	Jednostranný 5,1 cm
Vlastnosti	Náprsník v tvare kvapky Zmestí sa pod manžetu na meranie krvného tlaku	Vytvorený špeciálne pre malých pacientov	Vytvorený na jednoduché hopenie a manipuláciu	Konvertibilný zvonček	Konvertibilný zvonček Duálna trubica	Duálna trubica Najlepšia akustická odozva v mechanickom rade značky Littmann	Eliminuje (priemerne) 85 % okolitých zvukov Bezdrôtová technológia Bluetooth® Nahrávanie a prehrávanie



Možnosť vzdelávať sa na dlani.

Aplikácia 3M™ Littmann® Learning Institute –
Zdarma po zakúpení fonendoskopu 3M™ Littmann®!

Potrebujete pomoc? Navštívte stránku 3m.sk/littmann

3M Slovensko s.r.o.
Polus Tower 2, Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
www.3m.sk/littmann