

# Impactis M+



*Terapie rázovými vlnami je jednou z nejúčinnějších metod pro léčbu onemocnění pohybového aparátu a pro provádění profesionálních léčeb estetické medicíny (specializovaný přenašeč impulzů).*

Přístroj Impactis M+ je nejnovější produkt renomované polské značky Astar – přední společnosti na trhu fyzikální terapie a rehabilitačního vybavení. Díky moderním řešením, vynikající servisní podpoře a vysoké kvalitě nabízených přístrojů je značka Astar oceňovaná jak v Polsku, tak i po celém světě.

Na základě více než dvaceti pěti let zkušeností byl společností Astar vytvořen nový vylepšený model přístroje pro terapii rázovými vlnami z řady přístrojů Impactis. Přístroj Impactis M+ byl navržen s ještě větším důrazem na ergonomii. Má všechny funkce přístroje Impactis M, kterému důvěřují tisíce odborníků v oblasti fyzikální terapie, a další funkce, které usnadňují jeho používání a rozšiřují jeho terapeutické možnosti.

Intuitivní obsluha, vylepšený software s integrovanými léčebnými programy a nový režim přenášení impulzů činí z přístroje Impactis M+ jeden z nejočekávanějších přístrojů společnosti Astar.

Podrobné informace  
[www.impactis.com.pl](http://www.impactis.com.pl)



Průměry přenašečů impulzů: 10, 15, 20 a 35 mm

Díky použití frekvenčního rozsahu od 1 do 25 Hz vám přístroj Impactis M+ umožňuje zvýšit pohodlí pacienta během léčby a speciálně navržená pohodlná brašna činí z přístroje zcela mobilní podporu pro terapii v domácím prostředí u pacienta.

Terapie rázovými vlnami je rychlý a neinvazivní způsob, jak odstranit nepříjemnou bolest. Pozitivní účinky léčby jsou pociťovány po sérii 3 až 4 léčeb s týdenními přestávkami.

Doba trvání léčby je pouze asi 10 minut.



## Vlastnosti

- 7" dotykový displej
- Ilustrovaná terapeutická encyklopedie
- Moderní rozhraní
- Pružinový tlumič rázů
- Statistika léčby




## Režim programů

Ovládání přístroje je intuitivní a jednoduché. Přístroj má **44 přednastavených léčebných programů**, což umožňuje rychlý přístup k vybraným terapiím a režimu ručního ovládání. Novinkou je, že přístroj Impactis M+ umožňuje programy upravovat a ukládat.



Doba trvání léčby  
10 minut

3 až 4 léčby  
s týdenními  
přestávkami




## Nová metoda přenášení impulzů

Přístroj Impactis M+ byl obohacen o další **intervalový režim přenášení impulzů**. Aplikátor může navíc pracovat v nepřetržitém, jednoduchém režimu nebo v režimu „skupiny impulzů“.



## Spolehlivost

**Výrobce zaručuje 2 miliony rázů.** Přístroj automaticky sleduje jejich počet a když počet překročí 1,8 milionu, funkce **samokontroly** o tom informuje uživatele. Servisní balíček vám umožní provést dalších 2 miliony rázů.



## Anatomický režim

Práce s pacientem usnadňují integrované léčebné programy přiřazené jednotlivým částem těla. Uživatel si může také uložit **oblíbené programy a sekvence léčby**.



## Mobilita

Přístroj lze přizpůsobit pro práci v rehabilitačním centru i pro terapii v domácím prostředí u pacienta. Přístroj Impactis M+ je lehký (**váží pouze 7 kg**) a do jeho speciální brašny se vejde přístroj i jeho příslušenství.

