

Impactis M+



Terapie rázovou vlnou

REŽIMY EMISE RÁZOVÝCH VLN

- single
- kontinuální
- burst
- intervalový

FUNKČNOST

- 7" dotykový displej
- intuitivní a moderní rozhraní
- ilustrovaná encyklopedie léčby
- anatomický režim
- statistika léčby
- oblíbené programy

ERGONOMIE

Přizpůsobené
a stabilní držáky
na příslušenství



pohodlný otočný knoflík



ANATOMICKÝ REŽIM

vestavěné léčebné programy jsou přiřazeny jednotlivým částem těla



PROGRAMOVÝ REŽIM

přednastavené léčebné programy volitelné ze seznamu



Impactis M+



TERAPIE RÁZOVÝMI VLNAMÍ

- režimy emisí rázové vlny: single, kontinuální, burst, intervalový
- aplikátor s integrovaným pružinovým amortizátorem pro absorpci vibrací
- ergonomický tvar aplikátoru pro komfortní držení
- životnost balistické dráhy - 2 000 000 úderů
- životnost transponderů - 2 000 000 úderů
- průběžná kontrola opotřebení balistické dráhy a transponderů
- regenerační sada aplikátoru umožňuje dalších 2 000 000 úderů nebo více
- 15 mm titanový transponder
- nerezové transpondery (10, 15, 20 mm)

VOLITELNĚ

- transponder určený pro estetickou medicínu 35 mm
- titanové transpondery (10, 20 mm)

TECHNOLOGIE

- ergonomická rukojeť
- systém amortizace aplikátoru

SPOLEHLIVOST

- životnost balistické dráhy na úrovni 2 milionů úderů
- statistika počtu úderů
- regenerační sada k aplikátoru umožňuje provést další 2 000 000 úderů



Transpondery velikosti 10, 15 a 20 mm
a také 35 mm k estetické medicíně



TECHNICKÉ PARAMETRY

tlak kompresoru	1 – 5 bar
frekvence pulzní emise (úderů)	1 – 25 Hz
počet úderů	1 – 10 000
životnost balistického systému	2 miliony cyklů
životnost transponderů	2 miliony úderů

rozměry přístroje	36,1 x 30,4 x 15,1 cm
hmotnost přístroje	7 kg
napájení	100-240 V, 50/60 Hz
spotřeba energie	24VDC 6,25A

PARAMETRY RÁZOVÉ VLNY PŘI MAX. PRACOVNÍM TLAKU

hustota energie, ocelový transponder TR10	0,38 mJ/mm ²
hustota energie, ocelový transponder TR15	0,64 mJ/mm ²
hustota energie, ocelový transponder TR20	0,82 mJ/mm ²
hustota energie, ocelový transponder TR35	0,95 mJ/mm ²
hustota energie, titanový transponder TR10-Ti	0,38 mJ/mm ²
hustota energie, titanový transponder TR15-Ti	0,53 mJ/mm ²
hustota energie, titanový transponder TR20-Ti	0,82 mJ/mm ²
pozitivní tlak- přetlak	max. 13,1 MPa
podtlak	max. -11,3 MPa

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

napájecí kabel	1 ks
spínací zdroj napájení	1 ks
aplikátor rázové vlny	1 ks
ocelový transponder 10mm	1 ks
ocelový transponder 15 mm	1 ks
ocelový transponder 20mm	1 ks
titanový transponder 15mm	1 ks
náhradní těsnění 8 x 3, 12 x 3, 13 x 3	2 ks každé velikosti
náhradní elastomerová pružina	2 ks
gel 500 g	1 ks
držák aplikátoru	1 ks
šroubovák pro upevnění držáku	1 ks
stylus na obrazovku	1 ks
čisticí hadřík pro dotykový displej	1 ks
náhradní pojistky	1 ks
návod k použití	1 ks

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

ocelový transponder 35 mm – určený pro estetickou medicínu
10 mm, 20 mm titanové transpondery
opravná sada s klíčem k nábojové komoře
PRO brašna na přístroj a příslušenství
stolek Versa/ Versa X

TITANOVÝ TRANSMITER

