

PhysioGo.Lite ELECTRO





ELECTROTHERAPIE

- široká škála proudů a metod v elektroléčbě
- práce v režimu CC (stabilizace proudu) nebo CV (stabilizace napětí)
- regulace intenzity v patientském obvodu pro oba kanály současně nebo samostatně
- úplná galvanická izolace mezi kanály v každém režimu
- test elektrod během léčby
- léčebné sekvence

PROUDY A METODY

- izoplanární interferenční
- dynamický interferenční
- jednokanálový interferenční AMF
- TENS symetrický
- TENS asymetrický
- TENS střídavý
- TENS burst
- TENS pro spastickou obrnu
- Kotzův proud (ruská stimulace)
- tonolýza
- elektrostimulace dle Hufschmidta
- diadynamický (MF, DF, CP, CP-ISO, LP, RS, MM)
- pulzní obdélníkový
- pulzní trojúhelníkový
- pulzní Träbertův proud (2 - 5)
- pulzní Leducův proud (1 - 9)
- pulzní neofaradický proud (1 - 19)
- unipolární vlnivý
- bipolární vlnivý
- galvanický
- mikroproudy
- proudy střední frekvence MF
- impulsy IG
- proudy EMS
- H-vlny
- exponenciální impulsy





TECHNICKÉ PARAMETRY

PhysioGo.Lite ELECTRO

ELEKTROTHERAPIE

maximální intenzita proudu v pacientském obvodu (režim CC)

unipolární vlnivý	30 mA
galvanický, impulzy IG	80 mA
diadynamický	70 mA
bipolární vlnivý, dle Hufschmidta	100 mA
interferenční, TENS, SP-TENS, Kotzův, pulzní, MF, tonolýza, EMS, H-vlny, exponenciální impulsy	140 mA
mikroproudy	1000 uA
max. amplituda napětí v pacientském obvodu (režim CV)	140 V
časovač ošetření	1 – 60 min.

rozměry přístroje	25,0 x 27,0 x 16,5 cm
hmotnost přístroje	3 kg
typ akumulátoru (volitelně)	Li-Ion
kapacita akumulátoru (volitelně)	2100 mAh
napájení	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
spotřeba energie	24 VDC, 2,5 A

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

síťový kabel	1 ks
spínaný zdroj napájení	1 ks
pacientské kabely	2 ks
elektrody pro elektroterapii 6 x 6 cm	4 ks
elektrody pro elektroterapii 7,5 x 9 cm	2 ks
návlek z viskózy na elektrodu 8 x 8 cm	8 ks
návlek z viskózy na elektrodu 10 x 10 cm	4 ks
pás na suchý zips 40 x 9 cm	2 ks
pás na suchý zips 100 x 9 cm	2 ks
dotykové pero	1 ks
čistící hadřík pro displej LCD	1 ks
náhradní pojistky	2 ks
krycí nástavce plné	2 ks
návod k obsluze	1 ks

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

samolepící elektrody 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
bodové elektrody s adaptérem 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
pytlík s pískem 21 x 14 cm, 21 x 28 cm
taška PRO na přístroj včetně vybavení
stolek Versa/ Versa X
akumulátor

