

Versa/Versa X

Stolky přizpůsobené fyzioterapeutickým ordinacím



MODERNÍ DESIGN

- možnost konfigurace (Versa)
- držák na elektrody / přísavky/ gel/ papírový ručník
- šuplík pro příslušenství
- možnost nastavení výšky polic
 - druhé a třetí



MOBILITA

Kolečka s brzdami



Držák na elektrody / přísavky



Držák napájení

TECHNICKÉ PARAMETRY

	Versa	Versa X
nosnost horní police	max. 10 kg	max. 10 kg
celková nosnost spodní police (dohromady s šuplíkem a obsahem)	max. 7 kg	max. 7 kg
rozsah nastavení spodní police	ok. 60 cm	ok. 50 cm
vnější rozměry horní police (š x h)	58,0 x 34,0 cm	58,0 x 39,0 cm
použitelný rozměr horní police (š x h)	39,5 x 30,0 cm	39,5 x 35,0 cm
vnější rozměry spodní police (š x h)	40,0 x 26,0 cm	40,0 x 26,0 cm
vnější rozměry šuplíku (š x h x v)	39,0 x 33,0 x 9,0 cm	39,0 x 33,0 x 9,0 cm
použitelný rozměr šuplíku (š x h x v)	28,5 x 18,5 x 8,0 cm	28,5 x 18,5 x 8,0 cm
rozměry stolu (š x h x v)	58,0 x 49,0 x 87,5 cm	58,0 x 49,0 x 89,0 cm
stolek standardní verze	13,9 kg	23 kg

STANDARD A VOLITELNÉ VYBAVENÍ

horní police	•	•
horní police pro přístroj Impactis M+	–	•
spodní police	•	•
dodatečná spodní police	◦	◦
držák pro napájení	–	•
držák na gel	◦	2
držák na papírový ručník	◦	•
šuplík pro příslušenství	◦	•

STANDARDNÍ VYBAVENÍ •
VOLITELNÉ VYBAVENÍ ◦
nedostupný –

