



MEDIHUM

Od roku 2005

LEKÁRSKE PRÍSTROJE a zdravotnícke pomôcky 2019

OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY

OBJEDNÁVANIE TOVARU

U súkromných osôb akceptujeme telefonické objednávky, objednávky zaslané elektronickou poštou alebo písomne. Objednávky od lekárov a organizácií, ktorí majú pridelené IČO akceptujeme len po registrácii v databáze obchodných partnerov. Znamená to, že pri prvej objednávke partner doručí v písomnej forme úplné fakturačné údaje (meno, IČO, DIČ ...). Podľa zákona o zdravotníckom prostriedku je možno dodať niektoré druhy tovaru z nášho katalógu len poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Pri objednávaní tovaru je potrebné popri názve tovaru, objednávanom množstve, uviesť aj objednávacie číslo uvedené pri každom výrobku.

Objednávať môžete aj cez našu webovú stránku www.medihum.sk.

CENY

Ceny uvedené v našom katalógu obsahujú aktuálnu platnú daň z pridanej hodnoty a prípadné príplatky resp. zľavy v období platnosti katalógu.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Lekárom alebo zdravotníckym zariadeniam je na základe písomnej objednávky vystavená faktúra so splatnosťou 14 dní. Pre nových zákazníkov a zákazníkov, ktorí majú nesplatené záväzky voči našej spoločnosti platí, že objednaný tovar bude vyskladnený alebo doručený až po úhrade faktúry. Naším verným zákazníkom s dobrou platobnou bilanciou poskytujeme tovar na základe objednávky na faktúru, so splatnosťou 14 dní. Pre našich VIP partnerov poskytujeme aj ďalšie výhody, ako napr. objednávka cez telefón, predĺžená doba splatnosti faktúry, množstevné zľavy a pod. Ostatným zákazníkom (fyzické osoby) zasielame objednaný tovar na dobierku, resp. po úhrade vystavenej faktúry.

Všetok dodaný tovar zostáva majetkom spoločnosti MEDIHUM, spol. s r.o., až do uhradenia celej fakturovanej čiastky.

DODACIE DOBY

Naším cieľom je, aby sme Vašu objednávku vybavili čo najrýchlejšie. Ak máme objednaný tovar na sklade, spravidla ho expedujeme na druhý deň. Ak tovar nie je na sklade, dodacia doba je 10 až 28 pracovných dní. Dodacie doby nie sú záväzné. Nedodržanie dodacej doby nie je dôvodom na zrušenie objednávky.

BALNÉ A DOPRAVNÉ

Pri dodávkach tovaru účtujeme balné a dopravné podľa skutočných nákladov, ktoré závisia od hmotností tovaru a spôsobu dopravy (pošta, kuriérska služba a pod.)

ZÁRUKA A SERVIS

Záruku na tovar poskytujeme v súlade so všeobecne záväznými záručnými podmienkami. Záručným listom je dodací list. Iné záručné listy nevystavujeme. Všetci naši dodávatelia poskytujú tiež pozáručný servis. Po záručnej dobe zaistíme opravu chybných výrobkov.

REKLAMÁCIA

Poškodený, nefunkčný alebo chýbajúci tovar alebo tovar, ktorý nesúhlasí s objednávkou, je treba reklamovať do 3 dní po prevzatí zásielky. Spoločnosť MEDIHUM spol. s r.o. nie je zodpovedná za škody vzniknuté neskorým dodaním alebo neodborným použitím, ev. použitím, ktoré nie je v súlade s návodom.

VRÁTENIE TOVARU

V mimoriadnych prípadoch akceptujeme vrátenie tovaru. Ak Vám tovar nevyhovuje, môžete ho vrátiť do 7 dní po prevzatí. Tovar, ktorý vraciate, však musí byť v takom stave, aby ho bolo možné predať iným zákazníkom. Musí byť nepoškodený, v originálnom nepoškodenom obale. Poškodený tovar, tovar v poškodenom obale, ktorý javí známky používania, softvér, sterilný materiál, balenia diagnostických prúžkov a tovar vyrábaný na zákazku (napr. nábytok.), sa nedá vrátiť.

ZARIADIME VAŠU ORDINÁCIU od A po Z

- Nábytok do ordinácie a čakárne
- Lekárske prístroje vynikajúcej kvality od renomovaných svetových výrobcov
- Spotrebný materiál

Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom

02 6241 3172

02 6241 4172

info@medihum.sk

Radi vás privítame aj v našej predajni
v Bratislave na Bosákovej 7,
každý pracovný deň od 8.30 do 17.00



02	01	EKG prístroje
07	02	Holtre
10	03	Dopplery, CTG, patientské monitory, arteriografy
13	04	EKG a USG príslušenstvo I EKG papiere
14	05	Ultrazvukové prístroje a príslušenstvo
16	06	Ručné diagnostické prístroje
18	07	Proktológia
19	08	Fonendoskopy a príslušenstvo
23	09	Oftalmológia, optika dermatológia, otoskopy
32	10	Ostatný sortiment
33	11	Infúzne pumpy
34	12	Prístroje na vyšetrenie sluchu
36	13	Diagnostické prístroje pľúcnych funkcií
39	14	Merače krvného tlaku
44	15	Teplomery
44	16	Testery na alkohol
45	17	Váhy a výškomery
48	18	Iné meracie nástroje
50	19	Prúžky na analýzu
51	20	Laboratórne prístroje
54	21	Laboratórne pomôcky
55	22	Glukomery
57	23	Sterilizátory I Príslušenstvo k sterilizácii
63	24	Germicídne svietidlá
66	25	Dezinfekčné prostriedky, dávkovače
70	26	Nerezové ručné inštrumenty
74	27	Výrobky z nehrdzavejúcej ocele
75	28	Fyzioterapeutické prístroje
82	29	Tens prístroje
82	30	Iné terapeutické pomôcky
85	31	Inhalátory
88	32	Čističe a zvlhčovače vzduchu
90	33	Elektrochirurgia, koagulátory
92	34	Defibrilátory
96	35	Reanimačný sortiment
101	36	Odsávačky
102	37	Tašky pre rýchlu zdravotnú pomoc
104	38	Nosidlá, popruhy
105	39	Pulzoximetre
107	40	Osvetľovacia technika
110	41	Tašky
112	42	Jednorázovo použiteľné prostriedky
119	43	Rôzne iné predmety
123	44	Dr. Med - ortézy
125	45	Odev, prestieradlá, textil
134	46	Nábytok
148	47	Kancelárska technika
149	48	Výrobky pre ochranu zdravia
152	49	Tlmenie bolesti
153	50	Zdravotnícké pomôcky
158	51	Nástroje pre veterinárnu prax

EDAN SE 300B

KÓD: 2064

1 090 €



3 kanálový prenosný EKG prístroj
12 zvodov
S interpretáciou a programom analýzy
Chránený voči defibrilácii
Schopný prevádzky z akumulátoru aj elektrickej siete

- Kapacita akumulátoru: 400 záznamov alebo 4 hodiny monitorovania
- Grafický, farebný LCD displej (zobrazenie 12 EKG kriviek)

- Klávesnica funkcií
- Prevádzkové módy: automatický, manuálny, záznam rytmu
- Termo tlačiareň s vysokým rozlíšením
- Šírka záznamového papiera: 80 mm
- Rýchlosť posuvu papiera: 12,5 – 25 – 50 mm/s
- Pamäť. Posledných 100 záznamov
- Vstavané filtre: AC, EMG, DFT
- Automatické nastavenie základnej línie
- USB PRT tlačové rozhranie (k prístroju možno pripojiť tlačiareň cez USB port.

- Možnosť pripojiť k PC prostredníctvom EDAN EKG softvéru (opcia)
- Prístroj možno vystaviť mimoriadne záťaži. Mimoriadne vysoká kapacita akumulátoru a ľahká mobilita vďaka nízkej hmotnosti.
- Rozmery: 30 x 26 x 7,5 cm; hmotnosť: 2,5 kg
- Príslušenstvo: Kábel pacienta, sieťový adaptér (nabíjačka), 6 ks vákuové hrudné elektródy, končatinové elektródy (klipsne), 1 ks registračný papier, EKG gél.

HeartScreen 80GL-1

KÓD: 5784

1 550 €



Nový produkt
NOVÝ

Zobrazenie 3 EKG kanálov a 1 kanál rytmu
Simultánny záznam z 12 EKG kanálov
Standard a Cabrera rozmiestnenie elektród
Program analýzy a interpretácie
Program analýzy arytmie

- Kapacita akumulátoru: min. 6 hodín nepretržitého monitorovania
- Farebný LCD displej s vysokým kontrastom
- Virtuálna alfanumerická klávesnica na displeji
- Spoločne 3 kanálová termo tlačiareň s vysokým rozlíšením
- Šírka záznamového papiera: 80 mm
- Rýchlosť posuvu papiera: 5 – 25 – 50 mm/s
- Automatický a manuálny prevádzkový mód
- Prevádzka zo vstavaného akumulátoru
- Inteligentná rýchlonabíjačka

- Vysoká mobilita
- Riadenie prostredníctvom menu – jednoduchá obsluha
- Vstavané hodiny reálneho času a kalendár
- Príprava na pripojenie k PC
- Vysoká kapacita vstavanej pamäte
- Rozmery: 250 x 150 x 70 mm; hmotnosť: 1,2 kg
- Kábel pacienta, sieťový kábel, 6 ks vákuové hrudné elektródy, končatinové elektródy (klipsne), 2 ks registračný papier, EKG gél (260 gramov), taška na prenášanie

CMS 300G

KÓD: 1007

750 €



PC softvér

3+1kanálový prenosný EKG prístroj
Simultánny záznam z 12 EKG kanálov
Program analýzy
Defibrilačná ochrana
Prístroj je schopný prevádzky z elektrickej siete aj zo vstavaného akumulátoru

- Kapacita akumulátoru: 260 záznamov resp. 3 hodiny monitorovania
- 10 hodín s stave pohotovosti
- Farebný grafický LCD displej (zobrazenie 12 kriviek EKG)
- Klávesnica funkcií ovládania
- Prevádzkové módy: automatický, manuálny alebo záznam so šetrením papiera
- Kvalitná termo tlačiareň s vysokým rozlíšením
- Šírka záznamového papiera: 80 mm
- Rýchlosť posuvu papiera: 5-10-12,5-25-50 mm/s

- Pamäť: ukladanie výsledkov 100 meraní
- Vstavané filtre: AC, EMG (35 Hz, -3 dB), DFT, nastaviteľné zosilnenie
- Súčasťou dodávky je bezplatný PC softvér na prepojenie s PC
- Rozmery: 31,5 x 21,5 x 7,7 cm
- Hmotnosť: 2,25 kg
- Príslušenstvo: kábel pacienta, sieťový kábel, 6 ks vákuové hrudné elektródy, končatinové elektródy (klipsne), 1 ks registračný papier, EKG gél, taška na prenášanie, PC softvér, USB kábel

EDAN SE-601B

KÓD: M031

1 590 €



6 kanálové prenosné EKG
Simultánny záznam z 12 EKG kanálov
Program analýzy
Defibrilačná ochrana
Prístroj je schopný prevádzky z elektrickej siete aj zo vstavaného akumulátoru

- Kapacita akumulátoru: 260 záznamov alebo 3 hodiny monitorovania
- 10 hodín v stave pohotovosti
- Farebný grafický LCD displej so zobrazením 12 EKG kanálov

- Plnohodnotná alfanumerická klávesnica + funkčné klávesy
- Prevádzkové módy: automatický, manuálny resp. záznam rytmu
- 6 kanálová termo tlačiareň s vysokým rozlíšením
- Záznamový papier: Skladaný papier 130 x 144 mm
- Rýchlosť posuvu papiera: 5-6,25-10-12,5-25-50 mm/s
- Pamäť: ukladanie výsledkov 100 meraní
- Vstavané filtre: AC, EMG, DFT
- Komunikácia: USB, čítačka kariet, LAN, sériový port

- Opcie: PC softvér, modul rozšírenia na 200 záznamov
- Prístroj znesie aj veľkú záťaž s mimoriadne nízkym indexom poruchovosti
- HRV a RR analýza trendu
- Rozmery: 302 x 310 x 101 mm
- Hmotnosť: 3 kg
- Príslušenstvo: kábel pacienta, sieťový kábel, 6 ks vákuové hrudné elektródy, končatinové elektródy (klipsne), 1 ks registračný papier, akumulátor

CMS 600G

KÓD: 5493

990 €



PC softvér

6 kanálové prenosné EKG
Simultánny záznam z 12 EKG kanálov
Program analýzy a interpretácie
Defibrilačná ochrana
Prístroj je schopný prevádzky z elektrickej siete aj zo vstavaného akumulátoru

- Kapacita akumulátoru: 150 záznamov alebo 4 hodiny nepretržitého monitorovania
- Farebný dotykový LCD displej (zobrazenie EKG vo formátoch: 3, 6 alebo 2x6)
- Prevádzkové módy: automatický, manuálny a rytmus
- Tlač: termo tlačiareň s vysokým rozlíšením so záznamom na 110 mm široký papier
- Rýchlosť posuvu papiera: 5-10-12,5-25-50 mm/s
- Kapacita pamäte: viac ako 1000 záznamov

- Vstavané filtre: AC, EMG a DFT
- Možnosť pripojiť k PC prostredníctvom USB rozhrania
- Rozmery: 11,5 x 21,5 x 9,2 cm
- Hmotnosť: 1,7 kg
- Príslušenstvo: kábel pacienta, sieťový kábel, 6 ks vákuové hrudné elektródy, 4 ks končatinové elektródy (klipsne), 1 ks registračný papier, EKG gél, taška na prenášanie, softvér na pripojenie k PC (online monitorovanie, záznam)

CARDIOLINE 100S

KÓD: M638

1 799 €



Nový produkt
NOVÝ


6 kanálové EKG
Simultánny záznam z 12 EKG kanálov
Program analýzy a interpretácie
Defibrilačná ochrana
Prístroj je schopný prevádzky z elektrickej siete aj zo vstavaného akumulátoru

- USB pripojenie
- Prevádzkové módy: automatický (12 kanálov), manuálny (3/6 kanálov, stat (12 kanálov))
- Tlač na termo citlivý papier na Z skladaný papier rozmeru 100 x 150 mm
- Farebný 4,3" LCD displej s podsvetlením; rozklad 640x480 pixelov
- Klávesnica: Plnohodnotná alfanumerická + funkčné klávesy
- Podporované tlačové formáty: Standard alebo Cabrera 3, 3+1, 3+3 alebo 6 kanálov v automatickom prevádzkovom móde alebo 3 resp. 6 kanálov so záznamom rytmu

- Rýchlosť posuvu papiera: 5-10-25-50 mm/s
- Pamäť: ukladanie 100 záznamov (v automatickom móde)
- Operačný systém: Linux
- Kapacita akumulátoru: 500 záznamov alebo viac ako 6 hodín monitorovania
- Záznam EKG možno exportovať vo formátoch PDF alebo SCP
- Rozmery: 28,5 x 20,4 x 6,5 cm
- Hmotnosť: 1,8 kg
- Typ akumulátoru: NiMH
- Prevádzkový mód: nepretržitá prevádzka

CARDIOLINE 200S

KÓD: 5792



12 kanálové EKG
Simultánny záznam z 12 EKG kanálov
Program analýzy a interpretácie
Defibrilačná ochrana
Prístroj je schopný prevádzky z elektrickej siete aj zo vstavaného akumulátora

- USB konektivita
- Prevádzkové módy: automatický (12 kanálov), manuálny (3/6 kanálov, stat (12 kanálov))
- Tlač na teplo citlivý papier formátu A4 v tlačových formátoch 12, 6 alebo 3 kanály
- Rýchlosť posuvu papiera: 5-10-25-50 mm/s
- Kapacita pamäte: 100 záznamov
- Operačný systém: Lynux
- Displej: farebný grafický LCD 7 s podsvietením
- Podporované tlačové formáty: Standard alebo Cabrera 3, 3+1, 3+3, 6 alebo 12 kanálov

- V automatickom prevádzkovom móde alebo 3 resp. 6 kanálov so záznamom rytmu
- Kapacita akumulátora: 500 záznamov alebo viac ako 5 hodín monitorovania
- Záznam EKG možno exportovať vo formátoch PDF alebo SCP
- Úplná alfanumerická klávesnica + funkčné tlačidlá
- Rozmery: 39,6 x 29 x 8 cm
- Hmotnosť: 2,6 kg
- Typ akumulátora: NiMH
- Prevádzkový mód: nepretržitá prevádzka

2 250 €

CMS 1200G

KÓD: 3324



12 kanálové EKG
Simultánny záznam z 12 EKG kanálov
Program analýzy a interpretácie
Defibrilačná ochrana
Prístroj je schopný prevádzky z elektrickej siete aj zo vstavaného akumulátora

- Kapacita akumulátora: 150 záznamov alebo 4 hodiny monitorovania
- 8" farebný dotykový LED displej zobrazujúci 3, 6 resp. 2x6 EKG kriviek
- Virtuálna alfanumerická klávesnica na dotykovom displeji
- Prevádzkové módy: automatický, manuálny a rytmus
- Tlač na teplo citlivý papier šírky 210 mm v rôznych tlačových formátoch
- Rýchlosť posuvu papiera: 5-6,25-10-12,5-25-50 mm/s
- Pamäť: prístroj uchováva viac ako 1000 záznamov

- Vstavané filtre: AC, EMG, DFT
- Príslušenstvom prístroja je Windows databázový softvér na ukladanie, archíváciu a spätné zobrazenie záznamov
- PC konektivita prostredníctvom USB rozhrania
- Rozmery: 34 x 32 x 8,5 cm
- Hmotnosť 2,5 kg
- Príslušenstvo: kábel pacienta, sieťový kábel, 6 ks vákuové hrudné elektródy, 4 ks končatinové elektródy (klipsne), 1 ks registračný papier, EKG gél, taška na prenášanie, PC softvér

1 390 €

EDAN SE-1200 Express

KÓD: M032



12 kanálové EKG
Simultánny záznam z 12 EKG kanálov
Program analýzy a interpretácie
Defibrilačná ochrana
Prístroj je schopný prevádzky z elektrickej siete aj zo vstavaného akumulátora

- Kapacita akumulátora: uloženie 300 záznamov alebo 3,5 hodín monitorovania
- Displej: farebný grafický LCD s rozkladom 800x600 pixelov zobrazujúci EKG krivky v reálnom

- Čase
- Krivky v reálnom čase možno zastaviť (zmraziť) a spätné prehliadať
- Pinohodnotná alfanumerická klávesnica na vkladanie údajov pacienta
- Prevádzkové módy: automatický, manuálny rytmus trend (opcia)
- Simultánna tlač 12 kriviek EKG na 210 mm široký teplo citlivý papier
- Rýchlosť posuvu papiera: 5-6,25-10-12,5-25-50 mm/s

- Vstavané filtre: AC, EMG, DFT
- Kapacita pamäte: ukladanie 200 záznamov
- Rozpoznávanie pacemakeru
- Komunikácia: LAN alebo cez sériový port
- Mimoriadne podrobná analýza a interpretácia
- Rozmery: 42 x 33 x 12 cm
- Hmotnosť: 5 kg
- Príslušenstvo: kábel pacienta, sieťový kábel, 6 ks vákuové hrudné elektródy, 4 ks končatinové elektródy (klipsne), 1 ks registračný papier, EKG gél
- Opcie: Smart ECG viewer softvér

1 850 €

HeartScreen 112C-1

KÓD: M643



12 kanálové EKG
Simultánny záznam z 12 EKG kanálov
Program analýzy a interpretácie; tlač rytmus - udalosť
Defibrilačná ochrana, pokročilé rozpoznávanie pacemakeru
Prístroj je schopný prevádzky z elektrickej siete aj zo vstavaného akumulátora
Akumulátorový monitorovací prevádzkový mód až na 5 hodín

- 5,9" farebný TFT dotykový displej
- Ovládanie gestami prostredníctvom dotykového displeju
- Na displeji možno zobraziť 12, 6, 3+1 rytmus EKG krivky
- Úplná virtuálna klávesnica na dotykovom displeji
- Uloženie posledných 20 údajov pacienta
- Jednoduché ovládanie cez menu, nastavenia cez dotykový displej
- Uloženie viac ako 150 diagnóz

- Funkcia tlače rytmus – udalosť
- Online tlač na 112 mm široký teplo citlivý papier v 3-6-12 kanálovom formáte
- Tlač 4 sekundového 12 kanálového záznamu na výšku 250 mm (tlač otočená o 90°)
- USB alebo WiFi PC konektivita
- Opcie: pripojenie k nemocničnej HL7 sieti, Inobase for Windows kardiologický databázový softvér s 12 kanálovým monitorovaním a tlačou vo formáte A4, PC kábel k pripojeniu

1 890 €

1.4 Počítačové EKG prístroje | EKG prístroje

CARDIAX USB počítačové EKG

KÓD: 2494



Moderné počítačové EKG zariadenie pripojiteľné k PC pod operačným systémom Windows
Na monitore PC možno monitorovať, analyzovať, ukladať a zaznamenávať 12 kanálové EKG
Vysoká vzorkovacia frekvencia (4000 Hz) a účinné filtre

- Softvér ukladá záznamy EKG, vyhodnocuje ich (diagnotika pre dospelých pacientov a pre deti), porovnáva staré a nové krivky.
- Softvérový produkt CARDIAX možno pripojiť k väčšine lekárskejších databázových systémov resp. k lekárskeým prístrojom (spirometer, audiometer, ABPM, holtre, pulzoximeter). Inštaláciou v sieťovom prostredí je schopný pracovať so zdieľanou daabázou.
- Tlač 12 kanálového záznamu EKG na obyčajný kancelársky papier tlačiarňou pripojenou k PC.
- Systém spojený s PC tvorí veľkokapacitné 12

- kanálové prenosné EKG, ktoré v plnej miere dokáže nahradiť tradičné profesionálne EKG prístroje. Po rozšírení o opcii riadenia záťaž a záťažovým prostriedkom (napr. bicyklový ergometer) dostanete profesionálny systém na meranie záťažového EKG v najvyššej možnej kvalite.
- Rozmery: 13 x 7 x 2,5 cm
- Hmotnosť 180 gramov
- Prístroj na základe vzájomnej spolupráce s uspokojením používa aj lekárska divízia NASA (Houston, Texas).

1 530 €

CARDIAX WiFi/USB počítačové EKG

KÓD: M658



Moderné počítačové EKG zariadenie pripojiteľné k PC pod operačným systémom Windows. Na monitore PC možno monitorovať, analyzovať, ukladať a zaznamenávať 12 kanálové EKG. Vysoká vzorkovacia frekvencia (4000 Hz) a účinné filtre.

- Softvér ukladá záznamy EKG, vyhodnocuje ich (diagnostika pre dospelých pacientov a pre deti), porovnáva staré a novšie krivky.
- Softvérový produkt CARDIAX možno pripojiť

- k väčšine lekárskech databázových systémov resp. k lekárskeým prístrojom (spirometer, audiometer, ABPM, holtre, pulzoximeter). Inštaláciou v sieťovom prostredí je schopný pracovať so zdieľanou databázou.
- Tlač 12 kanálového záznamu EKG na obyčajný kancelársky papier tlačiarňou pripojenou k PC.
 - Systém spojený s PC tvorí veľkokapacitné 12 kanálové prenosné EKG, ktoré v plnej miere dokáže nahradiť tradičné profesionálne EKG prístroje. Po rozšírení o opciu riadenia zátáže a zátážovým prostriedkom (napr. bicyklový ergometer) dostanete profesionálny systém na meranie zátážového EKG v najvyššej možnej kvalite.
 - Prístroj sa prostredníctvom WiFi komunikačného rozhrania dokáže bezprostredne k PC alebo

- rou, a takto je dostupný zo všetkých počítačov zapojených v sieti. Prostredníctvom bezplatnej Android aplikácie možno prístroj pripojiť aj k tabletu resp. mobilnému telefónu.
- Systém spojený s PC tvorí veľkokapacitné 12 kanálové prenosné EKG, ktoré v plnej miere dokáže nahradiť tradičné profesionálne EKG prístroje. Po rozšírení o opciu riadenia zátáže a zátážovým prostriedkom (napr. bicyklový ergometer) dostanete profesionálny systém na meranie zátážového EKG v najvyššej možnej kvalite.
 - Rozmery: 13 x 7 x 2,5 cm
 - Hmotnosť 180 gramov
 - Prístroj na základe vzájomnej spolupráce s uspokojením používa aj lekárska divízia NASA (Houston, Texas).

1 630 €

CMS80A

KÓD: M030



1 kanálový prístroj. Malá rozmery, jednoduché používanie. Automatický a manuálny mód. Grafický LCD displej.

- kamžitá tlač kanálového EKG v reálnom čase
- Vstavané filtre: AC, EMG a sieťový
- Displej: LCD 160x96 pixelov
- Zobrazenie úrovne nabitia vstavaného akumulátoru
- Tlač na teplo citlivý papier
- Rozmery: 79 x 9 x 4 cm

- Hmotnosť: 500 gramov
- Rýchlosť posuvu papiera 25-50 mm
- Príslušenstvo: PC softvér, kábel pacienta, končatinové elektródy, 1 ks papier do tlačiarne, akumulátor

440 €

CMS PM10

KÓD: M641



Tento prenosný EKG prístroj bol navrhnutý na rodinné/osobné používanie. Prístroj pomáha celej rodine predchádzať ochoreniam srdca

a obehovej sústavy. Poskytuje možnosť samokontroly činnosti srdca doma alebo aj na cestách. Prístroj zaznamená, analyzuje a zobrazí EKG krivku.)

- Po pripojení k PC možno uložené údaje vytlačiť
- Malý, prenosný prístroj s ľahkým používaním

- Presné výsledky merania
- Priebežný záznam až 500 údajov
- Bluetooth prenos dát
- Jednoduchá analýza uložených EKG výsledkov
- Rozmery: 100 x 45 x 15 mm
- Hmotnosť: 60 gramov
- Napájanie: vstavaná nabíjateľná lítiová batéria

99 €

Ručný monitor EKG – MD 100B

KÓD: 5497



Ručný EKG prístroj, ktorým môže lekár urobiť rýchle meranie, alebo ho používa pacient pri domácej kontrole. Prístroj môže byť užitočný pre pacientov trpiacich ochoreniami srdca o obehovej

sústavy, lebo k meraniu nie je potrebný žiadny kábel alebo externá elektróda.

- Meranie sa vykoná v priebehu 30 sekúnd a výsledok analýzy sa zobrazí na displeji
- Dodávka prístroja obsahuje aj 3 žilový EKG kábel pacienta, pomocou ktorého možno urobiť presnejšie meranie

- Malý, ľahko prenosný prístroj
- Na displeji vidieť krivku EKG, srdečnú frekvenciu, výsledok analýzy a stav nabitia batérie
- Výsledky meraní možno exportovať do pripojeného PC (USB kábel je súčasťou dodávky)
- Napájanie: 2 ks AA batérie, ktoré postačujú na 500 meraní (batérie sú súčasťou dodávky)
- Automatické vypnutie

219 €

EKG papiere sú vyrábané z najlepších nemeckých základných materiálov na vlastnom zariadení spoločnosti REXTRA. Vďaka tomu vieme zaručiť mimoriadne priaznivú cenu pri skutočnosti, že naše prvotriedne papiere chránia tlačovú hlavu Vášho EKG prístroja!

CAREWELL

KÓD: 5787	1103G,L VET, 63 mm x 25 m	1,60 €
KÓD: 5788	1103LV VET, 80 mm x 25 m	1,90 €
KÓD: 5789	1106, 112 mm x 25 m	2,70 €

BIOCARE, ESAOTE, BOSH

KÓD: 3895	Esaote Biomedica P80, 90 mm x 70 mm, 40 listov	2,60 €
-----------	--	--------

CARDIORAPID

KÓD: 1730	Cardiette Handy 6, 110 mm x 30m	2,80 €
KÓD: 1299	K111,AUTO 12/1, 50 mm x 30m	1,50 €

CARDISUNY

KÓD: 2104	Alpha 1000/501AX, 63 mm x 100 mm, 300 listov	1,75 €
KÓD: 5778	501 AX, 63 mm x 100 mm, 400 listov	3,10 €
KÓD: 1960	Alpha 600/600 AX, 145 mm x 150 mm, 400 listov	5,40 €

BTL 08

KÓD: 5775	MT Plus, MD, MD3, 112 mm x 25 m	2,65 €
-----------	---------------------------------	--------

FUKUDA

KÓD: M502	Fukuda 145 mm x 30 m	4,00 €
KÓD: 5762	Fukuda/Denshi 210 mm x 30 m	4,60 €

CARDIOGIMA

KÓD: M885	1M, 3M, 57 mm x 25 m	1,40 €
-----------	----------------------	---------------

CMS

KÓD: 1763	CMS 100G, 50 mm x 20 m	1,10 €
KÓD: 5321	CMS-300G, 80 mm x 20 m	1,50 €
KÓD: 5754	CMS-600G, 110 mm x 20 m	1,80 €
KÓD: 5755	CMS-1200G, 210 mm x 20 m	3,00 €

CARDIOLINE

KÓD: 510	Delta 1 Plus, 60 mm x 30 m	1,50 €
KÓD: 1316	Delta 3 Plus, 112 x 100 mm, 300 listov	3,00 €
KÓD: M591	Delta 60 Plus ,210 mm x 30 m	7,80 €
KÓD: 3084	Delta 612, 210 mm x 280 mm, 200 listov	9,00 €
KÓD: 3650	AR-600, 60 mm x 15 m	1,00 €
KÓD: 5776	Cardioline 100+	3,30 €
KÓD: 5777	Cardioline 200+	5,00 €
KÓD: 3578	AR-1200, 120 mm x 20 m	2,20 €
KÓD: 5349	AR-1200 SE, 120 mm x 100 mm, 300 listov	2,90 €
KÓD: 5357	AR-2100 SE, 210 mm x 140 mm, 200 listov	4,20 €
KÓD: 3323	Cardiofax/EKG 300, 63 mm x 30 m	1,70 €
KÓD: 3985	AR-2100, 210 mm x 17 m	3,20 €

CTG PAPIERE

KÓD: 4129	Corometrics 4305 BAO, 152 mm x 90 mm, 150 listov	1,70 €
KÓD: 5346	EDAN 4305 BDO, 152 mm x 90 mm, 150 listov	2,50 €
KÓD: 3283	HP M1911A, 152 mm x 100 mm, 150 listov	1,80 €
KÓD: 2293	Gima 215, 215 mm x 25 mm	4,50 €
KÓD: 5585	CMS-800G	1,60 €
KÓD: 5770	EDAN F9-P	1,90 €
KÓD: M173	EDAN Cadence	1,60 €

EDAN

KÓD: M886	Monitor, 50 mm x 20 m	1,00 €
KÓD: 5791	SE-601, 110 x 140 mm (144 listov)	2,10 €

NIHON-KODEN

KÓD: 3697	FQS 50-3-100, 50 mm x 100 mm, 300 listov	1,60 €
KÓD: 5602	FQW 110-2-140, 110 mm x 140 mm, 200 listov	2,10 €
KÓD: 5602	FQW 210-3-140, 210 mm x 140 mm, 200 listov	4,90 €
KÓD: 5781	RQS 63-3, 63 mm x 30 m	1,90 €

SCHILLER

KÓD: 4226	Schiller AT 101, 80 mm x 70 mm, 300 listov	1,65 €
KÓD: 3643	Schiller AT-2, 210 mm x 280 mm, S15 listov	7,70 €
KÓD: 1249	Schiller AT-1, 90 mm x 90 mm, 400 listov	2,50 €
KÓD: 1255	Schiller AT-3, 70 mm x 100 mm, 200 listov	1,30 €
KÓD: 2358	Schiller AT-5, 135 mm x 140 mm, 178 listov	2,60 €
KÓD: 3346	Schiller AT-6, 145 mm x 100 mm, 350 listov	3,60 €

SIEMENS

KÓD: 486	Burdick E-350, 210 mm x 300 mm, 200 listov	10,10 €
KÓD: 2	Burdick EK10, 50 mm x 46 m	1,90 €
KÓD: 5604	Cardiostat 31/31S, 104 mm x 100 mm, 200 listov	1,80 €
KÓD: 1453	Sicard 740, 210 mm x 300 mm (200 listov)	10,50 €

WELCH ALLYN

KÓD: 5779	CP 200, 210 mm x 280 mm, 200 listov	11,00 €
-----------	-------------------------------------	----------------

HELLIGE

KÓD: 989	EK41 T plný raster, 55 mm x 40 m	1,90 €
KÓD: 3282	EK 53/56, 130 mm x 135 mm, 370 listov	4,60 €
KÓD: 3281	Cardiosmart, 210 mm x 295 mm, 150 listov	7,50 €
KÓD: 1956	Microsmart, 90 mm x 90 mm, 360 listov	2,80 €

HEWLETT-PACKARD, KENZ

KÓD: 2537	M1709A, 210 x 300 mm, 200 listov	9,90 €
KÓD: 1020	KENZ R 183 x 30R, 183 mm x 30 m	4,50 €
KÓD: 3659	KENZ R 112, 112 mm x 90 mm, 300 listov	2,50 €
KÓD: 2539	KENZ R 50 x 30R ,50 mm x 30 m	1,50 €
KÓD: 1125	KENZ R 112R, 112 mm x 25 m	2,60 €

INNOMED

KÓD: 607	HEART-COPY, 112 mm x 20 m	2,50 €
KÓD: 3143	Heart-Screen 80, 80 mm x 20 m	1,40 €
KÓD: 4075	Heart-Screen 112, 112 mm x 20 m	1,80 €
KÓD: 4238	Clinic, 112 x 150 mm, 300 listov	3,70 €
KÓD: 643	Heart-Mirror, 57 mm x 20 m	1,00 €
KÓD: 2659	Heart-Window, 110 mm x 30 m	2,50 €

LIFEPAK, MARQUETTE

KÓD: 1769	Lifepak 12, 11 monitor . RS100, 107 mm x 20 m	1,80 €
KÓD: 2461	Case 12/15, 210 mm x 280 mm, 300 listov	12,50 €
KÓD: 3285	Case 12/Max, 1 214 mm x 280 mm, 300 listov	12,50 €
KÓD: 3838	Mac 400, 80 mm x 90 mm, 280 listov	1,80 €
KÓD: 5337	DDW, 50 mm x 30 m	1,40 €

MEDICOR

KÓD: 2052	ER65, GALAXY, 110 mm x 100 mm, 300 listov	2,95 €
KÓD: 2379	ER35, Eco simple, 60 mm x 100 mm, 300 list.	2,00 €
KÓD: 1807	ER361, 362, ER32, BR31, 130 mm x 30m	3,10 €
KÓD: 1005	MR11, BR12, X-20, 50 mm x 28 m	1,30 €
KÓD: 3278	Medicor ER31, 110 mm x 30 m	2,50 €

MORTARA-RANGONI

KÓD: 1536	ER65, GALAXY, 110 mm x 100 mm, 300 listov	1,10 €
KÓD: 2307	ER35, Eco simple, 60 mm x 100 mm, 300 list.	2,10 €
KÓD: 4232	ER361, 362, ER32, BR31, 130 mm x 30 m	2,50 €
KÓD: 5601	MR11, BR12, X-20, 50 mm x 28 m	5,50 €
KÓD: 5432	Medicor ER31, 110 mm x 30 m	4,50 €
KÓD: 4500	ELI-250, 210 mm x 300 mm, 250 listov	11,50 €

VIDEOPRINTER PAPIERE SONY

KÓD: 5369	UPP-110S, EU, 110mm x 20m	9,00 €
KÓD: 766	UPP-110S, Japan, 110mm x 20m	14,50 €
KÓD: 5368	UPP-110 HD, EU, 110mm x 20m	13,00 €
KÓD: 3287	UPP-110 HD, Japan, 110mm x 20m	24,00 €
KÓD: 3944	UPP-110 HG, Japan, 110mm x 18m	25,00 €
KÓD: 5691	UPP-110 HG, Korea, 110mm x 18m	13,00 €
KÓD: 5783	UPP-84S, Japan, 84mm x 12,5m	14,50 €
KÓD: 5782	UPP-84HG, Japan, 84mm x 12,5m	22,00 €

VIDEOPRINTER PAPIERE MITSUBISHI

KÓD: 1640	K 61 B, Japan, 110 mm x 21 m	13,50 €
KÓD: 5367	K 61 B, EU, 110 mm x 21 m	11,00 €
KÓD: 1398	K 65 HM, Japan, 110 mm x 21 m	22,50 €
KÓD: 5290	K65 HM, EU, 110 mm x 21 m	19,00 €

EDAN Smart ECG Viewer

KÓD: M034				345 €
Programový balík kompatibilný so všetkými EDAN EKG prístrojmi.	<ul style="list-style-type: none"> Obojsmerná komunikácia LAN a WiFi pripojenie Výstupné údaje možno editovať a analyzovať 	<ul style="list-style-type: none"> Údaje pacienta archivované v PC možno priradiť záznamu EKG Možnosť uloženia dát vo formátoch: pdf, jpg, bmp, 	<ul style="list-style-type: none"> doc, xml, scp a dicom Kompatibilita so systémami HIS/EMR/PAC/HL7/DICOM 	
KÓD: 2446	Innbase for Windows			159 €
KÓD: 1358	Prepojovací kábel			25 €
Moderný softvérový produkt určený na kardiologickú diagnostiku a podrobnú analýzu záznamov EKG.	<ul style="list-style-type: none"> Zobrazenie a archivácia záznamov EKG Multiužívateľský systém: prístup do databázy možno sprístupniť jednotlivým užívateľom prídelením hesla Vizualizácia tradičného ovládacieho rozhrania na displeji PC 	<ul style="list-style-type: none"> On line monitorovanie EKG na veľkom displeji počítača Archivácia záznamov, spätná prehliadanie Generovanie lekárskych stanovenej resp. automatických diagnóz, ich editovanie a archivácia Identifikácia záznamov EKG podľa rôznych kritérií 	<ul style="list-style-type: none"> (meno, pohlavie, dátum narodenia, rodné číslo ...) Možnosť archivácie dát na externých záznamových médiách 	

Záťažový systém CARDIOLINE so softvérom CubeStres

KÓD: 2215				6 590 €
Softvérový produkt CARDIOLINE CubeStres ponúka komplexné riešenie na vykonanie záťažových vyšetrení, od prípravy pacienta cez monitorovanie 12 kanálového EKG v reálnom čase až po export vyhodnotených výsledkov merania.	<ul style="list-style-type: none"> Užívateľom modifikovateľné formy zobrazenia: Full-disclosure, farebné kódovanie odchýlok, rozpoznávanie porúch rytmu a ich filtrácia podľa užívateľom zadávaných parametrov, morfológické triedenie, RR tachogram, súčasná nezávislá analýza ST a QT úsekov a iné. Alarmy: poruchy rytmu, uvoľnenie elektródy, 	<ul style="list-style-type: none"> v prípade hlásení ergometru a iné. Manažment tlačí: tlač v reálnom čase, programovaná tlač, výber z množstva predprogramovaných tlačových formátov, Úplne automatické riadenie ergometru Zhotovenie protokolu záťažového vyšetrenia podľa vopred stanoveného plánu resp. plánu určeného 	<ul style="list-style-type: none"> užívateľom Automatická archivácia dát Export výsledkov vo formátoch: pdf resp. text Možnosť práce v sieti, zdieľanie databáz iných CARDIOLINE CUBE pracovných staníc prostredníctvom Bluetooth komunikačného rozhrania 	

Záťažový modul pre CARDIAX EKG

KÓD: 4528				630 €
CARDIAX záťažové laboratórium v plnej miere automatizuje vykonávanie záťažových testov. Počítač na základe vopred nastaveného (zvoleného) záťažového plánu riadi záťažový prostriedok (bicyklový ergometer resp. bežiaci pás) podľa inštrukcií v pláne (trvanie	<p>jednotlivých záťažových fáz, nárast záťaže, podmienky prerušenia atď.).</p> <p>Keď je ergometer vybavený modulom automatického merania krvného tlaku, systém CARDIAX meria aj krvný tlak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Keď je ergometer vybavený modulom automatického merania krvného tlaku, systém CARDIAX meria aj krvný tlak a výsledky meraní ukladá Systém priebežne ukladá úplné záťažové EKG Vyhodnotenie meraných údajov prebieha on line, krivky mediánov a trendy ST možno sledovať už počas vyšetrenia Na konci vyšetrenia je z nameraných dát 	<ul style="list-style-type: none"> vyhotovený záverečný protokol. Namerané údaje sú zobrazené v tabuľkovej aj grafickej forme Graf zobrazuje srdcovú frekvenciu, krvný tlak a záťaž v závislosti na čase. Na ďalších grafoch možno sledovať ST amplitúdy a zmeny mediánov (ST trend a QRS trend) Program vyhodnotí výkonnosť v intervale maximálnej a submaximálnej záťaže. 	

Bicyklový ergometer Ergoselect



Bicyklový ergometer s manuálnym (110P) resp. motorovým (200P) nastavením výšky sedadla, riadiaci panel typ P na ovládanie z PC, alebo z EKG. Základný prístroj možno rozšíriť o moduly merania krvného tlaku resp. merania kyslíkovej saturácie. Moderný, ergonomický design,

stabilita, robustné prevedenie, jednoduchá, intuitívna koncepcia ovládania, modularita, rozhranie: 2x RS-232, 1x analógový vstup/výstup na riadenie záťaže, resp. diaľkové ovládanie z EKG, digitálne zobrazenie výšky sedadla, záťaž do 999 W, pacient: 120–210

cm / 140 kg, programovateľný riadiaci panel s LCD displejom, 15 vstavaných záťažových programov (5 fixných + 10 voľných), zobrazenie všetkých relevantných údajov (LCD displej s modrým pozadím).

KÓD: M085	Bicyklový ergometer Ergoselect 1 00 P	3 850 €
KÓD: M086	Bicyklový ergometer Ergoselect 2 00 P	4 209 €
KÓD: M087	Modul automatického merania TK	1 990 €
KÓD: M088	Modul automatického merania SpO2	1 090 €

LODE



Moderný ergometer pre kardiológii. Ergonomická, stabilná forma zaručuje maximálnu stabilitu aj pri extrémnej záťaži. Ergometer možno jednoducho a rýchlo nastavovať. Vďaka zmene záťaže po 1 W je jeho použitie mnohostranné. Zariadenie sa vyznačuje mimoriadnou presnosťou, čím sú výsledky záťažových testov

veľmi spoľahlivé. Odpor záťaže možno nastaviť v intervale 7 ~ 750 Watov. Prevádzkové módy: manuálny a analógový. Kontrolný panel: 2 x 16 riadkový displej s integrovanou klávesnicou. Rozhranie: digitálne prostredníctvom portu RS232.

Zobrazované parametre: odpor záťaže, RPM, prekonaná vzdialenosť. Systém brzdy: elektromagnetický. Kalibrácia: dynamická. Max. záťaž: 1000 W po dobu 6 minút. Maximálna nosnosť: 60 kg. Rozmery: 115x60x114 cm. Hmotnosť: 52 kg. Napájanie: 230 V AC.

KÓD: 4104	LODE Corival bicyklový ergometer	5 190 €
KÓD: 1122	LODE bicyklový ergometer s modulom merania tlaku	8 500 €

Thunturi Pure Run 10.0 WiFi – bežiaci pás

KÓD: M660



Čisté tvary, dokonalý ergonomický dizajn, jednoduchá obsluha, multimediálny systém s 15" dotykovým displejom sú podstatnými znakmi tohto zariadenia. Bežiaci pás je vybavený prepravnými kolieskami na zvýšenie mobility. Samotný pás je vyrobený z 3 mm hrubého materiálu, ktorý zaručuje dokonalé potlačenie

prenosu otrasov a pohlcuje energiu nárazov. Technické údaje: rýchlosť a sklon možno regulovať z ovládacej konzoly umiestnenej na držiadlách; sklon v intervale 0-12% možno motoricky nastaviť; rýchlosť pohybu pásu: 0,8-22 km/h; možnosť rozšírenia o modul pulzoximetrie; komunikačné rozhrania:

CENA NA VYŽIADANIE

USB, WiFi, smartphone;
Maximálna hmotnosť pacienta: 150 kg;
rozmery:
208x82x145 cm;
hmotnosť: 140 kg.

LabTech EC-12LT- bežiaci pás

KÓD: M878



Moderný behací pás navrhnutý špeciálne pre kardio-pulmonálne záťažové testovanie. Bežiaci pás môže byť riadený externým zariadením (EKG, PC). Nízka nástupná výška je vhodná pre všetkých pacientov v oblasti kardiológie, rehabilitácie a pneumológie.

Núdzové zastavenie šnúrou s magnetom na prednom madle poskytuje bezpečnosť pre pacientov. Ľahká akcelerácia pásu z 0 km/h a plynule nastaviteľná rýchlosť v rozmedzí 0,5 – 20 km/h (odstupňované po 0,1 km/h) predurčuje tento bežiaci pás na použitie

CENA NA VYŽIADANIE

v mnohých ambulanciách k diagnostickým a rehabilitačným vyšetreniam.

CARDIOLINE XR450 bežiaci pás

KÓD: M659



Bežiaci pás XR450 je vybavený množstvom technických inovácií. Vďaka nim je používanie mimoriadne pohodlné a bezpečné pre všetky vekové kategórie pacientov. Dramaticky znižuje škodlivú záťaž kĺbov pri používaní. Bežiaci pás je tichý a zaručuje maximálne rovnomerný

pohyb. Rozmery: 70x188x142 cm
hmotnosť: 145 kg
rýchlosť: 0,1-20 km/h
sklon: 0-22%
plocha pásu: 140x48 cm; výkon: 5 KS

CENA NA VYŽIADANIE

príkon: 220V/10A
hlučnosť: menej ako 30 dB
maximálna záťaž (hmotnosť pacienta): 150 kg
komunikačné rozhranie: RS232
komunikačný protokol: Trackmaster.

2.1 ABPM prístroje | Holtre

Contec ABPM-50

KÓD: 901



ABPM-50 je ľahký, kompaktný, tichý a spoľahlivý monitor krvného tlaku s neinvazívnou metódou merania, určený na ambulantné použitie. Prístroj používa na meranie hodnôt krvného tlaku oscilometrickú metódu merania. Holtre meria systolický a diastolický krvný

tlak a vypočítava strednú hodnotu. Prístroj je dodávaný s manžetou normálneho rozmeru.

- Merací rozsah: dospelí 10 – 270 mmHg; pulz: 30 – 220; deti: 30 – 220 mmHg; pulz: 30 – 220; novorodenci: 10 – 135 mmHg; pulz: 30 – 220
- Presnosť merania pulzu: $\pm 2\%$ alebo 3 BPM
- Farebný TFT displej
- Funkcia alarmu s nastaviteľnými hodnotami
- Bezpečnosť: nezávislý bezpečnostný mikroprocesor sleduje tlak v manžete, čas merania, chráni voči

pretlaku

- Do pamäte prístroja možno uložiť 350 výsledkov merania
- Prístroj možno cez USB rozhranie pripojiť k PC
- Softvér (menu v angličtine) je priateľský a poskytuje podrobné možnosti vyhodnotenia meraní
- Napájanie: 2 ks alkalické batérie typu AA (postačujú na 600 meraní)
- Rozmery: 128 x 69 x 36 mm
- Hmotnosť: 350 gramov

399 €

Meditech ABPM 04 holtre krvného tlaku

KÓD: 483



Presný, spoľahlivý, tichý monitor krvného tlaku malých rozmerov
Merací rozsah: 30 – 260 mmHg; pulz: 40 – 200/min.
Oscilometrická metóda merania
Dodávaný s normálnym rozmerom manžety
1 riadkový alfanumerický displej

- Presnosť merania pulzu: ± 3 mmHg
- Prístroj nemá vstavanú funkciu alarmov. Pacient môže iniciovať mimoriadne meranie
- Automatický alebo manuálny výber veľkosti manžety, nastaviteľný maximálny tlak v manžete chráni pacienta pred pretlakom
- Prístroj možno pripojiť k PC cez USB rozhranie. V PC možno nastaviť aj parametre monitorovania (holtrovania)
- V pamäti prístroja možno uchovať výsledky až 600 meraní

- Uživatelsky priateľské komunikačné prostredie softvéru umožňuje pružné programovanie, spracovanie uložených údajov a ich export do tabuľkového resp. databázového procesoru (napr. Microsoft Excel)
- Napájanie: 4 ks akumulátorov veľkosti AA zabezpečujú min. 300 meraní počas jednej 48 hodinovej periódy
- Rozmery: 82 x 34 x 124 mm
- Hmotnosť: 350 gramov

1 150 €

Meditech ABPM 05 holter krvného tlaku

KÓD: 3991



Spofahlivý ambulantný monitor krvného tlaku
Presný, tichý a ľahký prístroj
Merací rozsah: tlak: 30 – 260 mmHg, pulz:
40 – 200/min
Oscilometrická metóda merania
Prístroj je dodávaný s manžetou normálneho
rozmeru

- Presnosť merania pulzu: ± 3 mmHg alebo 2% meranej hodnoty
- Veľký alfanumerický displej
- Prístroj nemá vstavanú funkciu alarmov. Pacient môže iniciovať mimoriadne meranie (v manuálnom móde)
- Niekoľkostupňový kontrolný mechanizmus zabezpečuje maximálnu bezpečnosť používania prístroja
- Automatický alebo manuálny výber veľkosti manžety, nastaviteľný maximálny tlak v manžete chráni pacienta pred pretlakom
- Prístroj možno pripojiť k PC cez USB rozhranie.

- V PC možno nastaviť aj parametre monitorovania (holtrovania)
- V pamäti prístroja možno uchovať výsledky až 600 meraní
- Uživatelský priateľské komunikačné prostredie softvéru Easy ABPM umožňuje pružné programovanie, spracovanie uložených údajov a ich export do tabulkového resp. databázového procesoru (napr. Microsoft Excel)
- Napájanie: 2 ks akumulátorov veľkosti AA zabezpečujú min. 51 hodín monitorovania
- Rozmery: 69 x 29 x 98 mm
- Hmotnosť: 190 gramov

1 390 €

2.2 Holtre EKG | Holtre

EKG Cardiospy Holter system



EC-2H, EC-3H a EC-12H sú rôzne záznamníky Cardiospy Holter systému vhodné na vyhodnotenie rôznych úrovní. Prístrojmi možno zhotoviť 2, 3 alebo 12 kanálový záznam v závislosti na type záznamníku

resp. v závislosti na použítom kábli pacienta. Vyhodnocovacím softvérom systému Cardiospy možno získať EKG záznamy výnimočnej kvality, ktoré zaznamenávajú aj denné aktivity pacienta. Účinným automatickým vyhodnotením a editovacími funkciami možno v krátkom čase získať plnohodnotné vyhodnotenie záznamov.

Vyhodnocovacie programy popri analýze rytmu, ST, QT, AF, PM, HRV podľa času a podľa frekvencie vypočítavajú aj HRT a VTWA parametre. Uživatelský priateľský softvér obsahuje aj širokú škálu editovacích a tlačových funkcií a podporuje aj sieťové resp. webové aplikácie.

KÓD: LT005	EC-2H EKG Cardiospy Holter systém (2 CH recorder +praxis SW1 + Bluetooth interface)	3 150 €
KÓD: LT006	EC-3H EKG Cardiospy Holter systém (3 CH recorder + praxis SW2 + Bluetooth interface)	3 950 €
KÓD: LT007	EC-12H EKG Cardiospy Holter systém (12 CH recorder+ klinický SW + Bluetooth interface)	4 650 €
KÓD: LT008	EC-2H Holter Recorder (na rozšírenie) (Bluetooth a USB komunikácia)	1 100 €
KÓD: LT009	EC-3H Holter Recorder (na rozšírenie) (Bluetooth a USB komunikácia)	1 650 €
KÓD: LT0010	EC-12H Holter Recorder (na rozšírenie) (Bluetooth a USB komunikácia)	2 250 €

MEDITECH Cardio Mera profesionálny EKG holter

KÓD: M879



CardioMera je kompaktný, úplne autonómny EKG záznamník charakteristický jednoduchým a flexibilným programovaním. Systém môže zaznamenať a uložiť 1, 2, 3 alebo 5 kanálov signálu EKG. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov, môže byť kvalita EKG ukladania nastavená na úsporný režim, odporúčanú holter alebo diagnostickú

kvalitu. Pre maximálnu kvalitu uložených dát, sú dáta uložené na štandardnú MMC / SD flash kartu, aby sa zabránilo strate dát typickému pre staršie generácie holtrov. CardioMera je jednoducho inicializovaný, buď vložením prednastavenej pamäťovej karty alebo pripojením k PC pomocou USB optického káblu. Tato voľba umožňuje sledovať v reálnom čase dosiahnutie čo najlepšieho

umiestnenia elektród. Zaznamenané údaje sú spracovávané výkonným softvérovým produktom CardioVisions. Tento všestranný program môže vytvoriť anotácie pre úder od úderu srdca, ktorá môže byť prispôbená potrebám užívateľa. Ischemický profil a HRV analýza môže byť vykonaná pre voľne voľiteľné časové úseky.

2 495 €

Holtre | 2.3 Kombinované holtre

Contec ABPM PM50 NIBP/SpO2

KÓD: M233



Prístroj PM50 je viacfunkčný patientsky monitor na dlhodobé sledovanie kyslíkovej saturácie (SpO2) a NIBP (krvný tlak). Prístroj je určený na použitie v nemocniciach a ordináciách odborného lekára ako aj na používanie v domácom prostredí. Jedná sa o kompaktný prenosný prístroj s jednoduchým ovládaním.

Prístroj je dodávaný so vstavaným senzorm SpO2 a manžetou na meranie krvného tlaku normálneho rozmeru.

- Zdvojený prevádzkový mód; funkcia dohľadu a 24 hodinové ambulantné meranie NIBP. Tieto možno pružne a ľahko nastaviť resp. modifikovať. NIBP a SpO2 možno monitorovať dlhý čas.
- Vysokokapacitné ukladanie údajov krvného tlaku a kyslíkovej saturácie.

- Priateľské užívateľské prostredie
- Užívateľ vidí položky menu a má možnosť prehodnotiť výsledky meraní
- Prístroj zobrazuje ikonu nízkej kapacity batérií, alarmové informácie, chybné merania a uplynutý čas
- Parametre alarmových funkcií možno voľiť
- Pružné nastavenie údajov pacienta
- Pomocou dodávaného PC softvéru možno uložené údaje späť prehliadať, analyzovať a vytlačiť tabuľky hodnôt resp. trendy.

599 €

Meditech ApneABPM holter krvného tlaku a kyslíkovej saturácie (SpO2)

KÓD: M661



Inovatívny nástroj na diagnostiku vysokého krvného tlaku a porúch dýchania v spánku. Oscilometrická metóda merania krvného tlaku. Merací rozsah: TK 30 – 260 mmHg; pulz 40 – 200 úderov/min; SpO2 70 – 100%

- Presnosť: TK ± 3 mmHg alebo 2% meranej hodnoty; pulz ± 2 úderov/min; SpO2 $\pm 3\%$ (70–100%)
- 1 riadkový alfanumerický displej
- Prístroj nemá funkcie alarmu
- Pacient môže iniciovať mimoriadne meranie
- Uloženie výsledkov minimálne 400 meraní
- Prístroj je dodávaný s manžetou na meranie TK

- normálneho rozmeru
- Prostredníctvom USB rozhrania možno pripojiť prístroj k PC kde programom CardioVision (súčasť dodávky) možno prístroj programovať a spracovať namerané údaje
- Rozmery: 124x82x33,5 mm
- Napájanie: 4 ks akumulátory rozmeru AA

2 430 €

Meditech Card(X)plore – kombinovaný ABPM a EKG holter

KÓD: 5793



deálny prostriedok komplexnej kardiovaskulárnej diagnostiky. Card(x)plore zhotovuje úplný záznam 3 kanálového EKG a úplný záznam ambulantného merania krvného tlaku.

- Až 51 hodín záznamu úplného 3 kanálového EKG, ambulantné meranie krvného tlaku a 2 osový záznam pohybovej aktivity
- Ukladanie dát bez komprimácie na štandardnú SD pamäťovú kartu
- Priebežná analýza EKG, úder po údere, v reálnom čase
- Automatické rozpoznanie príhod s mimoriadnym

- meraním krvného tlaku v prípade významných odchýlok ST alebo srdečnej frekvencie
- Pružné programovanie so zobrazením EKG v reálnom čase na ideálne umiestnenie elektród a individuálne nastavenie hraníc príhod, signalizácia príhod, automatické rozpoznávanie rozmeru manžety, automatická kontrola kapacity napájacích článkov.

3 490 €

Holtre | 2.4 Monitory spánku

CONTEC RS-01

KÓD: M880



Malý a ľahký apnoe monitor, ktorý možno nosiť na zápästí. Údaje zobrazované na displeji: SpO2, pulz, pulzná vlna a vlna prúdenia vzduchu cez nos.

- Alarm: nízka kapacita batérie, spadnutá elektróda, prekročenie nastavených hraničných hodnôt.
- Možnosť nastavenia intenzity podsvietenia displeju

- Hodiny reálneho času
- Softvér na analýzu údajov.

395 €

Beurer SE80 SleepExpert monitor spánku

KÓD: M881



Mimoriadne presné bezdotykové senzory na odborné dokumentovanie fáz spánku. Umiestnenie pod matracu zaručuje, že prístroj neobmedzuje v spánku a nie je ho cítiť. Zariadenie slúži na meranie individuálnych spánkových návykov, ich analýzu a zlepšovanie.

- Záznam rytmu srdca a dýchania ako aj pohybov
- Presnosť prístroja overená v spánkovom laboratóriu
- Precízna analýza fáz spánku (hypnogram)
- SleepScore: hodnotenie kvality spánku
- Grafické zobrazenie zaznamenaných dát (deť/ týždeň/mesiac)
- Funkcia registrácie porúch dýchania
- Podrobný záznam fáz spánku

- Rady na zlepšenie spánku na základe individuálnej analýzy
- Funkcia Fresh Wake zabezpečujúca zbudenie v správnej fáze spánku
- Analýza vplyvu fáz mesiaca na spánok
- Analýza zaznamenaných údajov bezplatnou Beurer SleepExpert aplikáciou
- Úsporná Bluetooth® technológia
- Sieťový adaptér

220 €

Manžety na meranie tlaku krvi k Contec holtrom

KÓD: 5748	manžeta rozmeru normal	10 €
KÓD: 5749	manžeta extra veľká	11 €
KÓD: 5750	manžeta detská	10 €
KÓD: M465	manžeta pre dojčatá	10 €
KÓD: M466	manžeta pre novorodencov	10 €

Manžety na meranie tlaku krvi k holtrom Meditech

KÓD: 1822	manžeta rozmeru normal	50 €
KÓD: 1530	manžeta extra veľká	75 €
KÓD: 2424	manžeta detská	70 €

Sonoline



- Sonoline A:**
- Vymeniteľné vodotesné vyšetrovacie hlavice s vysokou citlivosťou s frekvenciou 2,4 alebo 8 MHz
 - Prístroj je dodávaný s vyšetrovacou hlavicoou 2 MHz
 - Vstavaný reproduktor, audio výstup, konektor na pripojenie slúchadiel

Sonoline B:

- Tri zobrazovacie módy: zobrazenie v reálnom čase, frekvencia srdca, priemerná frekvencia srdca plodu a manuálny prevádzkový mód
- Prístroj je dodávaný s vyšetrovacou hlavicoou 2 MHz
- LCD displej
- Zobrazenie kapacity batérií
- Automatické vypnutie
- Vymeniteľné hlavice

Sonoline C:

- Flexibilná (ohybná) vyšetrovacia hlavica, ktorá uľahčuje vyšetrenie
- Prístroj je dodávaný s vyšetrovacou hlavicoou 2 MHz
- Farebný LCD displej zobrazujúci numerické hodnoty a krivky priebehov
- Červený optický alarm v prípade odchýlok od nastavených hraničných hodnôt
- Vymeniteľné hlavice

KÓD: M662	Sonoline A	69 €
KÓD: M663	Sonoline B	79 €
KÓD: M664	Sonoline C	129 €
Opcie:		
KÓD: M665	Vyšetrovacia hlavica 2 MHz (k Sonoline A/B)	35 €
KÓD: M666	Vyšetrovacia hlavica 4 MHz (k Sonoline A/B)	35 €
KÓD: M667	Vyšetrovacia hlavica 8 MHz (k Sonoline A/B)	35 €
KÓD: M1035	Vyšetrovacia hlavica 4 MHz (k Sonoline C)	35 €
KÓD: M1036	Vyšetrovacia hlavica 8 MHz (k Sonoline C)	35 €
KÓD: M1034	Vyšetrovacia hlavica 2MHz (k Sonoline C)	35 €

Bidoppler ES-100V3 s jednou hlavicoou

KÓD: 2984



Obojsmerný doppler s LCD displejom
Zobrazenie údajov v numerickej aj grafickej forme a ich ukladanie
Špeciálne mikroprocesorové riadenie vyvinuté pre tento prístroj

- Automatická regulácia hlasitosti
- Systém menu s intuitívnym ovládaním
- Pamäť na uloženie 30 kriviek
- Možnosť pripojenia rôznych vyšetrovacích hlavíc (2/4/5/8/10 MHz) v závislosti na aktuálnom vyšetrení
- Aktivačné tlačidlo umiestnené na vyšetrovacej hlavici
- Meranie prúdenia

- Napájanie: 1 ks alkalická batéria 9 V (životnosť cca 3 hodiny monitorovania)
- Výstup na slúchadlá, audio výstup, výstup na reproduktor
- LCD displej (128 x 64 pixelov)
- Príslušenstvo: taška na prenášanie, ultrazvukový gél, batéria
- Hmotnosť: 350 gramov
- Vymeniteľné hlavice

550 €

Opcie:

KÓD: 2048	PC softvér s USB rozhaním	119 €
KÓD: 5794	PPG fotopletizmografická hlavica	190 €
KÓD: 2986.01	Bidoppler hlavica 2 MHz	190 €
KÓD: 2986.02	Bidoppler hlavica 4 MHz	190 €
KÓD: 2986.03	Bidoppler hlavica 5 MHz	190 €
KÓD: 2986.04	Bidoppler hlavica 8 MHz	190 €
KÓD: 2986.05	Bidoppler hlavica 10 MHz	190 €

Doppler SonoTrax



SonoTrax Lite: prístroj vhodný len na jednoduchú askultáciu

SonoTrax Basic: digitálne zobrazenie zvukov

srdca plodu na podsvietenom LCD displeji.
Prístroj disponuje 3 módi zobrazenia:
- zobrazenie frekvencie srdca v reálnom čase
- zobrazenie priemernej hodnoty frekvencie
- srdca plodu a manuálny prevádzkový mód

- Vodotesný, presný doppler s možnosťou výmeny vyšetrovacích hlavíc (2/4/8 MHz).

- Vstavaný reproduktor, audio výstup, konektor na pripojenie slúchadiel (oba modely)
- Kompaktné, energeticky nenáročný prístroje s ľahkým ovládaním
- Napájanie z batérií
- Presné meranie, zobrazenie kapacity batérie (model Basic)
- Automatické vypnutie

KÓD: 990	Doppler SonoTrax Lite	95 €
KÓD: 2299	Doppler SonoTrax Basic (s LCD displejom)	140 €
Opcie:		
KÓD: 2384	2 MHz hlavica	99 €
KÓD: 2417	4 MHz hlavica	99 €
KÓD: 1762	8 MHz hlavica	99 €

Doppler DOPY

KÓD: M155



Prístroj DOPPY je prenosný prístroj na diagnostiku obehového systému s výmennými hlaviciami. Pomocou tohto prístroja možno sledovať prúdenie krvi od periférnych žíl až po hlboko uložené žily a umožňuje presnú lokalizáciu

Opcie:

zúženia resp. blokácie prietoku.

- Prístroj vhodný na sledovanie systolického krvného tlaku (napr. pri meraní ABI indexu), možno ním zistiť nedostatočnú činnosť srdcových chlopní, vhodný na lokalizáciu zúženia žíl a tepien a pod.
- Zobrazenie srdcovej frekvencie a priemernej srdcovej frekvencie plodu

149 €

- Možnosť pripojenia slúchadiel
- Napájanie zo vstavaného akumulátora, ktorého dlhú životnosť zaručuje špeciálna nabíjacia elektronika
- Nabíjačka akumulátora je súčasťou základnej dodávky prístroja
- Proces nabíjania akumulátora a zostatková kapacita sú indikované na prístroji
- Automatické vypnutie po cca 1 minúte nečinnosti

KÓD: M156 Vyšetrovacia hlavica 2 MHz

129 €

KÓD: M157 Vyšetrovacia hlavica 4 MHz

129 €

KÓD: M158 Vyšetrovacia hlavica 5 MHz

129 €

KÓD: M159 Vyšetrovacia hlavica 8 MHz

129 €**Doppler MultiDOPPY**

KÓD: 2653



Prístroj multiDOPPY je mnohostranným, prenosným prístrojom pôrodnickej ultrazvukovej diagnostiky a ultrazvukovej diagnostiky obehového systému. Prístroj je vhodný na pozorovanie obehového systému od hlavných artérií končatín až po jemné

Opcie:

zakončenie krvných vlásočnic v prstoch (napr. pri sledovaní priebehu abnormality v arteriálnom resp. žilovom systéme).

- Pomocou tohto prístroja možno odhaliť prekážky v prúde krvi a možno sledovať aj pooperačné stavy. Prístroj možno použiť aj vo funkcii ultrazvukového stetoskopu, v prípade keď normálne Korotkoff zvuky ne sú počuteľné

275 €

- Prístrojom možno sledovať činnosť srdca plodu už od 12 týždňa gravidity
- K prístroju možno pripojiť vyšetrovacie hlavice 2/4/8 MHz
- Ultrazvukový výkon: max. 20 mW/cm²
- Napájanie: 9 V akumulátor so špeciálnou nabíjacomou elektronikou
- Rozmery: 152 x 83 x 33 mm; sondy: 20x120 mm
- Možnosť pripojenia k PC (opcia)
- Vymeniteľné hlavice

KÓD: 2658 PC softvér

99 €

KÓD: 2657 Hlavica 2 MHz

240 €

KÓD: 2655 Hlavica 4 MHz

240 €

KÓD: 2654 Hlavica 8 MHz

240 €**Stolný doppler SMARTDOP XT**

KÓD: 1161



- Stolný doppler so vstavaným automatickým naplňovaním tlakovej manžety.
- Automatický výpočet indexu ABI a TBI. Meranie systolických tlakov periférnych ciev, pracovné metódy - doppler, plethysmografia, počet pripojených manžiet 6 ks.

- Obojsmerný ultrazvukový doppler. Ovládanie cez PC. Vstavané automatické nafukovanie tlakovej manžety.
- Možnosť pripojenia 2 sond. Automatický výpočet indexov ABI, TBI.
- Prístroje Hadedco majú o 40% lepšie zvukové vyladenie prístroja. Automatické nastavenie citlivosti dopplera umožňuje jednoduchú

2 490 €

- obsľuhu bez potreby manuálneho nastavovania. Pamäť pre 30 kriviek, USB rozhranie. Súčasťou prístroja sú 2 ks plethysmografických sond, voľiteľne tiež ďalšie sondy, gel, akumulátor NI-MH, sieťový adaptér.
- Voľiteľné príslušenstvo: Sonda 2,4,5,8,10,20 MHz, prstová tlaková manžeta.

TabDop-P

TabDop už v 11.12 týždni gravidity rozpoznáva tlkot srdca ľudského plodu. Prístroj rozpoznáva veľké žily placenty a dokáže lokalizovať ich umiestnenie.

Pomocou tohto prístroja možno už v skorých štádiách zistiť dvojčiky. Prístroj je dodávaný s vyšetrovacou hlavicoou s ultrazvukovou frekvenciou 2 MHz.

- Na LCD displeji zobrazí srdcovú frekvenciu plodu v reálnom čase
- Popri zobrazených základných funkciách je možné prístroj pripojiť k PC, na ktorého displeji prostredníctvom „TabDop Monitor“ programu možno zobraziť

pulz/časový diagram a časové okamihy stlačenia tlačidla „Udalost“ matkou. Všetky tieto údaje možno vytlačiť na pripojenej tlačiarke.

- Okrem toho je možnosť diannického nastavenia rýchlosti posuvu papiera
- Databáza programu je schopná uchovať neobmedzený počet údajov až pre 10000 pacientov
- TabDop-P je napájaný z elektrickej siete
- Prístroj má vynikajúcu kvalitu zvuku, ľahko sa ovláda

KÓD: 2586 TabDop-P (s LCD displejom)

460 €

KÓD: 2651 TabDop-P (s LCD displejom a PC softvérom)

585 €**Doppler plodu JPD-200C**

KÓD: 5795



Bezpečný – prístroj pracuje s ultrazvukovým žiarením s intenzitou len 50% povolenjej medzinárodnej normou. Akumulátor s vysokou kapacitou umožňuje viac ako 12 hodín nepretržitého monitorovania. Pohodlný – jediným ovládacím gombikom

ovládate všetky funkcie prístroja. Umiestnením jednotky do dokovacej stanice sa nielen nabíja akumulátor ale prístroj je chránený aj pred prepätím prúdu.

- Vyšetrovacia hlavica, v závislosti na fáze tehotenstva, je voľiteľná s frekvenciou 2,2 alebo 3,3 MHz ±3%
- Kvalitný „Sanyo“ reproduktor

290 €

- Odolná „nerozbitá“ vyšetrovacia sonda
- Intenzita ultrazvukového žiarenia: <5 mW/cm²
- LCD displej s vysokým jasom
- Sieťový adaptér: AC 220V, 50/60 Hz; DC 18V (opcia)
- Nabíjateľný akumulátor: 14,4 V, 1100 mAh
- Rozmery: 240 x 160 x 115 mm
- Hmotnosť: 1,12 kg, nabíjačka: 0,64 kg
- Prevádzkové podmienky: teplota 5 – 40°C; vlhkosť: 0 – 85%

CTG EDAN



Ľahký, skladateľný, kompaktný monitor poskytuje úsporné riešenie pre presné a rýchle klinické hodnotenie v ordináciách rovnako ako gynekologických oddeleniach nemocníc. Sklopný 5,6" LCD grafický monitor (640x480 pixlov) sa vyznačuje dobrou čitateľnosťou.

- Citlivá, vode odolná FHR hlavica s ultrazvukovou frekvenciou 1 MHz
- Plochá, vode odolná FOCO hlavica
- Vstavaná tepelná tlačiareň
- Monitorované parametre: AFM, MFM, FHR, TOCO
- Opcie: DECG, IUP
- Vstavaný softvér Na prácu s údajmi
- Vstavaný sieťový adaptér umožňuje pripojenie

- k centrálnej sieti
- Funkcie alarmov
- Rozmery: 35 x 30 x 10,4 cm
- Hmotnosť: 3 kg
- Opcie: vstavaný nabíjateľný akumulátor (4 hodiny monitorovanie nezávisle od elektrickej siete)

KÓD: 5322 EDAN F2 1 990 €

KÓD: M884 CTG EDAN F2 Twins 2 150 €

KÓD: 5796 Registračný papier 150 x 100 mm; 150 listov 1,90 €

CTG FC 700

KÓD: 3787



Zariadenie určené pre menšie ordinácie. Finančne nenáročný, jednoduchý, prenosný CTG prístroj. Charakteristické FHR a UC trendy tlačí vo formáte A4

- Ultrazvuková frekvencia: 1 MHz
- Intenzita ultrazvukového žiarenia: <10 mW/cm²
- Hodnota FHR: 50 – 240 bpm (±1 bpm)
- Automatický prevádzkový mód
- Nastaviteľná funkcia alarmu
- Displej: 7"LED, 2 kanály (HR, UC)

- Rýchlosť tlače na teplo citlivý papier: 1/2/3 cm/min s funkciou automatického zavedenia papiera
- Rozmery: 596 x 305 x 92 mm
- Hmotnosť: 2,9 kg
- Opcie: pripojenie na ústredný monitorovací systém

KÓD: 2293 Registračný papier 4,50 €

CTG FC 1400



CTG bez kompromisov. Formát tlače A4, vhodné aj na monitorovanie dvojčiat. Citlivá ultrazvuková vyšetrovacia hlavica s frekvenciou 1 MHz

- Veľký farebný displej s rozkladom 320 x 240 pixlov
- Termo tlač na formát A4 a A5
- Detekcia pohybov plodu manuálne alebo automaticky
- Rýchlosť posuvu papiera: 1/2/3 cm/min
- Funkcia alarmu, keď srdečná frekvencia plodu je

- mimo nastavených hraničných hodnôt
- Pri monitorovaní dvojčiat sa aktivuje funkcia automatického posuvu kriviek, v záujme ich dobrej čitateľnosti
- Opcie: akumulátor, telemetria, pripojenie na systém ústredného monitorovania

KÓD: M882 CTG FC 1400 2 390 €

KÓD: M883 CTG FC 1400 Twins 2 490 €

KÓD: 2293 Registračný papier 4,50 €

CTG CMS 800G



Po 28-om týždni tehotenstva môžeme získať referenčné dáta na klinické použitie. Monitor možno používať samostatne alebo ho pripojiť k ústrednej monitorovacej sieti.

- 8" farebný LCD displej možno vyklopiť v uhle 600
- Zvuky srdca plodu: pulz od 120 do 160 v normálnom rozsahu

- Registrácia manuálne pozorovaných pohybov plodu
- Akustické a optické alarmové hlásenia v prípade nízkej resp. vysokej srdečnej frekvencie
- 24 hodinové nepretržité monitorovanie v reálnom čase
- Neprerušovaná 12 hodinová krivka, ukladanie údajov a ich tlač

- Funkcia zmrazenia obrazu
- Ultrazvuková hlavica s 9 kryštálmi
- Extra dlhá životnosť
- Vstavaná termo tlačiareň
- Vstavaný komunikačný port umožňuje pripojenie do siete centrálneho monitorovania

KÓD: M588 CTG CMS 800G 1 390 €

KÓD: M589 CTG CMS 800G Twins 1 590 €

KÓD: 5585 Registračný papier 1,50 €

Pacientsky monitor CMS 5100

KÓD: 5797



Nový produkt
NOVÝ

Plné monitorovanie pacientov všetkých vekových kategórií. Ľahké ovládanie pri vynikajúcom výkone.

- Oblasť použitia: chirurgické odd., odd. intenzívnej starostlivosti, záchraná služba, pôrodnice odd.,

- gynekologické odd., pediatria a iné.
- Vstavaná Li-polymer batéria s vysokou kapacitou zabezpečujúca nerušené monitorovanie
- Kompaktný dizajn, ľahký, prenosný. Vynikajúca voľba pre použitie v interiéri aj exteriéri (monitorovanie vo vozidlách prvej pomoci)
- Priateľské ovládanie prostredníctvom menu
- Displej: 2,8" farebný LCD s rozkladom 320 x 240 pixlov doplnený o červené a žlté numerické LED

- zobrazovacie jednotky
- Systém alarmov pri prekročení nastavených limitných hodnôt systolického tlaku (SYS), diastolického tlaku (DIA), priemerného krvného tlaku (MAP), SpO₂ a pulzu (PR)
- Flash pamäť na 2000 NIPB hodnôt a 78 000 hodnôt SpO₂
- Komplexné a rýchle čítanie údajov z pamäte, NIBP, SpO₂ a PR moduly

470 €

Pacientsky monitor CMS-8000

KÓD: 918

1 290 €



Pacientsky monitor s veľkým 12,1" farebným TFT displejom s vysokým rozlíšením. Ľahký, kompaktný, prenosný prístroj.

- EKG: 6 kanálov I, II, avR, avL, avF, V
- V EKG prevádzkovom móde je rozsah merania frekvencie srca u dospelých 30-300 bpm; u detí 30-650 bpm
- V základnom nastavení monitor zobrazuje 2 krivky EKG
- Presnosť: ± 1 bpm alebo ± 1 %
- Sledovanie ST segmentov
- Merací rozsah: $-0,2$ mV ~ $2,0$ mV
- Alarm: akustický, vizuálny; spätné prehládanie príčin aktivácie alarmu
- EKG, SpO₂, NIBP, RESP, TEMP, PR

- Vstavaná nabíjateľná lítiová batéria
- 72 hodín grafických a tabuľkových trendov pri každom parametri
- Spätné prehládanie až 72 alarmových udalostí pre každý parameter
- Spútné prehládanie až 32 sekúnd full-disclosure krivky EKG
- Uloženie a spätné prehládanie 500 údajov NIBP
- Možnosť nastaviť farbu zobrazovania dátumu a kriviek
- Analýza arytmie a ST segmentov
- Merací rozsah SpO₂: 0 ~ 100 % s presnosťou ± 2 % v rozsahu 70-100 %
- NIBP: oscilometrická metóda merania; merací rozsah 10 ~ 270 mmHg
- Meranie pulzu v rozsahu 30 ~ 250 bpm
- Meranie dýchania: RA-LL impedancia v rozsahu

- 0-120 rpm u dospelých alebo 0-150 u detí s apnoe alarmom
- Meranie telesnej teploty v rozsahu 0-5000
- Prístroj možno pripojiť do nemocničnej siete centrálneho monitorovania
- Parametre zobrazené na displeji v štandardnom nastavení:
 - EKG: Rytmus srdca+ 2 krivky EKG; Analýza arytmie a ST segmentov
 - SpO₂: kyslíková saturácia; pletyzmogram
 - TEMP: 1 kanálové meranie teploty
 - RESP: hodnota RR; krivka dýchania
 - NIBP: systolický (NS), diastolický (ND) a priemerný (NM) tlak krvi
- Opcie: IBP, DUAL IBP, DUAL TEMP, EtCO₂, tepelná tlačiareň

Pacientsky monitor Kernel KN-601

KÓD: M668

1 490 €



7" farebný TFT LCD displej s vysokým rozlíšením. Meria EKG, RESP, NIBP, SpO₂, TEMP, PR parametre 256 hodín záznamu meraných údajov

- Akustické a vizuálne alamy; digitálna regulácia

- hlasiťosti
- AC-DC sieťový adaptér
- Viac ako 2 hodiny prevádzky pri napájaní zo vstavaného akumulátoru
- 2 kanálové meranie teploty

- Napájanie: vstavaný nabíjateľný akumulátor
- Malá rozmera, ľahká preprava
- Inovatívny dizajn
- Opcie: IBP, EtCO₂, vstavaná termo tlačiareň

Pacientsky monitor EDAN iM8B

KÓD: 2611

1 850 €



Ľahký, kompaktný, prenosný pacientsky monitor s 10" farebným LCD displejom (rozlíšenie 800x600) Meria EKG, RESP, NIBP, SpO₂, TEMP, PR, EtCO₂, dual IBP (opcia) parametre Prístroj je vhodný na monitorovanie pacientov všetkých vekových kategórií

- Prístroj možno konfigurovať podľa viacerých hľadísk, vrátane parametrov, ktoré chceme monitorovať, rýchlosti zobrazovania kriviek, intenzitu akustických známení a obsah výstupu
- Na kvalitnom displeji sú zobrazované okrem údajov pacienta, všetky merané parametre v numerickej forme, krivky trendov a EKG ako aj údaje o čase

- Súčasne možno na displeji zobrazit až 7 kriviek, ktoré možno aj zmraziť
- EDAN SpO₂ pulzoximeter: Pitch-Tone modulácia
- 5 zvodové EKG, analýza arytmie, analýza ST segmentov, Oxi CRG
- Alamy: v systéme je zabudovaných 5 úrovni hlasitosti alarmu a funkcia potlačenia alarmu
- Formy alarmu: vizuálne a akustické upozornenia a hovorené alarmové správy
- Kategórie alarmov: fyziologické, technické a všeobecné
- Vstavaná tlačiareň; tlač na 48 mm široký termo papier; súčasne možno tlačit 3 kanály; rýchlosť posuvu papiera 25/50 mm/s
- Napájanie: vstavaná nabíjateľná lítiová batéria;

- možnosť pripojenia na elektrickú sieť
- Pamäť: 96 hodín grafických a tabuľkových trendov pre každý parameter resp. 500 meraní krvného tlaku a 60 alarmových udalostí
- Rozmery: 318x152x264 mm; hmotnosť: 5 kg
- Merané parametre:
 - EKG: Rytmus srdca (HR); 2 kanálové EKG; analýza arytmie a ST segmentov
 - SpO₂: kyslíková saturácia; hodnota pulzu; pletyzmogram
 - TEMP: kanály merania teploty
 - RESP: hodnota dýchania (RR); krivka priebehu dýchania
 - NIBP: systolický tlak (NS); diastolický tlak (ND); priemerný tlak (NM)

EKG a USG príslušenstvo



KÓD: 3728 Taška na EKG Cardioline ar600 27 €

KÓD: 1275 Taška na EKG Cardioline ar1200 36 €



EKG gél 260 g

KÓD: 531 1,20 €

EKG gél (mäkký balón) 5 kg

KÓD: 4027 9 €

EKG kontaktný spray 250 ml

KÓD: 1247 4,50 €

Jednorázové samolepiace hrudné elektródy

KÓD: 11 5,60 €

Spojka ku gumovému končatinovému popruhu

KÓD: 2217 2,50 €

EKG gél 5 kg

KÓD: 1489 8,50 €



Pumpa k 5 l bandaske

KÓD: 1954.1 14,50 €

EKG kontaktný spray 1 l

KÓD: M240 6 €

EKG kontaktný spray 5 l



KÓD: M241 12 €

Talianske elektródy

KÓD: 3370/1 8 €

Gumový pás na končatiny

KÓD: 5 3 €

	Hrudná prísavná elektróda priemer 24 mm	KÓD: 360	6 €		Hrudná prísavná elektróda priemer 15 mm	KÓD: 1109	6 €		Gumová loptička zvlášť	KÓD: 1515	4 €		
	Kovová dosková elektróda na končatiny	KÓD: 771	5,50 €		Adaptér k jednorázovým elektródam	KÓD: 2471	2,80 €		EKG pravítko	KÓD: 1756	5 €		
	Hrudná elektróda	KÓD: 14	4 €		Gumový pás na hrud' pre dospelých	KÓD: 9	12 €		Gumový pás na hrud' pre deti	KÓD: 10	7,50 €		
	Klipsne na končatiny 4 ks, pre dospelých	KÓD: 1353	24 €		Klipsne na končatiny 4 ks, pre deti	KÓD: 585	24 €						
	Káble na pripojenie pacienta k EKG	KÓD: 1806	Univerzál	95 €	KÓD: 34	Cardioline	150 €	KÓD: 359	Burdick	150 €	KÓD: M590	Schiller	170 €
	KÓD: 2429	Ultrazvukový gél 10 l	14 €	KÓD: 4067	Ultrazv. gél Aloe Vera 250 ml použiteľný aj v kozmetike	1,50 €	KÓD: M238	Dezinfekčná utierka Clanisept s dávkovačom (100 ks)	11,50 €	KÓD: M239	Dezinfekčná utierka Clanisept náhradná náplň (100 ks)	11,50 €	
	KÓD: 567	Ultrazvukový gél 250 ml	1,20 €	KÓD: 1296	Ultrazvukový gél 5 l (konva)	8 €	KÓD: 4028	Ultrazvukový gél 5 l (mäkký balón)	8,50 €	KÓD: 4256	Ultrazvuk. gél Aloe Vera 5 l (konva)	11,50 €	

Ultrazvukový skener s dopplerom EDAN U50

KÓD: M451



Edan U50 je nový prenosný ultrazvukový skener s 2D dopplerom vhodný pre všetky disciplíny, s ergonomickým dizajnom, ktorý ponúka univerzálnosť a prenosnosť. Ultrazvuk U50 je vhodný pre vyšetrenia v pôrodníctve, gynekológii, urológii, ortopédii, kardiológii, nefrológii, ako aj pre ultrazvukové vyšetrenia malých orgánov tela a periférnych ciev. Ponúka farebný displej

LED 12" a veľmi kvalitný obraz vo vysokom rozlíšení. Prístroj je vybavený rýchlou Cine Loop pamäťou na 256 obrázkov, 504 MB HDD na ukladanie obrazov resp. slotom na pamäťové karty. Uživatelské softvérové prostredie je veľmi prívetivé. Navyše prenosný ultrazvuk U50 má dva sloty pre ultrazvukové hlavice, dva USB porty a pódsvietenú klávesnicu.

8 500 €

- Pulzný spektrálny Doppler (Pulse wave Doppler)
- Color Doppler (Imaging Color Doppler Flow)
- Dynamic Doppler (Power Doppler imaging)
- Zobrazenie: B, B + B, 4B, B + M, M a PW Imaging
- THI (Tissue Harmonic Imaging)
- Zobrazenie TSI
- Multi-Beam-Shaping (mBeam)
- Optimalizovanie konfi Multifrequenčné širokopásmové sondy
- Viac možností pseudo-color zobrazenia

Ultrazukový skener EDAN DUS 60

kód: M895



Čierno-biely ultrazukový skener s PE dopplerom s vynikajúcou kvalitou obrazu. Ľahko mobilizovateľný všeobecný diagnostický ultrazukový prístroj, ktorý nájde uplatnenie v takmer každej oblasti ľudskej medicíny. O svojich kvalitách presvedčí schopnosťou poskytnúť kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení.

Oblasti použitia: interné lekárstvo, gynekológia a pôrodnictvo, urológia, ortopédia, kardiológia, vyšetrenie žíl, biopsia a pod. Prístroj je vybavený 12,1" LCD displejom a možno k nemu súčasne pripojiť 2 vyšetrovacie hlavice.

- max.frekvencia 10 MHz
- THI (Tissue Harmonic Imaging)
- TSI (Tissue Specific Imaging)
- PW doppler
- Lithium ion akumulátor; 256 frame cine loop memory
- 500 MB vstavaná pamäť na ukladanie obrazov
- 1 – 4x panoramatický zoom
- viac vstavaných funkcií na optimalizáciu obrazu
- Opcie: DICOM 3.0.; videoprinter, externá tlačiareň, mobilný stojan, externá pamäť, taška na prenášanie

4 690 €

EDAN U2 stojanový ultrazukový skener

kód: M896



U2 je mnohostranný, praktický ultrazukový systém vybavený farebným dopplerom. Pokročilý systém spracovania obrazu poskytuje obraz vynikajúcej kvality a ponúka množstvo diagnostických možností.

Oblasti použitia: gynekológia a pôrodnictvo, kardiológia, interné lekárstvo, pediatria, urológia atď.

- 15" LCD displej s vysokým rozlíšením
- možnosť súčasného pripojenia až 4 hlavíc
- dopplery: PW farebný, PDI (power doppler imaging), DPDI (directional power doppler imaging)
- Prevádzkové módy: B, B+B, 4B, B+M, M, B+PDI/DPDI a B+PDI/DPDI+PW
- Maximálna frekvencia: 14,8 MHz
- Lithium-ion akumulátor
- 500 MB vstavaná pamäť
- Vstavané technológie optimalizácie obrazu: eHCI

- (Phased inversion harmonic compound imaging), mBeam (multi beam forming), eSRI (Spatial Resistance Specific Imaging), SCI (Spatial Compounding Imaging)
- Optimalizácia obrazu jediným tlačidlom (vopred nastaviteľné konfigurácie)
- Mimoriadne rýchly štart: po zapnutí je pripravený na použitie v priebehu niekoľkých sekúnd
- Výstupy: VGA, composít video, USB

9 650 €

EDAN DUS 60 VET new - veterinárny USG

kód: M1025



Čierno – biely ultrazukový skener s PE dopplerom s vynikajúcou kvalitou obrazu. Ľahko mobilizovateľný všeobecný diagnostický ultrazukový prístroj, ktorý nájde uplatnenie v takmer každej oblasti veterinárnej medicíny. O svojich kvalitách presvedčí schopnosťou poskytnúť kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení.

- prístroj je vybavený 12,1" LCD displejom a možno k nemu súčasne pripojiť 2 vyšetrovacie hlavice
- Max. frekvencia 10 MHz

- THI (Tissue Harmonic Imaging)
- TSI (Tissue Specific Imaging)
- PW doppler
- Lithium-ion akumulátor; 256 frame cine loop memory
- 500 MB vstavaná pamäť na ukladanie obrazov
- 1 – 4x panoramatický zoom
- viac vstavaných funkcií na optimalizáciu obrazu
- Opcie: DICOM 3.0, videoprinter, externá tlačiareň, mobilný stojan, externá pamäť, taška na prenášanie
- Voliteľné príslušenstvo:
 - konvexná sonda C343UA (2,0/3,0/4,0/5,0/6,0MHz)

- lineárna sonda L743UA (6,0/7,0/8,0/9,0/10,0MHz)
- endorektálna sonda V743UA (6,0/7,0/8,0/9,0/10,0MHz)
- konvexná sonda C363UA (2,0/3,0/4,0/5,0/6,0MHz)
- lineárna sonda L763UA (6,0/7,0/8,0/9,0/10,0MHz)
- endorektálna sonda V563UA (3,0/4,0/5,0/6,0/7,0MHz)
- video printer, laser printer
- prípravky na biopsiu; DICOM 3.0, nožný spinač, lítiová batéria, vozík

4 190 €

5.2 Ultrazukové príslušenstvo | Ultrazukové prístroje a príslušenstvo

Konvexné vyšetrovacie hlavice určené na vyšetrenie oblasti brucha a malej panvy dospelých pacientov

Mikro-konvexné (konvexné s malou plochou) vyšetrovacie hlavice:

- vyšetrenie brušnej oblasti malých detí
- vyšetrenie bedrového kĺbu novorodencov
- vyšetrenie mozgu cez fontanelu resp.
- kardiologické vyšetrenia

Vyšetrenie žíl krku a periférnych žíl, mäkké časti, malé orgány štítnej žľazy, prsníky a pod.), kĺby

Mikrokonvexná transvaginálna sonda je určená predovšetkým na vyšetrenia cez vagínu, prípadne na vyšetrenie prostaty cez rektum

Phased-array sektorová vyšetrovacia hlavica je určená na kardiologické vyšetrenie dospelých pacientov. Kardiologické vyšetrenia vyžadujú okrem ultrazukovej hlavice aj CW Doppler modul a prípadne EKG modul.

kód: M023	Konvex C352UB	2 400 €
kód: M452	Mikro-konvex C6152UB	2 790 €
kód: M453	Mikro-konvex C612UB	2 790 €
kód: M455	Mikro-konvex C422UB	2 790 €
kód: M454	Linear L742UB	2 650 €
kód: M456	Linear L1042UB	2 790 €
kód: M457	Linear L552UB	2 790 €
kód: M458	Transvaginal E612UB	2 850 €
kód: M887	Phase array PS-1b	2 920 €

Videoprinter SONY UPX898MD analógový a digitálny videoprinter a SONY UPD898MD digitálny videoprinter

KÓD: M702 (SONY UPX898MD)
KÓD: M670 (SONY UPD898MD)

1 590 €
1 420 €



Tlač: Čierno biela tlač v 256 odtieňoch šedej
Rozklad: 325 dpi
Konektivita: **UPX898MD:** 2 ks BNC (video vstup a video výstup), stereo jack 3,5 mm (diaľkové ovládanie), USB (digitálny výstup)
UPD898MD: stereo jack 3,5 mm (diaľkové ovládanie), USB
Pamäť: 10 obrazov
Rýchlosť: 1,9 sec/obraz v rýchlostnom móde alebo 3,3 sec/obraz v normálnom móde
Rozmer papiera: tlačový fotopapier šírky 110 mm
Typ papiera: UPP-110S, UPP-110HD, UPP-110HG
Op. Systém: Windows
Rozmery: 154 x 88 x 240 mm

RUČNÉ DIAGNOSTICKÉ PRÍSTROJE

Ziegler čelné svetidlo, Riester

KÓD: 564

53 €



Priemer zrkadla 90 mm. Masívna stavba umožňuje otočenie zrkadla vo všetkých smeroch. Pomocou spony na dolnej časti hlavového popruhu možno jednoducho prispôbiť popruh podľa veľkosti hlavy.

Heine MD 1000

KÓD: M288

1030 €



Extrémne ľahké čelné svetidlo umiestnené na ľahkom hlavovom páse. Flexibilný svetlovodný kábel (3 metre). K svetidlu možno pripojiť lupové okuliare a CCD kameru.

Čelná lampa HEINE ML4 LED

KÓD: M675

1 190 €



ML4 LED je ľahká, kompaktná súprava čelnej lampy, poskytujúca intenzívne biele svetlo. V porovnaní s tradičnými čelnými lampami s LED zabezpečuje až 2 x silnejšie osvetlenie. Svetelný výkon až 30.000 Lux. Vstavaný bezstupňový regulátor intenzity svetla LED diódy s výkonom až 3 W.

Referenčná teplota svetla: 6000 Kelvinov. Pokročilá optická sústava s viacvrstvou ochranou. Tichá prevádzka bez vibrácií vďaka mikroabsorbčným systémom. Bezstupňovo nastaviteľná clona (od 30 mm po 80 mm). Pracovná vzdialenosť: 420 mm. Prevádzka z akumulátora (4 hodiny nepretržitého svietenia). Možnosť pripojenia k ľubovoľnému binokuláru so systémom HR/HRP. Osvietená plocha: 20 ~ 130 mm. Príslušenstvo: popruh na čelo, mPack akumulátor, transformátor. Hmotnosť: 70 gramov. Ponúkame aj kompletne sety. Cenu Vám zašleme na vyžiadanie.

Riester clar N 55 LED čelné zrkadlo

KÓD: 3488

350 €



Čelná lampa Clar N 55 je výrobok špičkovej kvality, ktorá dokonale osvetlí vyšetrovanú plochu v každej pozícii. 1 Wattová LED s dlhou životnosťou (teplota svetla 55000) a 6 V vákuová žiarovka (1 súprava CR 123 A lítiová batéria) poskytujú prirodzené, jasné biele svetlo a kvalitné Riclear® zrkadlo zabezpečuje optimálny odraz svetla. Smerovanie zrkadla a svetelného

lúča sa precízne ovláda jednou pákou. Priemer zrkadla: 55 mm. Intenzitu svetla možno regulovať v dvoch stupňoch. Vďaka mimoriadne silnému guľovému kľbu možno zrkadlo rukou otočiť do akéhokoľvek smeru. Hlavové popruhy sa nastavujú veľmi jednoducho otočnou ručičkou vyrobenou z hliníku. Mäkké, vymeniteľné čalúnenie na strane čela zabezpečuje maximálny komfort. Kábel napájania je vedený vedľa popruhu, čím je zaručené, že kábel pri používaní nezavadza. Pripojné káble možno jednoducho pripojiť k adaptéru. Príslušenstvo: sieťový adaptér, taška na prenášanie.

Čelné svetidlo so 7 LED diódami

KÓD: 2044

21 €



Sedem super jasných japonských LED diód. Tri rôzne funkcie: 1 LED / 3 LED / 7 LED. Dlhá životnosť. Možnosť meniť sklon. Odolný voči vode. Napájanie: 3 x AAA (1,5 V) alkalické články (nie sú súčasťou dodávky).

Čelné svetidlo KS-H1

KÓD: 5358

160 €



Precízny LED systém zaručuje dlhšiu životnosť a vynikajúci index podania farieb. Životnosť LED zdroju svetla je viac ako 30.000 hodín. Výkon: 1W LED; napájanie DC
Teplota svetla: 5500K ± 500K; intenzita osvetlenia: 20.000 lux. Doba nabíjania: 4 hod.

KaWe H-800 čelné svetidlo



Kompaktné LED svetidlo s bielym svetlom. Životnosť LED diódy 50.000 hodín. Intenzitu svetla možno regulovať v 5 stupňoch. priemer svetelnej stopy: nastaviteľné v intervale 60 – 110 mm (vo vzdialenosti 250 mm) resp. 120 – 240 mm (vo vzdialenosti 500 mm). Akumulátor: Polymer Litium nabíjateľný článok. Čas nabíjania akumulátora, ktorý

sa montuje na hlavové popruhy je 4,5 hodiny; čas nabíjania akumulátora, ktorý sa nosí na opasku je 6 hodín. Životnosť akumulátora je cca 500 nabíjajúcich cyklov. Intenzita svetla: cca 50.000 Lux pri svetelnej stope s priemerom 45 mm. Prevádzková doba akumulátora s montážou na hlavové popruhy je 12 hodín, akumulátor s nosením

na opasku vydrží 24 hodín. Teplota svetla: 5500 – 6000K. Napätie akumulátora: 8,4 V. Výkon 3 W (LED). Hmotnosť: 160 gramov (bez akumulátora). Príslušenstvo: nabíjací adaptér.

KÓD: 4409 s akumulátorom montovaným na hlavové popruhy

980 €

KÓD: 2520 s akumulátorom montovaným na opasku

1 095 €

Hrtanové svetelné pero s LED

KÓD: 3007 **4,50 €**



Nie je použiteľné ako diagnostická pomôcka. Napájanie: 1 ks batérie typu AA (príslušenstvo).

CLIPLIGHT diagnostické svetelné pero KaWe

KÓD: 2466 **10,50 €**



Pero nemá vypínač ale sa ovláda stlačením spony na bočnej strane. Svetelné pero dodávame v 6 farbách. Napájanie: 2 ks AAA batérie (dodávané príslušenstvo).

fortelux® N diagnostické pero, Riester

KÓD: 334 **13 €**



Diagnostické pero s 2,2 V žiarovkou. Napájanie 2 ks AAA batérie (príslušenstvo). Lhká, hliníkový obal, povrchová úprava lakovaním. Dodáva sa vo farbách: čierna, sivá, biela, modrá, zelená.

Diagnostické svetelné pero

KÓD: 157 **4,50 €**



So silným koncentrovaným svetelným lúčom. Napájanie: 2 batérie

KaWe DIALIGHT XL svetelné pero

KÓD: 1934 **35 €**



Svetelné pero s 2,5 V xenónovou žiarovkou a plastovou hlavicou. Napájanie: 2 ks AA batérie (nie sú súčasťou dodávky). Produkt je dostupný v čiernej a modrej farbe.

HEINE mini-C® diagnostické pero, čierne

KÓD: 4476 **57 €**



5 rokov záruka

Robustná diagnostická lampa s dlhou životnosťou. Kompaktná, ergonomicky tvarovaná, s pochrómovanou hlavicou a odolným telom z umelej hmoty. Lampa poskytuje koncentrované silné svetlo vďaka XHL xenónovej žiarovke. Svetidlo je odolné proti nárazom. Keď ho odložíte do vrecka, automaticky sa vypne. Napájanie: batéria typu AAA. Výrobok HEINE.

Sluchové vidlice

KÓD: 807 **C 128 Hz bez pätky (hliník) 16,50 €**

KÓD: 1204 **C 128 Hz s pätkou KaWe 70 €**

KÓD: 343 **C 128 Hz bez pätky KaWe 65 €**



KÓD: 1205 **C 256 Hz bez pätky KaWe 45 €**

KÓD: 2731 **C 256 Hz s pätkou KaWe 60 €**

Neurologické kladívko Taylor

KÓD: 70 **4,50 €**



S trojuholníkovou gumenou hlavicou.

Neurologické kladívko Buck

KÓD: 74 **9,50 €**



Kovová rúčka, s ihlou a kefkou.

Neurologické kladívko Berliner

KÓD: 1533 **9,90 €**



So sekerkovou hlavicou.

Neurologické kladívko Colorflex

KÓD: 72 **26 €**



KaWe výrobok. Dĺžka 20 cm; hmotnosť 100 gramov. Dostupné vo farbách: čierna, modrá, sivá

Neurologické kladívko Babinski

KÓD: 950 **19 €**



KaWe výrobok. Pružná plastová rúčka; výmenná hlavica; priemer hlavice 45 mm; dĺžka 22 cm; hmotnosť 70 gramov.

Neurologické kladívko Trömmner

KÓD: 1235 **36 €**



Čierna plastová rukoväť, ťažký model. Kladívko je dodávané s ihlou a kefkou. Dĺžka 23 cm; hmotnosť 220 gramov.

Sluchové vidlice KaWe - súprava

KÓD: 3204 **180 €**



Obsah súpravy:
c 128 Hz vidlica s fixným tmičom
c1 256 Hz vidlica s fixným tmičom
c2 512 Hz vidlica bez tmiča
c3 1024 Hz vidlica bez tmiča
c4 2048 Hz vidlica bez tmiča

KÓD: 2552 **C 128 Hz s pätkou a tmením KaWe 80 €**

KÓD: 5359 **C 128 Hz bez pätky s tmením Hartmann 49 €**

KÓD: 1134 **C 128/64 Hz laditeľná s pätkou KaWe 112 €**

KÓD: 452 **A1 440 Hz s pätkou KaWe 45 €**

KÓD: 3446 **C2 512 Hz s pätkou KaWe 60 €**

KÓD: M890 **C2 512 Hz bez pätky Hartmann 35 €**

KÓD: 12 **C 1024 Hz bez pätky KaWe 33 €**

KÓD: 3312 **C3 1024 Hz bez pätky KaWe 33 €**

KÓD: 3447 **C3 1024 Hz s pätkou KaWe 50 €**

KÓD: 1375 **C 4096 Hz s pätkou KaWe 50 €**

Anoskop na jedno použitie, taliansky

KÓD: 964

1,80 €



Priemer zrkadla 90 mm. Masívna stavba umožňuje otočenie zrkadla vo všetkých smeroch. Pomocou spony na dolnej časti hlavového popruhu možno jednoducho prispôbiť popruh podľa veľkosti hlavy.

Cievka na vatu

KÓD: 1009

130 €



Extrémne ľahké čelné svetidlo umiestnené na ľahkom hlavovom páse. Flexibilný svetlovodný kábel (3 metre). K svetidlu možno pripojiť lupové okuliare a CCD kameru.

Anoskop, Proktoskop, Sigmoidoskop



HEINE UniSpec tuby na jedno použitie. Riziko krížovej infekcie je vylúčené. Nevyžaduje čistenie. Časovo úsporné používanie. Odpadá

pocit chladenia. Vedenie svetla cez steny tuby: vyšetovaná plocha je osvetlená jasným, homogénnym svetlom.

Stupnica v cm na vnútornej strane tuby. **Cena je uvedená za balenie 25 ks.**

KÓD: 1654	Anoskop 85x20 mm E.03.19.925	55 €
KÓD: 1655	Proktoskop 130x20 mm E.03.19.825	75 €
KÓD: 2763	Sigmoidoskop 250x20 mm E.03.8.825	105 €

Sigmoidoskop FO s obturátorom

KÓD: M216

5 rokov záruky

Z nehrdzavejúcej ocele. Vlákňová optika, zväčšenie 1,5x, studené svetlo pre presné

zobrazenie bez reflexov, tuba je opatrená stupnicou s výmennými koncovkami.



(E-03.18.230)	300x20 mm	655 €
(E-03.18.225)	250x20 mm	575 €
(E-03.18.220)	200x20 mm	540 €
(E-03.18.525)	250x16 mm	575 €
(E-03.18.240)	200x11 mm	570 €

Svetelný zdroj HEINE

KÓD: 2401

5 rokov záruky

849 €



Z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, sterilizovateľná. E-00.18.906
150 W halogénový svetelný zdroj, (Y-96.15.121)
Optika s asférickým osvetlením, životnosť žiarovky cca 500 hodín. Prístroj je možné pripojiť i na stenu.
Rozmery: 177 x 125 x 217 mm, váha: 3,2 kg.

Svetelný kábel HEINE

KÓD: 2820

5 rokov záruky

400 €



K svetelnému zdroju HEINE. (Y-03.99.518)

Hlava prístroja UniSpec HEINE

KÓD: 121

320 €



K jednorázovým tubám: vlákňová optika, šošovka so zväčšením 1,5x, osvetlenie antireflexné.

Aplikátor ligatúry (sada) s 11 mm hlavou

KÓD: 3906

5 rokov záruky

525 €



K jednorázovým tubám: vlákňová optika, šošovka so zväčšením 1,5x, osvetlenie antireflexné.

Dvojitá pumpa (E-00.18.105)

KÓD: 1132

65 €



Súprava anoskopu HEINE

KÓD: 3366

5 rokov záruky

590 €



Vynikajúca súprava anoskopu s priaznivým pomerom cena-výkon. Prístroj je určený

predovšetkým na diagnostiku a liečenie zlatej žily. Obsah dodávky: vyšetrovacia hlavica k jednorázovej tube Uni-Spec s vyšetrovacou trbinou a otočnou optikou s 1,5 násobným zväčšením, 25 ks Uni-Spec túb, rukovät k lampe pripojiteľná prostredníctvom transformátoru k elektrickej sieti s vypínačom a žiarovkou.

Anoskop FO s obturátorom



Anoskop z nehrdzavejúcej ocele. Vlákňová optika, rám prístroja sa ľahko rozoberá a udržuje. Rozmery:

KÓD: 3907.01	70x25 mm	415 €
KÓD: 3907.02	70x20 mm	415 €
KÓD: 3907.03	70x15 mm	415 €

Littmann Classic III. S.E.



Littmann Classic III. S.E. je najnovšia modifikácia fonendoskopu, ktorý výrazne uľahčuje prácu lekára. Ide o spoľahlivý klinický nástroj, ktorý sa vyznačuje vynikajúcimi akustickými

vlastnosťami. Obojstranná hlavica s laditeľnou membránou na oboch stranách. Tento fonendoskop dobre spája vlastnosti klasického fonendoskopu s najnovšími inováciami. Väčšia strana hlavice je vhodná pre dospelé osoby a menšia strana je výslovne určené pre deti resp.

mimoriadne chudých pacientov. Ušné oľviky sú vyrobené z mäkkého materiálu zabezpečujúceho príjemné nosenie a vynikajúcu akustickú izoláciu. Celková hmotnosť fonendoskopu je len 150 gramov.

118 €

KÓD: M614	black edition	129 €
KÓD: M612	námornícka modrá	135 €
KÓD: M676	malinová červená	135 €
KÓD: M615	vínovo červená	135 €
KÓD: M677	antracitová čierna	129 €
KÓD: M873	olivová	129 €

KÓD: M874	ružová	135 €
KÓD: M613	čokoládová (s medenou hlavicom)	135 €
KÓD: M616	levanduľová	135 €
KÓD: M678	tyrkysová	129 €
KÓD: M679	limetková zelená	120 €
KÓD: M680	smaragdová	120 €
KÓD: M875	karibská modrá	129 €

Littmann Pediatric Classic II. S.E.



Je to obmena Classic II. S.E. fonendoskopu s priemerom zvonu 2,5 cm konštruovaný prednostne pre vyšetrenie malých detí na auskultáciu.

KÓD: 747	čierna	109 €
KÓD: 3722	červená	
KÓD: 3723	karibská modrá	
KÓD: 3724	malinová	

Littmann Infant Classic II. S.E.



Modifikácia Classic II S.E. fonendoskopu so zvonom 1,9 cm, určený na vyšetrenie kojencov na auskultáciu srdca, dodávaný v čiernej, červenej alebo malinovej farbe.

KÓD: 929	čierna	109 €
KÓD: 4012	červená	
KÓD: 4013	malinová	

Littmann Master Cardiology



Jednostranná „Master“ hlavica umožňuje počúvať ako vysoké, tak aj nízke frekvencie bez otáčania hrudnej hlavice. Je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, dvoj-kanálový zvukovod, tepelne izolované obruby, nastaviteľná dvojitá plochá pružina, mäkké oľviky a špeciálna násada pre pediatrov.

KÓD: 1331	black edition	255 €
KÓD: 4006	vínovo červená	
KÓD: 4007	tmavo modrá	
KÓD: 4008	slivkovo modrá	

Littmann Master Classic II



Pomocou „Master“ technológie littmann je možné tlakom na hlavicu fonendoskopu meniť frekvenciu. Laditeľná membrána, jednostranná hlavica, výkonný jednonábový zvukovod, plávajúca membrána, tepelná izolácia obruby.

KÓD: 965	čierna	115 €
KÓD: 4009	vínovo červená	
KÓD: 4010	tmavomodrá	
KÓD: 4011	karibská modrá	
KÓD: 4472	black edition	

KÓD: M837 slivkovo modrá

Littmann Elektronický E-3200



Nová generácia elektronického fonendoskopu. Jeho vlastnosti sú totožné s modelom E-3100. Na viac má tento model vstavaný Bluetooth® komunikačné rozhranie.

Vstavaný záznamník rozpozná a opakovane prehrá zaujímavý zvuk srdca. Bezplatný StethAssist softvér umožňuje zobrazenie zvuky srdca a pľúc. Bluetooth® technológia prostredníctvom bezdrôtového prepojenia prenáša srdcové zvuky do počítača na

ďalšiu analýzu. Prístroj je kompatibilný aj so softvérom na rozpoznávanie a analýzu srdcových šelestov. Má tú vlastnosť, že znižuje úroveň pozitívnych aj negatívnych falošných hodnôt.

549 €

KÓD: 1894 čierna

KÓD: 5004	vínovočervená
KÓD: 5003	námornícka modrá

Littmann Cardiology IV™



KÓD: M976	čierna
KÓD: M977	burgundská červená
KÓD: M978	námornická modrá
KÓD: M978	poľovnícka zelená

Nový stetoskop Cardiology IV je určený pre klinických lekárov, ktorí požadujú vynikajúce akustické vlastnosti kombinované s výnimočnou univerzálnosťou, a pomáha im počuť ešte lepšie vysokofrekvenčné zvuky, než

kedykoľvek predtým. Bola vylepšená akustika, takže je jednoduchšie zachytiť viac tichých zvukov, ktoré môžu byť dôležité pre vyšetrenie aj stanovenie diagnózy.

240 €

KÓD: M980	slivkovo modrá
KÓD: M41007	karibská modrá
KÓD: M1006	malinová

Master Cardiology, limitovaná čierna edícia s briliantom

KÓD: M111

680 €

Littmann Elektronický E-3100



KÓD: 700 čierna

Hlavica fonendoskopu je vybavená podsvieteným LCD displejom a vypínačom. Na LCD sa zobrazuje frekvencia, intenzita zvuku a pulze pacienta. Užívateľ je informovaný o nastavení filtrov, o intenzite zvuku a o frekvencii úderov srdca. Okrem toho je k dispozícii informácia o stave batérie. Po prvom zapnutí prístroja sa tento nastaví do pohotovostného režimu prevádzky, v ktorom zotrvá až do

nasledujúceho použitia, to znamená že nie je potrebné čakať, keď chceme prístroj používať. Prístroj sa automaticky zapne pri začiatku vyšetrovania pacienta. S prístrojom možno pracovať veľmi bezpečne a spoľahlivo. V prípade poklesu napätia batérie pod povolenú hladinu, prístroj signalizuje. Batériu možno vymeniť veľmi jednoducho bez použitia akýchkoľvek nástrojov. Hlavica

prístroja je vyrobená z vysoko lešteného kovu, vďaka čomu je veľmi odolná voči poškodeniu. Prístroj má špeciálne tvarované zvukovody, čo zabezpečuje vynikajúci zvuk. Prístroj je okrem toho vybavený systémom, ktorý až o 85% potláča rušivé zvuky okolia. Výber frekvencie: zvon, membrána. Rozsah intenzity zvuku: 1 – 24x.

450 €


KÓD: 4001	vínovočervená
KÓD: 4002	námornická modrá

Príslušenstvo k Littmann fonendoskopom



KÓD: 973 Membrána + obruba CL II 17 €

KÓD: 1367	Olivky polotuhé / pár (sivé)	8 €
KÓD: 2109	Y hadička k Cardiology fonendoskopom, čierna	50 €
KÓD: 13	Y hadička k fonendoskopu Classic II, čierna	53 €



1. Čierna	6. Čokoládovo hnedá	11. Malinová	16. Kráľovská modrá
2. Vínovo červená	7. Sivá	12. Karibská modrá	17. Modrá – oceán
3. Námornická modrá	8. Jedľovo zelená	13. Oranžová	18. Broskyňová
4. Poľovnícka zelená	9. Nebeská modrá	14. Krvavo červená	19. Ružová
5. Slivkovo modrá	10. Fialová tmavá	15. Fialová	

duplex®, Riester

KÓD: 1427



Klasický fonendoskop tradičnej kvality. Jednostranná hlavica. Pochromovaná lýra.

Vynikajúci prenos zvuku. Dodáva sa vo farbách: čierna, sivá, modrá, šafranová a zelená. Membrána s priemerom 48 mm. Dĺžka 77 cm. Fonendoskop sa dodáva

s náhradnými olivkami a membránou.

Farby: modrá, sivá, čierna

32 €

Tristar, RIESTER

KÓD: 1117



Tri fonendoskopy v jednom. Tri rôzne obojstranné hlavice (pre deti, dospelých

a novorodencov). Hlavice možno jednoducho vymeniť. Vynikajúci akustický výkon s potlačením hluku okolia. Prístroj sa dodáva s dvomi párami oliviek s náhradnými

membránami.

Farby: sivá, modrá

69 €

Colorscope Duo, KaWe fonendoskop (nemecký)

KÓD: 348



17 €

Farby: žltá, fialová, tyrkysová, ružová, červená, čierna, modrá, zelená

Colorscope Plano, KaWe fonendoskop (nemecký)

KÓD: 347



14 €

Farby: žltá, fialová, tyrkysová, ružová, červená, čierna, modrá, zelená



Vyberte si fonendoskop, ktorý vám pomôže dosiahnuť najlepší výsledok.


3M Littmann fonendoskopy ponúkajú jedinečné akustické vlastnosti, stálu vysokú kvalitu a vynikajúcu hodnotu. Takmer všetky fonendoskopy Littmann používajú 3M vynález laditeľnej technológie, ktorý vám dáva možnosť počuť rozdielnu frekvenciu zvukov bez premiestnenia a otáčania hrudných snímačov.

Zažite silu laditeľnej technológie



LAHKÝ KONTAKT:

Priložte stranu hrudného snímača s laditeľnou membránou jemným tlakom a vypočujete si zvuky nízkych frekvencií.



PEVNÉ PRÍLOŽENIE:

Prítisknite hrudný snímač silnejším tlakom a vypočujete si zvuky vyšších frekvencií.

Classic		Cardiology		Electronic					
7-8 Akustický výkon	Odolný, spoľahlivý klinický nástroj pre vyšetrenie a monitorovanie pacientov pri frekventovanom používaní.	9-10 Akustický výkon	Určený pre používanie náročnými klinickými pracovníkmi. Vykazuje vynikajúcu akustickú citlivosť, ktorá napomáha k vykonaniu podrobnej diagnostickej auskultácie.	10+ Akustický výkon	Auskultácia vysokého výkonu. Vypočujete si ešte viac, ako potrebujete počuť s amplifikáciou a potlačaním zvukov z okolia a optimálnou prepojenosťou.				
Classic II Pediatric a Infant Fonendoskop		Classic III™ Fonendoskop		Cardiology IV™ Fonendoskop		Electronic Fonendoskop Model 3100		Electronic Fonendoskop Model 3200	
Obojstranný hrudný snímač 105, 95 gramov Záruka 3 roky Hrudný snímač: 1,31" / 3,3 cm Pediatrický 1,0" / 2,5 cm Pre deti do jedného roku: 1,06" / 2,7 cm 0,75" / 1,9 cm	Jednostranný hrudný snímač 160 gramov Laditeľná membrána Záruka 3 roky Hrudný snímač: 1,75" / 4,4 cm	Obojstranný hrudný snímač 177 gramov K dispozícii veľkosti 22" / 56 cm a 27" / 69 cm Laditeľné membrány na oboch stranách hrudného snímača. Dvojité steny hadičky Záruka 7 rokov Hrudný snímač: Pre dospelých 1,7" / 4,3 cm Pediatrický 1,3" / 3,3 cm	Jednostranný hrudný snímač 185 gramov K dispozícii veľkosti 22" / 56 cm a 27" / 69 cm Laditeľná membrána Dvojité steny hadičky Záruka 7 rokov Hrudný snímač: 2,0" / 5,1 cm	Jednostranný hrudný snímač 185 gramov Záruka 2 roky Hrudný snímač: 2" / 5,1 cm	Bezdrôtová rádiová technológia Bluetooth® Nahrávanie a playback 185 gramov Záruka 2 roky Hrudný snímač: 2" / 5,1 cm	Bezdrôtová rádiová technológia Bluetooth® Nahrávanie a playback 185 gramov Záruka 2 roky Hrudný snímač: 2" / 5,1 cm			

Bluetooth je registrovaná známka Bluetooth SIG. 3M, Littmann, (súmeno) L, Littmann logo, Master Cardiology, Cardiology III, Cardiology IV, Master Classic II, Classic III a tvar hrudného snímača fonendoskopu sú ochranné výrobné známky spoločnosti 3M. Prosím recyklujte. Vytlačené v ČR. 3M 2017. Všetky práva vyhradené.



3M Slovensko, s.r.o.
 Polus Tower II
 Vajnorská 100/B
 831 04 Bratislava
 Tel.: +421 2 491 052 11
 www.3M.sk

Cardiophon, Riester

KÓD: 3105



Skutočný majstrovský výrobok! Nehrdzavajúca oceľ špičkovej kvality. Obojstranná hlavica, ktorá garantuje super akustický výkon v každej polohe. Vynikajúci výkon najmä vo frekvenčnom pásme 200 ~ 500 Hz, ktoré je mimoriadne dôležité predovšetkým pri auskultácii srdca. V porovnaní s inými Riester modelmi


má zdokonalenú akustiku. Vhodný na vyšetrenie všetkých vekových kategórií pacientov. Špeciálne membrány na oboch stranách hlavice, ktorých priemery sú 48 a 36 mm. Ploché, mäkké, nechladivé obruby. Automaticky sa prispôbujúca lýra s vnútornou pružinou vyrobená z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Mäkké, vymeniteľné olivky. Extra silná Y hadička z PVC

s dvojkanálovým zvukovodom, zabezpečuje vynikajúci prenos zvuku. Dĺžka 72 cm. Zaručene bez latexu. Príslušenstvo: 2 páry oliviek, náhradná membrána, menovka. Frekvenčný rozsah: 200 Hz a 500 Hz. Frekvenčná analýza: 20 Hz – 100 Hz, max. 5,9 dB na 100 Hz; 100 Hz – 1500 Hz, max. 28,3 dB na 320 Hz.

119 €

Výučbový fonendoskop

KÓD: 453



Dve lýry, 110 cm „Y“ hadička, membrána s priemerom 43 mm, žito - červené prevedenie. Výrobok KaWe.

35 €

Prestige - fonendoskop pre dospelých, KaWe

KÓD: 459



Prestige - fonendoskop pre dospelých s membránou Ø 44 mm. Hlavica vyrobená z ušľachtilej ocele. Dodáva sa s náhradnými olivkami.

50 €

Farby: čierna, modrá, bordová

HEINE Gamma 3.2°

KÓD: 516



Vynikajúci akustický výkon. Jedno hadicová konštrukcia s vynikajúcim prenosom zvuku. Kombinovaná obojstranná hlavica, dve rôzne frekvencie: kvalitná membrána s priemerom 44 mm na jednej strane a kuželový zvon s priemerom 30 mm na druhej strane.

49 €

Rappaport KaWe

KÓD: 60



Fonendoskop určený na vyšetrenie dospelých aj detí. Malá membránová hlavica so zdvojenými hadičkami. Súčasťou dodávky sú náhradné olivky a membrána.

20 €

Farby: fialová, zelená, modrá, čierna, červená

Rex-Scope



KÓD: M160	pre dospelých	24 €
KÓD: 5418	pre deti	24 €

Prestige detský fonendoskop, KaWe

KÓD: 1387

Prestige - fonendoskop pre deti s membránou Ø 35 mm. Hlavica vyrobená z ušľachtilej ocele.

50 €

Dodáva sa s náhradnými olivkami.

Farby: červená, bordová, modrá

Rex-Duo

KÓD: M161



3 €

Prestige fonendoskop pre novorodencov, KaWe

KÓD: 2086

Prestige - fonendoskop pre novorodencov s membránou Ø 28,5 mm. Hlavica vyrobená z ušľachtilej ocele. Dodáva

50 €

sa s náhradnými olivkami.

Farby: čierna, bordová

Rex-Rap

KÓD: 5419



Klasický fonendoskop s dobrým pomerom cena/hodnota. Vhodný na vyšetrenie detí aj dospelých. Fonendoskop je osadený malou membránovou hlavicou a má zdvojené zvukové hadičky.

9 €

Farby: červená, čierna, tmavo modrá

Stetoskop Pinard KaWe



Výrobok KaWe, z dubového dreva.

KÓD: 68 17 cm 16 €

KÓD: 1987 33 cm 27 €

Rex-Plano

KÓD: 5420

2,50 €

Veterinárny fonendoskop KaWe

KÓD: 2133



Multiphon, otočné olivky, skladacia lýra. Dĺžka hadičky 75 cm.

57 €

CMS-VESD elektronický fonendoskop

KÓD: M242



VESD je multifunkčný elektronický fonendoskop. Spája v sebe načúvaciu funkciu tradičného fonendoskopu, zhotovenie EKG záznamu, kontrolu SpO2 a pulzu. Všetky tieto hodnoty sú zobrazené na displeji. Ide o kompaktný,

prenosný prístroj, ktorý sa ľahko ovláda. Výstup na slúchadlá možno regulovať v 16 stupňoch (ovládanie hlasitosti). Prístroj má zabudovanú funkciu alarmu, ktorý sa aktivuje v prípade prekročenia hraničných hodnôt SpO2 a pulzu. Prístroj je vhodný na monitorovanie v reálnom

čase a je prispôbený na používanie pamätavej karty. Uložené údaje možno exportovať do PC na analýzu prostredníctvom softvéru, ktorý je súčasťou dodávky. Zariadenie sa vyznačuje energetickou nenáročnosťou.

225 €

JABES elektronický fonendoskop

KÓD: M243



Elektronický fonendoskop JABES disponuje tromi prevádzkovými módmi: zvon, membrána a rozšírená membrána. Fonendoskop JABES poskytuje ostrý a čistý zvuk, čo napomáha potlačeniu neželaných zvukov z okolia a z zníženiu rušivých vplyvov

zvukov trenia. Fonendoskop je schopný zosilniť vyšetované zvuky v 8 stupňoch. Vyšetovaný zvuk možno zosilniť hoci aj 20x. Užívateľ má možnosť individuálneho nastavenia úrovne zosilnenia jednotlivých zvukov. Nastavenia sú pre ďalšie použitie uložené v pamäti prístroja. V pamäti prístroja sú výrobné nastavené úrovne zosilnenia viac ako 55 zvukov srdca a pľúc a

ich diagramy. Fonendoskop je vhodný aj na PC monitorovanie v reálnom čase. Napájanie zabezpečujú 2 batérie rozmeru AAA, ktorých energia postačuje na viac ako 100 hodín nepretržitej prevádzky. V záujme šetrenia batérií je prístroj vybavený funkciou automatického vypnutia ak sa nepoužíva dlhšie ako 3 minúty.

250 €

Príslušenstvo k fonendoskopom



KÓD: 671	Y hadica	1,50 €
KÓD: 1613	Membrána (talianska)	1,90 €
KÓD: 65	Fonendoskopická lýra	3 €
KÓD: 670	Olivky (KaWe, duo, plano)	1,90 €
KÓD: 1838	Menovka	1,80 €

Púzdro na fonendoskop



KÓD: 4305	sivá farba	15 €
KÓD: 4306	ružová farba	15 €
KÓD: 4301	modrá farba	15 €

9.1 Otokopy | OFTALMOLÓGIA, OPTIKA, DERMATOLÓGIA, OTOSKOPY

KaWe EUROLIGHT®



Masívna kovová konštrukcia. Vákuová žiarovka (klasická resp. xenónová) s nastaviteľnou intenzitou. Skrutkové pripojenie. Výklopná lupa so zväčšením 2.5 X. Napájanie: 2 ks Baby

batériové články (nie sú súčasťou dodávky). Možnosť pripojenie pneumatického testu.

Príslušenstvo: taška na prenášanie, 20 ks spekulí (10 ks ø2,5 mm, 10 ks ø4,0 mm).

KÓD: 495	KaWe EUROLIGHT® C Otokoskop s tradičnou žiarovkou	73 €
KÓD: 2037	KaWe EUROLIGHT FO otoskop s xenónovou žiarovkou	175 €

KaWe PICCOLIGHT®



KaWe PICCOLIGHT® C s klasickou žiarovkou. Zväčšenie 3 x, silná konštrukcia z ocele a umelej hmoty. Štandardné osvetlenie klasickou vákuovou žiarovkou. Príslušenstvo: 20 ks spekulí na jedno použitie (10 ks ø2,5 mm, 10 ks ø4,0 mm, taška na prenášanie vo farbe prístroja.

Napájanie: 2 ks batérie rozmeru AA (nie sú v príslušenstve).

(10 ks ø2,5 mm, 10 ks ø4,0 mm, taška na prenášanie vo farbe prístroja. Napájanie: 2 ks batérie rozmeru AA (nie sú v príslušenstve).

KaWe PICCOLIGHT® F.O. s halogénovou žiarovkou. Osvetlenie vlákňovou optikou. Výkonná 2.5 V xenónová žiarovka. Príslušenstvo: 20 ks spekulí na jedno použitie

Farby: čierna, modrá, strieborná

KÓD: 1933	KaWe PICCOLIGHT® C	57 €
-----------	--------------------	------

KÓD: 500	KaWe PICCOLIGHT® F.O.	79 €
----------	-----------------------	------

KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED high power

KÓD: 4741



Energeticky nenáročný 2.5 V high power LED osvetlenie. Neobsahuje samostatnú žiarovku ale svetlo je emitované LED osadenou v rúčke, nie je potrebná výmena žiarovky. Intenzita svetla: cca 30000 Lux. Teplota svetla: cca 5000 Kelvinov. Životnosť LED: Cca 100000 hodín. Príslušenstvo: 20 ks spekulí na jedno použitie (10 ks ø2,5 mm, 10 ks ø4,0 mm, taška na prenášanie vo farbe prístroja. Napájanie: 2 ks batérie rozmeru AA (nie sú v príslušenstve).

145 €

KÓD: 3392



Štandardné FO-LED osvetlenie (2.5 V). Neobsahuje samostatnú žiarovku ale svetlo je emitované LED osadenou v rúčke, nie je potrebná výmena žiarovky.

Životnosť batérií: cca 80 hodín. Prevedenie odolávajúce nárazom, energeticky nenáročný, intenzita svetla: cca 8000 Lux. Teplota svetla: 6000 Kelvinov, Životnosť LED: cca 100000 hodín. Príslušenstvo: 20 ks spekulí na jedno použitie (10 ks ø2,5 mm, 10 ks ø4,0 mm, taška na prenášanie vo farbe prístroja. Napájanie: 2 ks batérie rozmeru AA (nie sú v príslušenstve).

99 €

Farby: čierna, modrá, strieborná

KaWe EUROLIGHT® F.O. 30 LED standard

KÓD: 5377



189 €

Bajonetový uzáver. Štandardná 2.5 V FO-LED osvetlenie.
Intenzita svetla: cca 6100 Lux.
Životnosť LED: cca 50000 hodín.
Kovová rukoväť s batériami typu C. Reostat.
Príslušenstvo: taška na prenášanie, 20 ks spekulí (10 ks ø2,5 mm, 10 ks ø4,0 mm).
Napájanie: 2 ks baby © batérie

Spekuly ku KaWe otoskopom:



Sterilizovateľné v 3 kusovom balení. Priemery 4.0 / 5.0 / 7.0 mm.

KÓD: 649

Spekuly ku KaWe EUROLIGHT® otoskopom (2,5, 3,5, 4,5 mm)

14 €

KÓD: 1371

Spekuly ku KaWe EUROLIGHT® vet. Otoskopom

26 €

Spekuly ku KaWe EUROLIGHT® F.O. a PICCOLIGHT® otoskopom



Sterilizovateľné v 3 kusovom balení. Priemery 4.0 / 5.0 / 7.0 mm.

KÓD: 1506

priemer 2,5 mm

0,10 €

KÓD: 1159

priemer 4,0 mm

0,10 €

REISTER e-scope



KÓD: 5671 biely

KÓD: 5672 čierny

Masívna kovová konštrukcia. Vákuová žiarovka (klasická resp. xenónová) s nastaviteľnou intenzitou. Skrutkové pripojenie. Výklopná lupa so zväčšením 2.5 X. Napájanie: 2 ks Baby batériové články (nie sú súčasťou dodávky). Možnosť pripojenie

pneumatického testu.

Príslušenstvo: taška na prenášanie, 20 ks spekulí (10 ks ø2,5 mm, 10 ks ø4,0 mm).

69 €

Riester e-scope® F.O. otoskop



KÓD: 146 biely

KÓD: 1774 čierny

Osvetlenie optickým vláknom s 2,5 V xenónovou žiarovkou. Účinnejšia diagnóza vďaka koncentrovanému, jasnému bielemu svetlu. Intenzita svetla: 8000 Lux s rovnomerným rozložením svetla. 3 násobné zväčšenie. Výmena žiarovky je jednoduchá a rýchla. Minimálne zrkadlenie, asférická

optika. Robustná konštrukcia z húževnatej ABS, ktorá odoláva nárazom. Pripojka pneumatického testu. Príslušenstvo: 5-5 ks jednorazových ušných lievčikov s priemerom 2,5 resp. 4,0 mm, taška na prenášanie. Prístroj sa dodáva v bielej a čiernej farbe. Batéria nie je súčasťou dodávky.

95 €

Riester e-scope® F.O. LED otoskop



KÓD: 5378 biely

KÓD: 5626 čierny

Riester LED otoskop s mimoriadnymi vlastnosťami. Neporovnateľne účinnejšia diagnóza vďaka jasnému, bielemu svetlu. Mimoriadne ekonomická prevádzka, nie je potrebné meniť žiarovku. Predĺžená životnosť batérií až 50 x. Životnosť LED: cca 20000 hodín. Teplota svetla: 5500 K. Intenzita svetla: 11500 Lux s rovnomerným

osvetlením vyšetrovanej plochy. Zväčšenie: 3 X. Možnosť pripojenia pneumatického testu. Robustná umelohmotná konštrukcia s vysokým leskom. Príslušenstvo: 5-5 spekulí na opakované použitie (2,5 a 4 mm), tvrdý obal. Napájanie: 2 AA batérie (nie sú súčasťou dodávky).

170 €

Spekuly k RIESTER e-scope otoskopom

Spekuly na opakované použitie čierne 2,5 alebo 4 mm v balení po 10 ks

KÓD: M180 Spekuly 2,5 mm

KÓD: M182 Spekuly 4 mm

4,50 €

EUROLIGHT C30 vet

KÓD: 1942



135 €

Masívna kovová konštrukcia. vákuová žiarovka s nastaviteľnou intenzitou. Zväčšenie 2X. Špeciálne ohnisko. Zaostrenie lupy na dlhé spekuly. Bajonetový uzáver (klik). Napájanie: 2 ks Baby batériové články (nie sú súčasťou dodávky). Príslušenstvo: 3 ks dlhých spekulí s možnosťou sterilizácie (ø 4.0 / 5.0 / 7.0 mm), taška na prenášanie.

KaWe spekuly na jedno použitie:



Sterilizovateľné v 3 kusovom balení. Priemery 4.0 / 5.0 / 7.0 mm.

KÓD: 2776

Spekuly ku KaWe EUROLIGHT® C otoskopom – priemer 2,5 mm

0,10 €

KÓD: 2952

Spekuly ku KaWe EUROLIGHT® C otoskopom – priemer 4,0 mm

0,10 €

KaWe mini otoskop

KÓD: 154



19 €

Rúčka a hlavica z umelej hmoty. Snímateľná hlavica, možno použiť aj ako diagnostické pero. 3 ks spekulí a batérie. Ekonomické prevedenie.

HEINE mini3000®

KÓD: 1829



5 rokov záruky

Lahký, malý otoskop s vynikajúcim pomerom výkon – cena. Priame osvetlenie Xenon Halogén technológiou - Jasné, koncentrované

biele svetlo. Do strán výklopná lupa zabezpečuje 3 násobné zväčšenie. Mimoriadne ostrý obraz s minimálnymi odrazmi. Robustný umelohmotný kryt odolávajúci nárazom a rúčka s chrómovou úpravou. Príslušenstvo: 5-5 spekul na jedno použitie (2,5 a 4 mm).

Priame osvetlenie žiarovkou.

99 €

HEINE mini3000® F.O.

KÓD: 2487



5 rokov záruky

Modifikácia predošlého otoskopu s optickým vláknom a XHL Xenon Halogén technológiou. Rovnomerné osvetlenie ušných kanálikov bez

reflexov. Možnosť pripojenia na pneumatický test. Príslušenstvo: Sada 4 ks sterilizovateľných spekul a 5-5 spekul na jedno použitie (2,5 a 4 mm). Dodáva sa v čiernej a modrej farbe. Halogénové alebo LED osvetlenie

s vláknovou optikou. Žiarovka je v rúčke, svetlo je do hlavice prenášané svetlovodom z opt. vlákien.

189 €

HEINE mini 3000® F.O. LED otoskop

KÓD: M162



5 rokov záruky

Výkonné LED osvetlenie: jasné a absolútne homogénne osvetlenie. Vďaka vynikajúcej teplote svetla je index Ra>95 (v prípade

červeného svetla >90). Intenzita osvetlenia je lepšia ako 8500 lux. Životnosť LED je cca 50000 hodín. Svetlo je dva krát intenzívnejšie ako pri Xenon Halogénovej žiarovke. Prístroj poskytuje obraz bez skreslenia aj pri 3

násobnom zväčšení. Prístroj je vybavený indikátorom stavu nabitia batérie. Doba prevádzky na jedno nabitie resp. výmenu batérie je cca 10 hodín.

235 €

Spekuly k HEINE otoskopom

KÓD: 1859

Spekuly na opakované použitie 2,5 - 5 mm (sada 4 ks)

18 €

KÓD: 1973 Spekuly na jedno použitie 2,5 mm

0,10 €

KÓD: 1974 Spekuly na jedno použitie 4 mm

0,10 €

„Italy“ F.O. otoskop

KÓD: 803



Lahký, malý otoskop s vynikajúcim pomerom výkon – cena. Osvetlenie vláknovou optikou. 2.5 V / 1.6 W svetelný zdroj poskytuje jasný, ostrý obraz.

Do strán výklopná lupa zabezpečuje 2,5 násobné zväčšenie s minimálnymi odrazmi. Robustný umelohmotný kryt a rúčka odolávajúci nárazom.

Napájanie: 2 AA batérie. Spekuly: Ø2,5 alebo 4,0 mm. Príslušenstvo: 10 ks spekul na jedno použitie.

55 €

MDSCOPE video otoskop

KÓD: 5699



PC softvér

Kompaktný LCD monitor s uhlopriečkou 2,4“ zaručuje kryštálovo čistý obraz s jasnými farbami, sluchových kanálikov a anatómií

ucha. Prístroj má vstavanú funkciu zmrazenia obrazu. Video výstup umožňuje súčasne pripojenie ďalšieho obrazového zariadenia, čo výrazne pomáha pri komunikácii lekára s pacientom. Nízka spotreba energie umožňuje

až 4 hodinovú nepretržitú prevádzku. Prístroj je napájaný dvomi batériami rozmeru AA. Patentovaný tvar kamery otvára nové horizonty použitia v humánnej aj veterinárnej medicíne. Prístroj možno pružne rozširovať o ďalšie opcie.

649 €

EARSCOPE digitálny otoskop

KÓD: M681



PC softvér

Digitálny otoskop EarScope MEDL4E bol vyvinutý na profesionálne použitie. Prístroj má rozklad 1,3 megapixelov a možno ho používať

s výmennými ušnými lievickami 3, 4 a 5 mm. Popri ORL mikroskope sa v balení nachádza po 10 ks z každého rozmeru ušných lievikov. Technické charakteristiky: LED osvetlenie;

1,3 megapixelový rozklad; max. obnova obrazu 30 fps; USB konektivita; zväčšenie 55-99 x; rozmery: 10,5 x 3,2 cm; hmotnosť: 95 gramov.

690 €

EARSCOPE pneumatický digitálny otoskop

KÓD: M682



PC softvér

Digitálny otoskop EarScope MEDL4E bol vyvinutý na profesionálne použitie.

Prístroj má rozklad 1,3 megapixelov a možno ho používať s výmennými ušnými lievickami 3, 4 a 5 mm. Popri ORL mikroskope sa v balení nachádza po 10 ks z každého rozmeru ušných lievikov.

Technické charakteristiky: LED osvetlenie; 1,3 megapixelový rozklad; max. obnova obrazu 30 fps; USB konektivita; zväčšenie 55-99 x; rozmery: 10,5 x 3,2 cm; hmotnosť: 95 gramov.

999 €

Mikroskop Alpha ENT-1 LED

KÓD: 2030



Vyšetrovací a operačný mikroskop s trojstupňovým zväčšením a nízkou hmotnosťou. Koaxiálny osvetľovací systém. S rôznym zväčšením možno používať rovnú resp. šikmú binokulárnu tubu. Stojan na kolieskach resp. montáž na stôl alebo stenu.

Prístroj je vhodný na očné, ORL resp. traumatologické operácie. Výkon: 100 W. Hlavicu možno ľubovoľne otáčať alebo sklopiť. LED osvetlenie. Optický kábel vstavaný do systému ramien. Možnosť použitia zeleného a žltého filtra. K prístroju patria 4 objektívy s ohniskom 200,

250, 300 a 400 mm. Zväčšenie s objektívom 200 mm: 4.7X, 7.4X, 12x, viditeľná plocha: 40, 25, 16 mm. Výškové nastavenie: od zeme (ak je prístroj na mobilnom stojane): 600-1550 mm. Horizontálny rozsah nastavenia: max. 1500 mm od stípa.

5 090 €

OFTALMOLÓGIA, OPTIKA, DERMATOLÓGIA, OTOSKOPY | 9.2 Dermatológia

DELTA 20, HEINE Dermatoskop

KÓD: 2560

1 220 €

5 rokov záruky



Optika s vysokým rozlíšením s achromatickým optickým systémom. Zväčšenie 10 X bez skreslenia, podrobný obraz vyšetrovanej plochy. LED osvetlenie. Nastaviteľné zaostrenie v intervale -6 až +6 dioptrií. Príslušenstvo: škálovaná kontaktná platňa s priemerom 23 mm, dermatoskopový olej, tvrdý obal, rúčka na batérie.

Dermatoskop set DELTA 20 BETA4 NT, HEINE

KÓD: M246

1 630 €

Na dermatologické vyšetrenia k rozpoznaní skorých štádií malignus melanom resp. iných lézií. 4 výkonné LED poskytujú jasné a absolútne homogénne osvetlenie s vynikajúcim indexom farebnosti CRI > 87. Optický systém s vysokým rozkladom s achromatickými šošovkami zabezpečuje

zväčšenie 10x resp. 16x. Obraz je bez skreslenia, veľmi podrobný a ostrý. Okulár je nastaviteľný v intervale -6 až +6 dioptrií. Príslušenstvo: P polarizačná kontaktná doska s priemerom 23 mm, tvrdý obal, rúčka s batériami, nabíjačka, atlas fotografií, ktorý zjednodušuje diferenciálnu diagnózu.

HEINE mini 3000® dermatoskop

KÓD: 3193

310 €

5 rokov záruky



Dermatoskop poskytuje široký obraz z vysokým rozlíšením. Jasné, koncentrované biele svetlo. Zväčšenie: 10 X. Fixná intenzita osvetlenia. Robustná, odolná rúčka z umelej hmoty. Bez stupnice.

Opcia: Kontaktná šošovka dodávaná ako opcia k prístroju sa používa pri vyšetrovaní ťažko dostupných miest.

HEINE mini 3000® LED dermatoskop

KÓD: M247

355 €



že osvetlenie zabezpečuje výkonná LED dióda, ktorá poskytuje absolútne homogénne osvetlenie a vynikajúcu teplotu svetla (4000 K). LED osvetlenie zabezpečuje vysokú vernosť farieb (index lepší ako 95) a zabezpečuje o 100 % viac svetla ako tradičná xenónová resp. halogénová žiarovka. Prístroj má zabudovanú funkciu sledovania kapacity batérie, keď je kapacita batérie nízka, prístroj upozorní užívateľa na potrebu výmeny batérie. Nízka spotreba LED diódy zaručuje viac ako 10 hodinovú prevádzku.

KÓD: 3140

Kontaktná šošovka

85 €

Dermatoskop má rovnaké vlastnosti ako prístroj mini 3000. Rozdiel je len v tom,

DermLite dermatoskop

KÓD: M248

285 €



Prvý dermatoskop, ktorý možno používať bez oleja! Pomáha rozpoznať melanómu v jeho skorých štádiách vďaka výraznému zobrazeniu zmien pigmentácie kože. Vstavané osvetlenie LED diódami zabezpečuje vynikajúce osvetlenie jasným, bielym, prirodzeným svetlom. Hastings Triplet optika so zväčšením 10x a prepracovaná cross-polarizačná technológia umožňuje dokonalý

pohľad na zmeny pigmentácie. Odstránenie nežiaducich odrazov, vďaka absencii krycieho sklíčka, umožňuje sledovanie rozšírenia vlások. Toto riešenie zabezpečuje výrazne zlepšenú možnosť rozpoznania skorých štádií BCC. Kresba žil je lepšie viditeľná, oproti iným dermatoskopom, pretože žily sa nestratia pod tlakom kontaktnej dosky. Prístroj poskytuje rad aplikácií: zmeny pigmentácie, rozšírenie

vlások, transplantácia vlasových korení, iritácia pokožky, iné zmeny kože a pod. Diódová technológia umožňuje viac ako 1200 vyšetrení jedinou batériou.

Lumio Dermatoskop

KÓD: M249

565 €



Lumio je ideálny nástroj na všeobecné vyšetrenie pokožky, kde je dôležité, aby sme získali jasný obraz kože bez zrkadlenia a odrazov. Prístroj pracuje s veľkou 75 mm optikou so zväčšením 2x.

Osvetlenie vyšetrovanej plochy zabezpečuje 40 LED diód poskytujúcich silné, homogénne osvetlenie. Polarizovaným svetlom zaručuje dobrú viditeľnosť vlások, zmien pigmentácie a iné. Dve batérie rozmeru AA umožňujú

vykonať cca 250 vyšetrení (po 30 sekundách). Prístroj je dodávaný s neoprénovým ochranným obalom.

DermLite II Pro HR dermatoskop

KÓD: M683

1 290 €



Dermatoskop, ktorý možno používať bez oleja. Prístroj je osadený polarizačnou technológiou. Na základe technických parametrov je Pro HR často hodnotený ako najlepší dermatoskop na svete. Mimoriadne veľká optika (25 mm)

s 10 násobným zväčšením a možnosťou fokusácie umožňuje vyšetrenie zmien na pokožke mimoriadne podrobne. 32 LED diód poskytuje silné, prirodzené svetlo. Napájanie prístroja je riešené nabíjateľným lithium-ion

akumulátorom. Zariadenie je mimoriadne kompaktné a skladné. Prístroj je dodávaný v koženom púzdre. Meracia vzdialenosť: 10 mm. Na prístroj poskytuje výrobca plnú záruku na dobu 5 rokov.

DermaScope dermatoskop

KÓD: M684



890 €

(~10 – 50 x) možno dosiahnuť z tej istej vzdialenosti, možno sledovať dva obrazy s rozličným zväčšením, bez toho, aby ste pohli prístrojom. Tento model je ideálny pre makro funkcie, má veľké zorné pole a funkcia zoomu odhalí aj najmenšie zmeny na pokožke. Vstavaný polarizačný filter minimalizuje účinky odrazu svetla od kože. Hmotnosť: len 105 gramov.

Dermatoskop Dino-Lite DermaScope Polarizátor je veľmi pohodlný nástroj na vyšetrenie ľudskej pokožky. 2 zväčšenia

KaWe EUROLIGHT® dermatoskop

KÓD: 2706



299 €

Regulovateľná intenzita osvetlenia. Robustná kovová rúčka s bajonetovým (klik) uzáverom. Zväčšenie: 10 X pri silnom rovnomernom osvetlení. Zaostrenie v intervale -6 až +3,5 dioptrií Napájanie 2 ks Baby batérie (nie sú v dodávke). Príslušenstvo: taška na prenášanie, Derma-gél.

Halogénová žiarovka. Veľká škálovaná kontaktná platňa s priemerom 25 mm.

KaWe PICCOLIGHT® dermatoskop

KÓD: 2705



199 €

Škálovaná kontaktná platňa s priemerom 25 mm. Zväčšenie: 10X. Zaostrenie v intervale -6 až +3,5 dioptrií. Silné, rovnomerné osvetlenie vákuovou žiarovkou. Silná rúčka z umelej hmoty. Napájanie 2 ks AA batérie (nie sú v dodávke). Príslušenstvo: taška na prenášanie.

Riester, ri-derma® dermatoskop

KÓD: 1008



335 €

Osvetlenie 2,5 V HL halogénovou žiarovkou. Zväčšenie: 10 X- Nastaviteľná intenzita osvetlenia. Hlavica s ochranou proti prachu.

Matne strieborná pochrómovaná rúčka typu C. Praktická ochrana optiky. Bajonetový uzáver na rýchle a bezpečné uchytenie hlavice. Napájanie: 2 ks batérií typu C. Príslušenstvo: Škálovaná kontaktná doska, čierne tvrdé púzdro.

Opcie: osvetlenie LED

Príslušenstvo k dermatoskopom



KÓD: 1347

Gél k dermatoskopu

7 €

KÓD: 3140

Kontaktná platňa k dermatoskopom HEINE

85 €

9.3 Priame oftalmoskopy | OFTALMOLÓGIA, OPTIKA, DERMATOLÓGIA, OTOSKOPY

KaWe PICCOLIGHT®



Oftalmoskop KaWe PICCOLIGHT® E50: Rúčka z umelej hmoty. Veľké vyšetrovacie pole s kruhovou plochou. Korekcia +/- 20 dioptrií. Vynikajúce rovnomerné osvetlenie. 2,5 V vákuová žiarovka. Precízna asférická optika. 1 apertúra. Napájanie: 2 AA 1,5 V batérie (nie sú súčasťou dodávky)

Voliteľné farby: čierna, modrá, strieborná



KÓD: 680

KaWe PICCOLIGHT® E50

100 €

Oftalmoskop KaWe PICCOLIGHT® E56: Rúčka z umelej hmoty. Halogénová žiarovka. Korekcia +/- 20 dioptrií. 6 apertúr (štrbina, veľký kruh, malý kruh, polkruh, veľký zelený kruh, zameriavací kríž). Napájanie: 2 AA 1,5 V batérie (nie sú súčasťou dodávky)

KÓD: 3394

KaWe PICCOLIGHT® E56

125 €

KÓD: M685

KaWe PICCOLIGHT® 56 LED

145 €

Oftalmoskop KaWe PICCOLIGHT®56 LED: 2,5 V LED žiarovka so životnosťou cca 50000 hodín. Teplota svetla 5000 K. Precízna optika s teplotou svetla 5000 K. +/- 20 dioptrií, 6 apertúr. Napájanie 2 x 1,5V mignon batérie.

KaWe EUROLIGHT®



Oftalmoskop KaWe EUROLIGHT® E10: Kovová rúčka. 1 apertúra. Regulovateľná intenzita osvetlenia. Veľké vyšetrovacie pole s kruhovou plochou. Korekcia +/- 20 dioptrií. Napájanie: 2 batérie typu C (nie sú súčasťou dodávky). Príslušenstvo: taška na prenášanie.



KÓD: 2703

KaWe EUROLIGHT® E10

115 €

KÓD: 3393

KaWe EUROLIGHT® E36

180 €

Oftalmoskop KaWe EUROLIGHT® E36: Kovová rúčka. 6 apertúr (štrbina, veľký kruh, malý kruh, polkruh, veľký zelený kruh, zameriavací kríž). Regulovateľná intenzita osvetlenia. halogénová žiarovka. Napájanie: 2 batérie typu C (nie sú súčasťou dodávky). Príslušenstvo: taška na prenášanie.

Oftalmoskop KaWe EUROLIGHT®35 LED:

KÓD: M686

KaWe EUROLIGHT® 35 LED

430 €

KÓD: M687


KaWe EUROLIGHT® 36 LED

175 €

2,5 V LED žiarovka so životnosťou cca 50000 hodín. Teplota svetla 5000 K. Index reprodukcie svetla (Ra) viac ako 80. Prístroj je mimoriadne vhodný na vyšetrenia očí, kde je dôležité, aby neboli žiadne tieňe. Prístroj má vstavaných 5 apertúr. Napájanie 2 x 1,5 V mignon batérie (nie sú súčasťou dodávky).

HEINE mini 3000®

KÓD: 3704



Vreckový oftalmoskop špičkovej kvality s kvalitnou optikou. Ostré biele svetlo s Xenoen Halogén osvetlením. Rúčka: robustná z

nerozbitnej umelej hmoty kombinovaná s chrómom.

185 €

IriScope – digitálny mikroskop na dúhovku

KÓD: M688



950 €

Dino-Lite IriScope je praktický, ľahko použiteľný a cenný nástroj na vyšetrenie očí. Môžete získať mimoriadne ostré obrazy dúhovky v 10- 20 násobnom zväčšení. Rozklad obrazu

je 1,3 megapixelov. Vďaka špeciálnemu tvaru predného krytu možno snímajúcu optiku vložiť priamo do očného oblúku, čím dosiahnete optimálnu vzdialenosť na získanie dokonalého obrazu. Prístroj má vlastné, vstavané LED osvetlenie v dvoch rôznych farbách (biela a žltá). Konektivita: USB. Rozmery: 10,5 x 3,2 cm. Hmotnosť: 95 gramov.

Riester e-scope®

KÓD: 5379



235 €

Apertúry:



D+ 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20
D- 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20

Oftalmoskop Riester e-scope® s 2,7 V halogénovou alebo 3,7 V LED žiarovkou v záujme vyššieho kontrastu a účinnejšej diagnózy. Dioptrická patňa s 18 korekčnými šošovkami ($\pm 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15$ a 20 dioptrií). Ľahko použiteľných 6 apertúr. Výkonná optika s asférickými šošovkami, ochranný kryt šošovky, paralelný svetelný lúč, ochrana proti prachu.

Riester ri-scope® L3

KÓD: 2077



5 rokov záruky

265 €



Výkonná optika. 3,5 V halogénová žiarovka. Asférická zberná šošovka zabezpečujúca filtrovanie odrazov aj pri veľmi malých

zreničkách. Jemná, ergonomicky tvarovaná konštrukcia: nový ri-scope® model a oporou palca, ktorý umožňuje ovládanie všetkých regulačných prvkov jedným prstom. Samostatne nastaviteľný červený filter, modrý a

polarizačné filtre ku každej apertúre. Dioptrický kotúč s 29 korekčnými šošovkami: + 1-10, 12, 15, 25, 40; - 1-10, 15, 20, 25, 30, 35. Napájanie: 2 ks lítiové batérie.

HEINE mini 3000® LED

KÓD: 5693



5 rokov záruky



+ 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 D
- 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 D

229 €

Moderný oftalmoskop s LED svetlením. Výkonná LED dióda poskytuje jasné, absolútne homogénne osvetlenie. Teplota svetla: 4000 K. Index vernosti farieb >95 resp. >90 pri červenej farbe.

Prístroj je vybavený signalizáciou stavu batérie. Prevádzková doba na jedno nabitie batérie: viac ako 10 hodín. Rúčka: robustná, nárazu odolná kombinácia plastu a chrómovej ocele.

HEINE BETA 200®

KÓD: 1815



5 rokov záruky



74 single diopter steps
+ in 1 D steps: +1 through +38 D
- in 1 D steps: -1 through -36 D

325 €

Jedinečný asférický optický systém, ktorý zabezpečuje odfiltrovanie cornea a iris reflexov. Jasné, biele svetlo vďaka 2,5 V Xenon Halogén osvetleniu. Vnorená viacvrstvá šošovka s precíznou

kovovou konštrukciou nosiča optiky.

Apertúry: kobaltovo modrá, zameriavací kríž s polárnymi koordinátami, kruh, malý kruh, bod, štrbina a polkruh.

HEINE BETA 200S® hlavica

KÓD: 3799



5 rokov záruky

350 €

Patentom chránený asférický optický systém na bezodrazové vyšetrenie očného pozadia. Ergonomicky tvarovaný, precízny nástroj s dlhou životnosťou. Ostré, jasné svetlo vďaka osvetleniu 2,5 V Xenon Halogén žiarovke. Vnorená viacvrstvá šošovka s precíznou kovovou konštrukciou nosiča optiky.

Apertúry: kobaltovo modrá, zameriavací kríž s polárnymi koordinátami, kruh, malý kruh, bod, štrbina a polkruh.



+ in 1 D steps: +1 through +38 D
- in 1 D steps: -1 through -36 D

Rúčka k oftalmoskopu HEINE BETA 200®

KÓD: 3738



5 rokov záruky

80 €

HEINE mini NT® súprava na nabíjanie akumulátorov

KÓD: 5000



5 rokov záruky

250 €

Súprava určená pre prístroje radu 3000. Obsah súpravy: nabíjacia jednotka, 2 ks nabíjateľný akumulátor, 2 ks základňová doska k otoskopu. Súpravu možno použiť len k 2,5V NiMH nabíjateľným batériám. Čas potrebný k plnému nabitíu dvoch akumulátorov: 4 hodiny.

Otoskop – Oftalmoskop súpravy

KaWe EUROLIGHT® C10 súprava

KÓD: 2783



Súprava obsahuje: **KaWe EUROLIGHT® C10 otoskopovú hlavicu** so štandardným osvetlením s otočnou šošovkou s 3 X zväčšením;

KaWe EUROLIGHT® C10 oftalmoskopovú

140 €

hlavicu s korekčnou šošovkou, Rozsah dioptrií +20 až -20. 1 apertúra, vákuová žiarovka; Skrutkovú rukoväť typu C s klasickým osvetlením. Príslušenstvo: 10-10 ks spekulí na jedno použitie (ø2.5 a 4.0 mm), taška na prenášanie.

KaWe Otoskop – Oftalmoskop Basic set

KÓD: 2932



155 €

Obsah súpravy:
KaWe EUROLIGHT® kovová rúčka; E10 umelohmotná oftalmoskopová hlavica (s 1 apertúrou); Kovová otoskopická hlavica s klasickým osvetlením a zväčšením 3 X; 20

mm a 22 mm hrtanoé zrkadlá; súprava spekulí; rozširovač nosu; lampová tyč; umelohmotný držiak lopatiek na jazyk; 2,5 V žiarovka.

KaWe MedCenter®



Diagnostický set s montážou na stenu. moderný, inovatívny dizajn. 24 hodinová „stand by“ prevádzka. regulátor intenzity osvetlenia. ergonomické rúčky. Jednoduchá montáž na stenu. Výstupný výkon: 3,5 W. Napájanie: sieťové 100 – 230V, 50/60

H_z. výstupný prúd: 200 mA.
Obsah dodávky: otoskop C a oftalmoskop E55

(xenónová žiarovka) alebo otoskop F.O. LED a oftalmoskop E56 (high power LED)

KÓD: 5380	KaWe MedCenter® 5000 C	445 €
KÓD: 5381	KaWe MedCenter® 5000 F.O LED	535 €

COMBILIGHT® F.O.30 / E30 set

KÓD: 3508



COMBILIGHT je diagnostická súprava s priamym oftalmoskopom. Súprava obsahuje: F.O. 30 hlavica otoskopu s 2,5 V osvetlením prostredníctvom optických vlákien, 3 násobným zväčšením a zdroj

svetla s xvnónovou žiarovkou; EUROLIGHT E30 hlavica oftalmoskopu s korekčnou šošovkou s plynulým nastavením v intervale ±20 dioptrií; MedCharge® 4000 rúčka nabijateľná z akumulátoru; Akku C batériová

rúčka. Príslušenstvo: 10-10 ušných lievikov s priemerom 2,5 a 4 mm.

220 €

KaWe PICCOLIGHT® s 1 apertúrou



KaWe PICCOLIGHT® C1 otoskopická hlavica s 1 apertúrou, štandardné osvetlenie vákuovou žiarovkou, výklopná šošovka so zväčšením 3 X. Oftalmologická hlavica E50 s korekčnou šošovkou. Dioptrický rozsah +20 až -20 dioptrií. Batériová rukoväť.
KaWe PICCOLIGHT® F.O. otoskopická hlavica s 1 apertúrou, osvetlenie vlákňovou optikou s halogénovou žiarovkou, výklopná šošovka

so zväčšením 3 X. Oftalmologická hlavica E50 s korekčnou šošovkou. Dioptrický rozsah +20 až -20 dioptrií. Napájanie: 2 ks batérie typu AA. Príslušenstvo: 10-10 ks spekulí na jedno

použitie (ø2.5 a 4.0 mm), taška na prenášanie. Prístroje možno objednať vo farbách: čierna, modrá, strieborná.

KÓD: 2784	KaWe PICCOLIGHT® C s 1 apertúrou	135 €
KÓD: 2842	KaWe PICCOLIGHT® F.O. s 1 apertúrou	160 €

HEINE mini® 3000 LED set

KÓD: 5694



5 rokov záruky
5

Oftalmoskop mini 3000 LED + otoskop mini 3000 LED. Príslušenstvo: 5-5 ušných lievikov na jedno použitie, tvrdá škatuľa. Napájanie: 2,5 V batériová rúčka s batériami.

455 €

Súpravy otoskop + oftalmoskop VM



Súprava VM1
Súprava obsahuje: otoskop VM T100, oftalmologická hlavica VM P100. Zdroj svetla: xenónová žiarovka. Napájanie: 2ks batérie AA

Súprava VM2
Súprava obsahuje: otoskop VM T300 (zväčšené zorné pole), oftalmologická hlavica VM P100. Zdroj svetla: halogénová žiarovka. Napájanie: 2ks batérie AA

Súprava VM3
Súprava obsahuje: otoskop VM100, oftalmoskop VM P100. Zdroj svetla: halogénová žiarovka. Napájanie: 2ks batérie AA

Súprava VM4
Súprava obsahuje: otoskop VM300, oftalmoskop VM P100. Zdroj svetla: halogénová žiarovka. Napájanie: 2ks batérie AA

Nabíjačka akumulátorov VW-C200
Nabíjačka akumulátorov (batérií) k VM otoskopom a oftalmoskopom. K použitiu je potrebné zakápiť akumulátorovú rúčku.

KÓD: 5723	Súprava VM1	85 €
KÓD: M891	Súprava VM2	90 €
KÓD: 5736	Súprava VM3	110 €
KÓD: 5737	Súprava VM4	115 €
KÓD: M892	Nabíjačka akumulátorov VW-C200	42 €

HEINE OMEGA® 500 LED

KÓD: M138

2 350 €



Nepriamy oftalmoskop s LED osvetlením. Prepracovaný LED HQ systém zaručuje dlhšiu

dobu prevádzky a vynikajúcu reprodukciu farieb pri životnosti LED minimálne 20000 hodín. Najmodernejší LED osvetľovací systém poskytuje absolútne homogénne, rovnomerné osvetlenie, pričom dosahuje dvojnásobok výkonu ako XHL technológia. Teplota svetla: 4000 K; Index CRI: 90. Pomocou reostatu možno intenzitu osvetlenia jemne nastavovať, najmä v oblasti nízkej intenzity.

KÓD: 315

Nabíjateľný akumulátor MPack

485 €

HEINE Omega 500®

KÓD: 3028

2 350 €



HEINE binokulárny indirektný oftalmoskop s patentovaným systémom synchronizovanej regulácie konvergencie a pralaxy. Viacvrstvový osvetľovací systém spolu s novou XHL xenónovou žiarovkou znižuje cornea reflexy a zaručuje čistý obraz očného pozadia. Príslušenstvo: regulátor intenzity, transformátor. Prístroj možno v základnom prevedení napájať len z elektrickej siete.

KÓD: 315

Nabíjateľný akumulátor MPack

485 €

HEINE SIGMA 150®

KÓD: 153

5 rokov záruky



Indirektný okuliarový oftalmoskop pre všetky vzdialenosti pupíl. Dvomi samostatnými regulátormi možno zvoliť ideálnu paralaxu a konvergenciu pre akýkoľvek rozmer pupily (regulácia od 48 po 74 mm). Svetelný zväzok možno nastaviť v uhle 3 stupňov na filtráciu reflexných odrazov. Zariadenie pracuje so xenónovou žiarovkou 6V/5W

XHL), ktorá poskytuje biele svetlo, blízke prirodzenému dennému svetlu. Vstavaný červený filter. Snímateľný žltý a modrý filter. Prístroj je odolný voči prachu, nevyžaduje údržbu. Vďaka konštrukcii s použitím sklenených

vláken je vysoko odolný pri nízkej hmotnosti (len 90 gramov bez rámu). Napájanie: nabíjateľný akumulátor MPack. Opcie: regulácia intenzity svetla popruhom na hlavu, bez okuliarov.

KÓD: 315

Nabíjateľný akumulátor MPack

485 €

Ri-Screen multifunkčná kamera



Ri-Screen je systém lekárskej digitálnej kamery určený na dermatoskopové, oftalmoskopové a otoskopové a iné vyšetrovania. Digitálne obrázky a video snímky zhotovené systémom Ri-Screen prispievajú k stanoveniu správnej diagnózy a určeni správného liečebného plánu. Systém Ri-Screen je jednoducho použiteľný v dennej praxi a je pripojiteľný a akekoľvek databáze

pacientov. Okrem toho systém umožňuje archiváciu obrázkov napr. ku konzultáciám. Rozmery: 89x44x205 mm; hmotnosť: 254 gramov. Napájanie: Li-ion akumulátor. 3,5" HD farebný TFT-LCD displej; 8 GB micro SD karta. Prístroj je po nabití akumulátory schopný 3 hodinovej nepretržitej prevádzky. Optické moduly sa k základnej jednotke

pripájajú bajonetovým uzáverom. Prístroj má vstavané funkcie zhotovenia obrázku resp. videa. Zariadenie je vybavené 2 MPixel CMOS senzorom. Formát obrázku: JPEG; video formát: H.264; rozklad obrazu: Hull HD 1920x1080; mini USB a AV výstup.

KÓD: M250

Multifunkčná kamera, Ri-Screen rúčka a displej, Li-ion kumulátor

1 750 €

KÓD: M251

Otoskopická hlavica k Ri-Screenu

880 €

KÓD: M252

Oftalmoskopická hlavica k Ri-Screenu

4 250 €

KÓD: M253

Dermatoskopická hlavica k Ri-Screenu

880 €

KÓD: 1298

Spekula na jedno použitie 2,5 mm k Ri-Screenu

0,15 €

KÓD: 5684

Spekula na jedno použitie 4,0 mm k Ri-Screenu

0,15 €

OFTALMOLÓGIA, OPTIKA, DERMATOLÓGIA, OTOSKOPY | 9.6

Štrbinové lampy, Oftalmometre

Štrbinová lampa Argus 5F

KÓD: 1581



Štrbinová lampa strednej kategórie so sklopným nastavkom a tromi stupňami zväčšenia, ktorá je odporúčaná na použitie v optikách na meranie kontaktných šošoviek a na použitie v očných ambulanciách. Zdrojom svetla je výkonná 30W halogénová žiarovka, intenzitu osvetlenia možno regulovať v 3

stupňoch. Technické charakteristiky: Tri stupne zväčšenia, úplné zväčšenie: 10 – 16 x. Výmenný okulár dodávaný ako príslušenstvo: 16x a 25x. Binokulárny mikroskop s vysokým rozlíšením so zväčšením 12,5 x. Sklápaťelný nastavok: 0-5-10-15-20

stupňov. Šírka štrbiny: 0 – 9 mm s plynulým nastavením. Výška štrbiny: 1 – 8 mm s plynulým nastavením. Otáčanie štrbiny: 180 stupňov. Filtry: tepelný, neutrálálny, zelený a kobaltovo modrý. Zdroj svetla: 12V/30W halogénová žiarovka.

5 700 €

Prístroj na meranie dioptrií Tagaki

KÓD: 1582

2 490 €



Nitkový merací kríž, vnútorné odčítane. Interval merania lomu svetla +25,00 až -25,00 D. Prizma: do 5 v hľadáčku, do 20 s kompenzátorom. Merateľný priemer šošovky: 30 – 90 mm s posuvom po 2 mm. Kompenzácia dioptrií okuláru v intervale ±6 D.

HEINE štrbinová lampa HSL 150

KÓD: 2564

775 €



Štrbinu možno nastaviť v intervale 0,2 x 10 mm po 4,0 x 14 mm. 6 násobné zväčšenie so šošovkou 20D. Lampa poskytuje čistý

biely obraz vďaka osvetleniu halogénovou žiarovkou. V prípade potreby možno používať zabudovaný modrý filter. Lampa je prenosná, ľahko použiteľná nezávisle na elektrickej sieti. Maximálne vedenie svetla zabezpečuje špičková viac vrstvová optika. Osvetlenie: 2,5 V XHL Xenon Halogén technológia. Hmotnosť: len 70 gramov, čím sa tento výrobok zaraďuje medzi najľahšie vo svojej kategórii.

Autorefrakto-keratometer CRK-7000

kód: 5396



Optimalizovaný optický systém HUVITZ z vlastného vývoja poskytuje presné a spoľahlivé výsledky merania prekvapivo rýchlo. CCD s vysokou citlivosťou. Široký merací rozsah. CRK-7000 meria v intervale +20 D až -20 D sph. a 10 D cyl. Meranie PD je automatické počas merania refrakcie; na meranie priemeru zreničky a dúhovky má prístroj zabudovaný špeciálny program. 5,7" farebný LCD displej zobrazuje popri dokonale čistom obraze oka, výsledky meraní,

ich grafické spracovanie v dobre prehľadných zobrazeniach. Precízne meranie ohybov garantuje zdvojený systém meracích kruhov a zdvojené LED osvetlenie. rýchla tlačiareň. jednoduché a rýchle nastavenie. Technické údaje: Refrakcia: VERTEX vzdialenosť (VD) 0.0, 12.0, 13.5, 15.0, sférický rozsah: +20 D ~ -20 D, rozklad: 0.12 D / 0.25 D, cylindrický rozsah: +10 D ~ -10 D, rozklad 0.12 D ~ 0.25 D; cylindrické módy – (MIX) + PD oblasť pri 10 ~ 85 mm minimálny priemer

pupily. Keratometria: bázické zakrivenie 5.0 ~ 10.2 mm (s rozlíšením 0,01 mm); cornea lom 33.0 ~ 67.50 D (0,05/0.12/0.25 D); cornea astigmatizmus 0.00 ~ -15.00 D (0.05/0.12/0.25 D); os: 0 ~ 180 s rozlíšením 1; PD 10 mm ~ 85 mm; meranie zrenička/ dúhovka medzi 2.0 ~ 14.0 mm (0.1 MM); pamäť na zmrazený obraz: 10 pre každé oko. Rozmery: 432x252x500 mm. hmotnosť: 20 kg

8 590 €

9.7 Kolposkopy | OFTALMOLÓGIA, OPTIKA, DERMATOLÓGIA, OTOSKOPY

Colpy stojanový kolposkop

kód: 3987



nastaviteľnou výškou (73-104 cm). Zväčšenie 6,2 x so štandardnou optikou 10 x. Optický systém: stereo, nastavovanie vzdialenosti okuliarov, optická hlava s nastavením v uhle 45 stupňov. Osvetlenie: halogénová dvojitá žiarovka 12V/12W. Zorné pole: 35 mm - 24 mm. pracovná vzdialenosť 26 cm. Vzdialenosť okuliarov: 48 - 72 mm. Korekcia dioptrií: 5 stupňov pr pravé oko. Jemné zaostrenie: 36 mm. Napájanie: z elektrickej siete 230V. Zelený filter. Hmotnosť 5,2 kg.

Binokulárny kolposkop s halogénovým osvetlením umiestnený na mobilnom stojane s

3 700 €

Video kolposkop KN-2200 s externým monitorom

kód: M690



Snímaný obraz je zobrazený na pripojenom monitore. Tento digitálny prístroj bol navrhnutý špeciálne na gynekologické vyšetrenia. Kamera má vstavané farebné filtre (zelený a červený) s bezstupňovým nastavovaním. Intenzitu

osvetlenia vyšetrovanej plochy možno plynule regulovať. Kamera je osadená systémom výkonného zoomu a zmrazenia obrazu. Rýchly autofokus resp. manuálne zaostrovanie uľahčujú prácu. Jediným tlačidlom môžete nastaviť rovnováhu bielej, aby ste na displeji získali obraz v reálnych farbách. ¼" digitálna kamera je dodávaná s LED osvetlením (studené svetlo) a vstavanou PC digitalizáciou snímaného obrazu. Kamera je umiestnená na mobilnom stojane s diaľkovým ovládaním. Osvetlenie: 1200 Lux; pracovná vzdialenosť: 200 – 400 mm; zväčšenie: 35 x.

2 250 €

Video kolposkop KN-2200 s LCD displejom

kód: M691



osvetlenia vyšetrovanej plochy možno plynule regulovať. Kamera je osadená systémom výkonného zoomu a zmrazenia obrazu. Rýchly autofokus resp. manuálne zaostrovanie uľahčujú prácu. Jediným tlačidlom môžete nastaviť rovnováhu bielej, aby ste na displeji získali obraz v reálnych farbách. ¼" digitálna kamera je dodávaná s LED osvetlením (studené svetlo) a vstavanou PC digitalizáciou snímaného obrazu. Kamera je umiestnená na mobilnom stojane s diaľkovým ovládaním. Osvetlenie: 1200 Lux; pracovná vzdialenosť: 200 – 400 mm; zväčšenie: 35 x.

Video kolposkop so vstavaným LCD displejom. Tento digitálny prístroj bol navrhnutý špeciálne na gynekologické vyšetrenia. Kamera má vstavané farebné filtre (zelený a červený) s bezstupňovým nastavovaním. Intenzitu

2 650 €

Video kolposkop KN-2200 s pripojením na PC

kód: M692



Snímaný obraz je zobrazený na monitore pripojeného PC (počítač nie je súčasťou dodávky). Tento digitálny prístroj bol navrhnutý špeciálne na gynekologické vyšetrenia. Kamera má vstavané farebné filtre (zelený a červený)

s bezstupňovým nastavovaním. Intenzitu osvetlenia vyšetrovanej plochy možno plynule regulovať. Kamera je osadená systémom výkonného zoomu a zmrazenia obrazu. Rýchly autofokus resp. manuálne zaostrovanie uľahčujú prácu. Jediným tlačidlom môžete nastaviť rovnováhu bielej, aby ste na displeji získali obraz v reálnych farbách. ¼" digitálna kamera je dodávaná s LED osvetlením (studené svetlo) a vstavanou PC digitalizáciou snímaného obrazu. Kamera je umiestnená na mobilnom stojane s diaľkovým ovládaním. Osvetlenie: 1200 Lux; pracovná vzdialenosť: 200 – 400 mm; zväčšenie: 35 x.

2 250 €

Binokulárny kolposkop KN-2200B

kód: M893



Kolposkop s klasickým optickým systémom. LED osvetlenie s plynulou reguláciou intenzity svetla. Výkonný zoom so zväčšením 2,8 – 17 x. Maximálne intenzita svetla: 30000 lux. Vzdialenosť okuliarov možno nastaviť podľa potreby. Korekčné číslo okuliarov: ±5 dioptrií. Podľa potreby možno použiť vstavaný zelený filter. Opcie: S balík na digitalizáciu a spracovanie obrazu.

3 690 €

Balík na digitálne spracovanie obrazu

kód: M894



Balík obsahuje: adaptér, CCD kamera, video kábel, USB digitalizačná jednotka, softvér. Kamera: 1/3" CCD kamera 400.000 pixelov s nastaviteľnou gama korekciou a korekciou farieb. Softvér: Win7 a Win8 kompatibilný 32/64 bit. Systém je vhodný na zhotovenie a archiváciu obrazov a video sekvencií. Uložené súbory možno editovať resp. porovnávať. V záujme uľahčenia diagnostiky, systém obsahuje niekoľko stoviek vzorových obrazov a katalóg diagnóz.

1 990 €

Binokulárna lupa s ochrannými okuliarmi KHM-102

KÓD: M254



5 rokov záruky

149 €

Zväčšenie 3x; pracovná vzdialenosť: 420 mm; vzdialenosť zrenic možno nastaviť a fixovať jedným pohybom.

Podľa záujmu zákazníka pripravíme ponuku na okuliare aj s inými parametrami!

HEINE binokulárne zväčšovacie okuliare

KÓD: 3249



470 €

Zväčšenie 2,3 x. Pracovná vzdialenosť: 340 mm. Viacvrstvové tvrdené šošovky. Hmotnosť: len 46 gramov. Na výrobok je poskytovaná záruka výrobcu na 5 rokov.

Binokulárna lupa Riester

KÓD: 5434



750 €

Priemer viditeľnej pracovnej plochy v cm

Prac. vzdialenosť	34	42	46	50
Šošovka 2,0 x	11,4	N/A	N/A	N/A
Šošovka 2,5 x	8,1	10	10,9	11,8
Šošovka 3,0 x	5,9	7,1	7,7	8,3

Osvetlenie prostredníctvom LED diód! Zdroj svetla produkuje homogénny svetelný lúč s intenzitou max. 18000 lux. 3 X LED je upevnená na obrubu okuliarov. Napájanie je zabezpečené

prostredníctvom nabíjateľného lítiového článku. Jedno nabitie postačuje na 4 hodiny nepretržitej prevádzky. Príslušenstvo: nabíjačka, taška.

KÓD: M255 LED opcia

930 € €

Binokulárne zväčšovacie okuliare KaWe

KÓD: 4391



Modifikácia binokulárnych zväčšovacích okuliarov KaWe vybavená ochrannými okuliarmi. Ostatné parametre sú zhodné

Ultrazukový merač hustoty kostí

KÓD: 1955



5 900 €

Pomocou ultrazvuku meria hustotu kostí. Čas merania je cca 1 minúta. Spracovanie a archivácia nameraných údajov prostredníctvom PC. Výsledky možno zobrazíť na monitore počítača alebo vytlačíť na tlačiarňu. Parametre Osteoporózy: OI, BUA, SOS. Pacient musí vložiť päťu do prístroja medzi dva gumené

zvonky, ktoré sú naplnené olejom (na rozdiel od iných prístrojov, ktoré pracujú s vodou). Olej totiž reaguje na zmeny teploty pomalšie ako voda, preto je meranie neporovnateľne presnejšie. Prednosťou prístroja je, že gumové zvonky sú vyrobené z odolného materiálu a preto je ich životnosť veľmi vysoká. Prístroj má malé rozmery a hmotnosť čo ho predurčuje aj na použitie v malých priestoroch. Presnosť: OI – in vio < 0,7%, BUA – in vio < 0,2%, SOS – in vio < 0,2%. Ultrazvuk: monokomponentný 0,5 MHz, plochý. Frekvencia: 50-60 Hz. Príkon: 120 W. Prístroj typu BF.

Footscan® RS scan - 1 m, 3D

KÓD: M694



Systémy Footscan® pre analýzu chôdze umožňujú vykonávať statické a dynamické merania. Základom týchto meraní je analýza chôdze na tlakových doskách. Tieto dosky majú svoje uplatnenie ako v lekárske tak aj vo výskume. Vďaka užívateľsky príjemnému softwaru máte príležitosť ihneď získať presný a spoľahlivý záznam tlaku a času. Okrem toho, statické a dynamické tlaky [N/cm²] získané počas kroku (odvalovanie nohy), dávajú dôležité informácie: určenie pohybu nohy, časové parametre, priestorové parametre

Lupový binokulárny okuliarový set HEINE

KÓD: 2261



1 290 €

Špeciálna povrchová úprava, zväčšenie 2,5x, pracovná vzdialenosť 420 mm, výnimočná hĺbka pohľadu, protiprachová úprava, ľavá i pravá optika nezávisle nastaviteľná. Príslušenstvo: optika, široký rám, ochrana postrannej obruby, ochranné šošovky, sklápňo ramená, taška.

Binokulárna lupa KaWe

KÓD: 4390



250 €

Lupové okuliare BC 2.3 HRI zaručujú vynikajúcu kvalitu obrazu: ostré kontúry bez skreslenia, astigmatizmu a farebného posuvu. Okuliare

možno nastaviť jednotlivito a možno ich fixovať. Zväčšenie optiky: 2,3 x. Optika je odolná voči prachu a vlhkosti. Vďaka použitiu BiTech optiky sa stáva achromatická šošovka zbytočnou. Vďaka tejto technológii sú okuliare ľahšie a lacnejšie. Úroveň rozptýleného svetla a reflexov klesli na nepozorovateľnú hodnotu (pod 1%). Výrobné nastavený pozorovací uhol umožňuje pracovnú vzdialenosť 340 mm a pracovnú plochu 110 mm.

UH Sinuscan – prístroj na vyšetrovanie tvárových dutín

KÓD: 4568



2 350 €

Rýchle, účinné a bezbolestné vyšetrovanie. Vyšetrenie pacienta nevyžaduje žiadnu prípravu pacienta. Vyšetrenie je prosté akéhokoľvek ionizujúceho žiarenia, vhodné aj pre tehotné ženy, absolútne neškodná

metóda merania. Prístrojom možno jednoducho a rýchlo vyšetrovať aj deti či kojencov. Vyšetrenie možno viac krát opakovať vďaka tomu, že nemá žiadne vedľajšie účinky. Metóda vyšetrovania má vedecky podloženú spoľahlivosť a reprodukovateľnosť. Prístroj môžu používať rovnako účinne pracíci aj ľaváci. Výsledky merania možno okamžite vytlačíť. Rozmery: 210 x 69 x 36 mm. Hmotnosť: 292 gramov. Napájanie: 6 V, 730 mAh, NiMH. Displej: grafický LCD. V pamäti prístroja možno uložiť výsledky 4 meraní. Ultrazuková frekvencia: 3 MHz.

od 21 500 €

chôdze... Všetky tieto doplnkové parametre sú veľmi dôležité pre vyhodnotenie charakteru chôdze.

Lekárske použitie

Pediatrica, ortopédia, analýza chôdze, lekársky dohľad nad športovcami Nevyhnutné pomôcka pri výbere správnej obuvi Rehabilitačné lekárstvo Silný diagnostický nástroj Tlakové dosky footscan® sú príjemné pri vyšetrení pre pacientov aj lekára: tenké, až 2m dlhé užívateľsky príjemný footscan® software: informácie o tlaku, času, pohybu

Vedecké použitie

Biomechanický výskum, Športová veda možnosť synchronizácie silové dosky s footscan® 3D boxom a záznam absolútnych dát export všetkých dát tlakov v ASCII formáte a možnosť vlastného spracovania dát možnosť triggeru ďalších zariadení (vysokorychlostne kamery, EMG systémy) s footscan® 3D boxom definovaná frekvencia snímania footscan® 3D boxu, ktorú možno nastaviť v rozmedzí 1-500 Hz.

UH Sinuscan – prístroj na vyšetovanie tvárových dutín

KÓD: M693

8 750 €



Technická špecifikácia

Veľkosť	SpinalMouse® 140 x 110 x 50 mm; Dokovacia stanica 210 x 150 x 110 mm
Hmotnosť	SpinalMouse® 210 g (s batériami); Dokovacia stanica 420 g
Záznam dát	400 zoriek za sekundu (rýchlosť 0.2 m/s; ~ 400 Hz)
Rýchlosť/Frekvencia	Dermatoskopická hlavica k Ri-Screenu
Uhlové rozlíšenie snímaču	±0.2 stupne
Technická chyba	max. ±0.5 stupňa
Napájanie	2 alkalické batérie , R6P, AA, 1.5 V
Životnosť batérií	približne 3 mesiace
Spotreba energie	počas záznamu približne 200 mW
Prenos dát	Bluetooth (IEEE 802.15) 2.4-2.48 GHz
Dosah	do 10 m

SpinalMouse® je zariadenie, ktoré bolo vyvinuté na diagnostiku zakrivenia chrbtice a určenie mobility jednotlivých segmentov v sagitálnej a frontálnej rovine. Vyšetrenie je jednoduché, rýchle a presné. Na základe porovnania s rádiologickými vyšetreniami možno konštatovať, že výsledky meraní sa vyznačujú vysokou validitou a reliabilitou. Hlavným prínosom SpinalMouse® je neinvazívnosť a absencia radiačného žiarenia a chemických látok.

INFÚZNE PUMPY

Infúzna pumpa AITECS DF-12

KÓD: 4529

1 550 €



Volumetrická infúzna pumpa DF-12 môže byť použitá pre kontinuálnu prúdovú derivačnú infúziu kvapalných liečiv rovnako ako aj na

infúzia znečitlivujúcich, protirakovinových prostriedkov alebo výživných roztokov. Infúzný princíp: Peristitic Semi-TransitFinger.

Prúdový derivačný rozsah: 0,1-99,9 ml/h s krokom 0,1 ml alebo 100-999 ml/h s krokom 1 ml. Presnosť: ±5 %.

Injekčná pumpa AITECS SEP-10S PLUS

KÓD: 1016

1 450 €



Je vhodná na rýchle, presné a spoľahlivé dávkovanie liekov pri infúznej liečbe. Nastavenie parametrov prebieha pomocou numerickej klávesnice. Je vybavená širokým rozsahom užívateľsky priateľskými funkciami a pokročilými

bezpečnostnými vlastnosťami (anti-bol a anti-sifon funkcie). Prístroj umožňuje zmenu infúzných parametrov počas infúzie bez prerušenia infúzie. Dávkovacia rýchlosť: 0,1-1500 ml/h. Celkový rozsah: 0,1-9999,9 ml. Typy striekačiek, ktoré sa dajú používať s prístrojom: 10, 20, 30, 50/60, 100 ml s presnosťou na +/- 2% podľa typu striekačky. Bólové dávkovanie: 10-1500 ml. Zdrojové vybavenie: 220-230 V AC +/- 10 %, 50/60 Hz, alebo vstavaný akumulátor, ktorý sa dá dobíjať. Akumulátor je funkčný po dobu 8 h pri prevádzke 5 ml/h. Obrazovka: 16 x 2 riadkový LCD. Rozmery: 135x305x195 mm. Váha: 2,6 kg. Záruka: 18 mesiacov.

Injekčná pumpa CONTEC SP500

KÓD: M897

830 €



Injekčná pumpa je určená na priebežné podávanie liekov rovnomernou rýchlosťou a vysokou presnosťou. Rýchlosť dávkovania: 0,1 ml/h – 500 ml/h (v závislosti na

striekačke). Podstatné charakteristiky: Micro flow hodnota: 0,1 ml/h; systém anti bolus; celkový infúzný objem: 0,1 – 9999,9 ml; použiteľné striekačky: 10/20/50 ml, presnosť: ±3%; funkcie almu: prázdna striekačka/oklúzia/porucha napájania/vybitá batéria/ uvoľnená striekačka/koniec programu atd.; Napájanie: AC a vstavaná nabíjateľná lítiová batéria; Displej: 2,0" LCD s podsvietením; Rozmery: 310x125x115 mm; Hmotnosť: 1,8 kg.

Infúzna pumpa ALARIS GW

KÓD: 5279

2 690 €



ASENA™ GW volumetrickú infúznú pumpu možno používať ako samostatný prístroj alebo ako súčasť Alaris infúznej sústavy. Jedná sa o malý, ľahký prístroj ideálny pre používanie v ambulantnej starostlivosti resp. pri prevoze pacienta. Inteligentný senzor tlaku signalizuje upchatie hadičky, konštrukcia znemožňuje prípadné voľné vytekanie kvapaliny. Voliteľné

prevádzkové módy: Makro mód: 1 ... 999 ml/h; Mikro mód: 0,1 ... 99,9 ml/h. Hladina tlaku: nízka / stredná / vysoká. Nastavenie rýchlosti prúdenia / objem za jednotku času. Dvojrychlostný (primárny / sekundárny) dávkovací mód. Hlavné charakteristiky: Rýchlosť dávkovania: 1 – 999 ml/h; Rozhranie lekárskeho prístroja (MDI); Montáž na stojan;

Bolus / purge funkcia; KVO prevádzkový mód; Priemerná objemová chyba: ±5%; Komunikácia: obojsmerná IrDa resp. RS232 port; opcia: senzor kvapiek; Akumulátorová prevádzka: 4 hodiny pri rýchlosti dávkovania 5 ml/h; nabíjanie akumulátoru: 1,5 hod. na 90% kapacity.

CONTEC SP750 volumetrická infúzna pumpa

KÓD: M898

495 €



Prístroj vhodný na priebežné infúzne podávanie liekov rovnomernou rýchlosťou a vysokou presnosťou. Rýchlosť dávkovania: 0,1 ml – 750 ml/h.

Podstatné charakteristiky:

Micro flow hodnota: 0,1 ml/h; systém anti bolus; celkový infúzný objem: 0,1 – 9999,9 ml; presnosť: ±3%; funkcie almu: skoro prázdna infúzna fľaša/oklúzia/porucha napájania/vybitá batéria/ koniec programu atd.; Napájanie: AC a vstavaná nabíjateľná lítiová batéria; Displej: 3,5" LCD s podsvietením.

Infúzna manžeta



KÓD: 2743	Fazzini 500 ml	23 €
KÓD: 1168	Bosch 500 ml	67 €
KÓD: 1169	Bosch 1000 ml	72 €

Skríninový audiometer SA-7

KÓD: 5395



Malý, farebný audiometer s dotykovým displejom, vstavanou pamäťou a počítačovým prevádzkovým módom. farebný, grafický QVGA displej (320x240 bodov). prístroj neobsahuje žiadne pohyblivé súčiastky, vďaka čomu je jeho prevádzka úplne bezhlučná. Zobrazenie audiogramu: počas merania je získaný audiogram okamžite vidieť na displeji (zvlášť pre každé ucho alebo spolu). Určenie prahov sa zakladá na spätnej odpovedi pacienta. Na základe dvoch odpovedí (na rovnakej frekvencii a hladine) určí prístroj prah, čo však obsluhujúci môže prehodnotiť. Odhlučnené slúchadlá (-20dB) umožňujú použitie prístroja

aj v prostredí, ktoré nie je ideálne na vykonanie audiometrického vyšetrenia. Mimoriadne jednoduchá obsluha. Na princípe spätnej odpovede pacienta je prístroj schopný získať úplný audiogram aj v automatickom prevádzkovom móde. Vyšetrenie detí uľahčuje vstavaný test melódiou. Možnosť pripojenia prístroja k PC. Možnosť vloženia užívateľských nastavení (setup).

Frekvencie a hladiny intenzity: od 250 Hz po 8000Hz; nepretržitý alebo prerušovaný zvukový signál; zvyšovanie/ znižovanie intenzity krokovo po 5dB; automatické rozpoznávanie prahov. Vstavaná pamäť s kapacitou pre 50 úplných audiogramov. Rozhranie: sériové RS232. Slúchadlá: TDH 39 (100W). THD < 0,5%. Hmotnosť: 0,45 kg. Rozmery: 157x92x35 mm.

1 490 €

KÓD: 2029	Spätný hlásič pacienta	35 €
KÓD: 2559	Maudio7 softvér + kábel k PC	120 €

Skríninový audiometer 9910

KÓD: M981

1 390 €



Skríninový audiometer typu 4 určený na skríninové vyšetrenia sluchu pri prenose zvuku vzduchom. Prístroj pracuje s 11 krokovým frekvenčným rozsahom, ktorý sa volí medzi frekvenciami 125 – 8000 Hz (± 1%). Intenzitu vyšetrovacieho zvuku možno nastaviť v intervale -10 až 100 dB s krokom po 5 dB.

Základné charakteristiky:

Veľký, dobre čitateľný LCD displej s podsvietením (zobrazenie zvolenej frekvencie, intenzity a laterality); ovládacie prvky bez pohyblivých dielov; spojitá resp. pulzujúca expozícia vyšetrovacieho zvuku; automatické vypnutie, keď neprebíha meranie dlhšie ako 3 minúty; spätý hlásič pacienta. Prístroj je dodávaný spolu s jednotkou napájania, slúchadlami v odolnom nárazu vzdorom kufríku. Hmotnosť: 1,5 kg. Rozmery: 280 x 310 x 100 mm. Opcie: zariadenie na meranie reakčného času.

Skríninový audiometer Auditest

KÓD: M982

775 €



Prenosný, autonómny audiometer na meranie pri prenose vyšetrovacieho zvukového signálu vzdušnou cestou. Prístroj pracuje s 11

krokovým frekvenčným rozsahom, ktorý sa volí medzi frekvenciami 125 – 8000 Hz (%). Intenzitu vyšetrovacieho zvuku možno nastaviť v intervale -10 až 100 dB s krokom po 5 dB. Základné charakteristiky: Veľký, dobre čitateľný LCD displej s podsvietením (zobrazenie zvolenej frekvencie, intenzity a laterality); ovládacie prvky bez pohyblivých dielov; spojitá resp. pulzujúca expozícia vyšetrovacieho zvuku; automatické vypnutie, keď neprebíha meranie dlhšie ako 3 minúty. Napájanie: 2 x 1,5V batéria.

Skríninový audiometer 600M

KÓD: 5650

1 790 €



Prenosný prístroj, jednoducho pripojiteľný k PC s priateľským softvérovým vybavením. Interaktívny a intuitívny. Manuálne a automaticky programovateľné meracie módy. Rýchle meranie. Vytvorenie databáz, vytvorenie zložky pacienta, tlač, export dát. pružný softvér umožňuje rôzne užívateľské nastavenia. Softvérové vybavenie účinne pomáha pri interpretácii audiogramov, vypočítava mieru

poškodenia sluchu, určí prahy počutia metódou Hughson - Westlake. Spojitý alebo prerušovaný vyšetrovací zvukový signál. Frekvenčný rozsah: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz (±2%). Úroveň výstupného signálu: v intervale -10 až 100 HLdB. Slúchadlá HD 428. Napájanie / komunikácia: USB link. Požiadavky na PC: 1 USB port, RAM: 1 GB, CPU: 1 GHz, voľné miesto

na HDD: 50 MB, rozklad displeju: 1024x600, operačný systém: Windows 7, Vista, Windows XP. Prístroj je dodávaný v ABS kufríku. Rozmery: 92x150x28 mm. Hmotnosť: 1,3 kg (160 g – audiometrický diel). Príslušenstvo: audiometrický diel, vynikajúco izolované slúchadlá, USB kábel, spätý hlásič pacienta, softvér, taška.

Skríninový audiometer BSA-1 pre novorodencov

KÓD: 152



Audiometer BABY SCREEN je jednoducho použiteľný externý audiometer slúžiaci na skríninové audiometrické vyšetrenie novorodencov. Na zvukový signál generovaný

prístrojom novorodenci a deti do 2 rokov reagujú jednoznačne. Sledovaním reakcie je možné diagnostikovať mieru poruchy sluchu. Použitie: novorodenecké oddelenia nemocníc, pôrodnice

a všetky zariadenia kde sa vyskytne potreba audiometrického vyšetrenia detí mladších ako 2 roky. Prístroj je napájaný 9V batériou.

190 €

Skríninový audiometer SA-52

KÓD: 434

1 750 €



Meranie prahu počutia najmodernejšími metódami. Prístroje vhodné na meranie prenosu zvuku ako vzduchom tak aj

prostredníctvom kostí. Prístroj má malé rozmery, je plne riadený mikroprocesorom so vstavanou pamäťou a počítačovým prevádzkovým módom. Na displeji je schopný zobrazovať numerické aj textové informácie. Prístroj je konštruovaný bez pohyblivých dielov. Princíp merania je založený na spätnej odpovedi pacienta. Prostredníctvom vstavaného mikrofónu a slúchadiel môžeme komunikovať s pacientom. Slúchadlá sú odhlučnené (-20 dB). K prístroju možno miesto slúchadiel pripojiť vibrátor na meranie prenosu zvuku kosťami. Zariadenie umožňuje

úzko pásmové (NBN) resp. široko pásmové (WN) protipólové synchronné maskovanie. Je poskytnutá možnosť pripojenia k PC na sledovanie merania v reálnom čase. Možnosť užívateľského nastavenia (setup), ktorým užívateľ môže nastaviť prístroj v zhode so zodpovedajúcou rutinou. Pamäťová kapacita: Úplný audiogram (vedenie vzduchom aj kosťami) pre 99 pacientov. Uložené výsledky meraní je možné spätne prehliadať a zobraziť na LCD displeji. Oblasti použitia: lekári prvého kontaktu, rodinní lekári, obvodné ambulancie, nastavenie načúvacích prístrojov, vyšetrenia v

pracovnom lekárstve a pod. Prístroj umožňuje použitie v tichej komore ale aj v obyčajnom prostredí. Expozícia zvuku: nepretržitá resp. prerušovaná (manuálne alebo automaticky). Prístroj umožňuje reverzný prerušovaný prevádzkový mód. Frekvencie a maximálne hladiny: 250-8000 Hz, na 100 dB AC a 60 dB BC stredných frekvenciách. Sieťové napätie: 100-240 V, 50/60 Hz. Príkon: max. 2VA. Hmotnosť: 0,45 kg. Rozmery: 195 x 150 x 50 mm. Možnosť voľby komunikačného jazyku: angličtina, maďarčina, slovenčina, rumunčina.

KÓD: 2559 SM audio softvér na pripojenie k PC 120 €

KÓD: 4477 B71 vibrátor na kostné vedenie 450 €

AT-61 Klinický audiometer

KÓD: 3576



AT-61 je prístroj, ktorým možno vykonať drvivú väčšinu v klinickej praxi sa vyskytujúcich audiometrických vyšetrení založených na spätnej odpovedi pacienta. Okruh užívateľov prístroja je veľmi široký, od audiologických ambulancií až po oblastné audiologické centrá. Jeho používanie je výhodné najmä tam, kde je potrebné dôkladné, ale rutinné, vyšetrenie veľkého počtu ľudí. Jeho prednosti: tri nezávislé kanály, široký frekvenčný rozsah, malé rozmery, bez pohyblivých častí, úplne

tichá prevádzka, frekvenčne modulovaný čistý zvuk, vstavaný patentovaný „TEST MELÓDIU“, synchronné maskovanie, automatické rozpoznávanie prahov, zobrazenie zvuku, vstavaný displej, vstavaná príprava na insert slúchadlo (opcia), vstavaná príprava na rečovú audiometriu, vstavaná príprava na meranie vo voľnom zvukovom prostredí, vstavaná príprava na pripojenie k PC, možnosť obojstrannej komunikácie s pacientom, veľmi stabilné slúchadlá zaručujúce dokonalý prenos

zvuku vzduchom aj cez kosti. Frekvencie: 125 – 10000 Hz; Minimálna hlasitosť: -10 dB; Presnosť frekvencie: $\pm 1\%$ dB; Presnosť intenzity: ± 3 dB; Regulácia intenzity: kroková po 5 dB resp. 1 dB; Amplitúdová modulácia: 5, 2, 1, 0.5, 0.2 dB; Rytmus amplitúdovej modulácie: 0.5, 1, 2 impulzy/s; Frekvenčná modulácia: 5% na každú frekvenciu; Rytmus frekvenčnej modulácie: 5 dB.

4 700 €

KÓD: 5651

Modul na vyšetrenie vo voľnom priestore

620 €

KÓD: M163

Odhlúčnená slúchadlá

370 €

KÓD: M164

Insert načúvací set E-A-RTONE 3A

560 €

AMPLIVOX OTOWAVE tympanometer

KÓD: 5523



Preносný ručný tympanometer. Rýchle a presné merania stredného ucha. Veľký grafický displej. Ergonomický dizajn. Programovateľný reflexný test (na jednej resp. štyroch

frekvenciách). prístroj nemá žiadne vonkajšie vodiče a káble. Vstavaná pamäť s kapacitou 30 meraní. Možnosť pripojenia k počítaču a tlačiarňami. Základná výbava: kalibračné prípravky, 4 ks 1,5 V AA alkalických batérií, súprava ušných zátoč, taška na prenášanie. Opcie: vysokorychlostná tepelná tlačiareň, Amplivox NOAH3 impedančný modul, doplnková súprava ušných zátoč.

3 390 €

Tlačiareň k tympanometru

KÓD: 5524



Malá a ľahká (345 gramov) tlačiareň k tympanometru s rýchlosťou tlače 50 mm/s na termo papier šírky 35 mm. Pripojenie k tympanometru cez infračervený port (bezdrôtové). Napájanie zo vstavaných akumulátorov alebo prostredníctvom sieťového adaptéru.

820 €

Audiometrická tichá komora (kabína) SIBELMED S40



Španielske audiokomory SIBELMED S40 sú navrhnuté a vyrábané s využitím najnovších akustických materiálov izolujúcich zvuk. Vďaka použitiu moderných materiálov majú tieto tiché komory prijateľnú hmotnosť (cca 265 kg), vysokú izolačnú funkciu a pekný a moderný vzhľad. Vonkajší povrch je vyrobený z umývateľných panelov. Vnútrašok komory pôsobí príjemne. V komore je LED osvetlenie. Sofistikované prevedenie komory umožňuje

jednoduchú montáž, ktorú naše spoločnosť zaisťuje na mieste u zákazníka. Celý proces od návrhu, cez výrobu, až po predajné služby, je v súlade s normami kvality ISO 9001, Európskou direktívou pre medicínske prístroje 93/42/CEE a štandardy IEC60601-1, ANSI S31, ISO 8253-1.

- Maximálny útlm: 47 dB
- Dostupné príslušenstvo: redukcia USB-RS232, kolieska, vnútorné špeciálne panely, prístupová rampa pre bezbariérový prístup.

- Hmotnosť: približne 265 kg
- Ventilácia pomocou tichého ventilačného systému
- Okno: dvojitá okenná tabuľa
- Vonkajší a vnútorný panel pre pripojenie príslušenstva audiometru.
- Vnútorné osvetlenie, háčky pre zavesenie príslušenstva audiometru.
- Štandardy: IEC 60601-1, ANSI S31, ISO 8253-1
- Sieťové napájanie: 230 V / 50 Hz • Spotreba energie: 50 W
- Možnosť použitia s akýmkoľvek audiometrom akejkoľvek značky

KÓD: 5798

S-BASIC BOOTH Audiometrická kabína základná 96x96x208 cm

5 174 €

AUDIOMETRICKÉ KABINY rad S40

KÓD: M696

S40-A Audiometrická kabína 90x90x215 cm

6 705 €

KÓD: M697

S40-B Audiometrická kabína 110x110x215 cm

7 050 €

KÓD: M698

S40-C Audiometrická kabína 125x125x215 cm

7 398 €

KÓD: 5799

S40-D Audiometrická kabína 85x72x187 cm

6 527 €

KÓD: M699

S40-E Audiometrická kabína 135x135x215 cm

7 655 €

Príslušenstvo a náhradné diely pre audiometrické kabiny radu S40

KÓD: 5800

Vnútorne osvetlenie 35 W

28 €

KÓD: 5812

Vnútorne osvetlenie LED

131 €

KÓD: 5813

Pojzdové kolieska ku kabínam S40 pre A a B

164 €

KÓD: 5814

Umývateľné vnútorné steny - perforované

1 168 €

KÓD: 5815

Prepojovací panel s USB a RS232 konektormi

198 €

AUDIOMETRICKÉ KABINY rad S-PREMIUM



Produktový rad audiometrických (tichých) komôr S-PREMIUM je v ponuke firmy Sibelmed najnovším, zásadne inovovaným, riešením (výroba od r. 2017). Obrovskou prednosťou tejto komory je rýchla a jednoduchá stavebnicová montáž a prípadne aj demontáž bez zmeny akustických vlastností. Moderný vzhľad, umývateľné materiály, presklený priestor - vyšetrenie v tejto komore nie je pre pacienta stresujúce. Celý proces od návrhu, cez výrobu, až po predajné služby, je v súlade s normami kvality ISO 9001, európskou direktívou pre medicínske prístroje 93/42/CEE a štandardmi IEC60601-1, ANSI S31, ISO 8253-1. Montáž a doprava je súčasťou ceny.

KÓD: 5816	S-PREMIUM A Audiometrická kabína 129x129x212 cm	8 763 €
KÓD: 5818	S-PREMIUM B Audiometrická kabína 106x138x222 cm	8 763 €
KÓD: 5819	S-PREMIUM C Audiometrická kabína 198x168x222 cm	14 676 €
KÓD: 5820	S-PREMIUM D Audiometrická kabína 198x198x222 cm	16 062 €
KÓD: 5822	S-PREMIUM E Audiometrická kabína 228x198x222 cm	17 448 €
KÓD: 5823	S-PREMIUM F Audiometrická kabína 228x228x222 cm	18 834 €
KÓD: 5826	S-PREMIUM G Audiometrická kabína 258x228x222 cm	20 220 €
KÓD: 5827	S-PREMIUM H Audiometrická kabína 258x258x222 cm	21 606 €
KÓD: 5828	S-PREMIUM I Audiometrická kabína 288x258x222 cm	22 992 €
KÓD: 5829	S-PREMIUM J Audiometrická kabína 288x288x222 cm	24 378 €
KÓD: 5830	S-PREMIUM K Audiometrická kabína ROZMER NA OBJEDNÁVKU	cena dohodou

Príslušenstvo pre audiometrické kabíny rady S-PREMIUM

KÓD: 5831	Nájezdová rampa	227 €	KÓD: 5832	Aktívna ventilácia	783 €
-----------	-----------------	--------------	-----------	--------------------	--------------

DIAGNOSTICKÉ PRÍSTROJE PLŮCNYCH FUNKCIÍ | 13.1 Spirometre s turbínou

Spirometer MINISPIR LIGHT

KÓD: 5629



Preносný spirometer koncipovaný na platforme PC. Meria: FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, PEF,

FEF25-75, FIVC, Lung Age, VC, IVC. Softvér WinspiroPRO je súčasťou dodávky prístroja.

Prístroj možno používať len s turbínami na jedno použitie.

665 €

Spirometer MINISPIR NEW

KÓD: ????



Preносný spirometer koncipovaný na platforme PC. Meria: FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, Lung

Age, Extrap. Volume, FET, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, VC, IVC, IC, ERV, Rf, VE, VT, ti, tE, VT/ti, tE/tTOT, MVV. Prístroj možno prostredníctvom USB rozhrania priamo prepojiť s PC Softvérový

produkt WinspiroPRO je súčasťou dodávky prístroja. Spirometer možno používať s turbínou na jedno použitie aj s turbínou na opakované použitie.

960 €

Spirometer SPIROBANK II Basic

KÓD: M834



Spirobank II Basic je zjednodušený spirometer napr. pre domácich lekárov pre jednoduchú spirometriu, ale jeho použitie zvládnu i pacienti pri domácom monitoringu. Môže byť použitý ako samostatný prenosný spirometer alebo ho možno pripojiť k PC pomocou

USB. PC software Winspiro PRO umožňuje ľahkú prácu v PC s databázou pacientov, vyobrazením aktuálnych kriviek, PRE/POST bronchodilatačným testom atď.

- integrovaný teplotný snímač pre BTSPS
- podsvietený displej s vysokým rozlíšením pre prácu v teréne

- vnútorná pamäť spirometra pre 10.000 testov
- nabíjateľná long-life batéria (40 hod. nepretržitá prevádzka)
- Quanjier 2012-GLI predvolené hodnoty s LLN a Z-score
- odhadovaný vek pľúc (ELA) Merané parametre: FVC, VC, IVC, IC, ERV, FEV1, FEV1 %, PEF, FEF 25-75 (iba priemer), FET, EVOL

895 €

Spirometer SPIROBANK II Advanced

KÓD: M833



Presný, výkonný a ľahko ovládateľný Rýchla a intuitívna prevádzka s navigačným menu s ikonami FlowMir®. Podsvietený displej s vysokým rozlíšením. Komunikácia s PC

cez USB. Dobíjacie batérie, s dlhou životnosťou batérií, možná nepretržitá prevádzka. Pamäť až 10.000 testov. Real-time testy cez USB. Merané parametre: FEV1/FVC %, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC %, FEV0.75, FEV0.75/FVC %, FEV2, FEV2/FVC %, FEV3, FEV3/FVC %, FEF6, FEV1/FEV6 %, FEF25 %, FEF50 %, FEF75 %, FEF 75-85, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC %, FIF25 %, FIF50 %, FIF75 %, R50, PIF, IRV, VT, VE), Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV measured, MVV calculated.

1 020 €

Spirometer SPIRODOC s pulzoximetrom

KÓD: 3082



Profesionálny spirometer s dvomi funkciami. Prístroj je rovnako vhodný na lekárske aj domáce používanie. Meria normálne hodnoty parametrov dýchania ako aj kyslíkovú saturáciu krvi a hodnotu pulzu. Prístroj je vhodný aj na monitorovanie pľúcnych funkcií. Vstavaný snímač pohybov a zrýchlenia zabezpečuje, že prístroj automaticky rozpoznáva hodnoty namerané v bdelom stave a hodnoty namerané v pokoji (napr. pred spaním). Súčasťou dodávky prístroja je softvérový produkt Winspiro Pro, ktorý slúži na

počítačové vyhodnotenie nameraných údajov. Namerané údaje môžete archivovať, vytlačiť alebo ich porovnávať s výsledkami nasledujúcich meraní. Prístroj je vybavený dotykovým displejom s rozkladom 128x64 pixelov. Merané parametre: FVC, FEV1, FEV1/FVC %, FEV3, FEV3/FVC %, FEV6, FEV1/FEV6 %, PEF, FEF25 %, FEF50 %, FEF75 %, FEF25-75 %, FET, Vypočítaný vek pľúc, Extr. Vol., FVC, FV1, FV1/FVC %, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC %, VT, VE, RE, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, merané MVV, vypočítané MVV. Merateľné údaje oximetrie: SpO2 základné, minimálne, maximálne a priemer,

1 165 €

T90 %, T89 %, T88 %, T5 %, Delta index, SpO2, udalosti (Bradycardia, Tachycardia), pohyb, čas snimaní, čas analýzy. Merateľné údaje analýzy spánku: polohy tela, SpO2 udalosti, index deštrukcie (ODI), NOD89 %, NOD4 %, NOD90 %. Meranie prietoku vzduchu: Obojsmerná digitálna turbína. Interval merania prúdenia: ±16 l/s. Presnosť merania objemu: ±3 % alebo 50 ml (platí vyššia hodnota). Presnosť merania prietoku: ±5 % alebo 200 ml (platí vyššia hodnota). Dynamický odpor: 12 l/s.

Spirometer SPIROLAB IV

KÓD: M701



Nový inovovaný dizajn a technológia. Profesionálny spirometer, ktorý splní všetky očakávania. Veľký dotykový displej a vstavaný termo tlačiareň. Podstatné vlastnosti: Farebný dotykový displej 7" s vysokým rozkladom. Vysoká kapacita vstavanej pamäte (viac ako 10000 spirometrických testov alebo 900 hodín monitorovania). Vstavaný nabíjateľný

akumulátor s vysokou kapacitou. PC konektivita prostredníctvom Bluetooth 2.1 resp. USB. Rýchla bezhluchá tlač. Možnosť vykonávania Pre/Post testov. Prístroj má vstavaný program na motiváciu detí. Merané parametre: FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FEF75-85, Funkčný vek pľúc, Extrapolovaný objem, FET, Time of PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV, FEV1/FEV6, FEV1/PEF,

2 590 €

FEV1/FVC0.5, FVC, FV1, FV1/FVC, PIF, FIF25, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, RF, VE, VT, ti, te, VT/ti, te/TOT, MVV (merané), MVV (kalkulované). S prístrojom je dodávaný vynikajúci softvérový produkt Winspiro Pro PC. Ako opciu možno k prístroju objednať oximetrický modul, ktorý meria: SpO2, pulz (max., min., priemer), testový čas, SpO2 udalosti, T90 %, T89 %, T40, T120. Dodávaný je v elegantnej taške na prenášanie.

Spirometer CONTEC SP-10

KÓD: M899



Vreckový prenosný spirometer s veľkým displejom. Synchronné meranie FVC, PEF, FEV1, FEV1%, FEV25, FEF2575, FEF75. Podpora diagnostiky a zobrazenie grafu. Vstavaná lítiová dobíjacia batéria

a zobrazenievýkonu batérie. Dodáva sa s USB káblom pre pripojenie k PC, nabíjačka a software pre výpočet dát.

- Maximálny objem: 10 l
- Rozsah prietoku: 2 l/s - 16 l/s
- Presnosť meraní objemu: ± 3% alebo 50 ml, podľa

250 €

- toho, čo je väčšie
- Presnosť: ± 5% alebo 200 ml / s podľa toho, čo je väčšie
 - Parametre: FVC, FEV1, PEF, FEV1%, FEV25, FEF2575, FEF75
 - CE 92/42 - EMC skupina I trieda B - typ ochrany BF

Spotrebný materiál k spirometrom MIR

KÓD: 1027	Papierový náustok (100 ks)	6 €
KÓD: 2022	Plastový náustok (možnosť dezinfekcie)	0,45 €
KÓD: 3775	Turbína na jedno použitie	2 €

KÓD: 1027	Náustok papierový (100 ks)	6 €
-----------	----------------------------	-----

KÓD: 1861	Svorka na nos	3,30 €
KÓD: M016	Dezinfekčný prostriedok Instru-med	20 €
KÓD: 3774	Turbína na opakované použitie	370 €

13.2 Ultrazvukové spirometre | DIAGNOSTICKÉ PRÍSTROJE PLŮCNYCH FUNKCIÍ

Spirometer SpiroTube Primary

KÓD: 4501



Malý, ultrazvukový spirometer, pripojiteľný k PC alebo notebooku. Na počítači beží program ThorSoft Priary Edition, ktorý s vlastným prístrojom komunikuje prostredníctvom USB komunikačného kanálu. V prvom rade je určený na meranie všeobecného zdravotného stavu respiračných funkcií (vitálna kapacita), a rýchle skríningové vyšetrenia ochorení dýchacieho systému (astma, alergická a pod.). V prístroji sa nenachádzajú žiadne pohyblivé súčiastky (nie je v ňom turbína, membrána a pod.). Meracia trubica má dokonale hladký vnútorný povrch,

vnútornú časť meracej trubice možno za studena dezinfikovať dezinfekčným roztokom, nie je potrebné používať bakteriálny filter odporúča sa používanie náustku). Špecifikácia: presnosť: 3 %; rozklad: 6 ml/s; interval prúdenia: ± 18 l/s; frekvencia vzorkovania: 80 MHz. Rozmery: 27 x 60 x 150 mm. Komunikácia s počítačom: USB rozhranie. Napájanie: USB 5 V (prístroj je napájaný z počítača, iný zdroj energie nie je potrebný). Prístroj má robustný dizajn s odolnou mechanikou, trvalú výrobnú kalibráciu. Softvérový produkt dodávaný s prístrojom

490 €

„ThorSoft Primary Edition“, zobrazuje FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25-75 % parametre. Jedná sa o jednoducho použiteľný skríningový systém. Ďalšie vlastnosti: automatická vnútorná kalibrácia, Plug & Play USB PC spojenie (nie je potrebná žiadna konfigurácia, jednoducho pripojíte k počítaču a funguje). Príslušenstvo: ThorSoft počítačový diagnostický softvér s úplnou diagnostikou respiračných funkcií, USB kábel na pripojenie k počítaču, užívateľská príručka.

SpiroTube B edition

KÓD: 5640



Nový produkt
NOVÝ



Prístroj navrhnutý na prácu v „poľných“ podmienkach (vojenská medicína, nebezpečné pracoviská a pod.). Spirometer však nájde svoje uplatnenie aj nemocničnom prostredí resp. v pracovnom lekárske. Robustná konštrukcia, masívny plastový kryt a silikónový

poťah zabezpečujú mimoriadnu odolnosť prístroja.

- Vstavaná automatická vnútorná kalibrácia
- Vďaka jednoduchej dezinfekcii nehrozí riziko krížovej infekcie
- Úplne vodotesná konštrukcia
- Zvýšená odolnosť voči vonkajším vplyvom
- Merané parametre: FVC, FEV1, FEV0.5, FEV3,

690 €

FEV1/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV1/FEV6, FV1/FVC, PEF, FET, ELA, MME2575, FEF25, FEF50, FEF75, MMEF2550, FEV6, FVC, FV1, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, EV, Zero Time, EOTV05, EOTV1, PET, POST a PRE testy.

- Príslušenstvo: ThorSoft Professional softvér na CD, taška na prenášanie, plastový náustok, bakteriálny filter

„Home“ spirometer

KÓD: 4999



Kompaktný, ultrazvukový, prenosný spirometer s dotykovým farebným grafickým displejom. Prístroj je vhodný aj na domáce použitie. Prístroj je napájaný z akumulátora, ktorý možno nabíjať z elektrickej siete. Je určený predovšetkým na diagnostiku COPD, astmatických ochorení, alergických ochorení a iných ochorení dýchacej sústavy resp. na určenie všeobecného stavu ventilácie (vitálna kapacita). Meracia trubica poskytuje rovnú trubicu, ktorú možno dezinfikovať za studena

795 €

dezinfekčným roztokom, to znamená, že nie je potrebné používať antibakteriálny filter (náustok sa odporúča). Špecifická presnosť: 3 %. Rozklad: 3 ml/s. Rozsah prúdenia: +/- 18 l/s. Frekvencia digitálneho vzorkovania: 80 Hz. Rozmery: 35x120x85 mm. Komunikačné rozhrania: USB (opcia), Bluetooth (opcia). Napájanie: vstavaný akumulátor so vstavanou nabíjačkou so sieťovým káblom (príslušenstvo). Prístroj zobrazuje úplné FVC, V-T, krivky prúdenia ako aj parametre FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25-75 %. Vstavaný grafický animačný softvér (incentive) na motiváciu

vyšetrovaných detí starších ako 4 roky. Iné vlastnosti: automatická vnútorná kalibrácia, prístroj nemá žiadne pohyblivé súčiastky. Opcie: úplný diagnostický systém ThorSoft Mobile Professional Edition pre mobilné telefóny a PDA. Prístroj môže prostredníctvom USB rozhrania komunikovať s PC, podobne ako SpiroTube alebo SpiroTube Mobile prístroje. Pri spojení s počítačom USB káblom sa prístroj automaticky nabíja z PC.

Spiro Desk

KÓD: 5627



okamžite zobrazí na displeji, nie je potrebné čakať na spracovanie výsledkov. Vstavaná, rýchla tepelná tlačiareň tlačí výsledky na 112 mm široký termo papier. Vstavané nabíjateľné akumulátory zabezpečujú pri bežnom používaní viac ako 3 hodinovú autonómnú prevádzku. Merania: FVC, VC, MVV, Post test (reverzibilita) a Post test (bronchiálna provokácia). Automatická vnútorná kalibrácia a určenie nulového bodu vylučujú dennú potrebu kalibrácie kalibračnou pumpou. Predinštalovaný softvér ThorSoft Professional Edition s úplnou diagnostikou dýchacích funkcií. Softvér sa, po zapnutí prístroja, spúšťa automaticky, jednoducho sa ovláda a poskytuje možnosť užívateľských nastavení. V

2 490 €

SpiroDesk je kompletná, samostatná diagnostická stanica na diagnostiku pulmonologických ochorení. Prístroj je dodávaný so spirometrom SpiroTube Professional s USB pripojením. Veľký farebný dotykový displej (s rozlíšením 1024x600 pixelov). Výsledok merania sa

zájme jednoduchšieho postavenia konečnej diagnózy je systém vybavený pokročilým diagnostickým expertným systémom, ktorý podporuje vstavaný animačný systém, ktorý umožňuje grafické zobrazenie viacerých ochorení respiračného systému. Na uloženie vyšetrovania detí je systém vybavený vstavanou grafickou motivačnou animáciou s možnosťou nastavenia obtiažnosti. Systém komunikuje vo viacerých jazykoch (aj slovensky). Softvér komunikuje s lekárom a s pacientom v ľudskej reči. K dispozícii je virtuálna alfanumerická klávesnica na displeji prístroja. Databáza umožňuje archívovať údaje z vyšetrovaní pre množstvo pacientov. Automatické a manuálne ukladanie a zálohovanie údajov. Možnosť výberu z množstva predikovaných hodnôt. Prístroj zobrazuje viac ako 40 parametrov:

PIF, PEF, MMEF2575, MMEF2550, FVC, FIVC, FV1 %FVC, FV1, FIF75, FIF50, FIF25, FEV6, FEV3 %FVC, FEV3, FEV1 %FVC, E1 %FVC, FEV1 %FEV6, FEV1, FEV0.5, FET, FEF75, FEF50, FEF25, ELA, ZeroTime, EOTV, PEFT, VC, IVC, IC, ERV, TV, TI, TE, VE, ER, RR, TV/TI, TE/TI, MVV (pulz, SpO2). Opcie: USB nosič dát (zálohovanie databázy). Obsah dodávky: SpiroTube spirometer, AC adaptér, užívateľská príručka, zátky na dezinfekciu spirometru, USB kábel, bakteriálny filter (1 ks), plastový náustok (1 ks), taška na prenášanie spirometru. Rozmery SpiroDesk: 300x290x60 mm. Hmotnosť: 1955 gramov.

Spirometer SpiroTube Professional

KÓD: 4650



a pod. Vďaka Polgar protokolu a vstavaným animáciami (incentive) je možné prístroj používať na vyšetrovanie detí už o 4 rokov. V prístroji sa nenachádzajú žiadne pohyblivé súčiastky (nie je tam napr. turbína, membrána a pod.). Meracia trubica na pohľad vyzerá ako hladká trubica. Vnútrná hladká plocha meracej trubice možno jednoducho sterilizovať za studena; nie je potrebné používanie antibakteriálneho filteru (odporúča sa len používanie náustku). Princípom činnosti prístroja je ultrazvukové meranie prúdenia. Špecifikácia: presnosť: 3%; rozklad: 6 ml/s; interval prúdenia: ± 18 l/s; frekvencia vzorkovania: 80 MHz. Rozmery: 27 x 60 x 150 mm. Komunikácia s počítačom: USB rozhranie. Napájanie: USB 5 V (prístroj je napájaný z počítača, iný zdroj

850 €

Profesionálny nástroj na diagnostiku dýchacích funkcií. Prístroj možno pripojiť prostredníctvom USB rozhrania k PC resp. notebooku. Na počítači beží profesionálny program ThorSoft Professional Edition, ktorý komunikuje prostredníctvom USB s prístrojom. Použitie: v prvom rade vyšetrovanie pľúcnych funkcií (vitálna kapacita a pod.), diagnostika ochorení dýchacieho ústrojenstva, alergie, sledovanie stavu pacienta po medikamentózne liečbe

energie nie je potrebný). Prístroj má robustný dizajn s odolnou mechanikou, trvalú výrobnú kalibráciu. Softvérový produkt dodávaný s prístrojom „ThorSoft Professional Edition“ zobrazuje parametre FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV6, FIVC, FV1, EV, PEF, PIF, FEF25, FEF50, FEF75, FIF25, FIF50, FIF75, MMEF2550, MMEF2575, FET, EV, ZeroTime, Estimied Lung Age (odhadovaný funkčný vek pľúc) a frekvenciu dýchania. ThorSoft programový produkt je program s priateľským ovládaním. Program ThorSoft Professional Edition je softvérový produkt vhodný na vyšetrovanie a diagnostiku veľkého množstva pacientov. Postavenie lekárskej diagnostiky je podporované grafikou, animáciou a komunikáciou v ľudskej reči. Okrem toho je k dispozícii účinný

podporný rozhodovací systém. Ďalšie vlastnosti: automatická vnútorná kalibrácia, možnosť pripojiť telemetrický interfejs. Plug & Play USB PC spojenie (nie je potrebná žiadna konfigurácia, jednoducho pripojíte k počítaču a funguje). Softvér komunikuje s pacientom ľudským hlasom, pacient môže prístroj používať aj sám v pohodlí domova pripojený k vlastnému počítaču. Softvérový produkt obsahuje modul sledovania vplyvu liekov (PRE, POST testy). Programový produkt ThorSoft Professional Edition spolupracuje aj s počítačovým EKG zariadením CARDIAX. Príslušenstvo: ThorSoft počítačový diagnostický softvér s úplnou diagnostikou respiračných funkcií, USB kábel na pripojenie k počítaču, užívateľská príručka.

KÓD: 5390

ThorSoft softvér

225 €

Spirometer SpiroTube Mobile Edition

KÓD: 5641



Ultrazvukový, bezdrôtový, prenosný spirometer malých rozmerov. Výsledky meraní možno prostredníctvom rozhrania Bluetooth exportovať do PC, tabletu alebo smartfónu.

- Prístroj je vhodný aj na merania v domácom prostredí pacienta. V takomto prípade, na konci merania môže prístroj odoslať výsledky

na smartfón ošetrujúceho lekára vo formáte MMS/SMS (opcia)

- Prístroj možno prostredníctvom USB káblu alebo Bluetooth portu prepojiť s PC, kde možno pomocou softvéru ThorSoft Professional vykonať aj úplné diagnostické vyšetrovanie, napr. POST bronchodilatačné testy
- Aplikáciu SpiroID možno stiahnuť do smartfónov a tabletov pracujúcich s operačným systémom Android
- Vstavaný nabíjateľný akumulátor
- Rozmery: 165x92x35 mm

- Merané parametre: FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-50, FEF25-75, FEF50-75, VC, IRV, ERV, IC, TV, TI, TE, MVV, BPM, dĺžka merania
- Vstavaná grafická motivačná animácia na vyšetrovanie detí s nastavením stupňa obtiažnosti
- Príslušenstvo: ThorSoft Professional softvér na CD, taška na prenášanie, plastový náustok, bakteriálny filter, USB kábel, nabíjačka akumulátora
- Opcie: mobilná tlačiareň CITIZEN

650 €

Spotrebný materiál k ultrazvukovým spirometrom

KÓD: 2431	Papierový náustok (100 ks)	9 €	KÓD: 5425	Filtračná vložka do antibakteriálneho filtra	0,80 €
KÓD: 1268	Plastový náustok (možnosť dezinfekcie)	2,20 €	KÓD: 1861	Švorka na nos	3,30 €
KÓD: 5423	Antibakteriálny filter na jedno použitie (1 ks)	1,60 €	KÓD: M016	Dezinfekčný prostriedok Instru-med	20 €
KÓD: 5424	Antibakteriálny filter s na opakované použitie	39 €			


Výdychomer



KÓD: M720	Výdychomer RossmaxPF 120C	15 €
KÓD: M721	Výdychomer RossmaxPF 120A	15 €
KÓD: 2022	Plastový náustok k výdychometru	5 €

MSA100 flow meter

KÓD: 5639



- Odporúčané na meranie COPD, astmy, skríning chronickej bronchitídy. Prístroj vhodný na lekárske použitie aj na kontrolné merania v domácom prostredí pacienta

- Prostredníctvom USB rozhrania možno zariadenie pripojiť k PC
- Merané údaje: FEV1, PEF
- Meranie objemu: 0,01 ~ 9,99 litrov; presnosť $\pm 3\%$ alebo $\pm 0,05$ l
- Meranie prúdenia: 50 ~ 900 l/min; presnosť

- $\pm 10\%$ alebo $\pm 0,2$ l/min
- Pamäť: výsledky 300 meraní
- Displej: 1,8" LCD
- Hmotnosť: 120 gramov (s náustkom a batériou)
- Rozmery: 126 x 54 x 25 mm
- Príslušenstvo: turbína, náustok, USB kábel

110 €

PIKO 6 FLOW meter

KÓD: M704



110 €

Elektronický vreckový prístroj na meranie vrcholového prúdenia, FEV1, FEV6 a FEV/FEV6. V pamäti prístroja možno uchovať výsledky 90 meraní. Rozmery: 75x35x20 mm. Hmotnosť: 35 gramov.

Trenažér pľúc

KÓD: 3772



12 €

Jednoduché, praktické zariadenie na precvičovanie pľúc po operácii.

14.1 | MERAČE KRVNÉHO TLAKU

Manometrický tlakomer DM 330

KÓD: 749



14 €

Samostatný ručičkový merač a nafukovací balónik. Púzdro z koženky. Priemer stupnice 42 mm. Manžeta so suchým zipsom.

Manometrický tlakomer

KÓD: 35



20 €

Ovládaný jednou rukou. Ručičkový manometer spolu s nafukovacím balónikom. Prehľadný displej. Rozsah merania: 0-300 Hgmm. Púzdro z koženky.

Deluxe

KÓD: 5679



35 €

Manometrický tlakomer so vstavanou pumpou. Ľahko čitateľná stupnica. Merací rozsah: 0 ~ 300 mmHg. Prístroj je dodávaný v obale z koženky.

KaWe MASTERMED® A1 +

KÓD: M722



57 €

Ovládaný jednou rukou. Ručičkový manometer spolu s nafukovacím balónikom. Prehľadný displej. Rozsah merania: 0-300 Hgmm. Púzdro z koženky.

Farby: modrý, sivý, čierny

KaWe MASTERMED A1

KÓD: 970



55 €

Jednoručný manometrický merač krvného tlaku s manometrom priemeru 58 mm.

KaWe MASTERMED A2

KÓD: M900



55 €

Manometrický tlakomer s dvoj hadicovou manžetou. Ochrane voči pretlakovaniu. Mechanizmus odolný voči korózii. Priemer manometru: 60 mm.

KaWe MASTERMED A2 +

KÓD: M901



57 €

Manometrický tlakomer s dvojhadicovou manžetou. Ochrane voči pretlakovaniu. Mechanizmus odolný voči korózii. Priemer manometru: 60 mm.

Riester sanaphone s integrovaným fonendoskopom

KÓD: M671



99 €

Nemecký precízny aneroidový prístroj s integrovaným fonendoskopom. Prístroj má ľahký a pevný hliníkový kryt. Priemer stupnice: 64 mm. Ergonomická pumpa s jemne nastaviteľným tlakom s výpustným ventilom. Maximálna chyba: ± 3 mmHg. Výpustný ventil a manometer sú chránené mikro filtrom. Prístroj je dodávaný v taške so zipsom.

R1 shock-proof® set, Riester



Modifikácia predchádzajúceho produktu s tromi manžetami: dospelá, detská a extra veľká.

KÓD: 399 bez držiaku manžiet 130 €

KÓD: 5673 s držiakom manžiet 145 €

Practicus BOSH

KÓD: 44



53 €

Nemecký výrobok značky BOSCH, veľmi presný aneroidný prístroj v chrómovanom kryte, s výnimočne kvalitnou manžetou. Priemer stupnice je 68 mm.

Farby: čierny, zelený, víno červený

ITALY ABS

KÓD: 2170



25 €

Nerozbitné sklo. Manometer je chránený gumovým prstencom. Ručičkový manometer spolu s nafukovacím balónikom. Prehľadný displej s rozsahom stupnice: 0-300 Hgmm.

Precisa® N, Riester

KÓD: 1156



53 €

Vynikajúci kvalitný nemecký výrobok, ručičkový manometer v pevnom kovovom kryte.

Riester e-mega



KÓD: 2229 1-hadicový 55 €

KÓD: 5674 2-hadicový 55 €

Riester R1 shock-proof merač krvného tlaku

KÓD: 4411



65 €

Mimoriadne kvalitný aneroidný prístroj nemeckej proveniencie s manžetou v zdvojenom nárazuvzdornom púzdre (pád z max. výšky 120 cm). Priemer stupnice 52 mm. Chybová tolerancia: ± 3 mmHg. Príslušenstvo: taška.

Riester babyphon

KÓD: 1154



99 €

Manometrický tlakomer navrhnutý vyslovene na meranie krvného tlaku detí. Prístroj je dodávaný s tromi manžetami (novorodenci, batofatá, deti). Prístroj má ergonomicky tvarovanú pumpu s precíznym vypúšťacím ventilom a dobre čitateľnú stupnicu. Maximálna chybová tolerancia: ± 3 mmHg. Vypúšťací ventil a merací systém je chránený mikro filtrom. Prístroj je dodávaný v taške so zipsom.

Gamma G5, HEINE

KÓD: 4078



82 €

Precízny nemecký výrobok značky HEINE, jednodičkový, silný, dvojkomponentný ABS/TP-elastomer, v nárazuvzdornom obale, s kvalitnou manžetou. Priemer stupnice 56 mm. Dá sa prispôbiť i k ľavej ruke. Prístroj sa dodáva s taškou.

Konstante BOSH

KÓD: 43



49 €

Nemecký výrobok značky BOSCH, veľmi presný aneroidný prístroj v chrómovanom kryte, s výnimočne kvalitnou manžetou. Priemer stupnice je 50 mm.

Farby: čierny, zelený, víno červený

Sysdimed BOSH

KÓD: 349



49 €

Nemecký výrobok značky BOSCH, veľmi presný, moderný prístroj. Umelohmotný kryt, v piatich farbách.

Farby: modrý, biely, sivý, zelený, ružový

Manometrický stolový

KÓD: 618



39 €

Hranatý manometer, dobre čitateľný, priemer stupnice 14 cm s rozsahom do 300 Hgmm.

Najmodernejšie technológie obsahujúci aneroidný tlakomer, dezinfikovateľný s jednodielnou manžetou (bez latexu), ktorú možno prať pri 60°C. Manžetu možno rýchlo nafúkať na max. tlak 600 mmHg s presným vypúšťacím ventilom. Manometer s veľkým priemerom (63 mm) s presnosťou

zobrazenia ± 3 mmHg. Vypúšťací ventil a merací mechanizmus je chránený mikrofiltrom. Prístroj je dodávaný v nárazuvzdornom obale a taške so zipsom.

Farby: modrý, biely, sivý, zelený, ružový

Ri-san®, Riester

KÓD: 2668



49 €

Vynikajúci kvalitný nemecký výrobok, ručičkový manometer s ergonomickým balónikom, v tvrdom umelohmotnom kryte.

Veľký manometrický tlakomer RIESTER



Prehľadný displej, pohodlná manžeta, atraktívny vzhľad.

KÓD: 1118 Riester stolový 99 €

KÓD: 1157 Riester nástenný 99 €

KaWe MASTERMED® TS

KÓD: 971



95 €

Veľký atraktívny manometrický tlakomer, s dobre čitateľnou stupnicou, s košíkom na manžetu.

Klasický tlakomer bez ortuti

KÓD: 4412



54 €

Merač krvného tlaku bez ortuti s presnosťou ortuťových tlakomerov. Podsvietený LCD displej s automatickým zobrazením tlaku.

klinicky testované od druhého najväčšieho výrobcu tlakomerov na svete

14.2 Tlakomery ROSMAX | MERAČE KRVNÉHO TLAKU

ROSSMAX X1

KÓD: 5701



5 rokov záruky

Klinicky validované

35 €

Automatický tlakomer s meraním na hornom ramene. Rozpoznávanie manžety.

- Rozpoznávanie pohybov pacienta
- Signalizácia rizika hypertenzie
- Detekcia nepravidelného rytmu (IHB)
- Ovládanie jedným tlačidlom

- Manžeta bez latexu
- LCD displej rozmerov 55 x 63 mm
- Taška na prenášanie

ROSSMAX X3

KÓD: 3335



Nový produkt NOVÝ

5 rokov záruky

Klinicky validované

45 €

Automatický digitálny tlakomer na meranie tlaku krvi na hornom ramene. Vlastnosti:

automatické rozpoznávanie manžety, detekcia pohybov, vyhodnotenie vysokého krvného tlaku, signalizácia nepravidelného tepu, výpočet priemeru z posledných troch meraní, pamäť 2x120 miest na uloženie výsledkov meraní

spolu s dátumom a časom, manžeta bez obsahu latexu, možnosť napájania zo sieťového adaptéru, veľký LCD displej (57x73 mm), ovládanie jedným tlačidlom.

ROSSMAX X5

KÓD: M672



5 rokov záruky

Klinicky validované

55 €

Automatický digitálny tlakomer na meranie tlaku krvi na hornom ramene. Vlastnosti: Bluetooth® Smart Transfer, Detekcia arytmie

(ARR), Detekcia fibrilácie predsiení (AFib), Detekcia manžety, Detekcia pohybu, Indikácia rizika hypertenzie, Priemer z posledných 3 hodnôt, 120 pamätí pre 2 užívateľov s dátumom a časom, Režim pre "hosta",

Patentovaná univerzálna kónická manžeta bez latexu, Schránka na manžetu, Veľký displej (LCD: 69*78 mm), Adaptér do zásuvky, Doživotná kalibrácia.

ROSSMAX X9

KÓD: M902



5 rokov záruky

Klinicky validované

170 €

Automatický digitálny tlakomer na meranie tlaku krvi na a Automatický digitálny tlakomer na meranie tlaku krvi na hornom ramene. Vlastnosti: Zobrazenie porúch srdiečného rytmu (ARR) a fibrilácie predsiení (AFib), rozpoznávanie predčasných sťahov srdcového svalu (PC). Detekcia vysokého / nízkeho tlaku

krvi, detekcia pohybov. Signalizácia rizika hypertenzie. Automatické ukladanie výsledkov 90 meraní s dátumom a časom. Veľký LCD displej (99 x 115 mm) s podsvietením. Automatické rozpoznávanie manžety. ramene. Vlastnosti: Bluetooth® Smart Transfer, Detekcia arytmie (ARR), Detekcia fibrilácie predsiení (AFib), Detekcia manžety, Detekcia

pohybu. Indikácia rizika hypertenzie, Priemer z posledných 3 hodnôt, 120 pamätí pre 2 užívateľov s dátumom a časom, Režim pre "hosta", Patentovaná univerzálna kónická manžeta bez latexu, Schránka na manžetu, Veľký displej (LCD: 69*78 mm), Adaptér do zásuvky, Doživotná kalibrácia.

14.3 Tlakomery OMRON | MERAČE KRVNÉHO TLAKU

OMRON M3

KÓD: M128

3 roky záruky 3



Tlakomer na rameno s predĺženou manžetou (22-42 cm) a svetelným indikátorom hypertenzie. Jedná sa o automatický tlakomer na rameno. Systém Intelli Sense zabezpečuje komfortné natlačovanie a minimalizuje tlak manžety počas merania. Prístroj sa ovláda jedným tlačidlom – pre

odmeranie tlaku stačí stlačiť veľké modré tlačidlo. Prehľadný LCD displej zobrazuje všetky merané údaje súčasne. Tlakomer je vybavený univerzálnou dvojitou predĺženou manžetou (M a L v jednom kuse). Prístroj má vstavané funkcie kontroly správneho nasadenia manžety, nepravidelného

pulzu, detekcia pohybu počas merania. Do pamäte prístroja možno vložiť 2x60 nameraných hodnôt s dátumom a časom. Prístroj je napájaný z alkalických batérií (súčasť dodávky) ale možno k nemu dokúpiť aj AC adaptér.

69 €

OMRON M1 Compact



Kód: 39

Digitálny poloautomatický, klinicky testovaný tlakomer. Zobrazuje okamžitú a priemernú hodnotu krvného tlaku. Prístroj automaticky rozpoznáva poruchy pravidelnosti srdečného

rytmu. Zobrazenie dátumu času, pamäť na posledných 21 meraní. Ovládanie jediným veľkým tlačidlom, ľahko čitateľný displej. Ak merané hodnoty sú mimo rozsahu

normálnych hodnôt blíka symbol srdca. Ukončenie merania je signalizované zvukovým znamením.

30 €

OMRON M2



Kód: 2795

Automatický tlakomer na horné rameno s technológiou Intellisense. Vlastnosti: Grafické zobrazenie hodnoty krvného tlaku, signalizácia správneho umiestnenia manžety,

klinicky validovaný merací systém, kalibrácia: krvný tlak s presnosťou ± 3 mmHg; pulz s presnosťou $\pm 5\%$, kapacita batérie

postačujúca na cca 1500 meraní, pamäť s kapacitou 30 výsledkov meraní, detekcia nepravidelného tepu.

50 €

OMRON MIT Elite Plus



Kód: 42

Elegantný tlakomer na rameno s podsvieteným displejom spojením s PC: automatický merací prístroj (meranie na paži), meranie prebieha už pri tlakovaní manžety - technológia Intelli Sense - teraz ešte rýchlejšie meranie - okamžite po nafúknutí manžety vidíte výsledok merania, detekcia nepravidelných pulzov - arytmie, detekcia pohybu tela a rozprávania

počas merania, elegantný čierny podsvietený displej. Spojenie s počítačom - s priloženým programom (60MB) si môžete všetky informácie analyzovať v rôznych grafoch a tabuľkách (program komunikuje aj s krokomerom HJ720). Pamäť 90-tich nameraných hodnôt s dátumom a časom,

priemerný výsledok z posledných troch meraní, najväčší displej na trhu, možnosť pripojenia sieťového adaptéru (MIT typ) - doplnkové príslušenstvo, možnosť pripojenia veľkej manžety 32 - 42 cm (MIT typ) - doplnkové príslušenstvo, cestovné púzdro.

96 €

OMRON M6AC



Kód: 2157

Tlakomer na rameno so sieťovým zdrojom a univerzálnou manžetou. Nový rad tlakomerov OMRON M6 obsahuje najmodernejšie senzory a indikátory zaisťujúce presné meranie krvného tlaku. Dvojfarebné LED indikátory správne nasadenia manžety a výšky krvného tlaku pomáhajú ľahko a správne interpretovať namerané výsledky. Systém Intelli Sense

zabezpečuje komfortné natlakovanie a minimalizuje tlak manžety počas merania. Prístroj sa ovláda jedným tlačidlom - pre odmeranie tlaku stačí stlačiť veľké modré tlačidlo. Prehľadný LCD displej zobrazuje všetky merané údaje súčasne. Prístroj má vstavané funkcie kontroly správneho nasadenia

manžety, nepravidelného pulzu, detekcie pohybu počas merania. Do pamäte prístroja možno vložiť 2x100 nameraných hodnôt s dátumom a časom. Prístroj new napájaný zo vstavaného akumulátoru resp. prostredníctvom AC adaptéru. Jedno plné nabitie akumulátoru postačuje na cca 1000 meraní.

83 €

OMRON M10 IT



Kód: M141

Tlakomer na rameno s univerzálnou (22-42cm) manžetou a spojením s PC. Automatický tlakomer na pažu. Systém Intelli Sense - komfortné natlakovanie, minimalizuje tlak manžety počas merania. Ovládanie jedným tlačidlom - pre odmeranie tlaku stačí stlačiť veľké modré tlačidlo. Najväčší displej na trhu - zobrazuje všetky odmerané údaje súčasne. Detekcia nepravidelných pulzov - arytmie. Detekcia pohybu tela a rozprávania počas merania. Univerzálna komfortná manžeta

CC - Comfort Cuff - štandard CM a veľká CL v jednom kuse s jednoduchším nasadzovaním. Spojenie s počítačom - s priloženým programom si môžete všetky informácie analyzovať v rôznych grafoch a tabuľkách (program komunikuje aj s krokomerom OMRON Walking Style Pro) (len anglická verzia, len pre OS Windows 2000, XP, Vista, 7). Týždenné priemery (2 mesiace späťne),

rozdelené na ranné (4:00-10:00) a večerné (19:00-02:00) hodnoty. Pamäť 2 x 84-och nameraných hodnôt s dátumom a časom. 3 x automatické meranie s pauzami (15s, 30s, 60s, 120s) a priemerom nameraných hodnôt. Priemerný výsledok z posledných troch meraní. Výdrž batérií - 1500 meraní. Najtichší plnoautomatický tlakomer na trhu. Možnosť pripojenia sieťového adaptéru.

85 €

OMRON RS2



Kód: M142

Tlakomer na zápästie - ohľaduplný k vašej peňaženke. Tlakomer vybavený základnými senzormi pre včasné varovanie pred vysokým krvným tlakom. Indikácia vysokého krvného tlaku pri prekročení odporúčaných hodnôt. Ak sa u vás vyskytne arytmia - symbol na displeji vás včas upozorní. Jednoduché a

presné riešenie pre vašu istotu. Automatický tlakomer na zápästie. Systém Intelli Sense - komfortné natlakovanie, minimalizuje tlak manžety počas merania. Ovládanie jedným tlačidlom - pre odmeranie tlaku stačí stlačiť veľké tlačidlo. Kontrola správneho nasadenia

manžety. Detekcia nepravidelných pulzov arytmie. Indikátor hypertenzie. Pamäť 30-tich nameraných hodnôt. Dlhá manžeta - aj pre silné zápästie. Cestovné púzdro. Klinicky overená presnosť.

49 €

Tlakomer EASY X 900 (R/L)



Kód: M673

Profesionálny, ľahko ovládateľný prístroj na meranie TK oscilometrickou technikou na hornom ramene. Vďaka svojej konštrukcii prakticky vylučuje najčastejšie príčiny chybného merania krvného tlaku. Umiestnenie manžety garantuje meranie tlaku krvi vo výške srdca. V záujme minimalizácie napnutia svalov

ruky počas merania je tlakomer vybavený opierkou dolnej časti ramena. Tlakomer má široký, farebný LCD displej (7") s rozkladom 800 x 480 pixlov. Merané hodnoty: systolický, diastolický a priemerný krvný tlak; tlak pulzu; tep; odhadovaná hodnota TK a pulzu; vzorka pulznej vlny. Doba merania: cca 30 sekúnd.

Merací rozsah: 30 ~ 300 mmHg, 30 ~ 200 úderov srdca / min. Presnosť: tlak krvi: ± 3 mmHg alebo $\pm 3\%$; pulz: $\pm 3\%$. Prenos údajov: kábel RS 232C. Napájanie: 12V napájací zdroj. Rozmery: 46 x 32 x 28 cm. Hmotnosť: cca 11 kg.

2 790 €

Tlakomer NEX 400

KÓD: M674



Nová generácia tlakomerov, ktorá okrem precízneho merania tlaku krvi registruje priebeh tlakovej vlny s výpočtom arteriálneho veku. Na meranie používa oscilometrickú metódu kombinovanú so sledovaním Korotkovových zvukov. Vďaka pevnému umiestneniu manžety zaručuje meranie vo výške srdca. V záujme minimalizácie napnutí

svalov ruky počas merania je tlakomer vybavený opierkou dolnej časti ramena. Tlakomer má veľký, farebný LCD displej (7") a 8,4" dotykový riadiaci panel. Merané hodnoty: systolický, diastolický a priemerný krvný tlak; tlak pulzu; tep; odhadovaná hodnota TK a pulzu; vzorka pulznej vlny; odhadovaný

arteriálny vek; celkový arteriálny odpor a iné. Merací rozsah: 30 ~ 300 mmHg, 30 ~ 200 úderov srdca / min. Presnosť: tlak krvi: ± 3 mmHg alebo $\pm 3\%$; pulz: $\pm 3\%$. Napájanie: 12V napájací zdroj. Rozmery: 46 x 46 x 438 cm. Hmotnosť: cca 12 kg.

5 700 €

Contec O8A

KÓD: M406



Automatický tlakomer na rameno. V pamäti možno uchovať údaje 3 užívateľov (každý až 100 meraní). Výsledky meraní možno zobrazit' aj v grafickej podobe s dátumom a časom merania.

prístroj má funkciu alarmov pre rôzne hodnoty krvného tlaku. Meracie módy: novorodenec, dieťa, dospelý. Výsledky meraní možno preniesť

do PC. K prístroju možno ako opciu objednať pulzoximeter.

99 €

V staršom veku sa neodporúča meranie krvného tlaku na zápästí!

14.5 Príslušenstvo k tlakomerom | MERAČE KRVNÉHO TLAKU

kód: 50	Gumený balónik	1,60 €
kód: 980	Výpustný ventil, skrutkový	1,60 €

Manžety k talianskym meračom tlaku jedno- alebo dvojhadičkové

kód: 2555	Novorodenecká, jednohadičková	4,90 €
kód: 2556	Novorodenecká, dvojhadičková	4,90 €
kód: 456	Dojčenská, jednohadičková	3,90 €
kód: 1346	Dojčenská, dvojhadičková	3,90 €
kód: 426	Detská, jednohadičková	3,90 €
kód: 1304	Detská, dvojhadičková	3,90 €
kód: 54	Štandardná, jednohadičková	3,90 €
kód: 1303	Štandardná, dvojhadičková	3,90 €
kód: 1315	Extra rozmer, jednohadičková	4,90 €
kód: 959	Extra rozmer, dvojhadičková	4,90 €
kód: 3385	Extra rozmer, dvojhadičková	9 €
kód: 1853	Extra rozmer, dvojhadičková	9 €

Manžety k digitálnym tlakomerom

kód: 730	Omron CS detská 17 – 22 cm	30 €
kód: 56	Omron CM standard 22 – 34 cm	24 €
kód: M068	Omron CW 22 – 42 cm	28 €
kód: 3431	Rossmax detská 18 – 26cm	11 €
kód: 3433	Rossmax extra 34 – 46 cm	12,50 €

Manžety k meračom tlaku Bosch a Riester, jedno- aj dvojhadičkové, so suchým zipsom

kód: 1148	Novorodenecká, jednohadičková	19 €
kód: 2914	Novorodenecká, dvojhadičková	19 €
kód: 1111	Dojčenská, jednohadičková	19 €
kód: 1663	Dojčenská, dvojhadičková	19 €
kód: 1110	Detská, jednohadičková	23 €
kód: 51	Detská, dvojhadičková	23 €
kód: 632	Štandardná, jednohadičková	19 €
kód: 52	Štandardná, dvojhadičková	19 €
kód: 1143	Extra rozmer, jednohadičková	27 €
kód: 672	Extra rozmer, dvojhadičková	27 €

BRAUN ThermoScan 7

KÓD: 851

75 €



Teplomér použiteľný pre celú rodinu s nastavením veku. Teplomér je vhodný aj pre novorodencov. Teplomér zabezpečuje rýchle a presné meranie, jeho použitie je mimoriadne ľahké a jednoduché. Teplomér má funkcie: zohriatie ušného lieviku, farebne kódovaný displej, nočné osvetlenie.

KÓD: 798

Riester Ušné lieviky Braun 25 ks

0,10 €

Ri-thermo® N (Riester)

KÓD: 2606

65 €



Rýchly ušný teplomer, ktorý odmeria teplotu ľudského tela za 1-2 s aj na pokožke. Pamätá na 10 nameraných údajov. Teplomér je vhodný aj na meranie izbovej teploty a teploty vody. Jednoduchá manipulácia, vhodný do nemocníc a ambulancií. Príslušenstvo: hygienické kryty, 21 ks.

KÓD: 2898

Ušné lieviky

0,15 €

Bezkontaktný digitálny teplomer Rossmax HA-500

KÓD: M264

31 €



Teplomér je prioritne určený na meranie telesnej teploty na čele ale možno ho použiť aj na meranie teploty rôznych predmetov. V prípade horúčky sa aktivuje zvukový

upozorňujúci signál. Doba merania: 1 sekunda. Teplomér je vybavený podsvieteným LCD displejom, pamäťou, funkciou automatického vypnutia a indikátorom kapacity batérie. Prístroj má funkciu vnútornej diagnostiky, čo zabezpečuje jeho mimoriadnu spoľahlivosť a presnosť. Užívateľ môže jednoduchým spôsobom voliť jednotky merania (OC/OF).

Digitálny teplomer, flexibilný

KÓD: 5281

6,50 €



Rýchla a presná kontrola telesnej teploty. Meranie v priebehu 1 minúty. V prípade zvýšenej teploty generuje teplomer varovný signál. Hrozí meracej sondy je vodotesný. Napájanie: vymeniteľná batéria.

Digitálny teplomer

KÓD: 547



Digitálny teplomer na rýchle a spoľahlivé meranie telesnej teploty. Akustický signál

Ušný teplomer Rossmax RA-600

KÓD: 2472

27 €



Tlakomer na zápästie - ohľaduplný k vašej peňaženke. Tlakomer vybavený základnými senzormi pre včasné varovanie pred vysokým krvným tlakom. Indikácia vysokého krvného tlaku pri prekročení odporúčaných hodnôt. Ak sa u vás vyskytnú arytmia - symbol na displeji vás včas upozorní. Jednoduché a

presné riešenie pre vašu istotu. Automatický tlakomer na zápästie. Systém Intelli Sense - komfortné natlakovanie, minimalizuje tlak manžety počas merania. Ovládanie jedným tlačidlom - pre odmeranie tlaku stačí stlačiť veľké tlačidlo. Kontrola správneho nasadenia manžety. Detekcia nepravidelných pulzov arytmie Indikátor hypertenzie. Pamätá 30-tich nameraných hodnôt. Dlhá manžeta - aj pre silné zápästie. Cestovné puzdro. Klinicky overená presnosť.

Flexibilný digitálny teplomer Joycare

KÓD: 3633

6 €



Digitálny teplomer na rýchle a spoľahlivé meranie telesnej teploty. Výsledok merania je zobrazený v priebehu 1 minúty. Teplomér je vybavený flexibilnou meracou sondou.

KÓD: 547



Digitálny teplomer na rýchle a spoľahlivé meranie telesnej teploty. Akustický signál

upozorňuje na dosiahnutie najvyššej povolenej hodnoty telesnej teploty.

2,90 €

TESTERY NA ALKOHOL

Sonda na alkohol

KÓD: 1560

13 €



Český výrobok (10 ks)

Sonda na alkohol CA20F

KÓD: 1263

105 €



Mimoriadne spoľahlivý a presný prístroj na meranie hladiny alkoholu v krvi. Senzor s predĺženou životnosťou zaručuje ekonomicky výhodnú prevádzku. Prístroj je určený na osobné aj profesionálne použitie. Veľký LCD displej; rýchle meranie (3-35 sekúnd). Napájanie: 9V alkalická batéria.

KÓD: 4239/2

Náustok k sonde CA20F

0,35 €

Zákon 142/2000 Z.z.

V Slovenskej republike sú analyzátory dychu zaradené medzi určené meradlá od roku 2000. Určené meradlá podľa zákona 142/2000 Z.z. o metrologii sú meradlá podliehajúce povinnej metrologickej kontrole. O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje jeho aplikácia. Patria sem meradlá využívané:

- pri meraniach súvisiacich s platbami
- pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia
- pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis (napr. cestný zákon).

Sonda na alkohol Lion SD-400



Plne automatická sonda na alkohol. Rýchle a presné meranie, ľahko čitateľný displej. Namerané údaje sú spolu s údajmi o čase ukladané do pamäte. Uložené údaje možno vytlačiť resp. exportovať do PC. Prístroj je vybavený funkciou bezpečnostnej kalibrácie. Priemerný čas merania za normálnych podmienok je do 30 sekúnd. V prípade nulovej hodnoty alkoholu sa výsledok zobrazí už o 5 sekúnd. Vďaka svojej presnosti sú výsledky namerané týmto prístrojom prijímané aj v správnom resp. súdnom konaní.

KÓD: 374

Sonda na alkohol Lion SD-400 (batéria)

2 350 €

KÓD: 2813

Sonda na alkohol Lion SD-400 (akumulátor)

2 390 €

Classic XL SOEHNLE

KÓD: 884



Analógová osobná váha s veľkou presnosťou. Stabilná s proti sklzyvým povrchom. Veľká,

ľahko čitateľná škála. Delenie škály: 100 g. Nosnosť 150 kg. SOEHNLE výrobok.

60 €

Osobná mechanická váha Seca 761

KÓD: M154



149 €

Presná analógová osobná váha s veľkou, dobre čitateľnou stupnicou. Váživosť: do 150 kg s presnosťou 1 kg. Váhu možno kalibrovať a je vybavená funkciami nulovania.

Osobná váha SECA 755

KÓD: M407



755 €

Seca 755 je mechanická, stojanová osobná váha s chrómovaným ukazovateľom hmotnosti. Váha váži do 150 kg s presnosťou 0,5 kg. Rozmery: 310x910x470 mm Hmotnosť: 15 kg

Stojanová analógová váha Seca 711

KÓD: M653



Váha: Mechanická váha s posuvným závažím. Kapacita váženia do 220 kg s presnosťou 100 gramov. Funkcie: nulovanie, fixovanie. Ako opciiu možno k váha zakúpiť výškomer. **Výškomer** (opcía): Merací rozsah:

60 – 200 cm s presnosťou 1 mm.

575 €

KÓD: M149

Výškomer Seca 220

90 €

17.2 Digitálne váhy | VÁHY A VÝŠKOMERY

Váha s výškomerom

KÓD: 1780



840 €

Prístroj vybavený PUE C/31 indikátorom, vhodná aj na meranie indexu telesného objemu. Váha váži hmotnosť pacientov v štandardnej polohe. Napájanie z batérií alebo adapterom z elektrickej siete. Prístroj je vybavený podsvieteným LCD displejom. Maximálna hmotnosť pacienta je 150 kg, presnosť váženia 50 g. Výstupný signál RS 232.

KÓD: 2687



499 €

Digitálna stojanová váha, SOEHNLE

Digitálna stojanová váha, váži do 220 kg s presnosťou 100 gramov. Prístroj nemá žiadne tlačidlá na displeji z 8 mm hrubého skla. Jednoduché používanie a čistenie. Tlačidlo „TARA“ na zadnej strane displeja. Podsvietený LED displej s 5 charaktermi. Displej zobrazuje ľahko čitateľné číslice vysoké 4 mm. Napájanie: z elektrickej siete. Rozmery: 369x609x893 mm. Hmotnosť: 13,6 kg.

Osobná váha digitálna SECA 813, čierna

KÓD: M153



85 €

Elektronická podlahová váha čierna. Kapacita do 200 kg. Citlivosť 100 g. Napájanie – batéria.

Ultrazvuková stojanová váha Seca 704

KÓD: M651



1 050 €

Váha: Veľkokapacitná váha so širokou platformou. Kapacita váženia do 300 kg s presnosťou 50 g <150 kg >100 g. Funkcie: výpočet BMI, Hold, Auto-hold, Auto Clear, Switch off, tlač, export dát.

Výškomer (opcía): tyčový výškomer s meraním v intervale 60-200.

KÓD: M149

Výškomer Seca 220

89 €

17.3 Váhy s dodatočnými funkciami | VÁHY A VÝŠKOMERY

Váha s tukomerom OMRON BF 508

KÓD: M244



Prístroj na meranie telesnej stavby ľudského tela v kombinácii s lekárskou váhou. Veľmi presné meranie celého tela pomocou 8 senzorov na 4 miestach tela. Váži telesnú hmotnosť (0,0 až 150 kg). Bioimpedančnou

metódou vyhodnocuje: množstvo tuku v tele (5 – 60%), (pre vek 18-80 rokov); množstvo viscerálneho tuku v 30 úrovniach; vyhodnocuje BMI index pre vek 18-80 rokov.

Váha používa klinicky overený algoritmus merania a je vybavená funkciou grafickej interpretácie nameraných hodnôt. Výsledky meraní možno uložiť do vstavanej pamäte (osoby + host). Napájanie: 4x batéria AA.

79 €

Fitnes váha

KÓD: 4478



Nová SOEHNLE Fitnes váha má ideálne použitie vo fitnes štúdiách, lekárnach, stravovacích poradniach, wellness hoteloch. Funkciami analyzuje telesnej hmotnosti, popri hmotnosti a indexe BMI, presne meria množstvo vody, tuku a svalovej hmoty a aktuálne hodnoty energetického hospodárstva organizmu. Impedančné meranie sa uskutočňuje cez ruku, to znamená, že meraná

osoba sa môže postaviť na váhu obutá. Táto vlastnosť výrazne ovplyvňuje rýchlosť a pohodlie merania (váha automaticky zohľadňuje hmotnosť šatstva). Prostredníctvom nastavenej tlačiarne možno namerané a vypočítané hodnoty vytlačiť a archivovať. Technické údaje: elektronický merací systém so štyrmi meracími senzormi. Jednotky merania. Kg, libry, uncie

980 €

Napájanie: zo siete. Displej: podsvietený LCD so 17 mm vysokými číslicami a 4 tlačidlami na vkladanie údajov, informačné pole. Stabilný rám z hliníkovej zliatiny. Rozmery meracej plochy: 37 x 48 x 4,5 cm. Delenie stupnice: 100 gramov. Celkové rozmery: 37 x 67 x 129cm. Hmotnosť: 17,8 kg. Váživosť: do 180 kg.

Váha s tukomerom OMRON HBF 212

KÓD: M245

50 €



Najjednoduchší spôsob ako zistiť svoju váhu, telesný tuk a BMI. Prístroj rozlišuje medzi úbytkom tuku a úbytkom vody v tele. Váži telesnú hmotnosť 2-150 kg. Bioimpedančnou metódou vyhodnocuje: množstvo tuku v tele (%); BMI index pre vek 18-80 rokov. Výsledky meraní možno uložiť do nastavenej pamäte (osoby + hosti). Napájanie: 4x batéria AAA.

Váha s tukomerom Rossmax WF260

KÓD: M636

35 €



Digitálna váha s technológiou 4 meracích plôch. Váha meria do hmotnosti 180 kg. Meria parametre: hmotnosť, svalová hmota, kostná hmota, tuk a obsah vody v tele.

Váha s tukomerom Rossmax WF260

KÓD: M637

29 €



Digitálna váha s technológiou 4 meracích plôch. Váha meria do hmotnosti 150 kg. Meria

parametre: hmotnosť, svalová hmota, kostná hmota, tuk a obsah vody v tele

Lekársky analyzátor telesnej kompozície Seca mBCA 515

KÓD: M644

13 900 €



Mimoriadne presné merania aj keď sa pacient hýbe. Rýchla a spoľahlivá analýza telesnej kompozície (telesný tuk, extracelulárna voda, svalová hmota). Váha vypočíta všetky parametre v priebehu 17

sekúnd. Vďaka svojej presnosti je vhodná na presnú kontrolu úspešnosti terapie. Meracia kapacita do 300 kg s presnosťou 50 gramov. Rozmery: 976 x 1251 x 828 mm. Váha je vybavená veľkým dotykovým displejom (8,4"),

ktorý sa dá otáčať v uhle 3600. Komunikačné rozhranie: bezdrôtový Seca USB 2.0, Ethernet. Merací systém: 8 bodové elektronické meranie impedancie.

Kojenecká váha

KÓD: 1823

37 €



Tradičná váha s posuvným závažím, s odnímateľnou vážiacou táckou, ktorá je doplnená textilnou prikrývkou chrániacu zdravie. Meria do 13 kg s presnosťou na 10 g.

Digitálna kojenecká váha SOEHNLE

KÓD: 424

169 €



Digitálna, odnímateľnou vážiacou táckou. Meria do 20 kg s presnosťou na 10 g. Napájanie: 9 V batéria. SOEHNLE výrobok.

Digitálna kojenecká váha Seca 336

KÓD: M646

650 €



Váha: Váženie do 15 kg s presnosťou 10 gramov. Funkcie: Tare, Hold, Switch Off. Ako opcie možno k váhe objednať: výškomer, sieťový adaptér, taška na prenášanie.

Výškomer: Merací rozsah 35 – 80 cm s presnosťou 1 mm.

Digitálna kojenecká váha Rossmax

KÓD: M185

55 €



Váha s ľahko čitateľným displejom. Rozsah merania 100 g – 20 kg s presnosťou 5 gramov. Funkcie: Tare, Hold, Switch Off.

KÓD: M647

Dížkomer Seca 231

99 €

Digitálna kojenecká váha SECA 384

KÓD: M150

445 €



SECA 834 je kvalitne zhotovená, kalibrovateľná kojenecká váha. V tejto váhe sú použité

najmodernejšie technológie, ktoré zaručujú presné váženie. Odnímateľná miska pre váženie väčších detí ju robí výnimočnou vo svojej triede. Kapacita: do 20 kg s citlivosťou 20 gramov; rozmery: 552x156x332 mm; hmotnosť: 3 kg. Napájanie: batérie. Kalibračná trieda: 3. Funkcie: TATA, BMIF.

Kojenecká váha SOEHNLE

KÓD: 3416

59 €



Digitálna, nesnímateľnou váziacou táckou. Meria do 20 kg s presnosťou na 10 g. Napájanie: 9 V batéria. SOEHNLE výrobok.

17.5 Iné váhy | VÁHY A VÝŠKOMERY

Váha na posteľ a dialýzu Seca 985

KÓD: M657

5 150 €



Vstavaným zdvíhacím zariadením, jednoducho a ľahko umiestnite 4 meracie hlavice pod kolieska posteľe. Váživosť do 500 kg; hmotnosť pacienta max. 200 kg. Presnosť: 100 g <200 kg> 200 g. Funkcie: Tare, Hold, BMI, ochrana pred preťažením, systém tlmenia, zmena jednotiek merania (kg/lbs). Zariadenie je ideálne na stanovenie účinnosti dialýzy. Opcia: interface Seca 460.

Sedacia váha Seca 956

KÓD: M656

1 170 €



Mimoriadne stabilný rám so zaoblenými hranami. Pohodlné sedadlo spoľahlivo drží pacienta, opierky rúk možno zasunúť, nastaviteľné opierky nôh uľahčujú posadenie pacienta. Zadné kolieska sú vybavené účinnou brzdou. Veľký LCD displej zaručuje rýchle a spoľahlivé odčítanie nameraných údajov.

Koliesková váha Seca 677

KÓD: M655

2 990 €



Maximálna váživosť do 300 kg s presnosťou 100 g <200 kg> 200 g- Funkcie: Tare, pre-Tare, Hpld, BMI, Auto Clear, Reser, Auto Switch Off, bezdrôtový prenos dát do PC. Hmotnosť: 38 kg.

Lekársky analyzátor telesnej kompozície SECA mBCA 528

KÓD: M148

6 750 €



Zariadenie SECA mBCA 525 je mobilný zdravotnícky analyzátor telesnej kompozície, ktorý je schopný merať hmotnosť telesného

tuku, hmotnosť tela bez tuku, obsah vody v tele (zložený z extracelulárnej a intracelulárnej vody) a hmotnosť kostrových svalov. Meranie sa vykonáva u pacientov ležiacich na chrbte. Namerané údaje sú spracované šiestimi analytickými modulmi a pre prehľadnosť a jednoduchosť vyhodnotenia sú graficky zobrazené. Výhodou je krátky čas merania (menej ako 30 sekúnd) a jednoduchá a intuitívna navigácia na dotykovom displeji.

Digitálna kúpeľňová váha



KÓD: M877 čierna 19 €

Kúpeľňová váha so skleneným povrchom váziacej plochy. Maximálna kapacita: 180 kg. Delenie stupnice: 100 gramov. Váha je napájaná z 2 ks batérií rozmeru AA.

KÓD: M876 biela 19 €

Digitálna kúpeľňová váha CMS

KÓD: 1011

69 €



Kúpeľňová váha so skleneným povrchom váziacej plochy. Mimoriadne citlivý senzor. Váha je vybavená funkciou automatického vypnutia. Na merané údaje možno uložiť a exportovať do PC. Merací rozsah: 2 – 180 kg s presnosťou 100 gramov. V prípade preťaženia resp. vybité batérie napájania, váha generuje alarmový signál.

Precízna listová váha SOEHNLE Atraction

KÓD: 3417

39 €



Presná listová váha s váživosťou do 5 kg. Presnosť: 1 gram. Váha je vyrobená z ušľachtilej ocele. Váha je vybavená funkciami: dodatočné váženie a automatického vypnutia. Napájanie: 4 ks litiových batérií (súčasť dodávky).

Lekárska váha s LCD displejom

KÓD: 1038

41 €



Váži do 500 gramov s delením po 0,1 gramu. Výrobok SOEHNLE

Presná lekárska váha WLC 6/B1

KÓD: 1781

490 €



GLP systémový prístup, podsvietený LCD displej s externou kalibráciou. Maximálna váživosť: 600 g, minimálna váha 500 mg, najmenšie delenie 10 mg, rozsah vyváženia –600 g, opakovateľnosť váženia 10 mg, linearita ± 20 mg, rozmery meracej plochy 165x165 mm. Napájanie: adaptér 230 V.

Veterinárna váha SOEHNLE

KÓD: M165

445 €



- Ľahká, prenosná váha pre zvieratá s veľkou meracou plochou 900 x 600 mm).
- Extra tenká (len 35 mm) platforma je vyrobená

- z nehrdzavejúcej ocele.
- Napájanie: z elektrickej siete alebo z batérií (4 x 1,5 V, nie sú súčasťou dodávky).
- Ovládanie váhy nie je komplikované, možnosť mobilného používania, robustná technológia, veľký displej, ergonomicky moderný tvar zabezpečujú pohodlné používanie.
- V prípade napájania z batérií sa automaticky aktivuje funkcia automatického vypnutia, ak sa váha dlhšiu dobu nepoužíva.

Kojenecký dĺžkomer SECA

KÓD: 748

90 €



Lahký, skladací precízny, umývateľný nástroj na meranie dĺžky novorodencov a malých detí v ležiacej polohe.
Rozsah merania: 10-99 cm s presnosťou 5 mm.
Rozmery: 30x14x1,34 cm. hmotnosť: 0,58 kg.

Kojenecký dĺžkomet, posuvný

KÓD: M484

38 €

Presný nástroj na meranie novorodencov a malých detí.

Výškomer s meracím pásmom Seca 216

KÓD: M648

99 €



Výškomer s meracím pásmom. Nastavenie možno v záujme presnosti merania fixovať.
Merací rozsah: 3,5 – 230 cm s delením stupnice po 1 mm.

Meracie pásmo Seca



Seca 211: Pásmo na meranie obvodu hlavy. Merací rozsah 12 – 59 cm s presnosťou 1 mm. Jednorazové papierové meracie pásmo, balené po 1000 ks.

Seca 218: Merací rozsah: 0 – 100 cm, s presnosťou 1 mm. Jednorazové papierové meracie pásmo dodávané v praktickom držiaku na stenu, balené po 500 ks.

KÓD: M649 Meracie pásmo Seca 211 95 €

KÓD: M650 Meracie pásmo Seca 218 138 €

Meracie pásmo Seca 206

KÓD: M654

22 €



Roll-up meracie pásmo s držiakom na stenu. Merací rozsah: 0 – 220 cm. Delenie stupnice po 1 mm.

Kojenecký dĺžkomer, pevný

KÓD: 4389

45 €



Presný, stabilný nástroj na meranie dĺžky novorodencov a malých detí v ležiacej polohe. Presnosť ±5mm.
Rozsah merania: do 91 cm (cca 35 inch).
Rozmery (zložený): 5 x 51 x 2,5 cm. Hmotnosť: 1,5 kg.
Delenie stupnice: 1 cm / + inch.

Výškomer

KÓD: 233

18 €



Výškomer sa dá upevniť na stenu, meria pomocou výsuvného merného pásu, rozsah do 2 m. Praktický a lacný!

Ultrazvukový výškomer

KÓD: 2724

145 €



Ultrazvukový skladací výškomer v umelohmotnom puzdre. Rýchly, presný, jednoduché ovládanie. Údaje merania sa zobrazujú na LCD displeji s výškou 9 mm.
Koniec merania signalizuje zvukové znamenie. Rozsah merania: 50 – 300 cm. Delenie stupnice po 1 cm.
Napájanie: 2 alkalické články 1.5V.
Rozmery: 345 x 92 x 28 mm.
Hmotnosť: 259 gramov.
SOEHNLE výrobok.

Tyč na meranie výšky, SOEHNLE

KÓD: 3415

75 €



Merací rozsah: 105-210 cm.
Delenie stupnice: 0,5 cm.
Rozmery: 50x1,175x22 cm.
Hmotnosť: 0,8 kg.
Tyč možno prímontovať k SOEHNLE váham.

18 INÉ MERACIE NÁSTROJE

Merače telesného tuku Omron BF306

KÓD: 1330

76 €



Prístroj na meranie percentuálneho, a absolútneho množstva telesného tuku. Výsledok sa zisťuje bioimpedančnou analýzou, zavedením slabého elektrického prúdu do tela sa zmeria elektrický odpor telesných tkanív. Keďže ich vodivosť je veľmi nízka, tým sa umožní ich zmeranie v porovnaní s ostatnými tkanivami. Po nastavení veku, hmotnosti, výšky a pohlavia, prístroj vypočíta percentuálnu hladinu telesného tuku v tele na základe elektrického odporu, s krokometrom.

Kliešťový merač kožných rias

KÓD: 5348

8,50 €



Mechanický merací prostriedok z umelej hmoty

Posuvný merač kožných rias

KÓD: 1754

120 €



Digitálny merač kožných rias

KÓD: 2602



39 €

čitateľný LCD displej. Zobrazenie hrúbky telesného tuku v cm/inch. Prístroj sa vyznačuje rýchlym a presným meraním. Vypínanie pomocou mechanického vypínaču. Signalizácia nízkej kapacity napájajúcej batérie. Merací rozsah: 0 ~ 50 mm. Delenie: 0,01 mm / 0,005". Napájanie: 1 ks batéria typu CR2032.

Merací nástroj vyrobený z húževnatého ABS. Ľahký, ergonomicky tvarovaný. Veľký, dobre

Tonometer Schiötz



KÓD: 1685

Tonometer Schiötz s rovnou stupnicou

140 €

KÓD: 2088

Tonometer Schiötz so šikmou stupnicou

140 €

Okuliarová skriňa



KÓD: 921

v drevenej kazete – 236 kusov

1 730 €

KÓD: 375

v taške – 232 kusov

850 €

Plexi tabuľa na vyšetrenie zraku, dvojité (ku Kettesy tabuli), 3 m

55 €

KÓD: 1177

Číslice/písmená

KÓD: 4767

Písmená/vidlice

KÓD: 4764

Číslice/detské vzory

KÓD: 4768

Vidlice/detské vzory

KÓD: 4765

Číslice/vidlice

KÓD: 4769

Vidlice/čísllice

KÓD: 4766

Písmená/detské vzory

Uhlomer na kĺby

KÓD: 650



9 €

Prieľadná umelá hmota dovoľuje sledovať pohyb osi kĺbu. Na 360o meradle sú zobrazené 3 škály, ktoré sú kalibrované na používanie systému ISOM (International Standard of Measurements).

Skúšobný rám na dioptrické sklá

KÓD: 905

560 €



Mimoriadne odolný skúšobný rám vyrobený z ľahkej zliatiny a plastu. Do rámu možno súčasne vložiť 5 párov šošoviek resp. doplnkov.

PS možno samostatne nastavovať na pravej resp. ľavej strane v intervale 48 – 80 mm. Opierku nosa možno nastavovať výškovo aj postranne. Rám je vybavený V.D. škálou. Dĺžka a uhol sklonu stráníc možno nastavovať podľa aktuálnych potrieb. Rám je určený na skúšobné sklá s vonkajším priemerom 38 mm.

Vizus tabuľa



Tabuľa na vyšetrenie zraku (Vizus) Kettesy: Rám pripieviteľný na stenu, vnútorné osvetlenie. Bez plexi tabuľe. Voliteľné plexi tabuľe: písmená, číslice, vidlice, Detské vzory. Pozorovacia vzdialenosť: 3 alebo 5 metrov.

KÓD: 4982

Vizus tabuľa jednotípcová 24x65 cm

165 €


KÓD: 468

Vizus tabuľa dvojtípcová 69x69 cm

215 €

Plexi tabuľa na vyšetrenie zraku, jednoduchá (ku Kettesy tabuli)

32 €



KÓD: 4759

Číslice, 3 m

KÓD: 4755

Číslice, 5 m

KÓD: 4760

Vidlice, 3 m

KÓD: 4756

Vidlice, 5 m

KÓD: 4761

Písmená, 3 m

KÓD: 4757

Písmená, 5 m

KÓD: 4762

Detské vzory, 3 m

KÓD: 4758

Detské vzory, 5 m

Papierová predloha na vyšetrenie zrakovkej ostrosti na vzdialenosť 5 m



Papierová predloha na vyšetrenie zrakovkej ostrosti na vzdialenosť 5m

KÓD: 294

Pre dospelých (písmená)

3 €

KÓD: 854

Pre deti

3 €

KÓD: 5350

Pre dospelých (čísllice)

3 €

Vizus tabuľa, jednotípcová, veľká 96 x 30 cm

KÓD: 1119

175 €



S vnútorným podsvietením (bez plexi tabuľe)

Plexi tabuľa na vyšetrenie zraku

KÓD: 4754

Vidlice, 5m

32 €

KÓD: 4753

Písmená, 5 m

32 €

KÓD: 1233

Číslice, 5 m

32 €

Kniha na vyšetrenie farebného videnia



KÓD: 295	Typ Velhagen	22,50 €
KÓD: 1282	Typ Ishihara	170 €

Langove stereo testy

KÓD: 1240

205 €



K vyšetreniu priestorového videnia.

PRŮŽKY NA ANALÝZU



KÓD: 4398	CYBOW 11 100 ks (urobilinogén, glukóza, bilirubín, ketón, proteín, SG, krv, pH, nitrid, leukocity, kyselina askorbová)	9,50 €
KÓD: 5628	CYBOW Mikroalbumín / Kreatinin test	14 €
KÓD: 133	Perithapon	8,50 €
KÓD: 134	Nonaphan	11 €

KÓD: 1898	Pošvový pH test 10 ks určenie pH pošvy z pošvového sekrétu	20 €
KÓD: 135	Tehotenský test Laboquick 1 ks určenie tehotenstva z moču	0,40 €
KÓD: 4066	Ovulačný test Laboquick 1 ks určenie ovulácie z moču	1,90 €
KÓD: 3855	Menopauza test Laboquick určenie menopauzy z moču	1,90 €
KÓD: 4188	HIV test Laboquick 1 ks určenie antičastíc zo séra resp. plazmy ľudskej krvi	1,60 €
KÓD: 3621	Helicobacter PYLORI test 40 ks rýchle určenie prítomnosti helicobacter z krvi	114 €
KÓD: 4963	Helicobacter PYLORI test Laboquick 1 ks rýchle určenie prítomnosti antigénu zo stolice	3,50 €



KÓD: 140	Troponin	4 €
KÓD: 414	EL-U test. k HandURiederu 100 ks	39 €

KÓD: 1094	Medi-Test Combi 9/100krv (urobilinogén, bilirubín, proteín, nitrát, ketóny, glukóza, pH, kys. askorbová)	35 €
KÓD: 4392	CYBOW G 100 ks (glukóza)	2,80 €
KÓD: 4393	CYBOW 3 100 ks (proteín, pH, glukóza)	3,50 €
KÓD: 4394	CYBOW 4 100 ks (proteín, pH, glukóza, krv)	5,30 €
KÓD: 4395	CYBOW 5 100 ks (glukóza, ketón, proteín, pH, krv)	5 €
KÓD: 4396	CYBOW 9 100 ks (urobilinogén, glukóza, bilirubín, ketón, proteín, SG, krv, pH, nitrid)	7,50 €
KÓD: 4397	CYBOW 10 100 ks (urobilinogén, glukóza, bilirubín, ketón, proteín, SG, krv, pH, nitrid, leukocity)	8 €
KÓD: 2821	Chlamydia 20 ks	56 €
KÓD: 4036	Candida rýchly test candida albicans, glabrata, tropicalis hubové infekcie z pošvového sekrétu	12 €

KÓD: 3090	Helicobacter PYLORI test Laboquick 1 ks rýchle určenie prítomnosti antigénu zo séra	1,80 €
KÓD: 4188	HIV test Laboquick 1 ks určenie antičastíc zo séra resp. plazmy ľudskej krvi	1,90 €
KÓD: 2246	Fecatest Laboquick 1 ks	2,50 €
KÓD: 4964	Syphilis test Laboquick 1 ks preukázanie prítomnosti antičastíc zo séra	2,10 €
KÓD: 4965	Hepatitis B test Laboquick 1 ks preukázanie prítomnosti antičastíc zo séra	2,50 €
KÓD: 4966	Hepatitis C test Laboquick 1 ks preukázanie prítomnosti antičastíc zo séra	2,50 €
KÓD: 4064	Giardia Lamblia test Laboquick 1 ks, preukázanie Giardia Lamblia antigénu zo stolice	9,50 €

pH papier 5 metrov

KÓD: 1893

14 €



KÓD: 2054	náhradný kotúč pH papiera (3 ks)	26 €
-----------	----------------------------------	------

CYBOW test voľných radikálov (25 ks/bal)

KÓD: M166



44 €

Test slúži na kvantitatívne preukázanie množstva malondialdehydu v organizme. Malondialdehyd zvyšuje riziko kôrnatenia ciev ako aj riziko nádorových ochorení resp. riziko diabetických ochorení.

Sprey na fixáciu steru 250 ml.

KÓD: 1975

6 €

Code	Name	NR. of tests/pack	Glucose	Protein	pH	Nitrit	Keton	Ubg	Bilirubin	Blood	Leucocyte	Ascorbic acid	SG
4392	CYBOWG	100	X										
4393	CYBOW 3	100	X	X	X								
4394	CYBOW 4	100	X	X	X								
4395	CYBOW 5	100	X	X	X		X						
4396	CYBOW 9	100	X	X	X	X	X	X	X				
4397	CYBOW 10	100	X	X	X	X	X	X	X				
4398	CYBOW 11	100	X	X	X	X	X		X				
133	Pentaphan	50	X	X	X		X	X					
134	Nonaphan	50	X	X	X	X	X	X	X				
1094	Meditest 9/10	100	X	X	X	X	X	X	X				

LABORATÓRNE PRÍSTROJE

Olympus binokulárny mikroskop



Olympus CX22 binokulárny mikroskop. Mikroskop pracujúci v priamej pozícii vhodný na vyšetrovanie prechodným svetlom. Vstavané halogénové osvetlenie, revolverový nosič objektivov so 4 pozíciami, pevný mechanický stôl (120 x 132 mm) s posuvom v intervale 76 x 30 mm. Nízky jednoručný posuv pravou rukou pre jedno podložné sklíčko. Vstavaný

Abbe kondenzor (NA 1,25 s priehradkou na apertúry). Koaxiálne hrubé a jemné zaostrenie, úplný zaostrovací priestor 20 mm, jemné zaostrenie 300 mikrometrov na otáčku, delenie 2,5 mikrometrov. Odpor hrubého zaostrovania možno nastaviť. Binokulárna tuba so sklonom 30 stupňov. Vzdialenosť očí nastaviteľná v rozmedzí 48-75 mm ako aj nastaviteľná

korekcia dioptrií na ľavom oku. Jeden pár širokohľových okulárov (10x, FN20) upevnených skrutkami. Dodávka obsahuje objektivy: 4x, 10x a 40x. Všetky optické diely sú chránené voči rozmnožovaniu húb. Integrovaný širokopásmový napájací zdroj.

KÓD: 1630

mikroskop 4 x 10 x 40

1 850 €

KÓD: 1343

mikroskop 4 x 10 x 40 x 100

2 190 €

Olympus binokulárny mikroskop

KÓD: 1817



Kvalitný binokulárny mikroskop s vysokým rozlíšením, okuláre: WF 10x, P 16x. Achromatické objektivy: 4x, 10x, 40x (s odpruženou skrutkou), 100x (s odpruženou skrutkou, imerzný olej), štvormiestnym revolverom na objektiv, dvojrstvový, 0x140 m

mechanická pracovná doska s rozsahom pohybu 75x50mm, halogénové osvetlenie 220V-50 Hz/6V/20W.

1 390 €

Malý laboratórny inkubátor

KÓD: 3081



Na inkubáciu 12 petri misiek, alebo pre viac misiek krvnými kultúrami, v kompaktnom,

stabilnom domčeku. Vonk. rozm. (š x v x h): 310x150x168 mmVnútorne rozmery (š x v x

h): 220x120x150 mm. Presnosť: +/- 1 stupeň. Udržiava teplotu od 25-45 °C.

335 €

CRP prístroj NycoCard® READER II

KÓD: 5507



NycoCard® READER II je malý akumulátormi napájaný reflektometer navrhnutý na meranie zafarbených povrchov testov NycoCard® a k výpočtu hodnôt koncentrácií meraných analytů (CRP, U-Albumin, D-Dimer a HbA1c). Farebné odozvy sú merané spektrálnou odrazivosťou v troch častiach viditeľného spektra. Prístroj NycoCard® READER II tvorí prístrojová skrinka predstavujúca prevádzkovú a výpočtovú

jednotku a čítacie pero, ktoré je meracou jednotkou. Hlavnými časťami prístrojovej skrinky sú mikroprocesor, LCD displej a 3 tlačidlá k obsluhu prístroja. Kľúčovými prvkami čítacieho pera sú svetelné diódy LED, fotodióda, svetelné čidlo a funkčná konštrukcia. Skrinka je s perom prepojená káblom. Na pravej strane displeju je na prístrojovej skrinke umiestnený držiak pera. Pred držiakom je

vičečko, na ktorého zadnej strane sa nachádza kalibračný terč pre kalibráciu bielej. Prístroj NycoCard® READER II sa dodáva s 3 nabíjacími akumulátormi NIMH (1,2 V). Vzorka: 5 µl plnej krvi, sérum alebo plazma. Merací rozsah 8-200 mg/l pri vzorke plnej krvi alebo 5-120 mg/l pri sére resp. plazme.

1 250 €

KÓD: 5599 Test Hemoglobín (24 ks v balení) 135 €

KÓD: 5509 Test CRP (48 ks v balení) 190 €

KÓD: M723 D-dimer (24 ks v balení) 170 €

Contec BC401 analyzátor moču

KÓD: 0126



Prístroja číta a hodnotí testové prúžky CYBOW 10 M a CYBOW 11 M. Poskytuje výsledky 11 hodnôt: Glu, BIL, SG, KET, BLD, PRO, URO, NIT, LEU, VC a pH moču. Displej: 2,4" farebný LCD; pamäť na výsledky 500 vzoriek; rýchlosť analýzy: 60 testov/hod.; napájanie: vstavaná nabíjateľná batéria; rozmery: 13x7,3x3 cm; hmotnosť: 0,18 kg.

255 €

KÓD: 5589 Cybow 10M testové prúžky 100 ks 9,90 €

KÓD: 5680 Cybow 11M testové prúžky 100 ks 10,90 €

CYBOW R-50S analyzátor moču

KÓD: M276



Reflexný fotometer určený na čítanie a analýzu testovacích prúžkov. Prístroj je vybavený dotykovým LCD displejom 4,3". V pamäti prístroja možno uchovať výsledky 2000 meraní. Priemerný výkon: 45 testov/ hod. Komunikačné rozhranie: USB. Napájanie: 12 V DC adaptér (0,33A) alebo 8 ks 1,5 V batérie. Rozmery: 188x74x77 mm. Hmotnosť: 430 g. Opcie: Uživatelský program (PC softvér).

459 €

KÓD: 4397 CYBOW testové prúžky, 10 parametrov (100 ks) 8 €

KÓD: 4398 CYBOW testové prúžky, 11 parametrov (100 ks) 9,50 €

CYBOW-300

KÓD: 2756



Reflexný fotometer s LCD displejom . Číta a analyzuje testové prúžky na moč . Poloautomatický prístroj, t.z. že testový prúžok namočený do vzorky moču je potrebné položiť na plniacu tácku a ostatné činnosti

1 250 €

KÓD: 5589 Cybow 10M testové prúžky 100 ks 9,90 €

KÓD: 5680 Cybow 11M testové prúžky 100 ks 10,90 €

už prebiehajú automaticky . Výkon: max. 300 testov/hod. . Rozhranie RS232 na pripojenie tepelnej tlačiarne . Pamäť: 2000 vzoriek . Testové prúžky: CYBOW 4-11 . Vlnová dĺžka svetelného lúča: 460,

550, 650 nm . Rozmery: 275x250 mm s výškou 170 mm . Hmotnosť: 1300 gramov . Napájanie: 12V DC/3,5A

KÓD: M983 Cybow 2MAC testové prúžky 13 €

KÓD: M984 Cybow 12MAC testové prúžky 15 €

CYBOW-720

KÓD: 2757



Reflexný fotometer s LCD displejom . Testovacia rýchlosť: 720 prúžkov/hod s možnosťou uloženia 2000 výsledkov do internej pamäte . Výsledok testu zobrazený na LCD displeji možno vytlačiť . Termo tlačiarň, sériové rozhranie RS232 . Vkladanie ID pacienta prostredníctvom klávesnice . V

1 690 €

závislosti na použitých testových prúžkoch, vykonáva prístroj analýzu 11 parametrov: urobilinogén, glukóza, bilirubin, ketón, SG, krv, pH, proteín, nitrit, leukocyty, kyselina askorbová (CYBOW 5-10) . Výsledok testu sa v prípade prvej vzorky zobrazí za 100 sekúnd a výsledok analýzy nasledujúcich prúžkov sa zobrazí za

5 sekúnd za podmienky, že testový prúžok bol včas vložený. Rozmery: 32X26X17 cm . Napájanie: 12V DC/3A . Príslušenstvo: Termo papier, napájací kábel, adaptér, RS232 kábel

KÓD: 5589 Testovacie prúžky CYBOW 10 M 9,90 €

KÓD: 5680 Testovacie prúžky CYBOW 11 M 10,90 €

KÓD: M983 Cybow 2MAC testové prúžky 13 €

KÓD: M984 Cybow 12MAC testové prúžky 15 €

Analyzátor moču DocUReader 2

KÓD: M277



In vitro analyzátor moču pracujúci so sieťovým adaptérom. Charakteristickými znakmi prístroja sú: jednoduchá obsluha, ekonomická nenáročnosť a vysoká presnosť. Svojimi pokročilými riešeniami plne nahradí staršie prístroje vyššej kategórie. Prístroj

DocUReader 2 je kompatibilný s testovými prúžkami Labstrip U11 Plus. Počas procesu merania poskytuje informácie rozmerný dotykový displej. Prostredníctvom ktorého sa jednoducho pohybujete v menu. Výsledky zobrazené na LCD displeji možno jednoducho

vytlačíť vstavanou tlačiarňou. Okrem toho sú výsledky meraní automaticky archivované vo veľkokapacitnej pamäti.

690 €

KÓD: M278 Test Labstrip U11 plus (150 ks/bal)

50 €

Mikrolab 505

KÓD: 1179



Profesionálny laboratórny prístroj na stanovenie 6 parametrov. Kvapnutím jednej kvapky kapilárnej krvi do kvety s reagentom stanovi

fotometrickou metódou v priebehu 2-3 minút nasledovné parametre: CHOL, GLU, TRI, HGB, ERY, HCT. Výsledky analýzy prístroj zobrazuje

na veľkopošom LCD displeji. Napájanie: 9 V batéria alebo sieťový adaptér. Váha: 0,3 kg.

450 €

KÓD: 1192 Reagens CHOL 24 ks 69 €

KÓD: 1191 Reagens GLU 24 ks 69 €

KÓD: 1188 Reagens HCT 24 ks 59 €

KÓD: 1950 Reagens HGB 100 ks 52 €

KÓD: 1189 Reagens RBC 24 ks 63 €

KÓD: 1193 Reagens TRI 24 ks 115 €

Coagucheck XS plus

KÓD: 5739



1350 €

Rýchle monitorovanie PT/INR v každodennej lekárskej praxi. Údaje o hodnotách PT/ INR získate spravidla za menej ako jednu minútu už jedinej kvapky (8 µl) kapilárnej krvi. Vstavaný systém kontroly kvality zabezpečuje vysokú presnosť a spoľahlivosť výsledkov merania. Prístroj má vstavaný progresívny systém práce s údajmi a je priamo prepojiteľný s IT systémom.

KÓD: 3999



1 290 €

Merač koagulácie určený na profesionálne aj domáce použitie, automatický reflektometrický fotometer. Určenie Protrombinu z jednej kvapky kapilárnej krvi za 1 minútu. Uchovanie výsledkov 60 meraní s dátumom a časom. Meracie hranice: INR 0,8 – 8,0. Quick: 5 – 70%. Napájanie z batérií.

KÓD: M167 Testovacie pružky k prístroju Coagucheck XS plus (48 ks) 335 €

KÓD: 4000 Testovacie pružky 24 ks 180 €

Prístroj na určenie Coag S Protrombin- INR

KÓD: 5503



799 €

Prístroj na určenie hodnoty INR zo vzorky kapilárne krvi alebo vzorky plazmy

KÓD: 3901/1



965 €

Lahko ovládateľná, praktická stolná centrifúga s 12x20 ml rotorom. Veľký LCD displej, mikroprocesorové riadenie, krátke cykly odstredovania, zatváranie jednou rukou. Max. RCF: 2325 g. Maximálne otáčky: 4000/min. Rozmery: 320 x 350 x 280 mm. Hmotnosť: 9,5 kg.

Hematologický automat D-Cell 60

KÓD: M985



Hematologický automat D-Cell 60, in- vitro diagnostický prístroj, je určený na presné stanovenie kvantitatívnych parametrov krvi resp. na stanovenie 3 populačných kvalitatívnych parametrov bielych krviniek. Analyzátor je schopný merať 19 parametrov

z kapilárnej alebo tepnovej krvi. Rozloženie počtosti zobrazuje ja graficky. Výsledky merania sú zobrazené na veľkom LCD displeji ale je vybavený aj vstavanou tlačiarňou resp. možnosťou pripojenia externej tlačiarne. Čas merania je cca 1 minúta. Merané parametre:

WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT a histogram pre WBC, RBC,PLTC

8 100 €

Medico Plus - laboratórna centrifúga

KÓD: 5833



Nový produkt
NOVÝ

8 segmentový rotor odstredivky je poháňaný bezkontaktným indukčným motorom. Centrifúga je vybavená riadením rýchlosti otáčok systémom

- Hladký rozbeh bez trhania
- Zelený LED displej
- Zámok horného krytu
- Dynamická brzda
- Signalizácia instability
- Regulácia rýchlosti: ±10 RPM

- Časovač: do 99 minút
- Funkcia opakovania posledných parametrov
- Kalibračné okno
- Max. otáčky: 4000
- Max. RCF: 2270g
- Rozmery: 325 x 370 x 280 mm

699 €

VEDALAB EASY READER+



Nový produkt
NOVÝ

Analyzátor EasyReader + je prístroj so širokým spektrom použitia. Prístroj pracuje na princípe imunochromatografie pomocou testových kaziet.

Prístroj je schopný vykonávať merania z arteriálnej krvi resp. krvnej vzorky odobranej z brúška prstu.

- Nízke množstvo krvi potrebnej na analýzu (50 µl)
- Prístroj je vybavený dátovým rozhraním na prenos údajov do PC

- Vykonať testy: CRP vyšetrenie na kontrolu zápalových procesov; FOB testy na odhalenie vnútorného krvácania z krvi resp. stolice; PSA, CEA nádorová markery;

1 500 €

KÓD: 5592 CEA test (20 ks/bal) 125 €

KÓD: 5504 CRP Check1 Quick (20 ks/bal) 84 €

KÓD: 5525 PSA test (20 ks/bal) 95 €

KÓD: 5562 CRP-FOB Check 2 (20 ks/bal) 79 €

Trecia miska



kód: 1876	Trecia miska porcelánová, glazovaná, s priemerom 60 mm	12 €
kód: 1874	Tíčik k porcelánovej glazovanej miske s priemerom 60 mm	7 €
kód: 1877	Trecia miska porcelánová, glazovaná, s priemerom 115 mm	16 €
kód: 1879	Tíčik k porcelánovej glazovanej miske s priemerom 115 mm	9 €
kód: 2239	Trecia miska porcelánová, glazovaná, s priemerom 180 mm	60 €
kód: 2240	Tíčik k porcelánovej glazovanej miske s priemerom 180 mm	26 €

Odberná nádoba, sklo, stupnica



kód: 1671	250 ml	8 €
kód: 128	500 ml	10 €

Odberná nádoba, plast



kód: 127	nesterilná (100 ml)	0,15 €
kód: 4460	sterilná (100 ml)	0,50 €

Hustomer na moč

kód: 126

**5,50 €**

Odmerka plastová



kód: 1891	Plastová odmerka, 250 ml	5,00 €
kód: 1892	Plastová odmerka, 500 ml	6,50 €
kód: 1289	Plastová odmerka, 1000 ml	7,50 €

Kadičky sklenené, kalibrované



kód: 2380	50 ml	2,60 €
kód: 2381	100 ml	2,60 €
kód: 1507	250 ml	2,90 €

kód: 2382	400 ml	3,50 €
kód: 2273	600 ml	4,50 €
kód: 1505	800 ml	6,50 €

kód: 1504	1000 ml	7 €
kód: 2406	2000 ml	13 €
kód: 2407	3000 ml	39 €

Odmerný valec



Odmerný valec so sklenenou podstavou

kód: 3021	50 ml	12 €
kód: 125	100 ml	12 €
kód: 1344	250 ml	22 €

Odmerný valec s umelohmotnou podstavou

kód: 1478	50 ml	12 €
kód: 637	100 ml	14 €

Emitná miska



kód: 287	umelohmotná	0,60 €
kód: 288	papierová	0,15 €

Laboratórne signalizačné hodiny, 60 minútové

kód: 132

**9 €**

Podložné sklo

(objednávacie množstvo 50 ks)



kód: 910	rezané	7 €
kód: 2575	rezané +popis	4 €

kód: 2067	brúsené	7 €
kód: 5362	superfrost extra biele	8 €

kód: 864	Dóza na podložné sklá (50 miestna)	25 €
----------	------------------------------------	-------------

kód: 1646	Dóza na podložné sklá (5 miestna)	2 €
-----------	-----------------------------------	------------

Krycie sklo



(objednávacie množstvo: 1 balenie)

kód: 2224	18 x 18 mm (200 ks)	4 €
-----------	---------------------	------------

kód: 2310	20 x 20 mm (200 ks)	5,10 €
kód: 2608	22 x 22 mm (200 ks)	7,20 €
kód: 1759	24 x 32 mm (100 ks)	3,60 €
kód: 3736	24 x 50 mm (100 ks)	4,90 €
kód: 2565	24 x 60 mm (100 ks)	8,50 €

Stojan Westergreen

kód: 119  **15 €**

Pipeta

kód: 120  **0,50 €**

Teplomer do chladničky

kód: 1849  **2,50 €**

Kontajner na vzorky stolice

kód: 5625  **0,30 €**

Stojan na skúmavky



Plastové

kód: 2580	pre 24 skúmaviek	20 €
kód: 848	pre 60 skúmaviek	18 €

Drôtené

kód: 2357	pre 10 skúmaviek	6 €
kód: 600	pre 20 skúmaviek	11 €

kód: 1885	pre 30 skúmaviek	14 €
kód: 653	pre 40 skúmaviek	14 €
kód: 988	pre 50 skúmaviek	16 €

Skúmavka sklenená



kód: 210 16 cm **0,30 €**

kód: 2070 Drevené kliešte na skúmavky **2 €**

DS Nemocničná chladnička na lieky



kód: 5649 **540 €**

Tácky spredu kryté priehľadným krytom, ktorý zabráni rýchlemu zohriatiu obsahu pri otvorení dverí. Digitálny teplomer ukazuje vnútornej teploty so zobrazením maximálnej a minimálnej

teploty od posledného vymazania údajov LED osvetlenie. Akustický signál pri otvorených dverách po 20 sekundách od otvorenia. Netto objem: 27 litrov.

Rozmery: 58x42x39 cm. Spotreba energie: 0,86 kW/24 hod. Teplotný rozsah: 2-80o C

GLUKOMERY

Glukomer Wellmed Simple




kód: 111 **19 €**

Malý a ľahký prístroj na meranie hladiny krvného cukru v priebehu 10 sekúnd. Na meranie je potrebné 2,5 ml vzorky krvi.

Výsledky merania sú zobrazené na veľkom LCD displeji. Prístroj je vybavený pamäťou na uloženie výsledkov 200 meraní.

Rozmery: 80 x 40 x 11,2 mm Hmotnosť: 30 gramov.

Wellmed GCU merač krvného cukru, kyseliny močovej a cholesterolu



kód: 2089 **59 €**

3 funkcie v jednom prístroji!!! Meranie krvného cukru, kyseliny močovej a cholesterolu jedným prístrojom! Prístroj automaticky rozpoznáva testový prúžok. Meranie krvného cukru trvá 10 sekúnd, meranie kyseliny močovej trvá 20 sekúnd a meranie hladiny cholesterolu trvá cca 150 sekúnd. Na meranie glukózy a kyseliny močovej postačuje vzorka 4µl kapilárnej krvi a na meranie hladiny cholesterolu je potrebné 15 µl kapilárnej krvi. Veľký (35x45 mm) LCD displej. Do pamäte prístroja možno uložiť výsledky 200 meraní glukózy, 50 meraní kyseliny močovej a 50 meraní cholesterolu. Softvér prístroja umožňuje výpočet priemerných hodnôt merania glukózy za posledných 7, 14 resp. 28 dní. Balenie prístroja obsahuje: vlastný prístroj, odberové pero, 20 ks odberových lanciet, 2 ks batérie, 10 - 2 - 10 testových prúžkov na meranie glukózy, cholesterolu a kyseliny močovej, taška na prenášanie. Rozsah merania glukózy: 20 ~ 600 mg/dl (1,1 ~ 33,3 mmol/l). Rozsah merania kyseliny močovej: 3 ~ 20 mg/dl (179 ~ 1190 µmol/l). Rozsah merania cholesterolu: 100 ~ 400 mg/dl (2,6 ~ 10,4 mmol/l). Rozmery: 88x64x22 mm. Napájanie: 2 ks alkalické články rozmeru AAA.

Wellmed GU merač krvného cukru a kyseliny močovej



kód: 4264 **33 €**

Meranie krvného cukru a kyseliny močovej jedným prístrojom! Prístroj automaticky identifikuje testový prúžok. Výsledok merania krvného cukru sa zobrazí v priebehu 10 sekúnd. Meranie hladiny kyseliny močovej trvá cca 20 sekúnd. Prístroj na meranie potrebuje len 4µl kapilárnej krvi. Veľký LCD displej.

Vpamäti prístroja možno automaticky uložiť až 200 výsledkov merania glukózy a 100 výsledkov merania hladiny kyseliny močovej. Softvér prístroja umožňuje výpočet priemerných hodnôt za posledných 7, 14 resp. 28 dní. Automatické zapnutie a vypnutie. Balenie prístroja obsahuje: vlastný prístroj, odberové pero, 20 ks odberových lanciet, 2 ks batérie, 10-10 testových prúžkov na meranie glukózy a kyseliny močovej, taška na prenášanie. Rozsah merania glukózy: 20 ~ 600 mg/dl (1,1 ~ 33,3 mmol/l). Rozsah merania kyseliny močovej: 3 ~ 20 mg/dl (179 ~ 1190 µmol/l). Rozmery: 88x64x22 mm.

Wellmed GC merač krvného cukru a cholesterolu

KÓD: 4268



Meranie krvného cukru a cholesterolu jedným prístrojom! Prístroj automaticky identifikuje testový prúžok. Výsledok merania krvného cukru sa zobrazí v priebehu 10 sekúnd. Meranie hladiny cholesterolu trvá cca 150 sekúnd. Prístroj na meranie hladiny krvného cukru potrebuje len 4µl kapilárnej krvi a na meranie hladiny cholesterolu postačuje

15 µl kapilárnej krvi. Veľký LCD displej. V pamäti prístroja možno automaticky uložiť až 200 výsledkov merania glukózy a 100 výsledkov merania hladiny cholesterolu. Softvér prístroja umožňuje výpočet priemerných hodnôt za posledných 7, 14 resp. 28 dní. Automatické zapnutie a vypnutie. Balenie prístroja obsahuje: vlastný prístroj, odberové

pero, 20 ks odberových lanciet, 2 ks batérie, 10-2 testových prúžkov na meranie glukózy a cholesterolu, taška na prenášanie. Rozsah merania glukózy: 20 ~ 600 mg/dl (1,1 ~ 33,3 mmol/l). Rozsah merania cholesterolu: 100 ~ 400 mg/dl (2,6 ~ 10,4 mmol/l). Rozmery: 88x64x22 mm.

49 €

Wellmed GCHb merač krvného cukru, cholesterolu a hemoglobínu

KÓD: M724



Meranie krvného cukru a cholesterolu jedným prístrojom! Prístroj automaticky identifikuje testový prúžok. Výsledok merania krvného cukru sa zobrazí v priebehu 10 sekúnd. Meranie hladiny cholesterolu trvá cca 150 sekúnd. Prístroj na meranie hladiny krvného cukru potrebuje len 4µl kapilárnej krvi a na meranie hladiny cholesterolu postačuje

15 µl kapilárnej krvi. Veľký LCD displej. V pamäti prístroja možno automaticky uložiť až 200 výsledkov merania glukózy a 100 výsledkov merania hladiny cholesterolu. Softvér prístroja umožňuje výpočet priemerných hodnôt za posledných 7, 14 resp. 28 dní. Automatické zapnutie a vypnutie. Balenie prístroja obsahuje: vlastný prístroj, odberové

pero, 20 ks odberových lanciet, 2 ks batérie, 10-2 testových prúžkov na meranie glukózy a cholesterolu, taška na prenášanie. Rozsah merania glukózy: 20 ~ 600 mg/dl (1,1 ~ 33,3 mmol/l). Rozsah merania cholesterolu: 100 ~ 400 mg/dl (2,6 ~ 10,4 mmol/l). Rozmery: 88x64x22 mm.

65 €

Testové prúžky k Wellmed prístrojom

KÓD: 4265 Test. prúžky Glukóza (25 ks) 10 €

KÓD: 4267 Test. prúžky Cholesterol (10 ks) 18 €

KÓD: M1037 Test. prúžky Simple (25 ks) 10 €

KÓD: 4266 Test. prúžky Kys. močová (25 ks) 11 €

KÓD: M725 Test. prúžky Hemoglobín (25 ks) 12 €

Accutrend Plus

KÓD: 1051



345 €

Glukózy-cholesterol-triglyceridy -laktáty, hlavné kardiovaskulárne rizikové faktory meria za pár minút.

Diagnostické prúžky a doplnky k výrobkom Accutrend

KÓD: 5422 Glucose, 25 kusov 29 €

KÓD: 117 Cholesterol, 25 kusov 55 €


KÓD: 3199 Cholesterol, 5 kusov 18 €

KÓD: 1061 Triglycerid, 25 kusov 59 €

KÓD: 5530 Laktát, 25 kusov 79 €

Accucheck Activ

KÓD: 2921



39 €

Glukomer malých rozmerov. Rozsah merania 0,6-33,3 mmol/l. Zistenie výsledku merania do 10 s, množstvo odobranej krvi pre určenie výsledku 2 µl.

Dcont HUNOR

KÓD: M168



38 €

Prístroj Dcont HUNOR je zariadenie pracujúce s najmodernejšou elektrochemickou technológiou merania hladiny krvného cukru. Na meranie je postačujúca vzorka krvi veľkosti 0,06 µl. Prístroj nie je potrebné kódovať. Prístroj je kompatibilný s testovými prúžkami Ideal Test. **Komunikuje len v maďarskom jazyku.**

Príslušenstvo k Accu-Check prístrojom

KÓD: 1267 Testový prúžok Active Glucose (50 ks) 22 €

KÓD: 2464 Odberové pero Softclix II 18 €

KÓD: 2645 Lancety k Softclix II. (25 ks) 4 €

KÓD: M728 Lancety k Softclix II. (50 ks) 7,50 €

Dcont IDEAL

KÓD: 1988



37 €

Prístroj pracuje s univerzálnym kódom, nie je potrebné žiadne kódovanie, kódomá karta resp. kódomý čip. Na aktiváciu prístroja je potrebný len aktívny čip. Prístroj sa zapína vsunutím testového prúžku. Na meranie postačuje 0,6

µl krvi. Zariadenie je vybavené pokročilou technológiou systému vyhadzovania použitého testového prúžku, bez dotyku ruky. Na displeji prístroja je okrem výsledkov merania zobrazený aktuálny dátum a čas. Do pamäte možno

uložiť výsledky 500 meraní. Uložené údaje možno jednoduchým spôsobom exportovať do pripojeného PC. Prístroj automaticky vypočítava priemerné hodnoty za posledných 7, 14, 30, 60 resp. 90 dní

KÓD: 3652 Testové prúžky Ideal (50 ks)

14 €

Dcont MAGOR

KÓD: 4335



37 €

Prístroj Dcont MAGOR je zariadenie pracujúce s najmodernejšou elektrochemickou technológiou merania hladiny krvného cukru. Na meranie je postačujúca vzorka krvi veľkosti 0,06 µl. Prístroj nie je potrebné

kódovať. Prístroj je kompatibilný s testovými prúžkami Ideal Test. Dostupné vo farbách: zelená, bordová, oranžová. **Komunikuje len v maďarskom jazyku.**

Príslušenstvo k Dcont prístrojom

KÓD: 114	Odberové pero k Dcont	6 €	KÓD: 3652	Testový prúžok Dcont Ideal (50 ks)	15 €
KÓD: 118	Lancety k Dcont odberovému peru	2,20 €	KÓD: 113	Testový prúžok Dcont Optimum (50 ks)	15 €

Systém na sunkultánne podávanie inzulínu alebo očkovacej látky bez ihlovou technológiou

KÓD: 3435	Dávkovač inzulínu	290 €	KÓD: 3627	Prípojka k dávkovaču inzulínu	3 €
KÓD: 3449	Ampulka k dávkovaču inzulínu	1,30 €			

Gamastech Comfort-In

KÓD: 5834

Nový produkt
NOVÝ



Rýchly systém na podávanie injekcií bez ihliel. Najlepšie riešenie pre všetkých, ktorí sa boja používania ihliel alebo im ich použitie spôsobuje bolesť resp. sa chcú vyhnúť prípadným problémom spojených s pravidelným používaním injekčných striekačiek s ihlou.

- Comfort-In je injekčný systém bez ihly, ktorý aplikuje vstrekanú látku (liek) do organizmu vo forme prúdu kvapaliny s vysokým tlakom vytváraného pružinovým mechanizmom cez dýzu umiestnenej na čelnej strane zariadenia.
- Zariadenie možno úspešne použiť aj u pacientov, ktorí majú fóbiu z injekčné ihly
- Zariadenie nespôsobuje zranenie, typické pre pichnutie injekčnou ihlou

- Krátky čas nasatia lieku a krátky čas injekcie
- Hmotnosť: 110 gramov ± 5%
- Rozmery: 136,5 x 27 mm (min.) / 170 x 27 mm (max.)
- Dávkovanie: 0,5 ml
- Presnosť: pri množstve ≤0,2 ml je presnosť dávkovania ±0,01 ml; pri väčšom množstve je presnosť ±5%

615 €

23.1 | STERILIZÁTORY

PARNÉ STERILIZÁTORY MECHANICKÉ



Poloautomatické sterilizátory využívajúce na sterilizáciu paru s teplotou 121 alebo 1340C. Proces sterilizácie je manuálne riadený obsluhujúcim personálom.

Sterilizátor možno objednať s objemom sterilizačnej komory od 7,5 litrov až po 85 litrov. Ponúkané zariadenia pochádzajú od renomovaného svetového výrobcu

sterilizačnej techniky TUTTNAUER. Všetky sterilizátory majú vstavanú nádrž na destilovanú vodu (primárny zdroj

KÓD: 3023	Tuttnauer 1730 MK – 7,5 litrov	1 990 €
KÓD: 3389	Tuttnauer 2340 MK – 19 litrov	2 590 €
KÓD: M279	Tuttnauer 3140 M – 34 litrov	4 790 €
KÓD: 4016	Tuttnauer 3850 M – 64 litrov	6 690 €
KÓD: 4107	Tuttnauer 3870 M – 85 litrov	7 290 €



Typ / parametre	1730 MK	2340 MK	3140 M	3850 M	3870 M
Kapacita (litrov)	7,5 l	19 l	34 l	64 l	85 l
Displej (LCD)	-	-	-	-	-
Rýchly cyklus	+	+	-	-	-
Počet táčok	3	3	2	2	2
Rozmery táčok (cm)	12x29x2	17x41x2	19,40x2,5	49x35x2	67x35x2,6
Výkon (W)	1350	2200	1800	2400	3000
Rozmery (cxm)	45x44x30	54x51x36	58x45x55	66x52x69	69x66x53
Hmotnosť (kg)	25	31	52	69	102

PARNÉ STERILIZÁTORY AUTOMATICKÉ



Automatické sterilizátory využívajúce na sterilizáciu paru s teplotou 121 alebo 134°C. Proces sterilizácie je riadený vstavaným programom. Obsluhujúci personál zvolí len požadovaný program a celý sterilizačný cyklus prebehne plne automaticky. Sterilizátor možno

objednať s objemom sterilizačnej komory od 7,5 litrov až po 85 litrov. Ponúkané zariadenia pochádzajú od renomovaného svetového výrobcu sterilizačnej techniky TUTTNAUER. Všetky sterilizátory majú vstavanú nádrž na destilovanú vodu (primárny zdroj pary) resp.

na odpadovú vodu a nevyžadujú pripojenie na iný zdroj vody resp. pripojenie na kanalizáciu. Ako opcii možno k sterilizátorom objednať vstavanú tlačiareň na dokumentáciu priebehu sterilizácie.

KÓD: 3981	Tuttner 2340 EK – 19 litrov	3 690 €
KÓD: M280	Tuttner 3140 E – 34 litrov	5 990 €
KÓD: 4169	Tuttner 3850 E – 64 litrov	8 090 €
KÓD: 2696	Tuttner 3870 E – 85 litrov	8 390 €
KÓD: TUTP	Vstavaná tlačiareň (opcii)	590 €

Typ / parametre	2340 EK	3140 E	3850 E	3870 E
Kapacita (litrov)	19 l	34 l	64 l	85 l
Displej (LCD)	+	+	+	+
Rýchly cyklus	+	+	+	+
Počet vstavaných programov	-	-	-	-
Počet táčok	3	2	2	2
Rozmery táčok (cm)	16x41x2	19x40x2,5	49x35x2	67x35x2,5
Výkon (W)	2200	1800	2400	3000
Rozmery (cxm)	50x36x55	58x45x55	66x52x69	69x66x52
Hmotnosť (kg)	33	52	70	102

AUTOKLÁV TRIEDY „B“ – TUTTNAUER



KÓD: M281	Tuttner ELARA 9 – 19 litrov	5 800 €
KÓD: 969	Tuttner ELARA 11 – 28 litrov	5 900 €

19 (ELARA 9) resp. 28 (ELARA 11) litrový autokláv triedy „B“ s pred a post vákuom. Autokláv má vstavaných 5 sterilizačných programov a 2 testovacie (Vákuový test a Dick & Bowie test). Prístroj je vhodný na sterilizáciu balených aj nebalených materiálov, jemných nástrojov, pôrovitých materiálov a pod. Predvákuom zaručuje preniknutie sterilizačného média (pary) do

všetkých častí sterilizovaného materiálu a post vákuom zabezpečuje dokonalé sušenie. Proces sterilizácie možno sledovať na veľkom farebnom grafickom displeji (v 26 jazykoch). Prístroj bol navrhnutý a konštruovaný na nepretržitú prevádzku. Nezávislý generátor pary vyvíja paru rovnomerne, nie je potrebná žiadna čakacia doba medzi jednotlivými sterilizačnými cyklami. Meranie teploty a tlaku

je zabezpečené dvomi nezávislými snímačmi v sterilizačnej komore. Vstavaná tlačiareň poskytuje podrobnú dokumentáciu o priebehu sterilizačných cyklov. Okrem toho je zariadenie vybavené USB rozhraním na pripojenie pamäťových médií resp. na pripojenie prístroja k PC.



KÓD: M102	Tuttner 3870 HSG WS (mobilný)	CENA NA VYŽIADANIE
KÓD: M103	Tuttner 3870 HSG (stacionárny)	CENA NA VYŽIADANIE

Model 3870 je 85 litrový autokláv nemocničnej triedy B, vhodný pre zdravotné strediská a operačné sály. Je konštruovaný ako sterilizátor s rýchlymi cyklami, ktorý je prenosný, môže bežať 24 hodín denne a voľiteľne môže fungovať nezávisle na zásobovaní médiami v budove. Zabudovaná výveva vytvára hlboký podtlak, ktorý zaisťuje rýchle a účinné odčerpanie vzduchu; nie je potrebné postaviť sterilizátor na stôl, lebo má vlastný podstavec s kolieskami; žiadne čakanie medzi cyklami vďaka pohotovostnej pare zo

zabudovaného 9 kW generátoru pary; komore z kvalitnej nerezovej ocele triedy 316L; počítačové pripojenie RS232 pre priamu aktualizáciu softvéru a vzdialenú údržbu. Dva prevádzkové režimy: Nezávisle na pripojení médií (model WS) : Sterilizátor sa dodáva s vybavením „Plug and Play“ (stačí zapojiť do siete a používať). V tomto režime nie je potrebné pripájať prístroj k prívodu destilovanej vody, bežnej úžitkovej vody a k odpadu v budove. V závislosti na pripojení médií: prístroj možno používať ako stacionárny

sterilizátor pripojený k prívodu destilovanej vody, úžitkovej vody a odpadu. Obrovská úspora vody: Model 3870 HSG môže používať doplnkový, vysoko účinný systém recyklácie vody, ktorý spotrebuje len 5 litrov vody z vodovodu za deň. Ekvivalentný prístroj spotrebuje 80 až 100 litrov vody na jeden cyklus.



KÓD: TUHS	Tuttner 5075 HSG	CENA NA VYŽIADANIE
-----------	------------------	--------------------

160 litrový stojanový autokláv s pred a post vákuom pripojiteľný priamo k nemocničnému zásobníku pary. Sterilizačná komora je z vonkajšej časti opatrená špeciálnou izoláciou, ktorá zrychľuje rýchlosť a výkon sterilizačného cyklu, tým že udržiava sterilizačnú komoru v „stand by“ móde a súčasne zabezpečuje rovnomerné rozloženie teploty v komore. Výkonná vákuová pumpa zabezpečuje rýchle a úplné vysatie vzduchu. Prístroj 5075 HSG je stlesnením všetkých vlastností nemocničných

sterilizátorov, svojim spoľahlivosťou, výkonom a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Zdvojený bezpečnostný zámok zabráni otvoreniu dverí pri vysokom tlaku a teplote v sterilizačnej komore a zabráni spusteniu sterilizačného cyklu v prípade, že dvere nie sú bezpečne zatvorené. Vďaka robustným kolieskam je prístroj mobilný a prenosný. Dokumentácia: vstavaná alfa numerická tlačiareň a LCD displej. Prístroj je vybavený priateľským, výkonným mikroprocesorovým riadením. Sterilizátor

možno užívateľom naprogramovať v záujme maximálneho využitia možností prístroja a v záujme aktuálnych požiadaviek užívateľa. Prístroj je chránený voči neoprávnenému zásahu užívateľským heslom. Okrem toho má prístroj vstavanú nezávislú kontrolu teploty a tlaku. Prostredníctvom rozhrania RS232 je možné zariadenie pripojiť k PC. Rozmery komory: 50 cm (priemer) x 75 cm.

AUTOKLÁVY TRIEDY „B“ – MELAG


KÓD: M282 MELAG Vacuklav 30B+ CENA NA VYŽIADANIE

18 litrový autokláv triedy „B“ s možnosťou pripojenia na centrálny zdroj destilovanej vody. Frakciované pred a post vákuum. Vonkajšie rozmery: 42,5x48,5x57 cm. Rozmery komory:

priemer 25 cm; hĺbka 35 cm. Rozmery tácock: 19x29x2 cm. Počet tácock: 5 (3 v cene sterilizátora). Maximálna hmotnosť nálože: 5/2 kg (nástroje / textil). Hmotnosť: 44 kg. Do

sterilizačnej komory možno vložiť aj štandardné kazety.

KÓD: M283 MELAG Vacuklav 23B+ CENA NA VYŽIADANIE

22 litrový autokláv triedy „B“ s možnosťou autonómnej (bez pripojenia na centrálny rozvod destilovanej vody) prevádzky. Frakciované pred a post vákuum. Vonkajšie rozmery:

42,5x48,5x57 cm. Rozmery komory: priemer 25 cm; hĺbka 45 cm. Rozmery tácock: 19x42x2 cm. Počet tácock: 5 (3 v cene sterilizátora). Maximálna hmotnosť nálože: 5/1,8 kg (nástroje

/ textil). Hmotnosť: 48 kg. Do sterilizačnej komory možno vložiť aj štandardné kazety.

KÓD: M284 MELAG Vacuklav 24B+ CENA NA VYŽIADANIE

22 litrový autokláv triedy „B“ s možnosťou pripojenia na centrálny zdroj destilovanej vody. Frakciované pred a post vákuum. Vonkajšie rozmery: 42,5x48,5x66 cm.

Rozmery komory: priemer 25 cm; hĺbka 35 cm. Rozmery tácock: 19x42x2 cm. Počet tácock: 5 (3 v cene sterilizátora). Maximálna hmotnosť nálože: 7/2,5 kg

(nástroje / textil). Hmotnosť: 49 kg. Do sterilizačnej komory možno vložiť aj štandardné kazety.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

KÓD: M285 MELAG MELAprint 42 tlačiareň NA VYŽIADANIE

Tlačiareň vhodná na pripojenie ku všetkým autoklávom MELAG triedy „B“. Tlačí nasledovné údaje: číslo zvoleného programu, dátum, čas, poradové číslo aktuálnej nálože,

aktuálnu teplotu, hodnotu tlaku a vákuu, spätná informácia o úspešnom dokončení sterilizačného cyklu, odchýlky od povolených hodnôt.

KÓD: M286 MELAG MELAflash CF CENA NA VYŽIADANIE

Zápisová a čítacia jednotka na Compact Flash pamäťové karty. Jednotka je vhodná na pripojenie ku všetkým autoklávom MELAG triedy „B“. Na pamäťovú kartu sú zapisované nasledovné údaje: číslo zvoleného programu, dátum, čas, poradové číslo aktuálnej

nálože, batch číslo, výrobné číslo autoklávu, aktuálnu teplotu, hodnotu tlaku a vákuu, spätná informácia o úspešnom dokončení sterilizačného cyklu, odchýlky od povolených hodnôt.

Parné sterilizátory sú certifikované v zmysle platných predpisov patria medzi vyhradené technické zariadenia (VTZ), na ktorých sa vyžaduje pre prevádzkovateľa v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a STN 690012 vykonávať odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob.

V prípade záujmu nás kontaktuje, sprostredkujeme Vám odbornú prehliadku.
MEDIHUM spol. s r.o., tel.:(0)2 6241 4172, info@medihum.sk

NÍZKOTEPLNÉ STERILIZÁTORY – TUTTNAUER


KÓD: 5392 Tuttinauer PlazMax sterilizátor CENA NA VYŽIADANIE

Sterilizácia pri nízkej teplote!!! Materiály a nástroje citlivé na vlhkosť a teplo (napr. endoskopy) možno rýchle, bezpečne a účinne sterilizovať revolučnou plazma technológiou. Zariadenie používa ako pracovné (sterilizačné) médium plazmu vznikajúcu odparovaním peroxidu vodíku v elektrickom oblúku. Prístroj má vynikajúce parametre hĺbkovej sterilizácie (napr. vnútorné steny 10 m dlhej hadičky s priemerom 1 mm). Nízka hladina hluku (menej ako 65 dB). Kryt prístroja je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, komora

je vyrobená z ľahkej hliníkovej zliatiny. Na 4 vstavateľných kolieskach možno sterilizátor jednoducho premiestňovať. Uvedenie do prevádzky je veľmi jednoduché, nepotrebuje vodu, neprodukuje teplo ani paru. Výkonná vákuová pumpa zaručuje vynikajúci hĺbkový účinok. Automatický zámok dverí. Prístroj má priateľské programové prostredie a veľmi nízku spotrebu energie. Nemá žiadne škodlivé emisie vzhľadom k tomu, že sterilizačným médiom je H2O2 a „odpadovým“ produktom je kyslík a voda. Vstavaná tlačiareň slúži na podrobnú

dokumentáciu sterilizačného cyklu. Zariadenie je riadené výkonným mikroprocesorom a je vybavené dobre čitateľným 5" dotykovým, farebným LCD displejom. Užívateľsky priateľské komunikačné rozhranie ukazuje v každom okamihu aktuálne parametre jednotlivých fáz sterilizačného cyklu a uplynutý čas. Zariadenie štandardne ponúka 3 sterilizačné a 3 testovacie programy.

Model / parameter	P50	P80	P110
Objem komory (l)	47	83	109
Vstavaná tlačiareň	ano	ano	ano
Rozmery komory (mm)	420x180x624	420x320x624	420x420x624
Vonkajšie rozmery (cm)	720x1528x729	720x1668x729	720x1768x729
Počet boxov (40x60 cm)	1	2	2
Príkon ú prúd (W/A)	3100/13,5	3400/14,7	4300/18,7
Napätie (V)	230	230	230

HORÚCOVZDUŠNÉ STERILIZÁTORY



KÓD: 985 **MELAG 75 horúcovzdušný sterilizátor** **450 €**

4,5 litrový horúcovzdušný sterilizátor s nútenou cirkuláciou vzduchu určený na sterilizáciu anorganických materiálov (kov, sklo, porcelán a pod.). Zariadenie je vyrobené z vysoko kvalitnej ocele. Sterilizačnú teplotu

možno plynule nastavovať v intervale 60-180 stupňov. Po ukončení sterilizačného cyklu sa prístroj automaticky vypne. Vonkajšie rozmery: 31x39,5x26 cm. Rozmery komory:

19,5x29,5x7,4 cm. Výkon: 650 W. Maximálna nálož: 2 kg. Hmotnosť: 12 kg. Rozmery tácock (2 ks): 18x29x2 cm. Nemecký výrobok, nemecká kvalita.



KÓD: 4505 **MELAG 255 horúcovzdušný sterilizátor** **870 €**

Sterilizátor 255 s objemom komory 21 litrov je vyrobený z nerezovej ocele a pracuje s nútenou cirkuláciou vzduchu. Týmto spôsobom je vylúčené riziko, že vzniknú chladnejšie oblasti v sterilizačnej komore. Sterilizačná teplota je

180 ° C. Avšak, teplota môže byť nastavená v intervale od 60 ° C do 180 ° C. V závislosti na zaťažení, môže byť doba sterilizácie nastavená až na 60 minút. Časovač riadi prevádzku až do vyprnutia na konci sterilizačného procesu.

Sterilizácia môže prebiehať prostredníctvom zásobníkov pre jednotlivé nástroje alebo pomocou kaziet. Sterilizátor 255 je určený pre väčšie zaťaženie alebo sterilizáciu dlhých nástrojov.



KÓD: 4479 **MELAG 205 horúcovzdušný sterilizátor** **750 €**

14 litrový s nútenou cirkuláciou, vyrobený z ocele najvyššej kvality. Sterilizátor s časovým spínačom určený na sterilizáciu anorganických materiálov (kov, sklo, porcelán a pod.). Zariadenie je vyrobené z vysokokvalitnej ocele. Sterilizačnú teplotu možno plynule nastavovať

v intervale 60-180 stupňov. Po ukončení sterilizačného cyklu sa prístroj automaticky vypne. Vonkajšie rozmery: 31x50,5x38,5 cm. Rozmery komory: 19x36x20 cm. Výkon: 1000 W Maximálna nálož: 5,5 kg. Hmotnosť: 17 kg. Rozmery tácock (3 ks): 18x36x2 cm. Nemecký

výrobok, nemecká kvalita.



KÓD: 1464 **CBM horúcovzdušný sterilizátor** **860 €**

20 l cirkulačný horúcovzdušný sterilizátor, vonkajšok i vnútrašok je vyrobený z nerezovej ocele, nastaviteľnými policami, uzamykateľný, s dobre izolovanými

dverami. Výkonný ventilátor zaisťuje cirkuláciu vzduchu vo vnútri komory. Vstavaný časový spínač do 120 min. Teploměr (0-200°C), bezpečnostný

termostat. Rozmery: vonkajšie 565x350x345 mm, vnútorné 400x220x220 mm.

23 STERILIZÁTORY | 23.2 Príslušenstvo k sterilizácii

Stroj na zvráňanie fólie Wipak IS 250

KÓD: 3313



So vstavaným držiakom kotúčov a rezacím zariadením, vhodné na horúcovzdušný aj parný kotúč. Rovnomerné zvráňanie, nepotrebuje čas na zahriatie, zvukové a svetelné znamenie času zvráňania, praktický držiak kotúčov, elektronicky

riadené časovacie zariadenie, vstavaný rotačný nôž. Jedným úkonom reže aj zvráň, vhodný na uzatváranie všetkých teplom uzatvárateľných obalových materiálov, nastaviteľný čas zvráňania, dá sa prispôbiť všetkým druhom

materiálov. Nie je odporúčaný pre zvráňanie fólie. Rozmery: 22 x 42 x 30 cm. Max. šírka zvaru: 250 mm. Výkon: 870 W. Váha: 10 kg

890 €

MELAseal 100+ fóliovacia stroj

KÓD: 4250



Nový fóliovacia stroj je potomkom zariadenia MELAseal 100 s vretenovým podávačom za mimoriadne priaznivú cenu. Novinkou je akustická a vizuálna signalizácia stavu pripravenosti. Elektronika kontroluje

a signalizuje čas zvráňania. Rám prístroja je vyrobený z odolnej hliníkovej zliatiny. Vstavané rezacie zariadenie reže fóliu na želanú dĺžku. Doba potrebná na zohriatie je cca 2 minúty. Šírka zvaru: 10 mm. Doba zvaru: 2 sekundy.

Hmotnosť: 5,5 kg. Rozmery: 42x40x25 cm. Napájanie: 230V/50Hz/510W. Prístroj je určený výlučne na zvráňanie parných kotúčov.

510 €

Indikačné pásy



KÓD: 138 **(TH-19) K horkovzdušným sterilizátorom** **23 €**

KÓD: 137 **(ITS-19) K parným sterilizátorom** **7,50 €**

Horúcovzdušný kotúč WIPAK



KÓD: 2735 **HR40 75 mm x 200 m** **50 €**

KÓD: 2736 **HR41 100 mm x 200 m** **65 €**

KÓD: 3185 **HR43 200 mm x 200 m** **119 €**

KÓD: 5486 **HR44 250 mm x 200 m** **130 €**

Parný kotúč WIPAK



Z kotúča je potrebné odrezať potrebný kus, uložiť doň nástroje, zvráčkou fóliu uzavrieť a následne sterilizovať.

KÓD: 1411	R40-3P 75 mm x 200 m	28 €
KÓD: 1466	R41-3P 100 mm x 200 m	33 €

Samolepiaca fólia STERI-LINE



Použitie ku parným sterilizátorom, nie je potrebná zatavovačka fólií.

KÓD: 5283	70x260 mm	0,04 €
KÓD: 5284	90x260 mm	0,06 €
KÓD: 5285	135 x 260 mm	0,09 €
KÓD: 5286	190 x 360 mm	0,15 €

Samolepiaca fólia WIPAK



Použitie ku parným sterilizátorom, nie je potrebná zatavovačka fólií.

KÓD: 1785	90x200 mm	0,08 €
KÓD: 2824	90x250 mm	0,09 €
KÓD: 2816	130x270 mm	0,14 €
KÓD: 4059	200x350 mm	0,22 €

Prístroj na destiláciu vody

KÓD: 4317



370 €

Prístroj produkuje 100%-ne destilovanú vodu, lacno a bezpečne. Jeho výkon je 4 litre/6 hodín. Automatický tepelný spínač na konci destilácie vypne prístroj. Príslušenstvo: 6 ks aktívnych filtrov, 1 detergent, 1 nádoba na destilovanú vodu. Rozmery: 20 x 36 cm.

Parný kotúč STERI-line



KÓD: 5397 75 mm x 200 m 25 €

KÓD: 5398	100 mm x 200 m	33 €
KÓD: 5399	200 mm x 200 m	65 €
KÓD: 5400	250 mm x 200 m	80 €

ZARIADENIA NA ČISTENIE A DEZINFEKCIU



KÓD: M092 Umyvačka podložných mís REVO 100HE

CENA NA VYŽIADANIE

REVO 100 HE - umývačka podložných mís poskytuje vynikajúce čistenie a dezinfekciu v kombinácii s inovatívnymi postupmi čistenia, ktoré minimalizujú náklady a čas. Umyvačka REVO je efektívne riešenie pre umývanie podložných mís, fliaš a ďalších predmetov na opakované použitie v nemocniciach a domoch opatrovateľských služieb. Funkcia: Optimálna distribúcia vody vďaka

7 tryskám (rotujúce a pevné) zaisťuje dôkladné celoplošné čistenie. Horúca para zaisťuje kompletnú dezinfekciu. Automatické dvere ovládané pomocou nožného pedálu. Ergonomická pracovná výška pre vykládku a nakládku. Vnútorňá komora má zaoblené rohy a hladké hrany, čo zaručuje, že žiadne nečistoty sa nemôžu ukladať v čistiacej komore. Lahko čitateľný displej zobrazuje

typ programu, fázy cyklu, teplotu a prípadné chybové hlásenia. Cyklus programov možno jednoducho upraviť na preferované nastavenia. RS232 pre pripojenie tlačiarne na písomný záznam priebehu čistenia. Prístroj REVO 100 HE bol navrhnutý a vyrobený v súlade s normami a predpismi EU na lekárske prístroje a zariadenia 93/42/CEE.

Technická špecifikácia

Rozmery (šírka/hĺbka/výška)	47
Čistá hmotnosť	95 kg
Hrubá hmotnosť	105 kg

Pripojenie

Odpadové potrubie	ø110 mm
Elektrické pripojenie	400 V AC 3N+T/50Hz
Celkový výkon	5400 W
Výkon čerpadla	900 W

Hydraulické pripojenie

Studená voda	¾" DN 20 mm	Tlak (min/max)	1/5 bar
Tlak (min/max)	1/5 bar	Prietok	24 l/min. pri tlaku 2 bar
Prietok	24 l/min. pri tlaku 2 bar	Teplota (min/max)	45/650 C
Teplota (min/max)	10/150 C	Hlučnosť	51 dBA
Teplá voda	¾" DN 20 mm	Teplota prostredia	5-400C

SONICA® Ultrazvukové čističky



Čistenie ultrazvukom je bezpečná a účinná moderná procedúra ktorá zabezpečí perfektné vyčistenie v najkratšom možnom čase. To má mnoho výhod oproti konvenčným metódam čistenia. Ultrazvukové čistenie môže odstrániť znečistenie aj z častí, ktoré by bolo ťažko dosiahnuť ručne a súčasne sa vylúči

nebezpečenstvo poranenia alebo prenosu infekcie, ku ktorému môže dôjsť počas manuálneho čistenia. Mechanizmus čistenia ultrazvukom pozostáva z ultrazvukového generátora, ktorý produkuje nadzvukový kmit v očistnej tekutine s kmitočtom až 45 kHz za sekundu. Tieto mikro kmity v tekutine

(kavitáciou) vytvoria mikroskopické bublinky. Bublínky potom implodujú a tvoria akustickú energiu ktorá odstraňuje dokonca aj odolné znečistenie, obzvlášť z častí ktoré tradičné spôsoby čistenia nemôžu dosiahnuť.

SONICA® ultrazvukové čističe sú vyrobené s použitím progresívnych elektronických prvkov a sú dostupné v rôznych modeloch a veľkostiach.

Verzia M Najjednoduchšia verzia prístrojov radu SONICA je vybavená časovačom, ktorý možno nastaviť až na 15 minút. Prístroj možno prevádzkovať aj v móde manuálneho riadenia.

Verzia ETH Čas čistenia a teplota čistiacej kvapaliny sú ovládané elektronicke a riadené mikroprocesorom. Ovládací panel je odolný voči striekajúcej vode.

Verzia EP Technologicky najprogressívnejšia verzia SONICA® prístrojov. Nový ultrazvukový

generátor, moderný digitálny displej terminálu riadiacej jednotky. Čas čistenia 0 ~ 99 minút. Teplota čistiacej kvapaliny sa dá nastaviť až do 70o C. Prístroj má zabudovanú pamäť na uloženie parametrov až 9 čistiacich programov. Funkcia JET zabezpečuje rýchle a efektívne čistenie nádrže.

Verzia MH Prístroj je vybavený časovačom ktorý môže byť nastavený až na 15 minúty a je pripravený aj na manuálnu obsluhu. Termostat ohrievacieho telesa je nastavený na 60°C.

KÓD: M093	SONICA® 1200 model M S3, 1,9 litrov	650 €
KÓD: M094	SONICA® 2200 model M, 3 litre	830 €
KÓD: M095	SONICA® 2200 model MH, 3 litre	860 €
KÓD: M096	SONICA® 2200 model ETH, 3 litre	990 €
KÓD: M097	SONICA® 2200 model EP, 3 litre	1250 €

KÓD: M098	SONICA® 2200 model M, 4,5 litrov	960 €
KÓD: M099	SONICA® 2200 model MH, 4,5 litre	1090 €
KÓD: M100	SONICA® 2200 model ETH, 4,5 litrov	1290 €
KÓD: M101	SONICA® 2200 model EP, 4,5 litrov	1490 €

Všetky prístroje sú štandardne dodávané s košom a vrchnákom. Ďalšie príslušenstvo (držáky nástrojov, držáky fliaš, rošty a pod.) a veľkosti (až do 90 litrov) sa dodávajú na objednávku (v prípade záujmu si vyžiadajte cenník).

Dezinfektor TIVA 600 D1

KÓD: M287



Dezinfektor poskytuje vynikajúce čistenie a dezinfekciu v kombinácii s inovatívnou možnosťou, ako minimalizovať náklady a čas. Tento komplexný prístup ponúka flexibilné riešenie pre bezpečné a dôkladné spracovanie širokého spektra zdravotníckych výrobkov pre kliniky, zubné ordinácie a medicínske centrá.

Technická špecifikácia

Rozmery (šírka/hĺbka/výška)	650/660/1685 mm
Čistá hmotnosť	156 kg
Celková hmotnosť	176 kg
Objem komory	200 litrov
Výtokové potrubie	ø40 mm

GENA NA VYŽIADANIE

Napájanie	400 Vac 3 N+T / 50Hz
Celkový príkon	8250 W
Príkon čerpadla	750 W
Sušiaci ventilátor	150 m3/h
Príkon ohrevu sušenia	2000 W
Odvzdušňovač komory	ø60 mm
Pripojka demin. vody	¾"
Pripojka studenej vody	¾"
Min./max. tlak	1,0 / 5,0 bar
Prietok 24 l/min pri tlaku	2 bar
Min./max. teplota	100C / 150C

Dezinfekčná umývačka LAVA



Umývačka LAVA 50 DRS predstavuje kompaktné, cenovo výhodné riešenie stále sa zvyšujúcich požiadaviek na dekontamináciu s jednoduchou inštaláciou a jednoduchou obsluhou. Je ideálny pre použitie v nemocniciach, laboratóriách, v ordináciách a na klinikách. Vďaka svojim vynikajúcim dezinfekčným a sušiacim schopnostiam dokáže výborne pripraviť nástroje pred sterilizáciou v rámci dekontaminačného procesu. Umývačka LAVA 50 DRS je navrhnutá a skonštruovaná podľa najnovších európskych

a britských noriem o dekontaminácii. Výkonný prístroj zaisťujúci čistenie a tepelnú dezinfekciu všetkých medicínskych, stomatologických a laboratórných nástrojov. Tato moderne koncipovaná umývačka je navrhnutá a skonštruovaná tak, aby vyhovovala ustanoveniam novej európskej normy o bezpečnosti a hygiene. Umývačka so zabudovaným zásobníkom a dávkovačom čistiacich prostriedkov v štandardnej výbave sa veľmi ľahko inštaluje a možno ju umiestniť na ľubovoľnú pracovnú plochu. Tento model má

tri rôzne umývacie programy vrátane tepelnej dezinfekcie pri 93°C. Rôzne fázy cyklu riadi mikroprocesor, ktorý zaručuje maximálnu úroveň hygieny. Model LAVA 50 je kompletne vyrobený z nerezovej ocele AISI316 a má modernú umývaciu komoru vybavenú vysoko účinným samočistiacim systémom. Umývačka LAVA 50 DRS má zabudovaný vysoko účinný systém sušenia.

KÓD: M090 **Dezinfekčná umývačka LAVA 50** **5 890 €**

KÓD: M091 **Dezinfekčná umývačka LAVA 50 DRS** **7 190 €**

Umývačka podložných mís CBM

KÓD: 1276



Umývačka podložných mís CBM je automatický stroj, ktorý prúdom vody z dýz pomocou chemických prostriedkov umýva kontajnery a podložné mysy. Umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Elektrické

čerpadlo zabezpečuje optimálny tlak vody na čistenie. Kompletne automatický cyklus umožňuje umývanie studenou vodou a čistiacim prostriedkom s následným opláchnutím teplou vodou v priebehu

niekoľkých minút. Bezpečnostný systém zabezpečuje, že program sa zastaví ak sú otvorené dvere.

3 650 €

KÓD: 5660 **Namáčací kontajner** **550 €**

Technická špecifikácia

Rozmery (šírka/hĺbka/výška)	650x550x850 mm
Hmotnosť	60 kg
Kapacita	54 l
Výkon	900 W

Napájanie	230 V/50 Hz
Elektrické čerpadlo	áno
Generátor pary	nie
Tepelná dezinfekcia	nie
Studená voda	2,5 bar; ø ½"
Počet programov	2

Germicidné žiariče sú zariadenia slúžiace na dezinfekciu vzduchu a povrchov, použitím ultrafialového žiarenia (špeciálnej časti žiarenia o vlnovej dĺžke 253,7 nm). Toto žiarenie je schopné veľmi účinne ničiť choroboplodné zárodky vo veľmi širokom rozsahu. Vytvára zdravé prostredie a chráni tak ľudí pred chorobami a možnými infekciami. Ide o doplnkovú, no pri správnom používaní veľmi účinnú dezinfekciu. Dopadajúce žiarenie je homogénne, takže zlikviduje mikroorganizmy aj tam, kde sa dezinfekčné prostriedky neaplikovali. Žiarenie prechádzajúce priestorom môže likvidovať aj mikróby voľne sa pohybujúce vzduchom na časticach prachu a tak čistiť samotný vzduch. Podľa typov ožarovania rozlišujeme priame a nepriame:

Priame (otvorený žiarič) ožarovanie celkového objemu vzduchu v miestnosti je najúčinnější spôsob sterilizácie vzduchu. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách a podlahách. Praktické použitie priameho ožarovania sa obmedzuje na miestnosti, kde sa nezdržiavajú ľudia.

Nepriame (uzavretý žiarič) ožarovanie je sterilizácia vzduchu ventiláciou vzduchu cez uzavretý germicidný žiarič alebo horizontálne ožarovanie vrchnej vrstvy vzduchu. Praktické použitie nepriameho ožarovania sa aplikuje na miestnosti, kde sa zdržiavajú ľudia.

VÝROBKY PROLUX

ŽIARIČE OTVORENÉ (PRIAMO VYŽARUJÚCE) S MONTÁŽOU NA STENU

Použitie otvoreného germicidného žiariču sa pokladá za najúčinnější spôsob sterilizácie vzduchu, lebo funguje na princípe priameho ožarovania. Použitie priamych žiaričov sa však obmedzuje na sterilizáciu miestností, v ktorých sa nenachádzajú ľudia. Ich použitie je výhodné v zariadeniach (napr. potravinárske prevádzky, zdravotnícke resp. sociálne zariadenia pod.) v čase, keď sú zatvorené.




KÓD: M986	PROLUX G® 36W	214 €
KÓD: M987	PROLUX G® 55W	311 €

Otvorené germicidné žiariče s montážou na stenu miestnosti. Žiariče sú dodávané v dvoch výkonových triedach (36 alebo 55 W).

Technické parametre:
Napájanie: 220V/50Hz; Príkon: 28/36W, 0,18/0,22A; krytie: IP20; životnosť zdroja UVC: cca 18000 hodín; zdroj UVC: 120 µW

sek/cm², 253,7 nm PHILIPS; množstvo ozónu: bezozónové.



KÓD: M812	PROLUX G® GIP6536W	249 €
KÓD: M084	PROLUX G® GIP6555W	279 €
KÓD: M988	PROLUX G® GIP6572W	297 €

Priamo vyžarujúci, bez prítomnosti ľudí. Tento typ je určený najmä na použitie vo vlhkom a prašnom prostredí. Montáž priamo na stenu.

Žiarič je dodávaný v troch výkonových stupňoch 36/55/72 W.

Technické parametre: Napájanie:

220V/50Hz; krytie: IP65; životnosť zdroja UVC: cca 18000 hodín; zdroj UVC: 120 µW/sek/cm², 25307 nm PHILIPS.

ŽIARIČE OTVORENÉ S MONTÁŽOU NA STENU – KLBOVÉ

Tieto germicidné žiariče patria do kategórie priamo vyžarujúcich. Ich prednosťou je, že na stenu sú pripevnené flexibilným kĺbovým mechanizmom, ktorý umožňuje, do určitej miery, nastaviť polohu žiariču do optimálnej polohy tak, aby bol priamym žiarením pokrytý maximálny priestor miestnosti.



KÓD: M811	PROLUX G® K36W	266 €
KÓD: M810	PROLUX G® K55W	347 €

Otvorené germicidné žiariče s montážou na stenu miestnosti prostredníctvom flexibilného kĺbu. Žiariče sú dodávané v dvoch výkonových

triedach (36 alebo 55 W).
Technické parametre:
Napájanie: 220V/50Hz; Príkon: 28/36W,

0,18/0,22A; krytie: IP20; životnosť zdroja UVC: cca 18000 hodín; zdroj UVC: 120 µW/sek/cm², 25307 nm PHILIPS.

KÓD: M989	PROLUX G® K55W/SP	414 €
-----------	-------------------	-------

Modifikácia modelu PROLUX G® K55W s rozšírením o akustickú a optickú signalizáciu stavu žiariča a prevádzkových hodín. Okrem toho je prístroj vybavený snímačom pohybu, t.j., že v prípade ak snímač zaznamená

pohyb v ošetrovanom priestore, zariadenie sa automaticky vypne. **Technické parametre totožné s modelom PROLUX G® K55W.**

KÓD: M990	PROLUX G® K55W/SP/DO	444 €
-----------	----------------------	-------

Modifikácia modelu PROLUX G® K55W s rozšírením o akustickú a optickú signalizáciu stavu žiariča a prevádzkových hodín. Okrem toho je prístroj vybavený snímačom pohybu, t.j., že v prípade ak snímač zaznamená

pohyb v ošetrovanom priestore, zariadenie sa automaticky vypne. Diaľkové ovládanie. **Technické parametre totožné s modelom PROLUX G® K55W.**

ŽIARIČE OTVORENÉ – MOBILNÉ



KÓD: M813	PROLUX G® M55W /SPH 01M	514 €
-----------	-------------------------	-------

Mobilný priamo vyžarujúci, bez prítomnosti ľudí s programovateľným časovým spínačom a funkciou súčtových prevádzkových hodín. Žiarič je umiestnený na mobilnom stojane. **Technické parametre:**

Napájanie: 230V/50Hz; príkon: 39W/0,18A; krytie: IP20; životnosť zdroja UVC: cca 18000 hodín; zdroj UVC: 120 µW/sek/cm², 25307 nm PHILIPS; množstvo ozónu: bezozónové; rozmery: 1354x575x1035x85 mm; mobilný

stojan: päťramenný na kolieskach (jedno brzdené); farba: biela RAL9003; spínacie hodiny: minútkový režim s krokom 10 min.

KÓD: M991	PROLUX G® M55W/SP/SPH 01M	581 €
-----------	---------------------------	-------

Modifikácia modelu PROLUX G® M55W /SPH 01M A s rozšírením o akustickú a optickú signalizáciu stavu žiariča a prevádzkových hodín. Okrem toho je prístroj vybavený

snímačom pohybu, t.j., že v prípade ak snímač zaznamená pohyb v ošetrovanom priestore, zariadenie sa automaticky vypne. **Technické parametre totožné s modelom**

PROLUX G® M55W /SPH 01M.

kód: M992 **PROLUX G® 30WA-DO** **351 €**

Modifikácia modelu PROLUX G® 30WA s rozšírením o akustickú a optickú signalizáciu stavu žiariča

a prevádzkových hodín. Programovateľné diaľkové ovládanie. **Technické parametre totožné s modelom PROLUX G® 30WA.**

kód: M134 **PROLUX G® 30WA-SPH02** **394 €**

Modifikácia modelu PROLUX G® 30WA s rozšírením o programovateľné spínacie hodiny SPH.

Technické parametre totožné s modelom PROLUX G® 30WA.

ŽIARIČE UZAVRETÉ (NEPRIAMO VYŽARUJÚCE) - MOBILNÉ



kód: M808 **PROLUX G® M30W** **399 €**

kód: M993 **PROLUX G® M30WA-DO** **441 €**

kód: M809 **PROLUX G® M30WA-SPH02** **484 €**

PROLUX G® M30WA

Mobilná verzia germicidného žiariču PROLUX G® 30WA.

Technické parametre zhodné so žiaričom PROLUX G® 30WA.

PROLUX G® M30WA-SP

Modifikácia modelu PROLUX G® M30WA s rozšírením. Programovateľné diaľkové ovládanie.

Technické parametre totožné s modelom PROLUX G® 30WA.

PROLUX G® M30WA-SPH02

Modifikácia modelu PROLUX G® M30WA s rozšírením programovateľné spínacie hodiny SPH02.

Technické parametre totožné s modelom PROLUX G® 30WA.

KOMBINOVANÉ ŽIARIČE S MONTÁŽOU NA STENU

Nová generácia germicidných žiaričov PROLUX G®, ktorá v sebe kombinuje vlastnosti uzavretých aj otvorených žiaričov. Žiariče majú krytie IP 20 s určením do obyčajného prostredia. Životnosť trubic je 18.000 hodín.



kód: M994 **PROLUX G® 36W-30WA DD** **595 €**
Priamy 36W, ventilátorový 30W, s programovateľným diaľkovým ovládaním, so snímačom pohybu

kód: M995 **PROLUX G® 36W-36WA DD** **637 €**
Priamy 36W, ventilátorový 36W, s programovateľným diaľkovým ovládaním, so snímačom pohybu

kód: M997 **PROLUX G® 55W-30WA DD** **692 €**
Priamy 55W, ventilátorový 30W, s programovateľným diaľkovým ovládaním, so snímačom pohybu

kód: M998 **PROLUX G® 55W-36WA DD** **734 €**
Priamy 55W, ventilátorový 36W, s programovateľným diaľkovým ovládaním, so snímačom pohybu

KOMBINOVANÉ ŽIARIČE - MOBILNÉ

Nová generácia germicidných žiaričov PROLUX G®, ktorá v sebe kombinuje vlastnosti uzavretých aj otvorených žiaričov. Žiariče majú krytie IP 20 s určením do obyčajného prostredia. Životnosť trubic je 18.000 hodín.



kód: M1000 **PROLUX G® M36W-30WA DD** **700 €**
Priamy 36W, ventilátorový 30W, s programovateľným diaľkovým ovládaním, so snímačom pohybu

kód: M1001 **PROLUX G® M36W-36WA DD** **742 €**
Priamy 36W, ventilátorový 36W, s programovateľným diaľkovým ovládaním, so snímačom pohybu

kód: M1003 **PROLUX G® M55W-30WA DD** **797 €**
Priamy 55W, ventilátorový 30W, s programovateľným diaľkovým ovládaním, so snímačom pohybu

kód: M1004 **PROLUX G® M55W-36WA DD** **839 €**
Priamy 55W, ventilátorový 36W, s programovateľným diaľkovým ovládaním, so snímačom pohybu

ŽIARIČE UZAVRETÉ (NEPRIAMO VYŽARUJÚCE) S MONTÁŽOU NA STENU



kód: M136 **PROLUX G® 30WA** **284 €**

Tento typ žiariču je mimoriadne praktický z dôvodu, že sa dá používať aj za prítomnosti ľudí v miestnosti. Prevádzka žiariču je veľmi tichá vďaka ventilátorom s magnetickými ložiskami. Jeden germicidný žiarič PROLUX G® 30WA je postačujúci pre miestnosť

s objemom do 150 m³. Žiarič je určený k montáži na stenu.

Technické parametre: Napájanie: 230V/50Hz; Príkon: 43W/0,19A; krytie: IP20; životnosť zdroja UVC: cca 18000 hodín; zdroj

UVC: 2x45 µW/sek/cm², 253,7 nm PHILIPS; množstvo ozónu: bezozónové; hlučnosť: 27,4 dB (ventilátor: 17,0 dB); rozmery: 821x165x70 mm; hmotnosť: 5,2 kg; farba: biela RAL 9003.

Programovateľné spínacie hodiny SPH01

KÓD: M135

68 €



SPH-01 je elektronický programovateľný časový spínač určený pre spínanie záťaže do 5A 250VAC alebo 30VDC s príkonom do 1250VA alebo 150W. SPH-01 je časový spínač určený pre montáž na stenu, je nezávislý od sieťového napájania s vlastným napájaním. SPH-01 sa montujú vo vnútri budov, nie sú určené na vonkajšiu montáž.

Programovateľné spínacie hodiny SPH02

KÓD: M814

131 €



Spínacie hodiny SPH-02, elektronicky programovateľný časový spínač určený pre spínanie záťaže do 16A, SPH-02 sú týždenné spínacie hodiny určené na automatické spínanie germicidných žiarivých na základe zadaných spínacích programov. Pri výpadku sieťového napätia hodiny nespínajú, ale chod vnútorných hodín zabezpečuje zálohovací Li Článok. Po obnovení napájania teda nie je narušená kontinuita spínacích programov.

VÝROBKY GARA



KÓD: 4510 Germicidný žiarivý uzavretý GARA 30 WU – závesný

409 €


KÓD: 4511 Germicidný žiarivý uzavretý GARA 30 WU – mobilný

478 €

Uzavretý žiarivý je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, vybavený časovačom, s pripojením priamo do zásuvky. Sterilizácia vzduchu je zabezpečená ventiláciou vzduchu, sterilizáciu je možné vykonať za prítomnosti osôb. Plocha miestnosti - počet žiarivých do 25 m² -1 do 40 m² - 2 do 60 m² -3. Doporučená doba ožarovania je 3- 4 hodiny denne v 2 -3 rôznych časových intervaloch. Možnosť doplniť počítadlom prevádzkových hodín.

Technická špecifikácia

Menovité napätie	230V/50Hz
Menovitý príkon	75 VA
Množstvo exp. vzduchu/hod.	5,5 kg
El. krytie	IP 20
Rozmery /mm/	1170x130x90
Germicidná výbojka	30 W
Automatická predvoľba (počet programov)	7



KÓD: 4514 Germicidný žiarivý otvorený GARA 30 WO – závesný

218 €

KÓD: 4515 Germicidný žiarivý otvorený GARA 30 WO – mobilný

295 €

Priame ožarovanie je najúčinnjší spôsob sterilizácie vzduchu. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách a podlahách. Praktické použitie priameho ožarovania sa obmedzuje na miestnosti, kde sa nezdržiavajú ľudia. Vybavený časovačom, flexošnúrou so zapojením priamo do zásuvky. Plocha miestnosti - počet žiarivých do 45 m³ -1 do 90 m³ -2. Doporučená doba ožarovania je 2 hodiny denne v 2 rôznych časoch. Možnosť doplniť počítadlom prevádzkových hodín.

Technická špecifikácia

Menovité napätie	230V/50 Hz
Menovitý príkon	75 VA
Množstvo exp. vzduchu/hod.	3 kg
El. krytie	IP 20
Rozmery /mm/	1050x105x50
Germicidná výbojka	30 W
Automatická predvoľba (počet programov)	7



KÓD: 4512 Germicidný žiarivý otvorený GARA 30 WO/C – závesný

166 €

KÓD: 4513 Germicidný žiarivý otvorený GARA 30 WO/CZ – s podstropným závesom

212 €



Priame ožarovanie je najúčinnjší spôsob sterilizácie vzduchu. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách a podlahách. Praktické použitie priameho ožarovania sa obmedzuje na miestnosti, kde sa nezdržiavajú ľudia. Bez časovača, pripojenie: na zvláštny elektrický okruh so samostatným istením.

Technická špecifikácia

Menovité napätie	230V/50 Hz
Menovitý príkon	75 VA
Množstvo exp. vzduchu/hod.	2 kg
El. krytie	IP 20
Rozmery /mm/	950x105x50
Germicidná výbojka	30 W

KÓD: 4516 Germicidný žiarivý kombinovaný GARA 2x30 WK – závesný

633 €

KÓD: 4517 Germicidný žiarivý kombinovaný GARA 2x30 WK – mobilný

699 €

Kombinovaný žiarivý umožňuje ideálne riešenie sterilizácie miestnosti. Vhodným naprogramovaním expozičných časov je možné vhodne kombinovať priame aj nepriame ožarovanie v závislosti od prítomnosti osôb v miestnosti a maximalizovať účinnosť žiarenia. Vybavený časovačom, počítadlom prevádzkových hodín, flexošnúrou so zapojením priamo do zásuvky. Plocha miestnosti - počet žiarivých do 40 m² - 2, 60 m² -3.

Technická špecifikácia

Menovité napätie	230V/50 Hz
Menovitý príkon	75 VA
Množstvo exp. vzduchu/hod.	3 kg
El. krytie	IP 20
Rozmery /mm/	1050x105x50
Germicidná výbojka	30 W
Automatická predvoľba (počet programov)	7



Germicídne žiariče (t.j. optické ultrafialové UVC žiarenie s vlnovou dĺžkou 100 až 280 nm) sú povinnou súčasťou materiálno-technického vybavenia v zmysle Výnosu MZSR č. 091812/2008-OL v nasledovných ZZ: Všeob. ambulancia pre deti a dorast, amb. zubného lekárstva, amb. maxilofaciálnej chirurgie, angiologická ambulancia, gastroenterologická ambulancia, infektologická ambulancia (vrátane prípravovne a čakárne), POKO (v miestnosti na podávanie cytostatík), pneumologická amb., algeziologická amb., chirurgická amb., ORL amb., dermatovenerologická amb., JZS (operačná sála, predoperačná miestnosť, miestnosť na pozákrkové sledovanie pacientov, miestnosti na dekontamináciu inštrumentária), stacionárne - dialyzačný a dermatovenerolog., SVALZ v odbore : lek. genetika, klin. imunológia alergológia, FBLR, rádiológia, nukleárna medicína, klinická biochémia, klinická mikrobiológia, funkčná diagnostika, patolog. anatómia, klin. hematológia, transf. služba, centrálna sterilizácia, klin. farmakológia, rádioterapia.

V prípade záujmu Vám sprostredkujeme odbornú konzultáciu (typ, počet, umiestnenie) resp. odbornú montáž.

DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY, DÁVKOVAČE | 24.1 Dávkovače mydla

Tork dávkovač bez laktvej páky 1 l

KÓD: 253

33 €



Dávkovač tekutého mydla s objemom nádrže 1 liter. Masívna konštrukcia, vhodné do prostredia s častým používaním. Vysoká kapacita: menej údržby.
Farba: biela. Vyrobené z húževnatej umelej hmoty odolávajúcej nárazom.
Výška: 291 mm; šírka: 112 mm; hĺbka: 114 mm **Dávkovač je vhodný len na tekuté mydlá „Tork“!**

Tork dávkovač s laktovou pákou 1 l

KÓD: 4493

42 €



Dávkovač vybavený uzamykateľnou laktovou ovládacou pákou. Vhodné pre Torky fľaše s objemom 1 liter. Laktová páka minimalizuje prenos infekcií. Spoľahlivý systém ovládania, dokonalá hygiena. Vysoká kapacita, menej údržby.
Vyrobené z húževnatej umelej hmoty odolávajúcej nárazom. Výška: 280 mm; šírka: 110 mm; hĺbka: 100 mm.
Dávkovač je vhodný len na tekuté mydlá „Tork“!

Dávkovač tekutého mydla 0,4 l

KÓD: 4399

95 €



Vyrobené z nerez. Objem nádrže: 0,5 litra. Vstavaná umelohmotná nádrž s možnosťou doplnenia. Okno na kontrolu množstva náplne. Vysoký lesk, uzamykanie špeciálnym systémovým kľúčom. Výška: 175 mm; šírka: 100 mm; hĺbka: 95 mm

Dávkovač tekutého mydla 0,9 l

KÓD: 4386

110 €



Vyrobené z nerez. Objem nádrže: 1,0 liter. Vstavaná umelohmotná nádrž s možnosťou doplnenia. Okno na kontrolu množstva náplne. Vysoký lesk, uzamykanie špeciálnym systémovým kľúčom. Výška: 265 mm; šírka: 100 mm; hĺbka: 95 mm

Univerzálny nástenný dávkovač SM 2

KÓD: 5485

45 €



Dávkovač je vhodný na presné a rýchle dávkovanie tekutého mydla, chirurgických dezinfekčných prípravkov na ruky alebo ošetrujúcich prípravkov na ruky. Jednoducho nastaviteľné množstvo jednej dávky od 1 do 3 ml. Prázdne obaly možno vymeniť jedným pohybom. Lahko vyberateľná dávkovacia pumpa, ktorá zabezpečuje presné dávkovanie kvapalín s rôznu viskozitou. Tvárná a odolná konštrukcia z umelej hmoty. Do dávkovača možno vkladať nádoby s objemom 450, 500 a 1000 ml.

Bezdotykový dávkovač dezinfekčných prostriedkov

KÓD: M729

195 €



Dávkovač s objemom 0,8 litru je vyrobený z nerezovej ocele s uzatvoriteľnou, ľahko doplniteľnou nádržou na dezinfekčný prostriedok. Dávkovač je vhodný pre akýkoľvek tekutý dezinfekčný prostriedok resp. na tekuté mydlo aj s vysokou viskozitou. Dávkovač je ovládaný prostredníctvom LED senzoru. Napájanie: 6 ks AA batérie (nie sú súčasťou dodávky).

Dávkovač tekutého mydla MERCURY BLACK

KÓD: M143

65 €



Dávkovač vyrobený z nerozbitného ABS plastu s prednou stranou z nerezovej ocele. Na bočnej strane dávkovača je okienko na kontrolu hladiny kvapaliny v nádrži. Dávkovač je vybavený špeciálnym uzamykacím systémom. Rozmery: 25,5 x 12 cm. Objem nádrže: 900 ml.

Automatický dávkovač dezinfekčných prostriedkov a mydla

KÓD: M967

69 €



Plne automatické bezdotykové dávkovanie. Okienko na kontrolu množstva kvapaliny. Možnosť nastavenia dávkovaného množstva prípravku. Činnosť zariadenia možno kontrolovať prostredníctvom LED kontroliek. Rozmery: 168x181x311 mm.

Bezdotykový dávkoč Germstar

KÓD: 4996



KÓD: 281	Germstar original náplň, 950 ml	29 €
----------	---------------------------------	------

Bezdotykový senzorový dávkoč. Germstar Original, Noro a Citrus sú dezinfekčné prostriedky prémiovej kvality, použiteľné bez vody a utierok na báze alkoholu, vhodné do prístrojov s automatickým dávkovaním. Dávkoč okrem toho možno použiť aj na automatické dávkovanie tekutého mydla Germstar Premium. Nehlučná prevádzka,

nastaviteľné množstvo presného dávkovania. Napájanie: 4 ks batérií, ktoré zabezpečujú energiu na 50000 použití. Jedna náplň postačuje na 1350 dávok (štandardná dávka 0,7 ml). Obsah dodávky: stojan, dávkoč v bielo-modrej farbe, 1 ks náplne dezinfekčného prostriedku (946 ml), 4 ks batérie.

90 €

Dávkočaje Ingo-Man a Dermados S



KÓD: 1526	Ingo-Man 0,5 l v kovovom púzdre	95 €
KÓD: 2259	Ingo-Man 1 l v kovovom púzdre	110 €
KÓD: 1666	Dermados S 0,5 l v plastovom púzdre	79 €
KÓD: 4340	Dermados S 1 l v plastovom púzdre	89 €

25.2 Dávkočaje dezinfekčných utierok | DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY, DÁVKOVAČE

Dávkoč skladaných papierových utierok MERIDA MERCURY

KÓD: M144



Dávkoč vyrobený z nerozbitného ABS plastu s prednou stranou z nerezovej ocele. Na bočnej strane dávkoča je okienko na kontrolu

množstva utierok v dávkoči. Dávkoč je vybavený špeciálnym uzamykacím systémom. Rozmery: 32,5x32,5x15 cm. Kapacita

zásobníku: 250-400 utierok.

65 €

KÓD: M145	Utierky skladané (3200 ks)	35 €
-----------	----------------------------	------

Dávkoč utierok Maizell

KÓD: M730



Vopred nastrihané celulóžové utierky pripravené na okamžité použitie. Rozmery utierok: 4 x 5 cm.

Dávkoč možno sterilizovať pri 1210C.

25 €

KÓD: M731	Utierky Maizell (2 x 500 ks)	4,30 €
-----------	------------------------------	--------

Držiak papierových utierok (v kotúči)

KÓD: 1356



Dávkoč papierových utierok v kotúči vyrobený z umelej hmoty (ABS). Maximálny priemer kotúča: 140 mm; max. výška: 230 mm. Zámok zásobníku so špeciálnym kľúčom. Reduktor v spodnej časti pevne fixuje kotúč a zabezpečuje ľahké vytiahnutie. Šírka: 180 mm, výška: 330 mm, hĺbka: 180 mm

35 €

Pur-Zellin dávkoč utierok – škatuľa

KÓD: 1162



Vhodné na dezinfekciu pokožky.

KÓD: 5351	Pur-Zellin utierky 500 ks	3,30 €
-----------	---------------------------	--------

29 €

Dávkoč utierok (skladané)

KÓD: 2120



Plášť dávkoča z umelej hmoty (húževnaté ABS). Obsah náplne – 250 utierok. Množstvo utierok v zásobníku možno kontrolovať cez kontrolný priezor. Zámok zásobníku so špeciálnym kľúčom. Šírka: 290 mm, výška: 280 mm, hĺbka: 140 mm.

36 €

Dávkoč utierok H5P (skladané utierky – leperelo)

KÓD: 4385



Dávkoč utierok vyrobený z vysoko lešteného nerezového plechu. Objem zásobníku: 250 utierok. Množstvo utierok v zásobníku možno kontrolovať cez kontrolný priezor. Zámok zásobníku so špeciálnym kľúčom. Šírka: 280 mm, výška: 200 mm, hĺbka: 110 mm.

105 €

Držiak papierových utierok (v kotúči)

KÓD: 4402



Dávkoč utierok vyrobený z vysoko lešteného nerezového plechu. Maximálny priemer kotúča: 200 mm; max. výška: 250 mm. Zámok zásobníku so špeciálnym kľúčom. Šírka: 210 mm, výška: 370 mm, hĺbka: 220 mm

145 €

Papierové utierky v kotúči

KÓD: 1357

2 €



Super biele, dvojrstvové, perforované.
Priemer kotúča: 135 mm;
výška: 210 mm,
dĺžka návinu: 70 m.

Skladané (leporelo) utierky

KÓD: 2121

20 €



Farba: sivá.
Balenie : 5000 ks.
Rozmery: 25x23 cm.

Dávkovače Ingo-Man a Dermados S



KÓD: 4384

nerez T9p

99 €

KÓD: 2411

plast T2d

29 €

Dávkovač toaletného papiera MERIDA MERCURY

KÓD: M146

65 €



Dávkovač vyrobený z nerozbitného ABS plastu
s prednou stranou z nerezovej ocele. Na
bočnej strane dávkovača je okienko na kontrolu

množstva papiera v dávkovači. Dávkovač je
vybavený špeciálnym uzamykacím systémom.
Rozmery: 35x26x14 cm.

Upratovací vozík, Roll-Mop 02

KÓD: 4383

145 €



Pochromovaný kovový rám na kolieskach s
kovovým košíkom na čistia ce potreby, 17 lit
rové vedro z umelej hmoty. Výtlačný lis na mop.

KÓD: 861 Hliníková rúčka 17 €

KÓD: 837 Bavlnený mop 6 €

Upratovací vozík, Roll-Mop 03

KÓD: 1441

170 €



Chromovaný stojan na kolieskach s košom na
čistiace prípravky, 2 ks vedier s objemom 17
litrov, lis na žmýkanie. Vozík sa dodáva bez
hliníkovej rúčky a mopu.
Rozmery: 68x37x98 cm.

KÓD: 861 Hliníková rúčka 17 €

KÓD: 837 Bavlnený mop 6 €

Upratovací vozík KOMBI JOOKY III

KÓD: 4073

380 €



2 ks vedier s objemom 13 litrov a 2ks vedier s
objemom 6 litrov, 3 ks umelohmotných táčok
s objemom 6 litrov, držiak na odpadové vrece,
lis na žmýkanie.
Rozmery: 103x60x112 cm.

KÓD: 861 Hliníková rúčka 19 €

KÓD: 837 Bavlnený mop 6 €

Upratovací vozík, Roll-Mop 03

KÓD: 815

75 €



Samonastavovacie kolieska; 20 litrové plastové
vedro s priehradkami; žmýkací mechanizmus.

Kontajner na odpady

KÓD: 1784

Plastový s
objemom
12 litrov

9 €

KÓD: 2024

Nerezový s
objemom 5
litrov

17 €

KÓD: 1054

Nerezový s
objemom
14 litrov

21,50 €

KÓD: 2538

Nerezový s
objemom
20 litrov

35 €

Čistiace prostriedky

KÓD: 2481	CIF tekutá drátenka 250 ml	1,80 €
KÓD: 2480	CIF prostriedok na umývanie riadu 0,5l	2,20 €
KÓD: 2482	Domestos 5 l	17 €
KÓD: 2576	Florasept	2,50 €
KÓD: 2478	Sani-Z 5 l	18 €

Dezinfekčné prostriedky na prístroje a nástroje

(Prípravky sú koncentrované. Pred použitím riediť vodou)

KÓD: 2002	Sekusept Extra N, 6 litrov	62 €
KÓD: 3165	Sekusept Pulver Classic – Aktivátor, 2 l	16 €
KÓD: 2347	Sekusept Aktiv, 1,5 kg	19 €
KÓD: 1265	Haemasol, 5 l	19 €
KÓD: 1753	Innocid, 1 l, sprej	5 €
KÓD: 440	Barycidal - 33, 1 l	11 €
KÓD: 4115	Barycidal - 36, 1 l	9 €
KÓD: 2391	Barycidal – 36, 200 ml	3 €
KÓD: M188	Korsolex Med AF 2 l (bez aldehydu)	69 €
KÓD: M189	Korsolex Med Af 5 l (s aldehydom)	115 €
KÓD: 308	Innocid 5 l	52 €
KÓD: M732	Innodez spray 2%, 1 l	4 €

Dezinfekčné tekuté mydlá

KÓD: 254	Tork, 1 l	7,50 €
KÓD: 2375	Kliniko - sept, 1 l (aj do starších Tork dávkovačov)	6 €
KÓD: 2534	Manisoft, 0,5 l	7 €
KÓD: 2635	Bradonett, 0,5 l, s pumpičkou	4 €
KÓD: 2392	Bradonett, 5 l	26 €
KÓD: 76	Clarasept Soft, 300 ml	3,50 €
KÓD: 783	Clarasept Soft, 1 l	6,50 €
KÓD: 836	Clarasept Soft, 5 l	28 €
KÓD: 5726	Inno-Sept 50 ml (s novou pumpou)	4,30 €
KÓD: 5722	Lilla-Sept 5 l	27 €
KÓD: 1826	Inno.Sept, 0,5 l	5 €
KÓD: 4445	Inno-Sept, 1 l	6 €
KÓD: 4342	Inno-Sept, 20 l	97 €
KÓD: 3583	BioReX tekuté mydlo, 300 ml, s pumpičkou	1,60 €
KÓD: 1196	BioReX tekuté mydlo, 1 l	2,20 €
KÓD: M261	Tork Premium 1 l	11 €

Prostriedky na rýchlu dezinfekciu povrchov

KÓD: 4426	Mikrozid AF, 1 l, náhradná náplň,	7 €
KÓD: 4465	Mikrozid AF utierka	11 €
KÓD: 4466	Mikrozid AF utierka, 150 ks, náhradná náplň	9 €
KÓD: 1361	Descosept, 250 ml, s pumpičkou	5,50 €
KÓD: 5006	Bradosept sprej, 1 l, (bez aldehydu)	6,50 €
KÓD: 5007	Bradosept, 5 l, náhr. náplň, (bez aldehydu)	26 €
KÓD: 1361	Descosept AF s pumpičkou, 250 ml	4 €
KÓD: 5637	Incidin 1 l, liquid	12 €

Dezinfekčný prostriedok na povrchy

(Na dezinfekciu dlažky, okenných rámov, nábytku a iných umývateľných povrchov. V každom prípade je potrebné prípravky riediť)

KÓD: M260	CITROclorex 2% MD 250 ml	8 €
KÓD: 4455	Gigasept Instru AF 2 l	45 €
KÓD: 5772	Mikrozid 10 l	68 €
KÓD: M733	Incidin Aktiv, 1,5 kg	11 €
KÓD: 620	Sanisept forte, 5 l	22 €
KÓD: 1397	Sanisept WR-1, 5 l	20 €
KÓD: 708	Sanisept-Quick, 5 l	31 €
KÓD: 79	Bradoclean, 5 l	23 €
KÓD: 2678	Bradolin 0,5 l, sprej	3,70 €
KÓD: 5008	Bradoclear, 5 l (bez aldehydu)	30 €
KÓD: 4457	Terralin Protect, 2 l	26 €
KÓD: 5724	Inno-Sept 1 l roztok, sprej	4,50 €
KÓD: 5725	Inno-Sept 5 l roztok	24 €
KÓD: M190	Mikrobac forte 5 l	118 €
KÓD: 5644	Minudes, 6 l	83 €

Dezinfekčné utierky bez alkoholu

KÓD: M191	Mikrobac tissues utierka 80 ks	24 €
KÓD: 5411	Mikrozid Sensitive (200 ks)	23 €

Dezinfekčné prostriedky na ruky a pokožku

KÓD: 949	Bradoman Soft, 1 l	5 €
KÓD: 4449	Sensiva, 0,5 l	5,50 €
KÓD: 3908	Bradoplus, 250 ml, sprej, bezfarebný	2,90 €
KÓD: 532	Bradoplus, 1 l, bezfarebný	4,90 €
KÓD: 77	C-Derm, 250 ml, bezfarebný, s pumpičkou	3,50 €
KÓD: 1369	C-Derm, 1 l, bezfarebný, náhradná náplň	5,70 €
KÓD: 78	C-Derm, 250 ml, farbený, s pumpičkou	3,20 €
KÓD: 5287	C-Derm, 30 ml	1,90 €
KÓD: 5288	C-Derm, 30 ml, sprej	2,30 €
KÓD: 1112	Kodan Tinktur forte spray, 250 ml, bezfarebný	6,50 €
KÓD: 4077	Kodan, 1 l, náhradná náplň, farebný	9 €
KÓD: 1670	Kodan, 1 l, náhradná náplň, bezfarebný	9 €
KÓD: 2106	Descoderm, 1 l	11 €
KÓD: 886	Cutasept, 1 l	19 €
KÓD: 885	Cutasept, 250 ml, s pumpičkou	11 €
KÓD: 1445	Betadine, 1 l	26 €
KÓD: 2188	Betadine, 30 ml	5 €
KÓD: 1258	Skinman Soft N, 0,5	7 €
KÓD: 2260	Skinman Soft N, 1 l	13 €
KÓD: 1799	Sterillium, 0,5 l	11 €
KÓD: 2390	Bradoderm Soft 1 l	5 €
KÓD: M192	Manusept basic 0,5 l	9,30 €
KÓD: 5747	Manusept basic 1 l	16 €

Dezinfekčné prostriedky na ruky a pokožku

KÓD: 5720	Sterillium 0,1 l	5 €
KÓD: M193	Inno-Sept gél extra 5 l	30 €
KÓD: M262	CITROclorex 2% 250 ml	7,50 €
KÓD: 5401	Desderman Pure 500 ml	6 €

Utierky, náhradné náplne

KÓD: 80	Kodan (90ks) v škatuli	10,50 €
KÓD: 81	Kodan (90ks) náhradná náplň	9 €
KÓD: 1546	Bradoman utierka 5 ks	1 €
KÓD: M734	Descosept AF 120 ks v škatuli	6 €
KÓD: 2432	Descosept AF 120 ks náhradná náplň	5 €

Krémy na ruky

KÓD: 3582	Bradocare krém na ruky, 0,5 l	3 €
-----------	-------------------------------	-----

Dezinfekčné prostriedky na sliznice

KÓD: 579	Braunol, 1 l	13 €
----------	--------------	------

Prostriedky na kúpanie pacientov

KÓD: 4450	Octenisan, 1 l	14,50 €
KÓD: M194	Stelisept med 1 l	16,50 €
KÓD: 5745	Stelisept med 0,5 l	8,50 €

Gélové prípravky

KÓD: 4451	Desderman gél, 0,5 l	7 €
KÓD: 5005	Bradogél, 50 ml	1,40 €
KÓD: 3584	BioReX gél na čistenie rúk, 300 ml, s pumpičkou	2,50 €

KÓD: 2349	Bialind ochranný krém na ruky, 100 ml	4 €
-----------	---------------------------------------	-----

NEREZOVÉ RUČNÉ INŠTRUMENTY | 26.1

Anatomická pinzeta



KÓD: 193	14 cm	2 €	KÓD: 505	20 cm	4,30 €
KÓD: 194	16 cm	2,90 €	KÓD: 675	25 cm	5,10 €
KÓD: 942	18 cm	3,30 €	KÓD: 1074	30 cm	6,80 €

Ušné pinzety



KÓD: 3087	Ušná pinzeta	4,60 €
KÓD: 576	Ušná pinzeta ohnutá	4,60 €

Nožnice na stehy, 130 mm rovné

KÓD: 1723		5,50 €
-----------	---	--------

Chirurgické nožnice rovné alebo ohnuté



Obe s trojakým zakončením:
 – špicaté/špicaté (š/š),
 – špicaté/tupé (š/t),
 – tupé/tupé (t/t).
 Podľa potreby vieme dodať aj v iných veľkostiach.

Rovné nožnice:	Ohnuté nožnice:		
KÓD: 209	KÓD: 937	š/š 14 cm	3,50 €
KÓD: 208	KÓD: 777	š/š 16 cm	4,50 €
KÓD: 725	KÓD: 504	š/š 18 cm	5 €

Obväzové nožnice



KÓD: 218	14 cm	3,50 €
----------	-------	--------

Chirurgická cievna pinzeta



KÓD: 203	14 cm	2,70 €	KÓD: 664	20 cm	8 €
KÓD: 204	16 cm	2,80 €	KÓD: 1768	25 cm	9 €
KÓD: 522	18 cm	4 €			

Metzenbaum preparačné nožnice 18 cm

KÓD: 1812		6,50 €
-----------	--	--------

Kliešte na ihly



KÓD: 666	14 cm	13 €
KÓD: 1041	17 cm	17 €

KÓD: 1172	KÓD: 1170	š/š 20 cm	8,50 €
KÓD: 195	KÓD: 665	t/š 14 cm	3,50 €
KÓD: 875	KÓD: 866	t/š 16 cm	4,50 €
KÓD: 994	KÓD: 692	t/š 18 cm	5 €
KÓD: 938	KÓD: 1085	t/t 14 cm	3,50 €
KÓD: 196	KÓD: 1099	t/t 16 cm	4,50 €
KÓD: 4055	KÓD: 1704	t/t 18 cm	5 €

KÓD: 422	18 cm	5,30 €	KÓD: 940	20 cm	7,50 €
----------	-------	--------	----------	-------	--------

Mayo Hegar 18 cm

KÓD: 1872



8 €

Crille svorka 14 cm

KÓD: 1772



4,50 €

Cievne svorky



mosquito

KÓD: 1238 12,5 cm, ohnuté 5,50 €

KÓD: 1237 12,5 cm, rovné 5,50 €

ohnuté

KÓD: 674 14 cm 5 €

KÓD: 941 16 cm 5,10 €

KÓD: 1150 18 cm 6 €

rovné

KÓD: 213 14 cm 4,10 €

KÓD: M871 16 cm 5,10 €

KÓD: 214 18 cm 6 €

ohnuté s očkom

KÓD: 889 14 cm 4,10 €

KÓD: 986 16 cm 5,10 €

KÓD: 1150 18 cm 5,50 €

rovné s očkom

KÓD: 691 20 cm 6,70 €

KÓD: 802 22 cm 8,50 €

KÓD: 1001 18 cm 6 €

Mayo Hegar 18 cm

KÓD: 1872



8 €

Crille svorka 14 cm

KÓD: 1772



4,50 €

Adson pinzeta 12 cm

KÓD: 2917



3,50 €

Volkman hák na rany , 22 cm

KÓD: 1736



23 €

Pinzeta na jazyk Collin

KÓD: 574



12 €

Roztvárač úst



KÓD: 362 Heister 31,50 €

KÓD: 678 RoserKönig 31 €

Roztvárač nosa

KÓD: 574



12 €

Chránič prsta kovový, trojdielny

KÓD: 292



22,50 €

Hrtanové zrkadlo KaWe 8 mm-30 mm



KÓD: 1221 KaWe rúčka k zrkadlu 12 €

431 č 00 ø 8 mm

3026 č 0 ø 10 mm

3027 č 1 ø 12 mm

3107 č 2 ø 14 mm

3108 č 3 ø 16 mm

3109 č 4 ø 18 mm

3110 č 5 ø 20 mm

3111 č 6 ø 22 mm

3112 č 7 ø 24 mm

3113 č 8 ø 26 mm

3114 č 9 ø 28 mm

3036 č 10 ø 30 mm

3,3 €

Ušné spekulum kovové, sada 3 kusy

KÓD: 1070



11,50 €

Pinzeta na cudzie teleso

KÓD: 361



16 €

Ústna lopatka



KÓD: 180 kovová 2,50 €

KÓD: 1771 detská 2,50 €

Pinzeta na triesky

KÓD: 191



2,80 €

Nožničky



KÓD: 506 Iris nožničky na kožu, rovné 4 €

KÓD: 1914 Nožničky na nechty, rovné 4 €

KÓD: 578 Iris nožničky na kožu, zahnuté 4 €

KÓD: 1151 Nožničky na nechty, zahnuté 4 €

Malé kliešte na nechty

KÓD: 2216



4,20 €

Pilník na nechty

KÓD: 2511



2,20 €

Pošvové zrkadlo Cusco „Standard“



Z nehrdzavejúcej ocele, výrobok KaWe.

KÓD: 582 rozmer 1 22,50 €

KÓD: 584 rozmer 3 22,50 €

KÓD: 1213 rozmer 2 22,50 €

KÓD: 987 rozmer 4 22,50 €

Pošvové zrkadlo Cusco „Schweizer“t



Z nehrdzavejúcej ocele, výrobok KaWe.

KÓD: 458 rozmer 1 22 €

KÓD: 583 rozmer 3 22 €

Kružidlo na meranie panve Martin

KÓD: 627



75 €

Kliešte



KÓD: 3436 Tirapelle 3,50 €

Jadrové kliešte



KÓD: 1644 Jednorázové 3,50 €

Kliešte Magill



KÓD: 217 15 cm 11,30 €

Pinzeta na kliešte

KÓD: 568



7 €

Extraktor komedonov

KÓD: 2087



11,50 €

Paličková sondat



KÓD: 577 plochá 3,40 €

KÓD: 581 hladká 1,65 €

Kliešte na nechty

KÓD: 3705



15 €

Speculum, rozvierač vaginálny, Sims.



KÓD: 1734 60x25/30 mm 18 €

KÓD: 3192 70x30/35 mm 18 €

KÓD: 4076 80x35/40 mm 18 €

Maternicový dilatátor Hegar

KÓD: 1459



18,50 €

Rozmery – priemer:

1,5 mm; 2,5 mm; 3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 7,5 mm; 8,5 mm; 9,5 mm; 10,5 mm; 11,5 mm; 12,5 mm; 13,5 mm; 14,5 mm; 15,5 mm; 16,5 mm;

Pošvový dilatátor „KRISTELLER“

KÓD: M017



CENA NA VYŽIADANIE

Vynikajúce pošvové dylatátor s rôznym zakrivením pracovnej plochy. Výrobok dodávame vo všetkých štandardných rozmeroch.

Sonda na vatú

KÓD: 1695



13 €

Lyžička očná

KÓD: 676



8,50 €



KÓD: 914 Schroeder, 25 cm 19,50 €



KÓD: 1648 Nerez 25 cm 19,50 €

KÓD: 617 20 cm 11,30 €

KÓD: 1767 25 cm 11,30 €

Magill Kliešte na tampóny



KÓD: 709	18 cm	5 €
KÓD: 1373	20 cm	20 €

Lyžička na rany Volkmann

**18 €**

KÓD: 3191	0000
KÓD: 824	000
KÓD: 823	00

KÓD: 690	0
KÓD: 575	1
KÓD: 1443	2
KÓD: 1918	3

Skalpel z nehrdzavejúcej ocele

KÓD: 200



– obľý
– špicatý

2,20 €

Držadlo na skalpel



KÓD: 201	veľkosť 3	2,60 €
KÓD: 403	veľkosť 4	2,60 €

Čepel skalpela

**0,12 €**

Rozmery – do rúčky veľkosti 3

KÓD: 1461	veľkosť 10
KÓD: 2156	veľkosť 11

KÓD: 198	veľkosť 12
KÓD: 326	veľkosť 15

Rozmery – do rúčky veľkosti 4

KÓD: 1321	veľkosť 20
KÓD: 336	veľkosť 21
KÓD: 312	veľkosť 22

KÓD: 323	veľkosť 23
KÓD: 321	veľkosť 24

Súprava na malé chirurgické zákroky v taške

KÓD: 5491

65 €

KÓD: 5492	Samostatná taška bez nástrojov	12 €
-----------	--------------------------------	-------------

Spony na rany

KÓD: 853

0,15 €

Objednacie množstvo 100 ks.
Veľkosti: 14, 16, 18

Skalpel jednorázový, sterilný

KÓD: 199

0,60 €

Kliešte na vyberanie spon

KÓD: 2944

22 €

Čepel skalpela Aesculap

0,22 €

Rozmery – do rúčky veľkosti 3

KÓD: 197	veľkosť 10
KÓD: 325	veľkosť 11
KÓD: 5618	veľkosť 12

KÓD: 319	veľkosť 13
KÓD: 3742	veľkosť 15

Rozmery – do rúčky veľkosti 4

KÓD: 370	veľkosť 20
KÓD: 3137	veľkosť 21
KÓD: 371	veľkosť 22

KÓD: 3169	veľkosť 23
KÓD: 372	veľkosť 24

26.2 Exkluzívne, kvalitné ručné nástroje | NEREZOVÉ RUČNÉ INŠTRUMENTY

Goldman Fox nožnice

KÓD: 2883

35 €

Iris nožnice GOLD 11,5 cm

KÓD: 1904

31 €

Preparačné nožnice Metzenbaum 14,5 cm

KÓD: 3200

35 €

Mayo Hegar kliešte na ihly 18 cm

KÓD: 5677

38 €

Olsen Hegar kliešte na ihly 18 cm

KÓD: 5676

40 €

Kliešte na vkladanie/ vyberanie spon

KÓD: 212

69 €

Castroviejo kliešte na ihly 14 cm

KÓD: 573

35 €

Adson pinzeta GOLD 12 cm

KÓD: 5678

35 €

Sterilizačná nádoba



Vyrobená z nerezovej ocele. Bubnovitý tvar. Posuvné dvierka na boku. Držiak na vrchu. (priemer x výška)

KÓD: 2354 Ø125 x 125 mm **40 €**

KÓD: 407 Ø150 x 150 mm **47 €**

KÓD: 2338 Ø190 x 190 mm **58 €**

KÓD: 2355 Ø125 x 80 mm **35 €**

Sterilizačná nádoba Assepta s filtrom



Vyrobená z nerezovej ocele, navrhnutá pre vertikálny prietok pary, odomykateľný vrch. (priemer x výška)

KÓD: 1611 Ø150 x 150 mm **60 €**

KÓD: 2662 Ø190 x 190 mm **75 €**

KÓD: 3068 Ø150 x 190 mm **75 €**

KÓD: 2660 Ø390 x 390 mm **179 €**

KÓD: 2661 Ø125 x 80 mm **65 €**

KÓD: 1612 Ø125 x 125 mm **70 €**

Nádoba na nástroje s vrchnákom



KÓD: 2342 280x200x50 mm **40 €**

KÓD: 2549 320x260x55 mm **46 €**

KÓD: 2939 370x270x50 mm **58 €**

KÓD: 2893 420x320x55 mm **68 €**

KÓD: 2243 220x170x50 mm **34 €**

Emitná miska bez vrchnáku



KÓD: 2271 200 mm, 350 ml **6,50 €**

KÓD: 284 250 mm, 550 ml **8,00 €**

KÓD: 2164 280 mm, 1000 ml **11,00 €**

KÓD: 285 160 mm, 100 ml **3,50 €**

Emitná miska s vrchnákom



KÓD: 2698 200 mm **8 €**

KÓD: 2697 250 mm **10 €**

KÓD: 2572 280 mm **14 €**

KÓD: 2699 160 mm **7 €**

Kruhová miska s vrchnákom



KÓD: 2701 Ø 40 mm, 30 ml **7,50 €**

KÓD: 2702 Ø 60 mm, 50 ml **7,50 €**

KÓD: 2547 Ø 80 mm, 150 ml **11 €**

KÓD: 2548 Ø 100 mm, 250 ml **13 €**

Nádoba na nástroje bez vrchnáku



KÓD: 2574 320x220x30 mm **18 €**

KÓD: 2693 350x250x40 mm **27 €**

KÓD: 813 240x160x30 mm **14 €**

KÓD: 2828 400x300x40 mm **40 €**

KÓD: 2573 200x150x20 mm **8 €**

Nádoba na nástroje



Vyrobená z nerezovej ocele, vyhlisovaná bez zvaru. Úchytka slúžia aj na zatvorenie nádoby.

KÓD: 2412 300x125x60 mm **60 €**

KÓD: 2545 320x150x60 mm **65 €**

KÓD: 3383 400x160x75 mm **80 €**

KÓD: 2335 220x120x60 mm **39 €**

KÓD: 2529 250x120x60 mm **50 €**

Nádoba na nástroje



Vyrobená z nerezovej ocele

KÓD: 2493 280x140x60 mm **60 €**

KÓD: 2938 320x150x60 mm **65 €**

KÓD: 2214 400x160x60 mm **95 €**

KÓD: 2128 220x120x60 mm **43 €**

KÓD: 2532 250x120x60 mm **55 €**

Kruhová miska bez vrchnáku



KÓD: 1996 Ø60 mm, 50 ml **6 €**

KÓD: 1997 Ø80 mm, 150 ml **7,50 €**

KÓD: 1998 Ø100 mm, 250 ml **8 €**

KÓD: 1995 Ø40 mm, 30 ml **4 €**

Assepta kazeta



S dierkovaným vrchnákom, 1 filter. Lahko zatvárateľná kazeta vyrobená z 2 mm hrubej hliníkovej zliatiny. Mimoriadne kvalitný Taliansky výrobok. Na iné rozmery si vyžiadajte cenovú ponuku. **Len k parným sterilizátorom.**

KÓD: 2237 60x30x26 cm **710 €**

KÓD: 955 30x30x16 cm **480 €**

KÓD: 396 30x30x11 cm **400 €**

Prístroje Astar sa vyznačujú moderným vzhľadom, veľkým prehľadným displejom a veľmi jednoduchou, intuitívnou obsluhou. Všetky prístroje sú dvojkanálové a umožňujú vykonávanie procedúr u dvoch pacientoch súčasne. Prístroje majú vstavanú encyklopédiu programov a sekvencií, ktoré možno doplniť užívateľskými programami a ručným nastavením diagnóz pre potreby pokročilého užívateľa. Pre urýchlenie obsluhy je možné zvolenie obľúbených a najčastejšie používaných programov. Všetky aplikátory, káble a elektródy sú veľmi odolné a garantujú spokojnosť aj najnáročnejších zákazníkov. Všetky prístroje radu Etius sú vybavené elektrodiagnostikou (poloautomatické zobrazovanie krivky I/t, automatické počítanie reobázy, chronaxie, koeficientu akomodácie). Dostupné sú tiež štatistiky uskutočnených procedúr.

Etius

kód: M116



1 295 €

Pokročilý dvojkanálový prístroj pre elektroliečbu.

Umožňuje prácu v programovom režime prednastavených diagnóz a ručné nastavenie pre pokročilejšieho užívateľa.

Etius U

kód: M117



1 440 €

Pokročilý prístroj pre elektroliečbu, ultrazvuk a kombinovanú terapiu.

Dostupné ultrazvukové hlavice:
- 1 cm²/1 MHz
- 4 cm²/1 MHz
Cena bez DPH: 1 390 EUR
Cena zahŕňa jednu ultrazvukovú hlavicu 1 alebo 4 cm² podľa voľby zákazníka.

Etius ULM

kód: M119



2 784 €

Pokročilý prístroj pre elektroliečbu, magnetoterapiu, ultrazvuk, kombinovanú terapiu a laserovú terapiu.

Etius ULM umožňuje vykonávanie elektroliečby, laserovej terapie a magnetickej terapie pomocou dvoch moderných lokálnych

aplikátorov magnetickeho poľa. Aplikátory sa upevňujú priamo na telo pacienta a nevyžadujú zvláštnu miestnosť, lôžko a pod. Aplikátory sú vhodné pre pacientov, ktorí majú problémy s pohybom, pri zlomeninách a pod. Vďaka jednoduchému prenášanému umožňujú tiež terapiu u pacienta doma. Ultrazvuková hlavica

4 cm²/1 MHz - 210

Prístroj spolupracuje s laserovými sondami ASTAR, tj. bodovými sondami červenými a infračervenými a laserovými skenermi a laserovou sprchou.

kód: M866 2 ks. aplikátory magnetickeho poľa

806 €

kód: M867 Ultrazvuková hlavica 1 cm²/1 MHz

239 €

kód: M868 Ultrazvuková hlavica 4 cm²/1 MHz

210 €

Etius LM

kód: M118



1 392 €

Pokročilý prístroj pre elektroliečbu, magnetoterapiu a laserovú terapiu.

Etius LM umožňuje vykonávanie elektroliečby, laserovej terapie a magnetickej terapie pomocou dvoch moderných lokálnych aplikátorov magnetickeho poľa. Aplikátory sa

upevňujú priamo na telo pacienta a nevyžadujú zvláštnu miestnosť, lôžko a pod. Aplikátory sú vhodné pre pacientov, ktorí majú problémy s pohybom, pri zlomeninách a pod. Vďaka jednoduchému prenášanému umožňujú tiež

terapiu u pacienta doma. Prístroj spolupracuje s laserovými sondami ASTAR, tj. bodovými sondami červenými a infračervenými, laserovými skenermi a laserovou sprchou.

kód: M866 2 ks. aplikátory magnetickeho poľa

806 €

PhysioGo 400C – biostimulačný laser

kód: M1021



1 549 €

Biostimulačný laser s tromi nezávislými kanálmi. Ovládanie prostredníctvom 7" dotykového farebného LCD displeju. Pracovné režimy: programový alebo manuálny. Vstavaná encyklopédia prednastavených programov s grafickým znázornením a popisom jednotlivých procedúr.

Rýchla voľba obľúbených programov, nastavenie intenzity akustickej signalizácie, vstavané hodiny reálneho času a nezávislé časovače jednotlivých kanálov, vstavaný autotest na priebežnú kontrolu funkčnosti prístroja a jeho príslušenstva. Ako opcii možno k prístroju objednať vstavanú batériu.

Rozmery: 34 x 28 x 11-16 cm; hmotnosť: 6 kg. Voliteľné vybavenie (nie je v základnej cene prístroja): bodové aplikátory R, IR+ skenujúce aplikátory R+IR+; sprchový aplikátor; svetovodné koncovky; taška na prenášanie; stojan na sprchu; stoličky; batéria.

Polaris 2

kód: M122



1 115 €

Prístroj pre biostimulačnú laserovú terapiu.

Polaris 2 sa vyznačuje pekným dizajnom, veľkým grafickým displejom a jednoduchou, intuitívnou obsluhou. Veľmi odolná klávesnica

nesklame ani tie najnavštevovanejšie ordinácie. Prístroj má vstavanú encyklopédiu diagnóz, ktoré možno doplniť užívateľskými programami alebo pracovať v režime ručných nastavení. Prístroj spolupracuje s bodovými

sondami – červenou a infračervenou, skenermi a laserovou sprchou. K prístroju možno súčasne pripojiť dve bodové sondy a skener resp. sprchu, vďaka čomu je manipulácia s káblami obmedzená na nevyhnutné minimum.

Výkonový laser POLARIS



Prístroj pre biostimulačnú laserovú terapiu.

Špičkový prístroj pre laserovú terapiu s vysokým výkonom. Vo vstavanej encyklopédii nájdete podrobný popis a grafické znázornenie terapie. Prístroj je dostupný v dvoch variantoch: PHPM – so zdrojom 808 nm/8 W PHPS –

so zdrojom 808 nm/8 W a 980 nm/10 W Maximálny výstupný výkon modelu PHPS je 18 W a garantuje hlbokú penetráciu laserovým lúčom. Základné vybavenie prístroja obsahuje aplikačné koncovky 1 cm² a 5 cm² a unikátnu koncovku DILA, ktorá umožňuje veľmi presnú aplikáciu v hĺbke niekoľko centimetrov pod

kožou pacienta. Prístroj možno využiť tiež pre biostimulačnú terapiu. Riadiaca jednotka PHPM a PHPS spolupracuje so všetkými biostimulačnými aplikátormi ASTAR – bodovými sondami, skenermi a laserovou sprchou.

KÓD: M736	POLARIS HP S	12 000 €
KÓD: M737	POLARIS HP M	9 840 €
KÓD: M1019	Koncovka DILA pre výkonový laser Polaris HP M a Polaris HP S	899 €

Laserový skener



Červené a infračervené žiarenie v jednej hlavici! Veľmi presné vymedzenie ošetrovaného poľa vďaka trom dostupným tvarom žiarenia: kruh, elipsa a obdĺžnik. Ožarovanie rovnomerné, pulzné a pohyblivá čiara. Dostupné sú dva varianty skeneru: 50 mW červeného a 400 infračerveného žiarenia (50/400) a 100 mW červeného a 450 infračerveného žiarenia (100/450).

KÓD: M739	Laserový skener 50/400	3 119 €
KÓD: M738	Laserový skener 100/450	3 359 €

Bodové aplikátory



KÓD: M741	Bodová sonda červená 660 nm – výkon 40 mW	863 €
KÓD: M742	Bodová sonda červená 660 nm – výkon 80 mW	1 169 €



KÓD: M743	Bodová sonda infračervená 808 nm – výkon 200 mW	983 €
KÓD: M744	Bodová sonda infračervená 808 nm – výkon 400 mW	1 115 €

Magneris

KÓD: M123



Magneris je moderný prístroj pre liečbu magnetickým poľom. Unikátny stojan na kolieskach a dva ploché lokálne aplikátory umožňujú terapiu bez nutnosti akejkoľvek manipulácie s telom pacienta. Rameno stojanu a aplikátory sú plne polohovateľné a pôsobia len v tesnej blízkosti steny aplikátora, čo znamená,

že liečbu možno vykonať v nemocničnej sále za prítomnosti iných pacientov, bez rizika, aby na ich magnetické pole pôsobilo. Magneris je tiež veľmi šetrný k personálu, lebo umožňuje vykonávanie terapie bez priameho vplyvu na terapeuta. Veľmi jednoduchá obsluha a 50 prednastavených diagnóz umožní príjemnú

a rýchlu obsluhu prístroja. Možnosť ukladania užívateľských programov a práce v ručnom režime je samozrejmosťou. Dostupné tvary magnetického poľa: Sinus, trojuholník, obdĺžnik, polosínus, polotrojuholník, poloobdĺžnik. Maximálny výkon 2,5 mT.

2 879 €

Sonaris S

KÓD: M121



Multifrekvenčný ultrazvuk – 1 a 3,5 MHz. 52 prednastavených programov. Možnosť ukladania užívateľských programov a práca

v ručnom režime. Prístroj sa vyznačuje veľmi jednoduchou obsluhou. Odolná klávesnica vyhovie požiadavkám aj najnáročnejších

užívateľov. Peľstroj spolupracuje s prístrojmi radu E

1020 €

PhysioGo 100A

KÓD: M869



Stimulačný elektrolyčebný prístroj. Prístroj má vstavané dva nezávislé kanály s možnosťou voľby pracovného režimu programov

alebo ručný. Vstavaná encyklopédia prednastavených programov s grafickým znázornením a popisom jednotlivých procedúr

so štatistikami vykonaných procedúr. Rýchla voľba obľúbených programov, nastavenie intenzity akustickej signalizácie, vstavané

1 548 €

hodiny reálneho času a nezávislé časovače jednotlivých kanálov, vstavaný autotest na priebežnú kontrolu funkčnosti prístroja a jeho príslušenstva. Ovládanie: prostredníctvom 7" farebného dotykového displeju. Elektroliečba: práca v režime CC (stabilizácia prúdu) alebo CV (stabilizácia napätia); prerušovaný režim pre jednosmerné unipolárne prúdy; úplná

galvanická izolácia medzi jednotlivými kanálmi vo všetkých pracovných režimoch. Prúdy a metódy: interferenčný, TENS, tzv. ruská stimulácia, myorelaxácia, diadynamické (MF, DF, CP, CP-ISO, LP), pulzné, galvanický atď. Štandardné vybavenie: patientsky kábel (2x), elektrody (4+2 ks), pásy na upevnenie elektrod. Voliteľné vybavenie (nie je v cene):

samolepiace elektrody, bodové elektrody, vrecká s pieskom, kábel pre kombinovanú terapiu, patientsky vypínač, brašna na prenášanie, stolík ELF, ELF X, vstavaná batéria.

PhysioGo 200A

KÓD: M1020



Jednokanálový prístroj na terapeutický ultrazvuk. Možnosť voľby pracovného režimu programový alebo ručný. Vstavaná encyklopédia prednastavených programov s grafickým znázornením a popisom jednotlivých procedúr so štatistikami vykonaných procedúr. Rýchla voľba obľúbených programov, nastavenie intenzity akustickej signalizácie,

vstavané hodiny reálneho času a nezávislé časovače jednotlivých kanálov, vstavaný autotest na priebežnú kontrolu funkčnosti prístroja a jeho príslušenstva. Ovládanie: prostredníctvom 7" farebného dotykového displeju. Ultrazvuková terapia: frekvencia 1 a 3,5 MHz; efektívna pracovná plocha 1 resp. 4 cm²; kontinuálna emisia – termický

efekt; pulzná emisia; presná kontrola emisie ultrazvukovej vlny v priebehu procedúry. **Voliteľné vybavenie (nie je v cene):** UZ hlavica 1/3,5 MHz. 1 cm²; UZ hlavica 1/3,5 MHz. 4cm²; kábel pre kombinovanú terapiu, brašna, stolík ELF alebo ELF X, vstavaná batéria.

1 548 €

PhysioGo 300A

KÓD: M870



Trojkanálový prístroj – dva kanály pre dvojpolovú elektroliečbu + jeden kanál pre ultrazvuk. Tento prístroj je efektívnym

spojením prístrojov PhysioGo 100A a PhysioGo 200A do jedného celku. Všetky vlastnosti sú totožné s predchádzajúcimi

zariadeniami.

1 788 €

PhysioGo 400C

KÓD: 5835



PhysioGo 400C- prístroj určený k laseroterapii, možnosť pripojenia bodových sond R660nm/80mW a IR 808Nm/400mW, senovacieho aplikátora R+IR 100mW+450MW Sprchového aplikátora CL 1800 5R x 40mW+4IR x400mW

- 7" dotykový farebný displej
- vstavaná encyklopédia
- 137 prednastavených programov
- 200 užívateľských programov
- 30 akupunktúrnych programov, podľa Volla prednastavených sekvencií
- 8 Nogieových akupunktúrnych programov
- trieda 3B emisie žiarenia v pulznom a kontinuálnom režime
- regulácia výkonu laserového žiarenia

- automatický výkon laserového žiarenia
- svetelovodné nástavce na laseropunkтуру a pre špeciálne použitie v laryngológii, stomatológii atď.
- regulácia frekvencie v skenovacích aplikátoroch
- automatický prepočet času vzhľadom k parametrom výkonu - dávkam, výkonu, vyplneniu, miesta výkonu
- rozmery 340 x 280 x 110-160 mm
- hmotnosť 6 kg

1 549 €

PhysioGo 500I

KÓD: 5836



PhysioGo 500I – prístroj určený pre elektroterapiu, laseroterapiu a magnetoterapiu

- 7" dotykový, farebný displej
- vstavaná encyklopédia
- 2 nezávislé terapeutické kanály
- 247 prednastavených programov
- 300 užívateľských programov
- 30 akupunktúrny programov podľa Volla
- 8 Nogieových akupunktúrnych programov
- rozmery 340 x 280 x 110-160 mm
- hmotnosť 6 kg

ELEKTROTERAPIA

- prevádzkový režim CC – stabilizácia prúdu alebo CV - stabilizácia napätia
- test elektrod
- prerušovaný priebeh pre jednosmerné prúdy
- úplná galvanická izolácia medzi kanálmi v každom

prevádzkovom režime

PRÚDY

- interferenčný, TENS, TENS na spastickú paralýzu, Kozov prúd, myorelaxácia, diadynamické prúdy, pulzný, obdĺžnikový, trojuholníkový, pulzný Trabertov prúd, Leducov prúd, neofaradický prúd, unipolárny vlnivý, galvanický, mikroprúdy
- automatický prepočet reobázy, chronaxie, akomodačného koeficientu a kvocientu
- možnosť elektrodiagnostiky pomocou I/t krivky

LASEROTERAPIA

- trieda 3B emisie žiarenia v pulznom a kontinuálnom režime
- regulácia výkonu laserového žiarenia
- automatický výkon laserového žiarenia
- svetelovodné nástavce na laseropunkтуру a pre

- špeciálne použitie v laryngológii, stomatológii atď.
- regulácia frekvencie a vyplnenie v pulznom režime pre bodové sondy a sprchový aplikátor
- regulácia frekvencie skenujúcich aplikátorov pramo v aplikátoroch
- automatický prepočet času vzhľadom k parametrom výkonu- dávkam, výkonu, vyplneniu, miesta výkonu

MAGNETOTERAPIA

- voliteľne možno pracovať s jedným alebo dvomi aplikátormi
- pohodlné pripevnenie aplikátorov pomocou popruhov a suchých zipsu
- tvar magnetického pole: sínusoidy, trojuholníkový, polsínusový, poltrojuholníkový, polobdĺžnikový
- kontinuálna a pulzná emisia
- široký frekvenčný rozsah

1 635 €

PhysioGo 601C

KÓD: 5837



PhysioGO 601C – prístroj s dvomi nezávislými kanálmi určený pre ultrazvukovú terapiu a laseroterapiu

- 7" dotykový, farebný displej
- vstavaná encyklopédia
- 2 nezávislé terapeutické kanály
- 233 prednastavených programov
- 250 užívateľských programov
- 30 akupunktúrny programov podľa Volla
- 8 Nogieových akupunktúrnych programov
- rozmery 340 x 280 x 110-160 mm
- hmotnosť 6 kg

ULTRAZVUKOVÁ TERAPIA

- frekvencia 1MHz/3,5MHz
- účinná radičná plocha 1 a 4 cm²
- kontinuálna emisia - termický účinok
- pulzná emisia - mikromasáž
- kontrola priľnavosti čela hlavice spojená s meraním doby výkonu
- presná kontrola emisie ultrazvukových vln počas výkonu
- kalibrácia citlivosti hlavice podľa potreby
- automatická kontrola emitovaného výkonu

LASEROTERAPIA

- trieda 3B emisie žiarenia v pulznom a kontinuálnom režime
- regulácia výkonu laserového žiarenia
- automatický výkon laserového žiarenia
- svetelovodné nástavce na laseropunkтуру a pre špeciálne použitie v laryngológii, stomatológii atď.
- regulácia frekvencie a vyplnenie v pulznom režime pre bodové sondy a sprchový aplikátor
- regulácia frekvencie skenujúcich aplikátorov pramo v aplikátoroch
- automatický prepočet času vzhľadom k parametrom výkonu- dávkam, výkonu, vyplneniu, miesta výkonu

1 680 €

PhysioGo 701C

KÓD: 5838



PhysioGo 701C- prístroj určený pre elektroterapiu, ultrazvukovú terapiu, kombinovanou terapiu a laseroterapiu.

- 7" dotykový, farebný displej
- vstavaná encyklopédia
- 3 nezávislé terapeutické kanály
- 341 prednastavených programov
- 350 užívateľských programov
- 38 sekvencií pre elektroterapiu
- rozmery 340 x 280 x 110-160 mm
- hmotnosť 6 kg

ELEKTROTERAPIA

- elektrodiagnostika s grafickým záznamom I/t krivky
- automatický prepočet v chronaxie, akomodáčného koeficientu a kvocientu
- frekvencia: 1 a 3,5 MHz
- účinná radičná plocha 1 a 4 cm²
- kontinuálna emisia - termický účinok
- pulzná emisia - mikromasáž
- automatická kontrola emitovaného výkonu
- 23 dostupných prúdov,
- revádzkový režim: režim CC alebo CV

LASEROTERAPIA

- trieda 3B emisie žiarenia v pulznom a kontinuálnom režime
- regulácia výkonu laserového žiarenia
- automatický výkon laserového žiarenia
- svetlovodné nástavce na laseropunkturu a pre špeciálne použitie v laryngológii, stomatológii atď.
- regulácia frekvencie a vyplnenie v pulznom režime pre bodové sondy a sprchový aplikátor
- regulácia frekvencie skenujúceho výkonu pramo v aplikátoroch
- automatický prepočet času vzhľadom k parametrom výkonu- dávkam, výkonu, vyplneniu, miesta výkonu

2 550 €

PhysioGo 701i

KÓD: M1022



Prístroj pre elektrpľiečbu, terapeutický ultrazvuk, kombinovanú terapiu- ,laserovú terapiu a magnetoterapiu s tromi nezávislými kanálmi. Ovládanie prostredníctvom 7" dotykového farebného LCD displeju. Pracovné režimy: programový alebo manuálny. Vstavaná encyklopédia prednastavených programov s grafickým znázomením a popisom jednotlivých procedúr. Rýchla voľba obľúbených programov, nastavenie intenzity akustickej signalizácie, vstavané hodiny reálneho času a nezávislé časovače jednotlivých kanálov, vstavaný autotest na priebežnú kontrolu funkčnosti prístroja a jeho príslušenstva. Prístroj má vstavanú batériu. Rozmery: 34 x 28 x 11-16 cm; hmotnosť: 6 kg.

Voliteľné vybavenie (nie je v základnej cene prístroja): bodové aplikátory R, IR+ skenujúce aplikátory R+IR+; sprchový aplikátor; svetovodné koncovky; taška na prenášanie; stojan na sprchu; stoličky; batéria. Elektroléčba: práca v režime CC (stabilizácia prúdu) alebo CV (stabilizácia napätia); prerušovaný režim pre jednosmerné unipolárne prúdy; úplná galvanická izolácia medzi jednotlivými kanálmi vo všetkých pracovných režimoch. Ultrazvuková terapia: frekvencia 1 a 3,5 MHz; efektívna pracovná plocha 1 resp. 4 cm²; kontinuálna emisia – termický efekt; pulzná emisia; presná kontrola emisie ultrazvukovej vlny v priebehu procedúry. Laserová terapia: kontinuálny a pulzný režim, optické nástavce

pre laserovú akupunktúru, ORL a stomatológiu. Regulácia duty faktoru pri použití bodových aplikátorov a skeneru, automatický výpočet času pri zadaní parametrov. Magnetoterapia: Možnosť použitia jedného alebo dvoch plochých aplikátorov, kontinuálna a pulzný režim, široký frekvenčný rozsah, rôzne tvary magnetického poľa. Voliteľné príslušenstvo (nie je v cene): elektródy, aplikátory magnetického poľa, hlavice, brašňa, stoličky, batéria, bodové laserové aplikátory, skenujúce laserové aplikátory, sprchový laserový aplikátor, svetlovodné koncovky.

2 988 €

Impactis M – rázová vlna

KÓD: M1023



Prístroj určený na terapiu rázovou vlnou. Zariadenie je dodávané s nástavcami pre estetickú medicínu. Aplikátor rázovej vlny má vstavaný pružinový tlmič pohlcujúci vibrácie. Predná časť hlavice je ergonomicky tvarovaná pre komfortné použitie. Výrobca garantuje životnosť 2 milióny rázov, regeneračná sada umožňuje vykonanie ďalších 2 miliónov rázov.

Prístroj môže pracovať v troch režimoch: jednotlivé rázy, kontinuálny alebo burst. Prístroj má prednastavených 43 programov. Technické parametre: tlak – 1-5 bar+ frekvencia rázov: 1-25 Hz; počet rázov: 1-10000, hustota energie: max. 3 mJ/mm²; napájanie: 100-240 V, 47-63 Hz, 24V DC 6,24A; hmornosť: ríadiaca jednotka s aplikátorom a napájacím káblom – 9

kg. Štandardná výbava: napájací kábel, aplikátor rázovej vlny, nástavce (10, 15, 20 mm), držiak aplikátoru. Voliteľné príslušenstvo (nie je v cene): nástavec 35 mm, náhradný balistický systém, ochranné slúchadlá. Jednokanálový prístroj na terapeuticko- brašňa na prístroj a príslušenstvo, stolička ELF X.

8 988 €

Avaco

KÓD: M125



Vákuová jednotka vykonáva účinnú mikromasáž pomocou dvoch alebo štyroch vákuových elektród. Dostupný je kontinuálny režim práce alebo 6, 12, 20, 40, 60 pulzov za minútu. Prístroj spolupracuje s prístrojmi radu Etius pre kombináciu mikromasáže a elektrolyčby. Avaco je vybavený unikátnou možnosťou tejto kombinovanej liečby v rozsahu tréningových

programov. Cena zahŕňa úplnú kabeláž, štyri vákuové

elektrody 60 mm a osem špongií. Avaco spolupracuje s prístrojmi PhysioGo.

1 595 €

KÓD: M760 Vákuová elektróda 60 mm


29 €

KÓD: M761 Vákuová elektróda 90 mm

39 €

Magner Plus

KÓD: M124



Prístroj Magner Plus spolupracuje s klasickými solenoidnými aplikátormi magnetického poľa. Dostupné tvary magnetického poľa: Sinus, trojuholník, obdĺžnik, polosinus, polotrojuholník, poloobdĺžnik. Maximálny výkon 2,5 mT. Dostupné aplikátory, priemer a výkon meraný v geometrickom strede aplikátorov:

1 679 €

KÓD: M752 CSP 60 cm – 4 mT

695 €

KÓD: M753 CSP 35 cm – 10 mT

564 €

KÓD: M754 CSL 60 cm – 2,5 mT

575 €

KÓD: M755 CSL 35 cm – 5,0 mT

479 €

KÓD: M756 CSL 20 cm – 10 mT

479 €

Dostupné je tiež ľahké prispôsobené k spolupráci s aplikátormi s priemerom 60 cm a špeciálnou policou na ríadiacu jednotku:

KÓD: M757 Lehátko **444 €**KÓD: M758 Polica **112 €**

Lumina

KÓD: M126

719 €

Lampa solux – žiarenie IR-A; Maximálny výkon – 375 W; Filter modrý a červený; Časovač; Regulácia intenzity; Okuliare pre pacienta a terapeuta; Ukladanie užívateľských programov; Stabilná a bezpečná konštrukcia; Mobilný pohodlný stojan. Cena zahŕňa: lampa, stojan, filter červený a modrý a 2 ks ochranných okuliarov.

Všetky prístroje ASTAR sú vybavené špeciálnymi terapeutickými programami pre najčastejšie zvieracie ochorenia. Okrem toho súčasťou každého prístroja je rozsiahla príručka s podrobnými popismi liečebných postupov. Vďaka stojanom sú prístroje ASTAR vhodné pre liečbu domácich maznáčikov a veľkých zvierat.

LASEROTERAPIA



Medzi najčastejšie ochorenia, ktoré možno ošetriť pomocou laserového žiarenia, patrí spondylóza, embolia, stav po operačnej liečbe medzistavcovej platničky, degenerácie bedrového kĺbu, resekcia hlavice stehennej

kosti, degenerácia lakťového kĺbu, zápal šľachovej pošvy dvojhlavého svalu, rany a preležaniny. Na liečbu odporúčame kombinovaný prístroj Etius ULM (elektroliečba, laser, ultrazvuk, magnet),

Etius LM (elektroliečba, laser, magnet) alebo samostatnú laserovú riadiacu jednotku Polaris 2. Odporúčaná laserová aplikácia: cluster 1800 mW (červené a infračervené žiarenie).

ULTRAZVUK



Medzi najčastejšie ochorenia, ktoré možno ošetriť pomocou ultrazvuku, patrí zápal šľachovej pošvy dvojhlavého ramenného svalu, kontraktúra zápästného kĺbu po predchádzajúcej stabilizácii obvazom,

tendinopatia šľachy nadhrebeneho svalu, vymknutie kolenného kĺbu, zápal mäkkých tkanív v oblasti metatarzofalangeálnych kĺbov, degenerácia chrčtice (spondylóza a spondylartóza), jazy a ďalšie. Na liečbu

odporúčame kombinovaný prístroj Etius ULM (elektroliečba, laser, ultrazvuk, magnet) alebo samostatnú multifrekvenčnú riadiacu jednotku Sonaris S dvomi dostupnými veľkosťami hlavíc.

MAGNETOTERAPIA



Medzi najčastejšie ochorenia, ktoré možno ošetriť pomocou magnetoterapie, patria zlomeniny, degenerácie bedrového kĺbu, pooperačné stavy, degenerácie chrčtice (spondylóza a spondylartóza), ťažké hojenie rán

a ďalšie. Na liečbu odporúčame kombinovaný prístroj Etius ULM (elektroliečba, laser, ultrazvuk, magnet), Etius LM (elektroliečba, laser, magnet) so špeciálnym systémom lokálnych aplikátorov alebo prístroj Magneris

so stojanom umožňujúcim terapiu malých a veľkých zvierat.

Ceny a popis produktov nájdete na predchádzajúcich stranách.

28.3 Iné fyzioterapeutické prístroje | FYZIOTERAPEUTICKÉ PRÍSTROJE

Ionostim

KÓD: 4469



Ionostim generuje diadynamický terapeutický prúd na ošetrovanie bolestivých zápalov svalstva, šliach periférnych nervov resp. je použiteľný ako účinný nástroj v športovom lekárstve. Faradayov prúd je vhodný na svalovú stimuláciu. Spojitý galvanický prúd možno generovať v čistej alebo diadynamickéj forme resp. v zmiešanej forme. Prístroj je schopný generovať aj T.E.N.S. prúd

na analgetické ošetrovanie. Prístroj je riadený mikroprocesorom a má 2 kanály. Pracuje na základe nastavených parametrov resp. na základe programov uložených v pamäti. Napájanie: 230 V DC/50 Hz. Príkon: 22 VA, impulzný prúd: max. 60 mA, stály prúd: max. 20 mA., výstupné napätie: max. 100 V DC, doba ošetrenia: 1-60 min., alfanumerický LCD displej. Faradayov prúd: hranatý,

trojuholníkový alebo exponenciálny priebeh. MF frekvencia diadynam. Prúdu: 50 Hz. Frekvencia galvanického prúdu: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Hz. Rozmery: 270 x 220 x 110 mm, hmotnosť: 1,4 kg.

880 €

LTE350 Laser Plus

KÓD: 4471



Prístroj je schopný generovať a vyžarovať monochromatické laserové žiarenie s vlnovou dĺžkou 905 nm (blízko infra-červenému). Prístroj je jednokanálový, riadený mikroprocesorom. Ponúka množstvo programov resp. viacero parametrov možno meniť podľa aktuálnych požiadaviek. Programy sa automaticky menia v závislosti na

zvolenom výkone hlavice. Vstavaný bezpečnostný systém automaticky inaktivuje žiarenie v prípade zlého pripojenia hlavice. Príslušenstvom prístroja je jednodiodová 30 W ová hlavica, ale možno pripojiť aj iné hlavice s rôznym výkonom. Napájanie: 230 V AC/50 Hz, príkon: 22 VA, vlnová dĺžka: 905 nm, max. výkon: v závislosti od hlavice, výstupná

frekvencia: 1 – 10000 Hz, dĺžka impulzu: 100 μs., počet kanálov: 1, čas ošetrenia: 1 – 60 min, trieda laseru: 3B, alfanumerický LCD displej. Rozmery: 270 x 220 x 110 mm, hmotnosť: 1,3 kg. Príslušenstvo: napájací kábel, ochranné okuliare, jednodiodová 30W hlavica, taška.

1 450 €

Ionoderm

KÓD: 4468



Prístroj generuje terapeutický galvanický prúd vhodný na galvanickú terapiu, iontoforézu resp. hyperhydrózu. Prístroj môže generovať prúd nízkej frekvencie s rôznym priebehom, ktorý je mimoriadne vhodný na aplikáciu liečiv cez pokožku. Mikroprocesorové

riadenie, prístroj pracuje na základe zvolených parametrov alebo na základe uložených programov. Napájanie: 230V AC/50 hz. Príkon: 22VA. Max. výstupný výkon 20 mA/kanál. Forma galvanického prúdu: MF hranatá, 10 kHz. Počet kanálov 2. Čas

nepretržitej prevádzky: 1-60 min. Zobrazenie parametrov na LCD displeji. Rozmery: 270 x 220 x 110 mm.

450 €

Magnetofix 30

KÓD: 4470



Jedná sa o nízkoenergetický magnetoterapeutický prístroj. Maximálna intenzita magnetického poľa je 30 Gauss. Prístroj obsahuje generátor prúdu s hranatým priebehom, ktorého frekvencia sa dá variovať v intervale 2 – 100 Hz. Súčasne sa dá meniť aj dĺžka impulzu. Takto sa dá nastaviť

vpred stanovená intenzita v intervale 5 – 30 Gauss. Prístroj obsahuje akustické a vizuálne magnetické pole. Možno k nemu pripojiť dve ploché ošetrovacie hlavice. Polarita (S,N) je na hlavici označená. Napájanie: 230 V AC/50 Hz, príkon: 22 VA, intenzita mag. pola: 30 Gauss, frekvencia: 2 – 100 Hz, počet transduktorov:

2. Typ hlavice: plochá, ošetrovací čas: 1- 60 min., zobrazenie parametrov na LCD displeji. Rozmery: 270 x 220 x 110 mm, hmotnosť: 1,3 Rozmery ošetrovacej hlavice: 160 x 100 x 30 mm, hmotnosť: 0,6 kg.

550 €

BTL-5110 LASER laserová terapia

KÓD: 3086



PBTL-5000 LASER ponúka to najlepšie z oblasti nízkoenergetickej laserovej terapie. Moderný dotykový displej podstatným spôsobom zjednodušuje používanie prístroja. Prístroj je osadený 1 kanálovým laserom s dvomi výstupmi na súčasné pripojenie červenej a infračervenej hlavice. Laserová terapia spojovým alebo impulzným laserovým lúčom. Modulácie frekvencie (0,1 – 1000 Hz) sa dá veľmi presne regulovať. Doba cyklu: 10 – 90 % (možnosť jemnej

regulácie)- Automatický výpočet parametrov terapie (dóza, plocha, vzdialenosť, intenzita). Široký výber laserových hlavíc (červený, infračervený, kombinovaný laserový lúč). Veľký grafický dotykový displej. 6 výstupov, viacjazyčná komunikácia, databáza pacientov, ošetrovacie protokoly (rehabilitácia, neurológia, dermatológia, gynekológia, ortopédia, ORL, športové lekárstvo. Laserová akupunktúra (detekcia akupunktúrnych bodov, vizuálna a akustická signalizácia) Nogier

CENA NA VYŽIADANIE

frekvencie. Intenzitu laseru možno nastaviť v intervale 20-100 %. Ošetrovanú plochu možno nastaviť v intervale 0,1-99 cm². Dóza: možnosť jemnej regulácie v intervale 0,1 – 99,0 J/cm². Index pulzácie: 10-90%. Trieda laseru: 3B. Ako opcii možno objednať transportný vozík na kolieskach. Štandardné príslušenstvo: sieťový kábel, „pointer“ pero, užívateľská príručka(aj na CD).

BTL-5820S Combi

KÓD: M200



Kombinovaná terapeutická jednotka s 5,7" farebným dotykovým displejom. 2 kanálová elektroterapia + 1 kanálová ultrazvuková terapia. Dodávka prístroja obsahuje: pravý a ľavý nosič ultrazvukovej hlavice, 2x kábel pacienta, 4x elektródy (5x7 cm), súpravu upínacích popruhov, multifrekvenčnú ultrazvukovú hlavicu (5 cm²), gél (300 ml), dotykové pero k displeju, napájací kábel, ochranný obal. Prednosti: Vopred naprogramované protokoly, farebná encyklopédia terapeutických postupov s integrovanou diagnostikou, ošetrovacie

aplikátory a anatomické schémy. Úplný rozsah frekvenčných prúdov a ich modifikácií, +/- automatická zmena v polarite elektród. Prevádzka v módoch konštantný prúd a konštantné napätie. Automatická kontrola stavu elektród a stavu pacienta. Technické charakteristiky: Sieťové napájanie: 230V, 50/60 Hz; rozmery: 230x390x280 mm; hmotnosť bez príslušenstva: 4,7 – 5,3 kg. Prúdy: Galvanický, diadynamický, Traebert programovateľné série, Ultra-Reiz 2-5, faradický, neofaradický, stimulácia ruského typu, stimulačné impulzy, impulzy

CENA NA VYŽIADANIE

hranatého priebehu, exponenciálne impulzy, TENS prúdy, kombinované impulzy atd. Technické parametre ultrazvukovej hlavice. Multifrekvenčný systém 1 a 3 MHz. Nepretržitá a impulzná prevádzka 10-150 Hz (s krokom 10 Hz), doba cyklov: 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, 100%. Vysoký výkon až do 3W/cm². Ergonomicky tvarované hlavice s vizuálnou identifikáciou a zobrazením kontaktu s pacientom na displeji. Vodotesné hlavice vhodné na použitie vo vode atd.

BTL Vac

KÓD: 3094



Kombinujte ľubovoľný prístroj BTL 5000 Plus a pod. s vakuovým prístrojom, aby cez prísavné elektródy bolo možné aplikovať elektroterapeutický prúd. Nastaviteľný vakuový podtlak umožňuje jednoduché a precízne umiestnenie elektród, najmä na častiach tela, na ktorých sa ploché elektródy fixujú veľmi problematicky. Okrem toho, impulzy zabezpečujú aj masáž daného

tkaniva, zlepšujú látkovú výmenu a zlepšujú zásobovanie tkaniva krvou. Charakteristiky: kompaktný dizajn, 2 nezávislé výstupy, spojitý alebo impulzný prevádzkový mód, 4 impulzné programy definované užívateľom a jeden špeciálny impulzný program závislý na modulácii elektro terapie. Frekvencia impulzov: 15, 30, 45 a 60 impulzov/ minúta. Profesionálne navrhnuté podtlakové


CENA NA VYŽIADANIE

elektrody s biokompatibilnými špongiovými vložkami zamedzujú iritáciu pokožky. Rozmery: 320x115x305 mm. Hmotnosť: 6,8 kg. Príslušenstvo: 4 podtlakové elektródy (65 mm), 4 špongie (64 mm), 4 káble pacienta, 2 spojovacie káble, sieťový kábel, užívateľská príručka (aj na CD).

Presnú cenu zariadení BTL je možné určiť až po presnej špecifikácii technických parametrov prístroja, vzhľadom k tomu, že prístroje radu BTL sa vyrábajú individuálne na základe požiadaviek kupujúceho.

Hydron-QT terapia rázovou vlnou

KÓD: 5839



Nový produkt
NOVÝ

Terapia rázovou vlnou patrí medzi najnovšie a najúčinnnejšie liečebné metódy na ošetrovanie vápenatenia, tenisového lakťu, výrastkov na kostiach v päte a pod. ale možno ju úspešne použiť pri terapii šliach a svalov.

- Jedno ošetrenie trvá len niekoľko minút a vďaka vysokej energii prístroja, vo väčšine prípadov, postačuje 3-5 sedení.
- Prístroj je veľmi kompaktný a ľahký, ľahko mobilizovateľný
- K prístroju patrí membrána, ktorú možno pripevniť na 3 rôzne ošetrovacie hlavice
- Hlavica odoláva vode a slaným roztokom

- Veľký, dotykový displej a veľké tlačidlá minimalizujú chyby v ovládaní
- Generované vlny možno zaostrovať a tým zvyšujú účinnosť ošetrenia
- Rozmery: 340 x 405 x 205 mm
- Hmotnosť: 22 kg
- Frekvencia: 1 – 6 Hz
- Nastavenie energetickej hladiny: v 10 krokoch

29 500 €

Unitens

KÓD: 3498



690 €

Zariadenie je spôsobilé vykonávať až 20 programov s aplikáciou selektívnej stimulácie, TENS stimulácie, galvanoterapie, magnetoterapie, liečenie inkontinencie, programy na elektromasáž a body building. Prevádzka na sieťový adaptér.

Prístroj Corposano

KÓD: 1037



220 €

4 kanálový terapeutický neuro-muskulárny stimulátor. Napájanie z batérií alebo z el. siete. Prístroj je vybavený veľkoplošnými elastickými elektródami, ktoré sa jednoducho upevňujú na telo. Oblasť použitia: posilňovanie svalstva, regenerácia zoslabnutých končatín, odtučňovanie, elektrokozmetika, terapia pri čiastočnom ochrnutí, rehabilitácia po chirurgických výkonoch na chrbtici, potláčanie bolesti.

Nervostim B

KÓD: 686



Prístroj generuje selektívne a galvanické podráždenia. Prístroj je možné používať aj

doma, pretože je programovateľný, po zapnutí sa automaticky nastaví na posledné

620 €

naprogramované hodnoty. Je úplne bezpečný.

Electrocombi home

KÓD: 2336



Electrocombi home je kombinovaný prístroj, ktorý výberom 11 prúdov (diadynamické aj selektívne) je predurčený na široké spektrum ošetrení stimulačným prúdom. Prístroj k nastavenej intenzite ošetrovacieho prúdu automaticky pridáva 10% ako bázičný prúd. Prístroj je vybavený komplexnou ochranou pacienta, automaticky sleduje odpor okruhu pacienta, v prípade nedostatočného kontaktu je ošetrovací prúd automaticky znížený. Keď odpor okruhu pacienta je v norme, ošetrovací

prúd sa pozvoľne automaticky vráti na pôvodnú (nastavenú) hodnotu. Prístroj vykonáva automatické meranie dózy, teda meranie času a pracuje len vtedy, keď ez telo pacienta preteká ošetrojúci prúd. Napájanie: 230 V 50 Hz. Výkon: max. 35VA. Výstupné napätie: max. 200 Vp alebo 200 V DC. Výstupný prúd v galvanickom móde: 0-25 mA; v inom móde: 0-50 mV s plynulou reguláciou. Priebiehy výstupného prúdu: G – galvanický prúd, MF – monofázický 50 Hz, DF – difázický

1 090 €

100 Hz, CP - -1s MF, 1s DF, LP - -5s MF, 1-10s DF, URS – štvorcový priebeh 140 Hz, SQ – štvorcový priebeh, EXP – exponenciálny priebeh, TRG – trojuholní kový priebeh, MSQ – modulovaný štvorcový priebeh, MEXP – modulovaný exponenciálny priebeh. Čas ošetrovania: 0 – 30 min. (nastaviteľné). Bázičný prúd: 10% ošetrovacieho prúdu. Hmotnosť: 2 kg. Rozmery: 260 x 220 x 100 mm.

Ultron Home

KÓD: 519



Prístroj Ultron home možno s úspechom aplikovať v rehabilitácii resp. v ošetrovaniach po úrazoch. Prístroj možno objednať s ošetrovacími hlavicami v dvoch veľkostiach, ktorými môžete vykonávať najrôznejšie ošetrenia. Vďaka vodotesnosti možno ošetrovacie hlavice

používať aj na ošetrovanie pod vodou. Prístroj je vybavený automatickým dávkovaním dózy, kontroluje kontakt pacienta a ošetrovacej hlavice. Napájanie: 230 V 50 Hz. Príkon: max. 35 VA. Prevádzková frekvencia: 800 – 860 kHz. Čas ošetrenia: 0 – 30 minút (nastaviteľné).

1 530 €

Výstupný výkon: 0,1 - 3 W/cm² v modulovanom móde; 0,1 - 2 W/cm² v spojitom móde. Plocha ošetrovacej hlavice: veľká hlavica 4,2 cm²; malá hlavica 1,77 cm². Rozmery: 260 x 220 x 100 mm. Hmotnosť: 2 kg.

MiniSono Home

KÓD: 461



Prístroj na terapiu ultrazvukom. Vďaka vysokému stupňu integrácie má prístroj mimoriadne malé rozmery a nízku hmotnosť. Možno ho prepravovať resp. skladovať v umelohmotnom kufríku, čo ho predurčuje

aj na použitie v domácich podmienkach. Výkon 1W/cm² v nepretržitej alebo impulznej prevádzke. Prístroj je vhodný na ošetrovanie svalových kŕčov, bolesti svalov, zápalu šliach, chronických bolesti drieku a chrbta a iné,

430 €

ako aj na vpravenie roztokov, krémov alebo iných liečiv do pokožky. Prístroj možno objednať s malou alebo veľkou vodotesnou hlavicou. Prístroj možno s úspechom použiť aj v kozmetike.

Acu-Pen Plus

KÓD: 1737



Prístroj určený na vyhľadávanie a ošetrovanie akupunktúrnych bodov. Akupunktúrne body tela vyhľadáva, miesto tradičných ihliel, mikroprúdom. Svoj účinok dosahuje tak, že

po lokalizácii akupunktúrneho bodu, tento stimuluje. Zariadenie možno s úspechom použiť: ťažkosti s pohybovým ústrojenstvom, bolesti svalov, alergie, zmierňovanie bolesti

59 €

a pod. Prístroj je prenosný, napájaný batériou.

Prístroje stimulujúce elektrickým impulzom. Indikácie: Zmierňovanie bolesti, rehabilitácia svalstva, inkontinencia, impotencia, frigidita, migrény, bolesti hlavy, traumatické stavy chrbtice, poranenia medzistavcových platničiek, opotrebenie kĺbov, zlomeniny, vyklbeniny, vyžarujúce nervové bolesti, neuralgické stavy, epicondilitis, zmierňovanie bolesti vnútorných orgánov, poruchy krvného obehu, vredové ochorenia, regenerácia kožných poranení.

OMRON TENS E4 stimulátor svalov a nervov

KÓD: 1792



103 €

Účinný nástroj na potlačenie migrény, nervových bolesti, svalových kŕčov, liečeni chorôb pohybového strojenstva, účinne pomáha pri rehabilitácii.

KÓD: 1087 Kábel k Omron Tens 11,20 €

KÓD: 530 Poduška k Omron Tens (ovalná) 12 €

KÓD: 3570 Poduška k Omron Tens (piškóta) 27,50 €

OMRON TENS SOFT TOUCH

KÓD: M089

57 €



neurostimulátor - TENS prístroj na masáž svalov a tišenie bolesti regulovateľná intenzita (5 stupňov) 3 stimulačné programy priamo pre plecia, chodidlá a pás 1 kanál (2 elektródy - umývateľné) Cena zahŕňa: prístroj, TENS pads - veľkoplošné elektródy, držiak elektród, kábel k elektródam, 2xbatérie AAA, návod, záručný list

Kentro KTR-210 TENS

KÓD: 5840



Masáž pomocou elektrických impulzov
Funkcia: TENS Mikroprocesorové riadenie, LCD displej, jednoduchá obsluha 4 automatické

TENS PG-2602B

KÓD: 2636

70 €



Frekvenčný rozsah 2-100 Hz, 8 stupňov intenzity, 9 stupňov frekvencie, 5 ošetrovacích módov, automatická prevádzka, vibrovanie, Shihatsu prúd, masáž údermi a hnetením. Rôzne programy na ošetrovanie pliec, krížov, chrbta, nôh, ramien. Napájanie: 2 x AA batéria. Súčasťou dodávky: vlastný prístroj, 2 elektródy, papuče, taška prenášanie.

Prístroj TENSEL 2006

KÓD: M762

220 €



2 kanálový prístroj, ktorým možno súčasne stimulovať dve rôzne skupiny svalov. Prístroj má vstavaných 9 programov + TENS. Napájanie: sieťový adaptér. Zariadenie je vhodné na ošetrovanie ochrnutého aj zdravého svalstva, ionoforézu, liečenie inkontinencie, zmierňovanie bolesti, elektromasáž, špeciálne TENS procedúry, stroke rehabilitáciu atd.

39 €

masážne módy a 6 manuálnych masážnych módov Prístroj generuje kombináciu rôznych elektrických impulzov, v záujme príjemného masážneho zážitku Napájanie: vstavané nabíjateľné batérie s indikáciou kapacity na

displeji Nabíjanie batérií: 5V DC, 20mA cez USB kábel Frekvencia: 1 – 1000 Hz Šírka impulzov: 20 – 400 µs Tvar impulzov: pravouhlý

INÉ TERAPEUTICKÉ POMÔCKY | 30.1 Motodlahy ARTROMOT®

Špičkové motorové dlahy značky ARTROMOT® pre pasívnu pohybovú liečbu - CPM terapiu (Continuous Passive Motion). V našej ponuke nájdete motodlahy pre liečbu kolenného a bedrového, ramenného, lakťového a členkového kĺbu.

Ďalej ponúkame motorové dlahy na zapästia a prsty vrátane palca.

Liečebná rehabilitácia pomocou motodláh ARTROMOT® slúži predovšetkým k zabráneniu poraneniám v dôsledku imobilizácie, ku skorému obnoveniu nebolestivého pohybu kĺbov a urýchleniu priebehu terapie s dobrým funkčným výsledkom.

Klinické výhody CPM

- pozitívne pôsobenie na priebeh liečby
- predchádzanie funkčným ochoreniam
- zlepšenie pohyblivosti kĺbov
- skrátenie doby pobytu pacienta na oddelení
- zníženie rizika komplikácií
- zníženie celkovej ceny rehabilitácie
- bez vedľajších účinkov

Liečebný efekt CPM terapie zlepšenie látkovej výmeny kĺbu

- zabránenie stuhnutosti kĺbu
- podpora hojenia plôch chrupaviek a poškodených väzův
- rýchlejšia resorpcia výronov
- zlepšenie lymfatickej a krvnej cirkulácie v mäkkých tkanivách
- predchádzanie trombózam a embóliám

Kolenná motodlaha



KÓD: 5841	K1 Klasik – motodlaha kolenného a bedrového kĺbu	4980 €
KÓD: 5842	K1 Standard – motodlaha kolenného a bedrového kĺbu, programovacia jednotka	4980 €
KÓD: 5843	K1 Komfort - motodlaha kolenného a bedrového kĺbu, programovacia jednotka, čipová karta	5225,40 €
KÓD: 5845	Transportný vozík – vozík pod kolennú motodlahu	451,20 €
KÓD: 5846	Transportný vozík – vozík pod kolennú motodlahu	723,60 €
KÓD: 5847	Active K – aktívno-pasívna koordinačná motodlaha na dolné končatiny	9055,20 €
KÓD: 5851	Transportný vozík s umiestnením na lôžko	723,60 €

Ramenná motodlaha



kód: 5852	S3 Komfort – motodlaha ramenného kĺbu, programová jednotka, čipová karta	9 055,20 €
-----------	--	------------

Lakťová motodlaha



kód: 5853	E2 – motodlaha lakťového kĺbu, čipová karta, programovacia jednotka	8 602,80 €
kód: 5854	E2 compact - motodlaha lakťového kĺbu, čipová karta, programovacia jednotka	8 150,40 €

Členková motodlaha



kód: 5855	SP3 Komfort – motodlaha členku, programovacia jednotka	6 792 €
kód: 5856	SP3 Standard - motodlaha členku, programovacia jednotka	6 565,20 €
kód: 5857	Transportný vozík s umiestnením na lôžko	723,60 €

Motodlaha rúk



kód: 5858	F – motodlaha prstov vrátane palca	6 608,40 €
kód: 5859	H – motodlaha na zápästie	5 523,60 €

30.2 Magnetická terapia | INÉ TERAPEUTICKÉ POMÔCKY

Magnetický bedrový pás – M 80-95 cm

kód: 2719

18 €



Magnetická bandáž na členky



kód: 3997	2XL 10/12 – 20 cm	14 €
-----------	-------------------	------

Magnetická bandáž na lakeť



kód: 5260	M 28-33 cm	14 €
kód: 2684	L 33-41 cm	14 €
kód: 3998	XL 41 - cm	14 €

Biopolárna liečebná lampa

KÓD: 2409



Pôsobí priaznivo na biologické procesy súvisiace s činnosťou buniek. Účinok je výraznejší, keď sa ožarovanie deje polarizovaným svetlom. Biopolárna lampa zabezpečuje, aby žiarenie preniklo do hlbších vrstiev pokožky. Vlnová dĺžka základného žiarenia: 380-2500 nm. Použitím farebných filtrov je lampa vhodná aj na terapiu farbou.

Oblasti použitia: problémy na povrchu pokožky (infekcie, psoriáza, jazvy, odreniny, hubovité zápaly, herpes, otvorené rany, vyrážky, popáleniny, vrásky, cellulitída, zlatá žilá ...). Vnútorné problémy: bolesť hlavy, migréna, zápaly uší, bolesti zubov, kašeľ, reumatické bolesti, bolesti svalov, športové poranenia, bolesti kĺbov, menštruačné bolesti ...

Technické údaje: napájanie: 230V/12V, 20W transformátor s dvojistou izoláciou. Typ žiarovky: halogénová žiarovka 12V/20W s reflexnou vrstvou. Teplota svetla: 2700 K. Menovitá životnosť žiarovky: 2000 hodín. Špecifický výkon: 35 mW/cm². Stupeň polarizácie: 96%. Hmotnosť: 0,8 kg.

220 €

Terapia farbou, filtre k lampe Biopolár

KÓD: 2716



MODRÉ svetlo je najúčinnnejšia pri liečení zápalov. Ukludňuje nervy, zmiernuje bolesť, zmiernuje problémy s ochorením dýchacích ciest, zmiernuje bolesti spôsobené nadmerným slnením, pri ožarovaní oblasti srdca znižuje vysoký krvný tlak. ŽLTÉ svetlo znižuje duševnú únavu, napomáha tráveniu, uvoľňuje svalstvo, zmiernuje nervozitu. Ak ste hyperaktívny, máte bolesti brucha alebo máte sklon k agresívnemu správaniu, vyhýbajte sa žltej farbe. ZELENÁ zmiernuje problémy s dýchaním, pomáha pri liečbe ťažko sa hojajúcich rán a liečbe dekubitov.

Nesmie sa používať pri ochoreniach imunitného systému. FIALOVÁ aktivuje mozgové bunky, šedú kôru mozgovú a nervový systém, zmiernuje problémy s tvárovými dutinami a pomáha pri ochoreniach typu Sclerosis Multiplex. Fialovej farbe sa treba vyhýbať pri mentálnych poruchách a problémoch s alkoholom a drogami. ČERVENÚ farbu používajte pri zvyšovaní fyzickej sily, na zmiernenie bolesti v krížoch, na podporu krvného obehu. Červené svetlo urýchľuje tvorbu červených krviniek, zlepšuje krvný obeh, pomáha pri liečení nízkého

krvného tlaku. ORANŽOVÁ farba stimuluje reprodukčný systém a krvný obeh. Odporúča sa pri ľadvinových problémoch, ošetrovanie problémov s trávením, zmiernenie kĺbových stavov. Výrazne zmiernuje menštruačné bolesti a sprievodné prejavy klimaktéria. Je to veselá, teplá farba, ktorá odstraňuje depresie a môže byť užitočná aj pri liečení reumatických ochorení. Žltá farba je základným príslušenstvom prístroja.

210 €

Bremed Alegros – terapia svetlom

KÓD: M975



Prístroj odporúčaný na svetelnú terapiu chronických a alergických ochorení nosových dutín. Svetelné žiarenie generované prístrojom

pôsobí bezprostredne na sliznicu nosu, zmiernuje opuchy sliznice a zmiernuje príznaky ochorenia. Pravidelné používanie môže zlepšiť

celkový zdravotný stav a stimuluje prirodzené obranné mechanizmy organizmu.

60 €

Infralampa



Účinne zmiernuje príznaky prechladnutia a je účinná aj pri zmiernení reumatických bolesti a bolesti svalov. Ergonomický tvar, nastaviteľná hlavička so 4 polohami, protišmykové nožičky.

KÓD: 437 100 W 18 €

KÓD: 695	IL-20 150 W	43 €
KÓD: 1417	IL-30 150 W (s časovým spínačom)	64 €
KÓD: 3051	Náhradná žiarovka	10 €
KÓD: M263	Náhradná žiarovka 150 W	15 €

Kernel KN-4001 fototerapeutická UV kabína

KÓD: 5868

12 000 €



40 ks Philips 100 W-ové UV trubice. Prevádzkové módy: PUVA, NBUBV, zmiešaný. Fotokabína je dodávaná v troch vyhotoveniach: 40 ks 100W UVA trubice / 40 ks 100W UVB trubice / 20 ks 100W UVA + 20 ks 100W UVB trubice.

- Maximálna bezpečnosť celého ošetrenia je kontrolovaná a riadená mikroprocesorovou jednotkou
- Mimoriadne výkonný systém chladenia a cirkulácie vzduchu
- Zdvojený monitorovací systém v záujme zvýšenia bezpečnosti
- Možnosť ošetrovania UVA resp. UVB žiarením jednotlivito alebo súčasne
- Vysoká intenzita žiarenia znižuje dĺžku ošetrovania a početnosť ošetrení
- Ako opciu možno ku kabíne objednať pripojenie k PC
- Ako opcia sa ku kabíne dodáva systém merania dózy ožarovania v reálnom čase
- Rozmery: 130 x 132 x 220 cm

Kernel KN-4002 B fototerapeutické zariadenie

KÓD: 5869

5 650 €



Fototerapeutické zariadenie osadené 10 ks Philips UV trubicami. Prevádzkové módy: PUVA, NBUBV, zmiešaný. Zariadenie je dodávané v troch vyhotoveniach: 10 ks 40W UVA trubice / 10 ks 20W UVB trubice / 6 ks 40W UVA + 4 ks 20W UVB trubice.

- Maximálna bezpečnosť celého ošetrenia je kontrolovaná a riadená mikroprocesorovou jednotkou
- Výšku ošetrovacej hlavice možno nastaviť v rozsahu 40 cm a uhlí 90°
- Pacient môže ošetrovanie absolvovať v stoji, v sede alebo ležmo vďaka pružnému nastaveniu ošetrovacej hlavice
- Zdvojený monitorovací systém v záujme zvýšenia bezpečnosti
- Možnosť ošetrovania UVA resp. UVB žiarením jednotlivito alebo súčasne
- Vysoká intenzita žiarenia znižuje dĺžku ošetrovania a početnosť ošetrení
- Ako opciu možno ku kabíne objednať pripojenie k PC
- Ako opcia sa ku kabíne dodáva systém merania dózy ožarovania v reálnom čase
- Rozmery: 1056 x 804 x 1060 cm

Kernel KN-4004 B fototerapeutická UV kabína

KÓD: 5870

5 600 €



Stojaca fototerapeutická kabína s pohyblivými bočnými krídlami. Zdroj žiarenia: 8 ks 100W Philips UV trubíc. Prevádzkové módy: PUVA, NBUBV, zmiešaný. Zariadenie je dodávané v troch vyhotoveniach: 8 ks 100W UVA trubíc / 8 ks 100W UVB trubíc / 4 ks 100W UVA + 4 ks 100W UVB trubíc.

- Maximálna bezpečnosť celého ošetrenia je kontrolovaná a riadené mikroprocesorovou jednotkou
- Zariadenie je, vďaka umiestneniu na kolieskach, jednoducho mobilizovateľné
- Rozmery: 600 x 140 x 1850 mm

Kernel KN-4006

Kernel KN-4006 B



Stolná fototerapeutická UV lampička osadená 2 ks 9W Philips UVB trubícami

- Veľkosť ošetrovanej plochy: 30 cm²
- Osvetľovacia hlavica je snímateľná, možno

Kernel KN-4006 BL



- pohodne ošetrovať aj pokožku hlavy
- Osvetľovacia hlavica možno sklopit' v uhle 90°
 - Na ovládacom paneli možno nastaviť časovanie a odpočítanie zostatkového času
 - Model KN-4006-BL má väčší displej

KÓD: 5871 Kernel KN-4006 B fototerapeutická stolná lampička 410 €

KÓD: 5872 Kernel KN-4006 BL fototerapeutická stolná lampička 540 €

Kernel KN-4003 B prístroj na fototerapiu

KÓD: 5873

245 €



Zariadenie vhodné aj na domáce použitie. Možnosť nastaviť čas ošetrenia a dĺžku žiarenia.

- Ľahká obsluha
- Vstavaný lítium-ion akumulátor, ktorý pri plnom nabití zabezpečuje až 120 minút prevádzky
- OLED displej s veľkými ovládacími tlačidlami

Kernel KN-4003 BL

KÓD: 5874

320 €



Špeciálna UV lampička na ošetrovanie pokožky, ktorá je pokrytá vlasmi. Lampička je osadená 1 ks Philips 9W UVB trubícou

- Špeciálne tvarovanie v podobe hrebeňa
- Časovač s automatickým vypnutím
- Jednoduchá obsluha
- Kvalitný zdroj svetla s dlhou životnosťou

Fototerapeutická lampička Kernel KN-4006 B1

KÓD: 5875

1 450 €



Elegantná a účinná UVB lampička osadená 6 ks Philips 9W UVB trubícami

- Veľkosť ožiareného povrchu: 525 cm²
- Lampička je vhodná na domáce aj profesionálne použitie
- Mikroprocesorový kontrolný obvod, časovač
- Rozmery: 400 x 84 x 340 mm

Fototerapeutická lampička Kernel KN-4006 BL2

KÓD: 5876

2 300 €



Prenosná UV lampička osadená UV zdrojmi svetla s vyšším výkonom. Zdroj svetla: 4 ks 36W Philips UVB trubíc

- Lampička vhodná na domáce aj profesionálne použitie
- Mikroprocesorový kontrolný obvod, časovač
- Rozmery: 420 x 86 x 558 mm

Inhalátor ME 115

KÓD: 2372

99 €



Kompresorový inhalátor s motorom a pumpou. Príslušenstvo: maska pre dospelých, maska pre deti, miska na lieky, hadička 1,1 m, náustok, filter.

Inhalátor BD5004

KÓD: 1531

59 €



Ultrazvukový inhalátor určený na ošetrovanie novorodencov a detí. Príslušenstvo: maska pre deti a pre dospelé osoby, spojovacia hadica, adaptér.

Inhalátor s časovačom ME 130

KÓD: 5372

145 €



Kompresorový inhalátor s filtrom určený na domáce použitie. Čas inhalácie možno vopred nastaviť. Príslušenstvo: maska pre dospelých, maska pre deti, miska na lieky, hadička 1,1 m, náustok, filter.

Inhalátor ROSSMAX NA-100

KÓD: 5631

49 €



Kompresorový inhalátor s tlakom 2,96 bar. Vstavaný držiak inhalátoru. Maska pre dospelé osoby a pre deti. Rozmery kvapiek: > 5µm. Prístroj je mimoriadne vhodný na ošetrovanie ochorení horných dýchacích ciest.

31.1 | INHALÁTORY

Inhalátor F-202

KÓD: 769



105 €

Ultrazvukový inhalátor. Veľkosť aerosolu 0,5 – 4 mikrónov. Prístroj je konštruovaný na intenzívne používanie. Rozmery: 160x110x180 mm. Váha: 450 gramov. Hlučnosť: < 55dB. Inhalácia: 1 cc/minúta. Príslušenstvo: detská maska a maska pre dospelých, spojovacia hadica, adaptér.

Inhalátor BD 5200

KÓD: 2550



90 €

Ultrazvukový, prenosný prístroj aj na domáce používanie. Vynikajúci terapeutický účinok, jednoduché používanie. Príslušenstvo: maska pre dospelých a deti, filter, náustok, nádoba na lieky, taška, sieťový adaptér. Bez akumulátoru.

Inhalátor Rossmax NB-80

KÓD: 5633



Inhalátor klasickej švajčiarskej kvality. Tento výrobok je ideálny pre deti. Jedná sa o malý, prenosný a ľahký typ kompresorového inhalátoru. Efektívnu liečbu dýchacích problémov zabezpečuje rozprašovanie na veľmi malé častice. Prístroj je vybavený

Inhalátor BD 5005

KÓD: 4492



95 €

Kompresorový inhalátor na profesionálne používanie v nemocniciach. Prístroj je konštruovaný na intenzívne používanie. Príslušenstvo: maska pre deti a dospelých pacientov, náustok, 1,1 m dlhá spojovacia hadica, nádoba na lieky, 5 ks filtrov.

Pingoo - ultrazvukový inhalátor pre deti

KÓD: M133



48 €

Ultrazvukový inhalátor PINGOO používa jedinečný softvér „Densilogic“, ktorý zabezpečuje konštantnú koncentráciu liečiva v aerosole. Systém kontroluje intenzitu nebulizácie v závislosti od prietoku vzduchu. To umožňuje prístroju vytvárať modulovaný liečivý aerosol vhodný pre detského pacienta. Obsah balenia: inhalátor, sieťový adaptér, detská maska, inhalačná trubica, ústny nástavec, nosový nástavec, pohárik na liečivo, PVC obal.

Inhalátor Rossmax NI 60 Q

KÓD: M764



55 €

Super mini kompresorový inhalátor produkujúci aerosol s časticami menšími ako 3 µm. Prístroj je určený predovšetkým pre deti. Úroveň rozprašovania možno nastaviť. Inhalátor sa vyznačuje nízkou hlučnosťou miniatúrneho kompresoru. Rozmery: 215,5 x 134,6 x 93,3 mm ; hmotnosť: 334 g. Napájanie: prostredníctvom 12 V adaptéru z elektrickej siete. Príslušenstvo: detská, náustok.

Soľný inhalátor

KÓD: 2648



19 €

Inhalátor napodobňuje účinky prostredia soľných jaskýň. Vylučuje mikroskopické častice soli, ktoré pri vdychnutí očistujú dýchacie cesty. Používanie inhalátora má priaznivý účinok na ochorenia dýchacích ciest a má aj preventívny účinok. Prístroj obsahuje účinnú látku dostatočnú na 2-5 rokov používania.

KÓD: 425

Náustok

17 €

KÓD: 2251

Prípravok na odber vzoriek CO

14 €

Profesionálny inhalátor Rossmax NB-500

KÓD: 5634



Inhalátor klasickej švajčiarskej kvality. Tento výrobok je ideálny pre deti. Jedná sa o malý, prenosný a ľahký typ kompresorového inhalátoru. Efektívnu liečbu dýchacích problémov zabezpečuje

rozprašovanie na veľmi malé častice. Prístroj je vybavený patentovaným ventilom na fľaške rozprašovača. Vyznačuje sa veľmi tichým chodom vďaka tlmiču hluku a vibrácií. Prístroj je dodávaný

vrátane náustku pre deti a dospelých. 12 V sieťový adaptér je súčasťou dodávky.

45 €

Opti Chamber

KÓD: M764

60 €

Používanie výrazne účinnosť podávania liekov pomocou pumpového dávkovača. Zariadenie je vybavené mäkkou maskou so špeciálnym

tvorom. Prostriedok sa jednoducho používa a čistí.

KÓD: M765

Opti Chambe

18 €

KÓD: M766

Maska OptiChamber

16 €

Inhalačný nadstavec Babyhaler

KÓD: 4058

28 €



Babyhaler je pomôcka, ktorá dojčatám a malým deťom uľahčuje inhaláciu liekov určených k tomuto spôsobu podania. Jeho súčasťou je mäkká tvárová maska, ktorá sa prikladá na nos a ústa dieťaťa. Babyhaler zaručuje, že dieťa vždy dostane správnu dávku lieku.

Inhalátor Rossmax NH-60

KÓD: M763

55 €



Miniatúrny kompresorový inhalátor produkujúci veľmi jemný aerosol na účinnú inhaláciu. Podiel miniatúrnych kvapiek je vyšší ako 75-80%. Úroveň rozprašovania možno nastaviť. Inhalátor

sa vyznačuje nízkou hlučnosťou miniatúrneho kompresoru. Rozmery: 6,3 x 6,4 x 15 cm. Napájanie: prostredníctvom 12 V adaptéru z elektrickej siete. Príslušenstvo: detská maska

+ maska pre dospelé osoby, náustok.

	ME-100	F - 202	ME-115	ME-130	F-208	BD5001
Typ motoru	Kompresor	Ultrazvuk	Kompresor	Kompresor	Ultrazvuk	Kompresor
Frekv. ultrazvuku	–	1,7 MHz	–	–	1,7 MHz	–
Prevádzkový tlak (bar)	0,7 bar	–	1,3 bar	2,3 bar	–	2,5 bar
Hlučnosť (dBA)	60 dBA	55 dBA	55 dBA	60 dBA	45 dBA	55 dBA
Inhal. výkon (ml/min)	2 / 14	2,5 / 1	1 / 4-5	1 / 4-5	5 / 1	0,5 / 1
Rozmery kvapiek (µm)	5	0,5 - 5	0,4 - 4	0,5 - 8	1 - 5	1 - 5
Hmotnosť (kg)	1,5	0,6	2	2,6	2,75	1,85
Rozmery (cm)	27x18x11	18x11x13	23x20x29	29x13x19	31x18x27	17x10x18
Napájanie V/Hz	230/50	240/50	220/60	220/60	220/50	230/60

	BD5004	BD5005	BD5200	NB-80	NB-500
Typ motoru	Ultrazvuk	Kompresor	Ultrazvuk	Kompresor	Kompresor
Frekv. ultrazvuku	2,5 MHz	–	2,5 MHz	–	–
Prevádzkový tlak (bar)	–	1,3 bar	–	0,25 bar	1 bar
Hlučnosť (dBA)	40 dBA	55 dBA	40 dBA	53 dBA	55 dBA
Inhal. výkon (ml/min)	1/1	0,5 / 1	1 / 1	0,25/1	0,5/1
Rozmery kvapiek (µm)	0,5 – 1	1 - 5	0,5 - 4	0,5-10	0,5-10
Hmotnosť (kg)	0,42	1,9	0,2	0,6	1,2
Rozmery (cm)	17x9,5x14	25x20x11	7x5x13	14x10x7	22,2x15,8x12
Napájanie V/Hz	230/50	220/60	220/50,12	230/50	250/50

31.2 Príslušenstvo k inhalátorom | INHALÁTORY

Súprava príslušenstva k inhalátorom Rossmax

KÓD: 5877

19 €



Nový produkt
NOVÝ

Balenie príslušenstva obsahuje: hadička, inhalačná nádoba, náustok, filter, maska pre deti a dospelých

Rossmax cumlík k inhalátoru

KÓD: 5878

9 €



Nový produkt
NOVÝ

Určené k inhalátorom: Rossmax NB500, NA100, NB80, NB60, NH60

Elektrický odsávač nosa – Nosiboor

KÓD: 5879

175 €



Veľmi jednoduché používanie, po pripojení prístroja k elektrickej sieti možno zariadenie spustiť jediným tlačidlom a prístroj bude pracovať so sacím výkonom podľa posledného nastavenia.

- Sací výkon, ktorý je závislý na veku dieťaťa, možno udržiavať na optimálnej úrovni a aj počas prevádzky ho možno regulovať
- Možnosť regulácie garantuje, že v nose dieťaťa v nose dieťaťa sa neporaní sliznica

- Prístroj je spojený s „Colibri“ odsávacou sondou prostredníctvom pružnej hadičky
- Prístroj možno objednať vo farbách: ružová, zelená, modrá

Rossmax AeroSpacer



Nový produkt
NOVÝ

Výkonný jednosmerný ventil výrazne podporujúci nádyh a výdych. Univerzálne použitie s akýmkoľvek typom inhalátoru.

- Antistatická komora, ktorá uľahčuje rovnomerné dávkovanie lieku a zabráni ukladaniu kvapiek lieku na stenách komory
- Mäkká, dobre priliehajúca silikónová maska
- Ľahké skladanie a rozoberanie
- Ochranný kryt ochráni nástroj pred prachom a znečistením, keď ho nepoužívate

- Bez latexu a BPA
- Malá (0-18 mesiacov) a stredne veľká (12 mesiacov až 5 rokov) sa prispôbobia každej tvári
- Objem komory: 175 ml
- Výrobok je určený na používanie len jedným pacientom

KÓD: 5880 Rossmax AeroSpacer AS175M (verzia pre deti)

17 €

KÓD: 5881 Rossmax AeroSpacer AS175S (verzia pre dojčatá)

17 €

KÓD: 2825	Hadica ku kompresorovým inhalátorom (talianska)	1,50 €	KÓD: M265	Maska pre deti k inhalátorom Rossmax veľkosti S,M,L	17 €
KÓD: 2236	Maska k inhalátorom	2 €	KÓD: M822	Rossmax N1 inhalačná nádoba	2,80 €
KÓD: 432	Inhalačná nádoba k inhalátoru BD5200	6 €	KÓD: M767	Silikónová maska Rossmax S	17,50 €
KÓD: 4336	Inhalačná nádoba k inhalátoru BD5004	5 €	KÓD: M768	Silikónová maska Rossmax M	17,50 €
KÓD: 2235	Inhalačná nádoba k F202 a F208 (20 ks)	5 €	KÓD: M769	Silikónová maska Rossmax L	17,50 €
KÓD: 5635	Maska pre dospelých k inhalátorom Rossmax silikón	12 €	KÓD: 5636	Nádoba na lieky k inhalátorom Rossmax	1 €

32 ČISTIČE A ZVLHČOVAČE VZDUCHU

Ultrazvukový zvlhčovač Niagara

KÓD: 5272



Automatický ultrazvukový zvlhčovač s ozónovou funkciou. Prístroj automaticky udržiava nastavenú hodnotu vlhkosti prostredia. Použitím tohto prístroja môžete úspešne predchádzať vysušeniu sliznic, vzniku infekcií a ochoreniu dýchacích ciest, znižuje pocit únavy a

účinne znižuje usadzovanie prachu v dýchacích cestách. Napájanie: 220-230V/50Hz. Výkon: 140W. Objem nádrže: 5 litrov; prietok vody >400 ml/hod. Maximálna plocha miestnosti: 50 m². Časovač: max. 12 hodín. Koncentrácia iónov na výstupe: 2 – 3 milióny

iónov/cm

89 €

KÓD: 1667	Filtračná vložka	7 €
-----------	------------------	-----

Ultrazvukový zvlhčovač SPS-700A

KÓD: 2864



Uľahčuje dýchanie dospelých aj detí. Prístroj zabezpečuje zodpovedajúcu úroveň vlhkosti vzduchu. Prístroj sa vyznačuje jednoduchým používaním. Je ideálny do každého prostredia. Charakteristiky: ultrazvuková

technológia, snímateľná nádrž s objemom 3,5 l, malé rozmery, ak sa vodná nádrž

vyprázdni, vstavaná bezpečnostná jednotka vypne prístroj.

44 €

KÓD: 1667	Filtračná vložka k prístroju SPS700A	7 €
-----------	--------------------------------------	-----

Neotec XJ 1100 iónový čistič vzduchu s UV lampou

KÓD: 3159



Príčiny celého radu chorôb treba hľadať v znečistenom vzduchu, ktorý dýchame (prach, peľ, spóry a pod.) Alergia nie je liečiteľná, dajú sa však účinne zmierňovať jej prejavy. Jedným z riešení môže byť používanie prístrojov na čistenie vzduchu. Prístroj NEO-TEC XJ-1100

čistí vzduch UV iónovým žiarením. Prúdenie ionizovaného vzduchu je absolútne tiché. Prístroj odstráni z ovzdušia cigaretný dym, prach, nepríjemné pachy a pod. Kovová platňa na zber znečistenia „prisaje“ znečisťujúce častice a tým vyčistí vzduch. Platničku možno

jednoducho utrieť vlhkou utierkou. UV lampa, ktorá sa nachádza v prístroji podporuje čistiaci a sterilizačný proces. Spotreba: 0,5 W. Jeden prístroj je postačujúci pre miestnosť do rozlohy 15 m².

48 €

Aladin e-Nano čistič vzduchu

KÓD: 5228



Čistič vzduchu Aladin e-Nano pracuje na patentovom chránenom princípe filtrácie. Filter e-Nano pracuje na predpoklade, že každý materiál na svete má svoju polaritu (+, -). Vo filtračnej vložke sa nachádza zložený „vzduchový tunel“, cez ktorý prechádzajú častice vzduchu. Účinkom cirkulačného pohybu a statickej polarizácie

elektromagnetickým polom sú častice prachu a zápachy sústredené na jednom mieste. Výmena filtru je potrebná každých 3-6 mesiacov. Jeden prístroj postačuje na miestnosť 12-21 m³. Za 4 hodiny prevádzky

je očistený viac ako 90% vzduchu v miestnosti. Prístroj je napájaný prostredníctvom sieťového adaptéru. Prístroj možno napájať aj prostredníctvom prípojky autozapalovača (nie je súčasťou dodávky).

55 €

KÓD: 5229	Filtračná vložka	19 €
-----------	------------------	------

AIR WOLF čistič vzduchu



Prístroj je vybavený filtrom, ktorý zachytáva zo vzduchu prach, peľ, čistí vzduch od cigaretného dymu, ničí baktérie, odstraňuje nepríjemné pachy, plesňové spóry a baktérie,

zneškodňuje vírusy. Výrazne znižuje nepríjemné príznaky astmy. Účinnosť prístroja sa zvyšuje aplikáciou prídavných látok. Je účinným pomocníkom pri predchádzaní a liečení

influenzy. Filter sa dá čistiť a vymieňať, prevádzka je lacná. Prístroj jemne zvlhčuje vzduch.

KÓD: 2376	Na 60 m ³	99 €
-----------	----------------------	------

KÓD: 2427	Na 80 m ³	125 €
-----------	----------------------	-------

KÓD: 2426	Na 140 m ³	185 €
-----------	-----------------------	-------

KÓD: 3766	ROYAL 79	185 €
-----------	----------	-------

KÓD: 2440	Vložka do filtra	4 €
-----------	------------------	-----

Iónový čistič vzduchu XJ2000

KÓD: 3158



Príčiny celého radu chorôb treba hľadať v znečistenom vzduchu, ktorý dýchame (prach, peľ, spóry pod.). Alergia nie je liečiteľná, dajú sa však účinne zmiernovať jej prejavy. Jedným z riešení môže byť používanie prístrojov na čistenie vzduchu. Prístroj dokáže z filtrovaného

vzduchu odstrániť aj čiastočky menšie ako 0,01 mikróvov pomocou iónovej filtrácie. Tieto častice sú sústredované na povrchu špeciálnej kovovej platne. Miera ionizácie: 10 miliónov iónov/cm³. Prístroj možno napájať priamo z elektrickej

siete resp. z autozapaľovača. Prístroj nevyžaduje výmenu filtrov, kovová platňa sa jednoducho utrie vlhkou utierkou. Rozmery: 300x180x95 mm.

44 €

Neo-Tec, iónový čistič vzduchu XJ-202

KÓD: M267



Záchody, sklady, kuchyňa, chodby, pracovne a pod. sú spravidla uzavreté priestory bez vhodného pohybu vzduchu. Tieto podmienky napomáhajú množeniu baktérií, ktoré spôsobujú nepríjemný zápach. Tento nový, bezdrôtový, iónový čistič vzduchu je schopný riešiť tento problém. Prístroj produkuje ozón,

ktorý eliminuje nepríjemné pachy. Kovová prachová vložka viaže na seba prachové častice, čím čistí ovzdušie. Prístroj pracuje bez motoru, preto je úplne bezhlučný. Prístroj je okrem toho vybavený LED zdrojom svetla, čo zabezpečuje súčasne aj osvetlenie tmavej miestnosti. Technické údaje: Napájanie:

AC230V/50Hz; spotreba: 2,5W; Produkcia iónov: viac ako 1x10³ cm⁻³; produkcia aktívneho kyslíku: menej ako 0,04 ppm; Rozmery: 175x78x68 mm; Hmotnosť: 200 gramov.

22 €

Smokeylizer PICO+

KÓD: M770



Prístroj meria obsah CO vo vydychanom vzduchu čím význame pomáha osobám, ktoré sa snažia znížiť závislosť na fajčení. Prístroj je

schopný zobrazíť aj percentuálnu hodnotu CO viazaného na hemoglobín. Pomocou grafického displeju možno ľahko odčítať ppm a %CO.

Počítačovým softvérom možno namerané údaje archivovať.

670 €

KÓD: M772 Nástok

95 €

KÓD: M773 Prípravok na odber vzoriek CO

7 €

Smokeylyzer MICRO+

KÓD: M771



vo vydychanom vzduchu. Možnosť sledovania numerickej hodnoty významne motivuje pri obmedzovaní fajčenia. Na farebnom LCD displeji možno odčítať

numerickej hodnotu (ppm) a % CO viazaného na hemoglobín. Hodnotenie je rozšírené o akustickú aj vizuálnu signalizáciu. Prístroj je vybavený funkciou automatickej kalibrácie a

nulovania. Namerané údaje možno exportovať do pripojeného PC.

1 190 €

KÓD: M772 Nástok

92 €

KÓD: M773 Prípravok na odber vzoriek CO

6 €

Dino – ozónový ultrazvukový studený zvlhčovač vzduchu

KÓD: 3674



Prístroj je vybavený senzorom vlhkosti. Keď vlhkosť vzduchu dosiahne nastavenú hodnotu, prístroj sa prepne do spiacieho módu. Funkciou

produkcie ozónu prispieva k čisteniu vzduchu. Prístroj je vybavený displejom, na ktorom je zobrazovaná reálna teplota miestnosti.

Funkciou programovania možno zariadenie vopred naprogramovať na max. 10 hodín prevádzky.

79 €

Air Wolf ECO – čistič vzduchu

KÓD: M213



Filtruje, dezinfikuje a prevoniava vzduch po celý deň. Účinne odstraňuje z ovzdušia choroboplné zárodky, alergény, roztoky a

nepríjemné pachy. Jeden prístroj postačuje na miestnosť s rozlohou 60 m². Vstavaný zdroj UV žiarenia zvyšuje dezinfekčnú účinnosť filtrov.

Zariadenie je vyrábané z húževnateho plastu v rôznych pastelových farbách.

45 €

Všetky prístroje ASTAR sú vybavené špeciálnymi terapeutickými programami pre najčastejšie zvieracie ochorenia. Okrem toho súčasťou každého prístroja je rozsiahla príručka s podrobnými popismi liečebných postupov. Vďaka stojanom sú prístroje ASTAR vhodné pre liečbu domácich maznáčikov a veľkých zvierat.

DIATROM 50 W

KÓD: 1945



Elektrokauter – koagulátor: výkon 50 W. Vysokofrekvenčný elektrochirurgický systém na rezanie a koaguláciu. Rez, koagulácia,

alebo súčasne. Použitie: na dermatologické, kozmetické, stomatologické, veterinárne zákroky, plastické operácie. Monopolárny,

ovládanie iba nožným spínačom.

760 €

DIATROM



Elektrochirurgická jednotka vhodná pre mikrokoagulačné operácie ako pre monopolárnu a bipolárnu koaguláciu pri

600 KHz. Oblasti použitia: stomatológia, dermatológia, pohotovostná chirurgia, mikrokoagulácia, otorinolaryngológia,

gynekológia, veterinárna medicína.

KÓD: 2624	DIATROM 80 W	1 090 €
KÓD: 3134	DIATROM 120 W	1 190 €
KÓD: 2334	DIATROM 160 W	1 350 €

DIATROM 200

KÓD: 2492



Elektrochirurgická jednotka umožňujúca vykonávať stredné monopolárne alebo bipolárne elektrochirurgické operácie. SURTRON 200 dovoľuje nastavenie výkonu v nasledujúcich módoch: CUT, CUT 90%, CUT 80%, CUT 70%, BLEND, COAG FORCED,

COAG SOFT, BIPOLAR CUT, BIPOLAR COAG, so špeciálnym adaptérom. Možnosť nastavenia výstupného výkonu a doby, počas ktorej zákrok trvá, umožňuje zber bioptických vzoriek s obmedzenou modifikáciou a zníženou tepelnou záťažou tkaniva vzorky. Vďaka

programovateľnému času napájania je tento systém vhodný na mikrochirurgické zákroky a presné dermatologické operácie.

1 950 €

DIATROM 200 FLASH

KÓD: 5630



Programovateľný mono alebo bipolárny elektrochirurgický prístroj, ktorý je určený na precízne mikro chirurgické výkony. Prístroj je schopný aplikovať rádiový prúd do tkaniva hoci aj niekoľko tisíc sekundy. Prístrojom možno vykonávať CUT, BLEND, COAG FORCED, COAG

SOFT resp. BIPOLAR úkony prostredníctvom špeciálneho adaptéru. DIATROM 200 FLASH je určený predovšetkým na profesionálne použitie. Prístroj má vstavaných 9 programov. Výkon: 200 W. Frekvencia: 600 kHz. Príslušenstvo: napájací kábel (2 m), ručná

jednotka na opakované použitie, neutrálna elektróda s káblom, nožný spínač, súprava 10 elektród. Rozmery: 36x26,5x15 cm. Hmotnosť: 8 kg.

2 900 €

Ručná jednotka



Ručná jednotka s možnosťou sterilizácie. Na ručných jednotkách pre prístroje s výkonom nad 80 W sú dve tlačidlá na rezanie a koaguláciu.

KÓD: 1982	Ručná jednotka k prístrojom 50 W	80 €
KÓD: 2626	Ručná jednotka k prístrojom nad 80 W	80 €

Neutrálna dosková elektróda



KÓD: 2447	Kovová	99 €
KÓD: 3496	Gumená	49 €

Bipolárna pinzeta

KÓD: 2616	115 €
-----------	--------------



Elektrochirurgická elektróda



KÓD: 6	5 cm 00500. LO	125 €
KÓD: 2 625	10 cm 00500. LOL	130 €

Adaptér + kábel

KÓD: 3136	149 €
-----------	--------------



Na prepojenie prístroja a bipolárnej svorky.

KÓD: 436	Kábel k neutrálnej gumovej elektróde	55 €
KÓD: 5437	Kábel k neutrálnej kovovej elektróde	35 €

Elektrokauter s vymeniteľnou batériou

KÓD: 3095



40 €

Výmenný hrot pre elektrokauter

KÓD: 5421



8 €

Elektrokauter



Sterilný kauter na jedno použitie pre menšie zákroky. Pracuje pri prevádzkovej teplote 1200°C. Funkčná doba batérie je 25 minút.

KÓD: 2161 Elektrokauter 14 €

KÓD: 5438 Elektrokauter pre gynekologické účely 14 €

Cryo Pen m (2 aplikátory)

KÓD: 64



Oblasť použitia, technológia a vlastnosti sú identické ako pri prístroji CryoPen c. Veľkou prednosťou je však zvýšená pružnosť a presnosť vďaka tlačidlu, ktorým možno jemne regulovať množstvo vytekajúceho plynu. Vďaka možnosti regulácie je tento model úspešnejší. K tomuto prístroju možno

Ihlová skalpelová alebo guľičková elektróda 5, 7 alebo 15 cm

KÓD: 1751

10 €



použiť len patrónové náplne obsahujúce 8 gramov plynu, čo postačuje na 120 sekúnd prevádzky. Obsah setu: 1 držiak patróny,

2 mikro aplikátory, pinzeta, taška na prenášanie. Cez jednotlivé aplikátory prúdi plyn rôznym lúčom.

KÓD: 4319 Patrónová náplň (8 gramov) 7,50 €

Cryo Pen b

KÓD: M201



Kúžlo tohto produktu pramení z jeho jednoduchosti a rýchlosti. Tento precízny nástroj nájde uplatnenie v dermatológii ako aj v kozmetike. Podstatou technológie je mimoriadne rýchle zmrazenie tkaniva. Kostí, nervové tkanivo a veľké žily však odolávajú devastácnym účinkom zmrazenia. Prístroj pracuje s plynovou patrónou na jedno použitie naplnenej N₂O (-890C). Prístroj zmení kvapalnú skupenstvo plynu a tento

presne smeruje na cieľovú plochu. Ošetrovanie trvá len niekoľko sekúnd, je bezbolestné a netvorí sa pluzgieri. Aplikácia nevyžaduje sterilné prostredie a znečistenie. Po zákroku absentuje krvácanie a pri bežnom ošetrovaní je riziko infekcie minimálne. Prístroj možno bezpečne použiť aj pri ošetrovaní detí.

Prúd vystupujúceho plynu možno regulovať vypínačom. Obsah patróny s plynom je 28,5 gramov, čo postačuje na 360 sekúnd nepretržitej prevádzky. Obsah súpravy: 1 držiak patróny 1 štandardný (biely) mikro aplikátor, pinzeta, taška.

KÓD: M202 Patrónová náplň 23,5 g 39 €

Cryo Pen x (3 aplikátory)

KÓD: 4550



Oblasť použitia a technológia je rovnaká ako pri predchádzajúcom modeli. Veľkou prednosťou je však dávkovanie prostredníctvom tlačidla, množstvo plynu možno jemne regulovať. Okrem toho je prednosťou tohto modelu, že s ním možno

používať patróny s obsahom 8 aj 16 gramov plynu. Patrónou s obsahom 8 gramov možno ošetrovať po dobu 120 sekúnd a patrónou s obsahom 16 gramov možno ošetrovať po dobu 240 sekúnd. Obsah setu: 1 držiak na 8 gramovú patrónu, 1 držiak na 16 gramovú

patrónu, 1 štandardný biely mikro aplikátor, 1 zelený mikro aplikátor, 1 modrý mikro aplikátor, 1 pinzeta, taška. Cez jednotlivé aplikátory prúdi plyn s rôznym prúdením.

KÓD: 4572 Patrónová náplň (16 gramov) 15 €

CryoOmega mraziace pero

KÓD: M408



Zjednocuje pohodlie systémov s nádržou s účinnosťou drahších systémov používajúcich patróny s N₂O, čím znižuje finančnú náročnosť jednotlivých výkonov. Zariadenie možno

úspešne použiť na ošetrovanie najčastejšie sa vyskytujúcich nezhubných a epidermálnych zmien. Prístroj je vhodný na jedno mrazenie pri -89°C v trvaní 240 sekúnd alebo na 45

päť sekundových ošetrení.

185 €

CryoOmega Flex mraziace pero

KÓD: M409



Zjednocuje pohodlie systémov s nádržou s účinnosťou drahších systémov používajúcich patróny s N₂O, čím znižuje finančnú náročnosť jednotlivých výkonov. Zariadenie možno úspešne použiť na ošetrovanie

najčastejšie sa vyskytujúcich nezhubných a epidermálnych zmien. Prístroj je vhodný na jedno mrazenie pri -890C v trvaní 240 sekúnd alebo na 45 päť sekundových ošetrení. Pružná, 14 cm dlhá ošetrovacia rúra

umožňuje ošetrovania na ťažko prístupných miestach. Jedná sa o unikátny cryo nástroj, ktorý možno použiť v ľubovoľnej polohe.

185 €

Cryo prístroj Wallach LL-100

KÓD: 3707



Cryo prístroj s jednou hlavou. LL-100 je cryo prístroj určený predovšetkým pre chirurgiu. Jeho vlastnosťou je veľmi krátky prechodový čas (veľmi rýchlo sa ochladí resp. zohreje). Vďaka tejto vlastnosti je vylúčená tvorba ľadu, čo značne znižuje stupeň účinnosti mrazenia, resp. po ukončení

mrazenia sa hrot prístroja už za 3 sekundy zohreje natoľko, že je vylúčené poškodenie tkaniva odtrhnutím. K prístroju možno pripojiť mraziace hroty rôznych veľkostí a tvarov. Výmena mraziacich hrotov je veľmi jednoduchá. Počas výmeny nie je potrebné ani uzavretie ventilu plynovej fľaše. Ovládanie

prístroja je mimoriadne jednoduché. Prístroj sa prostredníctvom regulátoru tlaku pripája bezprostredne k fľaši s N₂O. Tlak v plynovej fľaši je zobrazený na manometri vstavanom v regulátore tlaku. Prístroj sa dodáva s 3 hrotmi.

3 290 €

KÓD: 1322 Cryo mraziaci hrot k prístroju Wallach 375 €

KÓD: 4178 Vozík na plynovú fľašu 245 €

MedGyn Cryo-Probe

KÓD: 4230



Mraziaci systém s viacerými hlavicami. Prednosť tohto zariadenia spočíva v jeho jednoduchoosti, napr. počas používania, k výmene hrotu nie je potrebné zatvoriť tlakovú nádobu s plynom a napriek tomu je manipulácia úplne bezpečná. Vymeniteľné, sterilizovateľné hroty sú vyrobené zo špeciálnej zliatiny s obsahom zlata. Aplikátor

s 3 stupňovým spúšťom sa ovláda jednou rukou. V pozícii „freeze“ sa automaticky aretuje t.j., že tlačidlo nie je potrebné držať v stlačenej polohe. Súprava nerezových ventilov sa vyznačuje mimoriadne dlhou životnosťou. Prístroj je testovaný na tlak 3000 PSI. Vstavaný redukčný ventil zabezpečuje konštantný tlak plynu a zabezpečuje

vypustenie nadbytočného plynu v prípade, že tlak v nádobe prekročí povolené hodnoty. Automatické vypustenie plynu z aplikátoru po každom cykle; vstavaný 60 mikrónový filter zaručujú maximálne hygienickú prevádzku.

4 890 €

KÓD: 4231

Mraziaci hrot (zlatý)

335 €

KÓD: 4178

Vozík na plynovú fľašu

235 €

DEFIBRILÁTORY

PRIMEDIC HearthSave AED poloautomatický defibrilátor

KÓD: 3579



Prístroj vyrobený najnovšou bifázickou technológiou, po automatickej analýze EKG „rozhodne“, či je potrebná defibrilácia. Produkuje elektrošoky na úrovni 140-360 Joule (nízka, stredná, vysoká), nabitie do 12 sekúnd. Srdečná frekvencia: 30-300/min., rozpoznávanie artefaktov, rozpoznanie pacemakera, rozpoznanie VT/VT, analýza: 7-12

sekúnd. VT prah: 0,2 mV, asystolický prah; menší ako 0,2 mV. Životnosť elektród 2 roky, dĺžka kábla 1,5 m. Dátové pozadie: vstavaná 8 MB RAM, vymeniteľná pamäť: Compact Flash pamäťová karta, nahrávanie zvuku, ktorý je možné neskôr analyzovať na PC. Zdroj energie: jednorázové lithiové články, životnosť - 3 roky bez elektrošokov, alebo 110 šokov, alebo

15 hodín onitorovania. Prevádzková teplota 0-55 stupňov Celzia, skladovacia teplota: -30 - +60 stupňov Celzia. Trieda ochrany: IP 55. Rozmery: 26x26x8,5 cm. Váha: cca 1,8 kg (bez batérií). Prístroj je nárazuvzdorný a vodeodolný. Je možné k nemu doobjednať akumulátory a nabíjačku.

1 990 €

PRIMEDIC DefiMonitor XD1 synchron a asynchronný defibrilátor

KÓD: 3580



Defibrilácia: bifázickým prúdom, v manuálnom móde 5-360 Joulov, doba nabíjania: minimálne 12 sekúnd, prepínateľná asynchronná alebo synchronná prevádzka. Prístroj je vybavený 6 kanálovým EKG, meraním srdceovej frekvencie (30-300/min.), nastaviteľný limit alarmu, filter artefaktov, rozpoznávaním pacemakera. Zvláštnosťou prístroja je, že úroveň prúdu počas celého defibrilačného impulzu udržiava

na konštantnej úrovni, nezávisle na tom, aký je práve daný odpor tela pacienta. Monitor: modré podsvie- tenie, LCD s vysokým (320x240) rozlíšením, rozmeru 100x80 mm, rýchlosť 25 mm/sekunda. Tlačiareň: tlač EKG na papier šírky 58 mm rýchlosťou 25 alebo 50 mm/s., v auto resp. on-line móde, možnosť tlače údajov z pamäte. Databáza: vymeniteľná pamäťová karta, záznam zvuku, software.

Zdroj energie: NiCd akumulátor, na jedno nabitie 56 elektrošokov a 6 hod. nepretržitého monitorovania. Doba dobíjania: cca 1,5 hod. Prevádzková teplota: 0-55°C. Trieda ochrany: IP33. Rozmery: 26x35x17 cm. Váha: cca 4,5 kg. K prístroju je možné doobjednať vstavaný pulzoximeter a/alebo pacemaker.

5 590 €

Ďalší členovia rodiny PRIMEDIC DefiMonitor XD:

KÓD: 5653	DefiMonitor XD3	6 950 €
KÓD: 5654	DefiMonitor XD10 7	6 950 €
KÓD: 5655	DefiMonitor XD30	7 800 €

KÓD: 1264	DefiMonitor XD300	7 450 €
KÓD: 5656	DefiMonitor XD110	7 450 €
KÓD: 5657	DefiMonitor XD330	7 800 €

PRIMEDIC HearthSave AED-M poloautomatický defibrilátor

KÓD: 3660



Prístroj je modifikáciou defibrilátora PRIMEDIC HeartSave AED vybavený grafickým LCD displejom s vysokým rozlíšením (320x240) rozmeru 95x72 mm s rýchlosťou zobrazenia


25 mm/sekunda. Na monitore, vďaka vysokému kontrastu aj v slabom osvetlení dobre čitateľné, sú zobrazené EKG krivky, počet elektrošokov, hodnoty pulzu, celkový

čas oživovania a celý rad ďalších informácií. Váha: cca 2 kg (bez batérií).

2 390 €

PRIMEDIC HeartSave AS

KÓD: 5443



Plne automatický externý defibrilátor HeartSave AS prináša nový rozmer v segmente defibrilátorov PRIMEDIC™ (AED). Použitie automatického defibrilátora sa výrazne zvyšuje šanca na prežitie v prípade život ohrozujúcej fibrilácie predsieni. Pri detekcii fibrilácie, HeartSave automaticky generuje elektrický šok, ktorého parametre

sú v súlade s aktuálnou potrebou pre daného pacienta. Samozrejme, elektrickému šoku predchádza varovanie. HeartSave vyžaduje len dva kroky: prístroj otvorí a nalepiť samolepiace elektródy. Všetky ostatné činnosti vykoná prístroj automaticky (analýza EKG, detekcia fibrilácie, nabitie, šok). Nie je potrebné stlačiť tlačidlo „ŠOK“. Všetky

záchranné sekvencie sú zobrazené na prehľadnom displeji a sú sprevádzané jasnými dobre počuteľnými hlasovými inštrukciami, podľa nových smerníc ERC 2010. Ostatné technické parametre prístroja sú zhodné s prístrojom HeartSave AED).

2 290 €

HeartSave PAD – PRIMEDIC HeartSave poloautomatický defibrilátor

KÓD: 4173



Prístroj vyrobený najmodernejšou bi fázovou technológiou, po automatickej analýze EKG „rozhodne“ či je potrebná defibrilácia. Prístroj poskytuje hlasové správy (Aj v češtine). Prístroj generuje elektrošoky na úrovniach 140 – 360 Joule (nízky, stredný, vysoký stupeň). Čas nabíjania: do 12

sekúnd. Srdečná frekvencia :30 – 300/min, rozpoznávanie artefaktov, rozpoznávanie pace makeru, rozpoznávanie VT/VT. Čas analýzy: 7 – 12 sekúnd, Vt prah 0,2 mV, asystolický prah < 0,2 mV. Životnosť elektród 2 roky, dĺžka káblov 1,5 m. Napájanie: nenabíjateľné lítiové so životnosťou 3 roky

(bez elektrošokov), 110 elektrošokov alebo 15 hodín monitorovania. Prevádzková teplota: 0 – 55 °C. Skladovanie: -30 – 65 °C. Rozmery: 26 x 26 x 8,5 cm. Hmotnosť: cca 1,8 kg. Prístroj je odolný voči vode a otrasom.

1 690 €

HeartSave AED 6

KÓD: 3686



Asynchrónny + synchrónny + automatický vonkajší defibrilátor s bifázickým prúdom. Energia: 140-360 Joule, nabíjaci čas: minimálne 12 sekúnd, prepínateľný do synchrónneho alebo asynchrónneho módu prevádzky, zhotovenie 6 kanálového EKG, meranie tepu v rozsahu 30-300/min.,

nastaviteľný limit alarmu. Prístroj je vybavený filtrom artefaktov, rozpoznávaním pacemaker signálu. Monitor: modrý 95 x 72 mm s rozkladom 320 x 240 pixelov s rýchlosťou 25 mm/sec. Srdečná frekvencia: 30-300/min. s rozpoznávaním artefaktov a VT/VT. Životnosť elektród: 2 roky, dĺžka kábla 1,5 m.

Dátová podpora: 8 MB RAM vnútorná pamäť a vymeniteľná dátová karta. Napájanie: NiCd akumulátor, jedno nabitie postačuje na 56 výbojov a 6 hod. nepretržitého monitorovania, nabíjaci čas: cca 1 hod. Rozmery: 26 x 26 x 9 cm. Hmotnosť: 2,5 kg.

3 490 €

HeartSave AED 6S

KÓD: 5652

Modifikácia defibrilátoru HeartSave AED6 rozšírená o pulzoximeter.

4 490 €

Výučbový defibrilátor HeartSave PAD

KÓD: M410



Prístroj len simuluje proces defibrilácie. Nie je vhodný na defibriláciu. Pomocou tohto prístroja si možno osvojiť kompletný

postup reanimácie. Prístroj je určený ako výučbový prostriedok pre personál obsluhujúci defibrilátor. Svojimi funkciami sa zhoduje

s defibrilátorom HeartSave PAD, s tým rozdielom že neposkytuje skutočný elektrošok.

750 €

SAVER ONE D

KÓD: M203



Poloautomatický AED defibrilátor. Ľahké, rýchle, účinné, praktické používanie. Na displeji poskytuje vizuálne a textové informácie o jednotlivých krokoch záchranu. Prístroj je vhodný aj na samostatné monitorovanie EKG. Kryt prístroje je vyrobený z nárazu vzdorného ABS plastu, ktorý odoláva aj striekajúcej vode. Energetická hladina: štandardne 200 J. Tvar defibrilačného výboju: BTE (bifázický trapezoidný exponenciálny) technológia. AED protokol: automatický, vopred naprogramovaná voľba. Šokovateľné rytmy: fibrilácia predsiení (VF) a tachykardia komôr (VT). Systém analýzy EKG: vyhodnocuje EKG rytmy, analyzuje hrudný

odpor cez elektródy a rozhodne či je potrebná defibrilácia.

Čas analýzy: 4 – 15 sekúnd. Impedančný rozsah: 20 – 200 Ohm. Displej: 5,7" LED s podsvietením, 480x320. Zobrazované informácie: dátum, EKG krivka, frekvencia srdca, impedancia, energetická hladina, úroveň nabitia, počet šokov, čas záchranu, textové upozornenia. Na záchranu sú potrebné len 3 kroky: zapnutie – umiestnenie elektród – šok. Automatický auto test: denne, mesačne, pol ročne v standby móde, resp. pri vložení batérie alebo zapnutí. Napájanie: LiMnO2 batéria na jedno použitie (250 šokov v štandardnej

verzii alebo 9 hodín monitorovania). Elektródy: samolepiace s gélom a káblom na jedno použitie.

Rozmery: 26,5 x 21,5 x 7,5 cm. Prístroj je poskytovaná 5 ročná záruka. Opcie: export dát do tlačiarne prostredníctvom vstavaného IrDA portu. Pamäť: Smart Media Card / xD Card na uloženie 40 hodín EKG záznamu so všetkými udalosťami resp. 382 hodín záznamu jednoduchého EKG. Uložené údaje možno späť prehliadať prostredníctvom „Saver View“ softvéru.

1 790 €

SAVER ONE P

KÓD: M204



Poloautomatický a manuálny AED defibrilátor. Manuálna alebo poloautomatická defibrilácia s hlasovými a textovými správami. Prístroj je určený pre lekárov aj amatérov. Manuálny prevádzkový mód je odporúčaný len pre lekárov. Prístroj možno používať aj na monitorovanie EKG. V manuálnom prevádzkovom móde možno parametre nastavovať podľa potrieb profesionálneho užívateľa. Možno voľiť zodpovedajúcu energetickú hladinu, synchrónny resp. asynchrónny prevádzkový mód, jazyk textových a audio správ a pod. V automatickom prevádzkovom móde prístroj pracuje ako klasický AED (Automated External Defibrillator), vizuálnymi a akustickými správami sprevádza užívateľa vo všetkých fázach oživovania. Prístroj v priebehu niekoľkých sekúnd je pripravený na použitie pri všetkých pacientoch

(deti, dospelé osoby). Kryt prístroje je vyrobený z nárazu vzdorného ABS plastu, ktorý odoláva aj striekajúcej vode. Energetická hladina: štandardne 200 J. Tvar defibrilačného výboju: BTE (bifázický trapezoidný exponenciálny) technológia. AED protokol: automatický, vopred naprogramovaná voľba. Šokovateľné rytmy: fibrilácia predsiení (VF) a tachykardia komôr (VT). Systém analýzy EKG: vyhodnocuje EKG rytmy, analyzuje hrudný odpor cez elektródy a rozhodne či je potrebná defibrilácia. Čas analýzy: 4 – 15 sekúnd. Impedančný rozsah: 20 – 200 Ohm. Displej: 5,7" LED s podsvietením, 480x320. Zobrazované informácie: dátum, EKG krivka, frekvencia srdca, impedancia, energetická hladina, úroveň nabitia, počet šokov, čas záchranu, textové upozornenia. Na záchranu sú potrebné len 3 kroky: zapnutie

– umiestnenie elektród – šok. Automatický auto test: denne, mesačne, pol ročne v standby móde, resp. pri vložení batérie alebo zapnutí. Napájanie: LiMnO2 batéria na jedno použitie (250 šokov v štandardnej verzii alebo 9 hodín monitorovania). Elektródy: samolepiace s gélom a káblom na jedno použitie. Rozmery: 26,5 x 21,5 x 7,5 cm. Prístroj je poskytovaná 5 ročná záruka. Opcie: export dát do tlačiarne prostredníctvom vstavaného IrDA portu. Pamäť: Smart Media Card / xD Card na uloženie 40 hodín EKG záznamu so všetkými udalosťami resp. 382 hodín záznamu jednoduchého EKG. Uložené údaje možno späť prehliadať prostredníctvom „Saver View“ softvéru.

1 990 €

SAVER ONE PAD automat

kód: M205



Plne automatický defibrilátor. Vynikajúca voľba pre amatérskych užívateľov. Prístroj, bez zásahu obsluhy vyhodnotí EKG, rozhodne o defibrilácii a jej intenzite v prípade potreby aplikuje šok. Užívateľ musí len umiestniť elektródy na hrudník pacienta. Na záchranu sú potrebné len 3 kroky: zapnutie – umiestnenie elektród – šok. Čas analýzy: 4 – 15 sekúnd. Impedančný rozsah: 20 – 200 Ohm.

Automatický auto test: denne, mesačne, pol ročne v standby móde, resp. pri vložení batérie alebo zapnutí. Kryt prístroje je vyrobený z nárazu vzdorného ABS plastu, ktorý odoláva aj striekajúcej vode. Energetická hladina: štandardne 200 J. Tvar defibrilačného výboju: BTE (bifázický trapezoidný exponenciálny) technológia. Šokovateľné rytmy: fibrilácia predsieni (VF) a tachykardia komôr (VT).

Napájanie: LiMnO2 batéria na jedno použitie (300 šokov). S novou batériou je prístroj pripravený k okamžitému použitiu 4 roky. Elektródy: samolepiace s géloom a káblom na jedno použitie. Rozmery: 26,5 x 21,5 x 7,5 cm. Prístroj je dodávaný v praktickej taške. Na prístroj je poskytovaná 5 ročná záruka.

1 550 €

SAVER ONE PAD

kód: M206



Poloautomatický defibrilátor. Vynikajúca voľba pre amatérskych užívateľov. Lhké, rýchle, účinné, praktické používanie. Na záchranu sú potrebné len 3 kroky: zapnutie – umiestnenie elektród – šok. Systém analýzy EKG: vyhodnocuje EKG rytmy, analyzuje hrudný odpor cez elektródy a rozhodne či je potrebná defibrilácia. Čas analýzy: 4 – 15 sekúnd. Kryt prístroje je vyrobený z nárazu vzdorného ABS

plastu, ktorý odoláva aj striekajúcej vode. Energetická hladina: štandardne 200 J. Tvar defibrilačného výboju: BTE (bifázický trapezoidný exponenciálny) technológia. AED protokol: automatický, vopred naprogramovaná voľba. Šokovateľné rytmy: fibrilácia predsieni (VF) a tachykardia komôr (VT). Doba nabitia: menej ako 9 sekúnd. Automatický auto test: denne, mesačne, pol ročne v standby móde, resp. pri

vložení batérie alebo zapnutí. Napájanie: LiMnO2 batéria na jedno použitie (300 šokov). S novou batériou je prístroj pripravený k okamžitému použitiu 4 roky. Elektródy: samolepiace s géloom a káblom na jedno použitie. Rozmery: 26,5 x 21,5 x 7,5 cm. Prístroj je dodávaný v praktickej taške. Na prístroj je poskytovaná 5 ročná záruka.

1530 €

Príslušenstvo k Saver One defibrilátorom:

kód: M415	Batéria k defibrilátorom Saver One	220 €	kód: M418	Jednorazové elektródy pre dospelých	40 €
kód: M416	Akumulátor k Saver One defibrilátorom	340 €	kód: M419	Jednorazové elektródy pre deti 95	95 €
kód: M417	Nabíjačka akumulátorov k Saver One defibrilátorom	340 €	kód: M420	Nástenný držiak s alarmom pre Save One	440 €
			kód: M421	Nástenná konzola pre Save One	60 €

Príslušenstvo k METRA X defibrilátorom:

kód: 3725	Elektróda jednorazová k PRIMEDIC HeartSave pre dospelých	75 €	kód: M412	Nástenný držiak k defibrilátorom HeartSave	330 €
kód: M411	Elektróda jednorazová k PRIMEDIC HeartSave pre deti	105 €	kód: M413	Taška k defibrilátorom Heart Save	170 €
kód: 4491	Nabíjačka akumulátoru, Power Pack	300 €		AED privolávacie zariadenie k HeartSave defibrilátorom.	
kód: 3089	Batéria k prístrojom HeaertSave. Batériu nemožno nabíjať. Životnosť: 3 roky. Kapacita postačuje na 110 šokov alebo 15 hodín monitorovania	280 €	kód: M414	Stlačením tlačidla vyšle prístroj cez medzinárodnú tiesňovú linkusprávu. Vďaka GPS snímaču a 3G spojeniu odošle prístroj správu o mieste defibrilácie nasledovne: GPS koordináty prostredníctvom aplikácie Google Maps. Prístroj je vhodný aj na príjem automatickej odpovede.	650 €
kód: 4483	Akumulátor k XD defibrilátorom	570 €			

Defimonitor EVO

kód: M711



Pinohodnotný pacientsky monitor a defibrilátor v jednom prístroji! Vďaka 8.4" farebnému TFT monitoru môžete, aj v zlých svetelných podmienkach, sledovať všetky merateľné údaje pacienta. Na displeji možno zobrazit súčasne: EKG krivku, SpO2, dýchanie, teplota, TK, tep, EtCO2. Alarmové úrovne a prevádzkové módy možno nastaviť veľmi jednoducho. Menu prístroja sa ovláda

prostredníctvom multifunkčných ovládačov. Na bokoch prístroja sú umiestnené schránky na všetky potrebné doplnky. Najdôležitejšie charakteristiky: V manuálnom prevádzkovom móde môžete energetickú hladinu defibrilačného výboja nastaviť v 22 úrovniach; doba nabitia je kratšia ako 6 sekúnd; rozpoznávanie pacemakeru; vstavaný pacer; príprava na 12 kanálové EKG; doba analýzy:

5-9 sekúnd; pulzoximeter; IBP a NIBP; 8.4" farebný monitor (800x600 pixelov); tepelná tlačiareň (80 mm široký registračný papier); kapnograf; pamät: SD karta resp. USB; komunikácia: 3G, WiFi, WCDMA; hmotnosť s akumulátorom a príslušenstvom: cca 7 kg.

od 9 900 €

	Heart Save AS	Heart Save PAD/One	Heart Save AED	Heart Save AED-M	Heart Save	Heart Save 6S	Heart Save EVO	Heart Save XD1	Heart Save XD3	Heart Save XD10
Automatické energetické hladiny	140-360J	140-360J	140-360J	140-360J	140-360J	140-360J	140-360J	140-360J	140-360J	
Manuálne energetické hladiny	-	-	-	-	-	-	5-360J	5-360J	5-360J	5-360J

	Heart Save AS	Heart Save PAD/One	Heart Save AED	Heart Save AED-M	Heart Save	Heart Save 6S	Heart Save EVO	Heart Save XD1	Heart Save XD3	Heart Save XD10
Nabitie na 200J	12 sekúnd	12 sekúnd	12 sekúnd	12 sekúnd	6 sekúnd	6 sekúnd	6 sekúnd	6 sekúnd	6 sekúnd	6 sekúnd
Prevádzkové módy	automat	automat	automat	automat	automat / manuál	automat / manuál	automat / manuál	manuál	manuál	manuál
EKG zvody	Einthoven ii	Einthoven ii	Einthoven ii	Einthoven ii	I,II,III,avL, avR,avF	I,II,III,avL, avR,avF	úplných 12	I,II,III,avL, avR,avF	I,II,III,avL, avR,avF	I,II,III,avL, avR,avF
Čas analýzy	6-12 sek.	6-12 sek.	6-12 sek.	6-12 sek.	6-12 sek.	6-12 sek.	7-12 sek.	–	–	–
Rozpoznanie artefaktov	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie
Rozpoznanie pacemakeru	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie
LCD monitor	nie	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Záznam zvuku	aktív	aktív	aktív	aktív / vypnutý	aktív / vypnutý	aktív / vypnutý	aktív / vypnutý	aktív / vypnutý	aktív / vypnutý	aktív / vypnutý
Pulzoximeter	nie	nie	nie	nie	nie	áno	áno	nie	áno	nie
Pacemaker (fix, demand, override)	nie	nie	nie	nie	nie	nie	áno	nie	nie	áno
Tlačiareň	nie	nie	nie	nie	nie	nie	áno	áno	áno	áno
Šírka papiera	–	–	–	–	–	–	80 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Napájanie	batéria	batéria	batéria	batéria	batéria	batéria	akumulátor	akumulátor	akumulátor	akumulátor
Pohotovosť/	3 roky	3 roky	6 rokov	6 rokov	6 rokov	6 rokov	200 šokov	160 šokov	160 šokov	160 šokov
Počet šokov/	100 šokov	100 šokov	200 šokov	200 šokov	200 šokov	10 hodín	5,5 hodín	5,5 hodín	5,5 hodín	5,5 hodín
Monitorovanie			15 hodín	15 hodín	15 hodín	15 hodín				
PC softvér	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Rozmery (cm)	25x28x9	25x28x9	25x28x9	25x28x9	25x28x9	25x28x9	35x43x22	33x29x16	33x29x16	33x29x16
Hmotnosť(kg)	2,5 s bat.	2,5 s bat.	2,5 s bat.	2,5 s bat.	2,5 s bat.	2,5 s bat.	7 bez. prís.	5,9	5,9	5,9
Detické elektródy	opcia	opcia	opcia	opcia	opcia	opcia	áno	áno	áno	áno
Spoločné údaje	Bifázická energia (okrem Primedic B), Odpor pacienta: 20-200 Ohm, Rytmus srdca: 30-300/min.									

	Heart Save XD30	Heart Save XD100	Heart Save XD300	Heart Save XD110	Heart Save	Primedic	Saver One	Saver One	Saver One	Saver One
Automatické energetické hladiny	140-360J	140-360J	140-360J	140-360J	140-360J	–	150-360J	150-360J	150-360J	150-360J
Manuálne energetické hladiny	5-360J	5-360J	5-360J	5-360J	5-360J	20-360J	–	–	–	–
Nabitie na 200J	6 sekúnd	6 sekúnd	6 sekúnd	6 sekúnd	6 sekúnd	7 sekúnd	9 sekúnd	9 sekúnd	9 sekúnd	9 sekúnd
Prevádzkové módy	manuál	automat / manuál	automat / manuál	automat / manuál	automat / manuál	manuál	automat	automat	automat	automat / manuál
EKG zvody	I,II,III,avL, avR,avF	I,II,III,avL, avR,avF	I,II,III,avL, avR,avF	I,II,III,avL, avR,avF	Einthoven ii	Einthoven ii	Einthoven ii	Einthoven ii	Einthoven ii	I,II,III,avL, avR,avF
Čas analýzy	–	7-12 sek.	7-12 sek.	7-12 sek.	7-12 sek.	–	4-15 sek.	4-15 sek.	4-15 sek.	4-15 sek.
Rozpoznanie artefaktov	nie	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie	nie
Rozpoznanie pacemakeru	nie	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie	nie
LCD monitor	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie	áno	áno
Záznam zvuku	aktív / vypnutý	aktív / vypnutý	aktív / vypnutý	aktív / vypnutý	aktív / vypnutý	nie	aktív	aktív	aktív / vypnutý	aktív / vypnutý
Pulzoximeter	áno	nie	áno	nie	áno	nie	nie	nie	nie	nie
Pacemaker (fix, demand, override)	áno	nie	nie	áno	áno	nie	nie	nie	nie	nie
Tlačiareň	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie	nie
Šírka papiera	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	–	–	–	–	–
Napájanie	akumulátor	akumulátor	akumulátor	akumulátor	akumulátor	akumulátor	batéria	batéria	batéria	batéria
Pohotovosť/	160 šokov	160 šokov	160 šokov	160 šokov	160 šokov	45 šokov	4 roky	4 roky	4 roky	4 roky
Počet šokov/	5,5 hodín	5,5 hodín	5,5 hodín	5,5 hodín	5,5 hodín		300 šokov	300 šokov	250 šokov	250 šokov
Monitorovanie									9 hodín	9 hodín
PC softvér	áno	áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno
Rozmery (cm)	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	9	2 (s bat.)	2 (s bat.)	2 (s bat.)	2 (s bat.)
Hmotnosť(kg)	2,5 s bat.	2,5 s bat.	2,5 s bat.	2,5 s bat.	2,5 s bat.	2,5 s bat.	7 bez. prís.	5,9	5,9	5,9
Detické elektródy	áno	áno	áno	áno	áno	áno	opcia	opcia	opcia	opcia
Spoločné údaje	Bifázická energia (okrem Primedic B), Odpor pacienta: 20-200 Ohm, Rytmus srdca: 30-300/min.									

Ponuka kontroly povinného resuscitačného vybavenia ambulancie

Spoločnosť MEDIC HELPS spol. s r.o., zabezpečuje poradenskú službu ohľadom resuscitačných pomôcok a kontrolu povinného resuscitačného vybavenia ambulancie (v zmysle výnosu Ministerstva zdravotníctva SR č.09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších zmien - časť I., bod 7,8).

Ponuka pozostáva z:

- kontroly funkčnosti a expirácie pomôcok na resuscitáciu,
- kontroly funkčnosti kyslíkovej fľaše, zabezpečenie plnenia a tlakovej skúšky,
- poradenskej činnosti v oblasti nových pomôcok a správneho použitia resuscitačných pomôcok,
- možnosti vyskúšania pomôcok na resuscitačnej figuríne priamo v ambulancii,
- predaja resuscitačných pomôcok (setov) a defibrilátorov,
- zaškolenie na rôzne druhy automatických externých defibrilátorov.

Poradenská služba a prihlasovanie na kontroly ambulancií:

e-mail: obchod@medichelps.com alebo telefonicky +421 907 125 699



MEDIC HELPS, spol. s r.o.
www.medichelps.com

REANIMAČNÝ SORTIMENT | 35.1 Dýchacie balóny a masky

Automatický oxilátor, Metrax

kód: 3779



Automatický dýchací a inhalačný prístroj prevádzkovaný zdrojom kyslíku, ktorý nahrádza dýchací balón. Prístroj je malých rozmerov, kompaktný a účinný. Jeho použitie je jednoduché, bezpečné a nie je namáhavé. Prístroj má 4 prevádzkové

módy: Vyznačuje sa nízkou spotrebou kyslíku (12-16 l/min.), nemá žiadnu stratu kyslíku a využije 100% dodaného plynu. V prípade uzavretia dýchacích ciest vydáva varovný signál. Prístroj sa ľahko čistí, nevyžaduje údržbu. Nastavená hodnota minútového

CENA NA VYŽIADANIE

prietoku je v automatickom móde konštantná, nezávislá na nastavenom tlaku. Patentovaná technológia umožňuje ventilačné cykly podľa rytmu pacienta. Bez masky, kyslíkovej fľaše a reduktoru.

kód: 722

Gumový vak

49 €

kód: 1359

Gumová maska

12 €



Gumový dýchací balón so zdvojenými stenami. Balón aj masku možno sterilizovať autokláve. Príslušenstvom je zásobník (reservoir) a taška na prenášanie.

Dýchací vak



kód: 1339

Pre dospelých

49 €

Vyrobený z kvalitného silikónu, ktorý je autoklávovalný, doplnený poistným pretlakovým ventilom. Ľahko sa dá rozobrať a čistiť.

kód: 1327

Pre deti

52 €

kód: 1362

Pre kojencov

49 €

Dýchací vak z PVC



Výrobky sú určené na jedno použitie, nie je možné ich sterilizovať v autokláve.

KÓD: 2910 Pre dospelých **16 €**

KÓD: 1340 Pre deti **16 €**

KÓD: 2909 Pre kojencov **16 €**

Maska



Z kvalitného autoklávovateľného silikónu.

KÓD: 1338 Pre dospelých **6 €**

KÓD: 761 Pre deti **6 €**

KÓD: 3342 Pre kojencov **6 €**

Maska z PVC



Výrobky sú určené na jedno použitie, nie je možné ich sterilizovať v autokláve.

KÓD: 1360 Pre dospelých **4 €**

KÓD: 2895 Pre deti **4 €**

KÓD: 2896 Pre kojencov **4 €**

PEEP ventil s adaptérom

KÓD: 2373

35 €



AMBU dýchací balón

KÓD: 636



Dýchací balón vybavený jednosmerným ventilom bol navrhnutý pre dospelé osoby a deti s hmotnosťou nad 15 kg. Pôvodný AMBU balón pracuje na princípe dvojstenovej konštrukcie. Pri ovládaní balónu jednou rukou, pružný vonkajší obal zabráni, aby sa tlak v dýchacích cestách zvýšil nad 70 mbar. Zaručene bez latexu. Výrobok možno ako komplet sterilizovať v autokláve.

230 €

KÓD: 1775 Peep ventil k AMBU vaku **49 €**

KÓD: 3030 Dýchacia maska AMBU, rozmer **75 €**

KÓD: 5442 Dýchacia maska AMBU, rozmer 2 **75 €**

KÓD: 5441 Dýchacia maska AMBU, rozmer 3, 4 **75 €**

KÓD: 1758 Dýchacia maska AMBU, rozmer 5 **75 €**

35.2 Laryngoskopy | REANIMAČNÝ SORTIMENT

KÓD: 995 Rúčka C „Italy“ Ø 28 mm **25 €**

KÓD: 1936 Rúčka FO „Italy“ Ø 28 mm **55 €**



Lýžica k C rúčke „Italy“

KÓD: 320 rozmer 0 **19 €**

KÓD: 457 rozmer 1 **19 €**

KÓD: 465 rozmer 2 **19 €**

KÓD: 1416 rozmer 3 **19 €**

KÓD: 322 rozmer 4 **19 €**

KÓD: 328 rozmer 5 **19 €**

C= klasická optika
FO = vlákňová optika

Lýžica k FO rúčke „Italy“

KÓD: 4048 rozmer 1 **45 €**

KÓD: 4049 rozmer 2 **45 €**

KÓD: 4050 rozmer 3 **45 €**

KÓD: 4051 rozmer 4 **45 €**

Lýžica k rúčke C KaWe



KÓD: 3124 rozmer 0

KÓD: 3125 rozmer 1

KÓD: 3126 rozmer 2

KÓD: 3127 rozmer 3

KÓD: 3128 rozmer 4

KÓD: 3129 rozmer 5

37 €

Lýžica k rúčke FO KaWe



KÓD: 3135 rozmer 0

KÓD: 3229 rozmer 1

KÓD: 3302 rozmer 2

KÓD: 3533 rozmer 3

KÓD: 3542 rozmer 4

KÓD: 3544 rozmer 5

75 €

KaWe FLAPLIGHT® lyžica k FO rúčke

280 €

KaWe FLAPLIGHT® lyžica k C rúčke

180 €



Uhol sklonu hrotu KaWe FLAPLIGHT® McIntosh lyžice možno priebežne zvonku meniť aj počas intubácie. To umožňuje lekárovi, aj v ťažších prípadoch, vykonať

presný zásah. Rameno umiestnené pri rúčke laryngoskopu je upevnené k lyžici. Ovládaním tohto ramena (páky) palcom sa hrot lyžice posúva podľa potrieb lekára. Tento

mechanizmus uľahčuje vylúčenie kontaktu laryngoskopu s rezákmi a súčasne umožňuje odtlačiť epiglottis.

KÓD: 2264	FO rozmer 3
KÓD: 2577	FO rozmer 4

KÓD: 1473	C rozmer 3
KÓD: 2367	C rozmer 4

KaWe TEPRO® lyžica k FO rúčke, rozmer 4

KÓD: 3577



Rozdiel tejto lyžice voči predchádzajúcim spočíva v tom, že časť lyžice bližšie k rúčke

sa zužuje. Pri intubácii ju možno jednoduchšie zaviest. Je menšia pravdepodobnosť, že

počas zákroku sa zlomí zub pacienta.

97 €

Rúčka k C lyžici KaWet

37 €



KÓD: 3122	Ø 19 mm
KÓD: 3123	Ø 28 mm

Rúčka k FO lyžici

79 €



Obe varianty (klasická aj vlákňová optika) sú vyrobené z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Výrobky možno sterilizovať v autokláve, sterilizovať horúcim vzduchom, možno ich dezinfikovať. Vynikajúce osvetlenie zabezpečuje pohodlné používanie.

KÓD: 3130 Ø 19 mm

KÓD: 3131 Ø 28 mm

KaWe rúčka FO LED



KÓD: 5386 Standard Ø 28 mm 89 €

KÓD: 5387 High power Ø 28 mm 135 €

Jednorazová lyžica k FO rúčke

4 €



FO lyžica z umelej hmoty. Lyžice nie je možné sterilizovať v autokláve.

KÓD: 2780 McIntosh 2

KÓD: 2781 McIntosh 3

KÓD: 2782 McIntosh 4

Rúčka laryngoskopu FO z umelej hmoty

KÓD: 2726

25 €



KÓD: 2778 Miller 0

KÓD: 2779 Miller 1

KaWe TEPRO® lyžica k FO rúčke, rozmer 4



KÓD: 527 Normálna žiarovka k lyžiciam rozmeru 00, 0, 1

9 €

KÓD: 528 Normálna žiarovka k lyžiciam rozmeru 2, 3, 4, 5

9 €

KÓD: 3564 FO žiarovka, 2,5 V

16 €

KÓD: 4464 FO žiarovka, 3,5 V

23 €

KÓD: 1082 Halogénová žiarovka, F.O.

16 €

Nasopharyngeálna trubica, guma

KÓD: 1825

20 €



Nasopharinálna tuba, guma, 34 CH

KÓD: 1825

19 €



KÓD: 143 Malý kufrík pre 3 ks lyžíc + rúčka (rozmary 0-4)

27 €

KÓD: 144 Malý kufrík pre 5 ks lyžíc + rúčka (rozmary 0-5)

37 €

KÓD: 441 Ø 28 Textilná taška so suchým zipsom na prenášanie 4 ks laryngoskopických lyžíc + rúčka mm

6 €

LED žiarovky ku KaWe FO rúčke

KÓD: 142

60 €



Váš laryngoskop s xenónovou 2,5 V žiarovkou môžete jednoducho zmeniť na laryngoskop s LED osvetlením. LED žiarovka sa vyznačuje vynikajúcou svetelnou účinnosťou a vynikajúcim vedením svetla. Kapacita batérií postačuje na cca 80 hodín svietenia (8 – 10000 intubácií). Intenzita emitovaného svetla: cca 70000 lux; Teplota emitovaného svetla: 5500. K. Životnosť LED žiarovky: cca 100000 hodín. Svetelný tok: 30 lm.

Stojan na nástroje



Stolný držiak určený pre EUROLIGHT a PICCOLIGHT oftalmoskopy, laryngoskopy a otoskopy vyrobený s organického skla.

KÓD: 2040E KaWe EUROLIGHT® 9 €

KÓD: 2040P KaWe PICCOLIGHT® 9 €

Tracheálna trubica, sterilná, jednorázová



KÓD: 1293 veľkosť 2, 10CH

KÓD: 1305 veľkosť 2.5, 12CH

KÓD: 1688 veľkosť 3, 14CH

KÓD: 1689 veľkosť 3.5, 16CH

KÓD: 796 veľkosť 4, 18CH

KÓD: 1024 veľkosť 4.5, 20CH

KÓD: 1116 veľkosť 5, 22CH

KaWe Medcharge® 4000

KÓD: 3398

165 €



Nabíjačka akumulátorov pre rúčky laryngoskopov, otoskopov a dermatoskopov.

Akumulátor do rúčky laryngoskopu



KÓD: 2632 Ø 19 mm 45 €

KÓD: 1228 Ø 28 mm 55 €

Zavádzací ihleec



4 €

KÓD: 5363 veľkosť 4

KÓD: 3560 veľkosť 3 KÓD: 5364 veľkosť 5

Tracheálna trubica Rüschi, gumová, sterilizovateľná

KÓD: 3194	veľkosť 3, 14CH
KÓD: 1073	veľkosť 4, 18CH
KÓD: 1072	veľkosť 5, 22CH

KÓD: 1071	veľkosť 6, 26CH
KÓD: 3290	veľkosť 6.5, 28CH
KÓD: 640	veľkosť 7, 30CH

KÓD: 1115	veľkosť 5.5, 24CH
KÓD: 219	veľkosť 6, 26CH
KÓD: 660	veľkosť 6.5, 28CH
KÓD: 957	veľkosť 7, 30CH
KÓD: 661	veľkosť 7.5, 32CH

KÓD: 958	veľkosť 8, 34CH
KÓD: 1113	veľkosť 8.5, 36CH
KÓD: 1292	veľkosť 9, 38CH
KÓD: 1114	veľkosť 9.5, 40CH
KÓD: 1777	veľkosť 10, 42CH

1,50 €

21 €

Nasopharinálna tuba na jedno použitie

KÓD: 1083	Rozmer 18 CH
KÓD: 1084	Rozmer 24CH

KÓD: 1086	Rozmer 28 CH
KÓD: 1091	Rozmer 30 CH

5 €



115 €

Použitie pri urgentných prípadoch, pri prekážkach horných dýchacích ciest, pri neúspešnej intubácii, ak sa tracheotómia nedá rýchlo vykonať.

KÓD: 2603/1 malá súprava

KÓD: 2905 veľká súprava

Mayo trubica sterilná



1,10 €

KÓD: 2918 Veľkosť 00, modrá

KÓD: 2013 Veľkosť 0, čierna

KÓD: 1281 Veľkosť 1, biela

KÓD: 246 Veľkosť 2, zelená

KÓD: 1280 Veľkosť 3, žltá

KÓD: 773 Veľkosť 4, červená

Mayo trubica nesterilná

KÓD: 1503	Veľkosť 00, modrá
KÓD: 1502	Veľkosť 0, čierna
KÓD: 981	Veľkosť 1, biela

KÓD: 244	Veľkosť 2, zelená
KÓD: 245	Veľkosť 3, žltá
KÓD: 1319	Veľkosť 4, červená

0,90 €

Maska pri laryngitíde



Sterilná pomôcka, ktorá je vždy pri ruke, keď nemáme k dispozícii laryngoskop. Neobsahuje latex, aj na jednorázové použitie pre kojencov i dospelých.

12 €

KÓD: 3666 Veľkosť 1

KÓD: 3665 Veľkosť 2

KÓD: 3664 Veľkosť 3

KÓD: 3663 Veľkosť 4

KÓD: 3561 Veľkosť 5

Laryngiálna tuba



KÓD: 2510 Larengiálna tuba 3

KÓD: 4025 Larengiálna tuba 4

KÓD: 4026 Larengiálna tuba 5

Pohotovostný nástroj na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest. Jeho zavedenie je možné aj na slepo. Každá tuba je v sterilnom balení, doplnená o striekačku s farebným kódom a prípravkom proti prehryznutiu.

Rozmer 3 je určený pre osoby s výškou pod 155 cm, rozmer 4 pre osoby s výškou 155-180 cm, rozmer 5 je odporúčaný pre osoby vyššie ako 180 cm.

29 €

I-gél supraglotický nástroj



Nástroj vyrobený z priehľadného gélového elastického polyméru medicínskej kvality, ktorý vplyvom tepla zmäkne. I-gél pokonale

kopíruje anatómiu hrtanu a preto nie je potrebné použitie nafukovacej manžety. Prijíma tvar perilaryngitálnych štruktúr bez toho aby

spôsobil kompresiu okolitých tkanív alebo spôsobil poranenie.

KÓD: M477 novorodenci, rozmer 1 (2 - 5 kg) 30 €

KÓD: M478 kojenci, rozmer 1,5 (5 - 12 kg) 30 €

KÓD: M479 malé deti, rozmer 2 (10 - 25 kg) 30 €

KÓD: M480 deti, rozmer 2,5 (25 - 35 kg) 30 €

KÓD: M481 dospelí, rozmer 3 (30 - 60 kg) 25 €

KÓD: M482 dospelí, rozmer 4 (50 - 090 kg) 25 €

KÓD: M483 dospelí, rozmer 5 (nad 90 kg) 25 €

Kyslíkové fľaše (plná)



KÓD: 1164 2 litrová 155 €

KÓD: 1165 10 litrová 325 €

KÓD: 715 Reduktor k 2 l kyslíkovej fľaši 160 €

KÓD: 2681 Reduktor k 10 l kyslíkovej fľaši 250 €



Regulovateľný prietok l/min

Vozík na kyslíkové fľaše

KÓD: 4178



230 €

Rám zo syntrovaných kovových rúrok, 5 koliesok, popruhom na rýchle upevnenie kyslíkovej fľaše. (na 10 l fľašu).

Nuvo Lite Mark 5

KÓD: M774



1 115 €

Zariadenie na výrobu kyslíkom obohateného vzduchu pre kyslíkovú inhalačnú terapiu. Zariadenie je určené pre pacientov, ktorých životné funkcie nezávisia bezprostredne na neustále na zvýšenej koncentrácii kyslíku vo vzduchu.

Rozmery: 35x22x58 cm; hmotnosť: 13,6 kg; menovitý prietok: 0,125- 5 l/min; výstupný tlak: 500 mbar; hlučnosť: <40 db.

SABRE ELITE

KÓD: M775



FS použitím ventilu Elite môžete ušetriť až 10x viac kyslíku ako pri stálom prietoku. Počas výdychu sa kyslík zhromažďuje v nádržke. Na začiatku nádychu membrána zisťí podtlak v nose a otvorí sa ventil dodávajúci

pacientovi kyslík. Toto zariadenie automaticky prispôbuje dodávku kyslíku rýchlosti dýchania pacienta. Pri tradičnom stálom prietoku dochádza k dodávaniu plynu počas celej doby nádychu, teda aj počas doby,

keď sa plyn dostáva do mŕtvych priestorov. Produkt Sabre Elite dodáva plyn podstatne efektívnejšie. Účinnosť zariadenie má v tejto oblasti účinnosť 70-90 %.

CENA NA VYŽIADANIE

Kyslíková maska a prípojná hadica



4,50 €

KÓD: 1328 detská
KÓD: 3721 pre dospelých

Autolekárnica

KÓD: 2204

14 €



Ambu Sam

KÓD: 580



Figurína Ambu Sam disponuje jedinečným systémom hygieny používania: výmennou tvárovou časťou a hlavovým vakom. Torzo tela je uzavreté a anatomicky presné referenčné body pomáhajú pri osvojovaní algoritmu

reanimácie, včítane umiestnenia elektród defibrilátora. Vzduchové cesty sú priechodné len vtedy, keď je hlava zaklonená. Torzo ľudského tela určené na nácvik reanimácie je vybavené kontrolným systémom zobrazujúcim

správnu resp. nesprávnu hĺbku kompresie. Hlavu figuríny možno sňať, čím sa uľahčí prenášanie figuríny.

240 €

Model endotrachiálnej intubácie

KÓD: 5810



Obsah: hlava, krk, hrudník, pľúca, priehľadný žalúdok, vynikajúca imitácia kože. V ležiacej polohe možno hlavu mierne zakloniť ťaž, že je možné nahmatať carotis. Proces intubácie

(od úst až k žalúdku) možno elektronicky monitorovať. Zariadenie akustickými signálmi upozorňuje na nesprávnu intubáciu. Zreničky: 1 normálna + 1 pevná.

Rozmery: 59x42x29 cm; hmotnosť: 7,15 kg.

600 €

Odsávačka F31

KÓD: 1079

455 €



Prenosná odsávačka (akumulátorová) F31. Prenosná odsávačka pre profesionálne použitie. Nárazuvzdorný obal, minimálne nároky na čistenie. Dodávané s 1 litrovou autoklávovateľnou nádobou. Sací výkon 32 l/min. Váha 4 kg. Rozmery 450x150x280 mm. Maximálny podtlak 750 mm/Hg. Kapacita batérií 45 min. Napájacie napätie 12 V alebo 230 V-50/60Hz.

Odsávačka F60

KÓD: 489

750 €

Mobilná odsávačka pre profesionálne použitie, s výkonným zdvojitým kompresorom. Obal odsávačky je vyrobený z ABS materiálu. Štyri antistatické kolieska, dve z nich s brzdami. Vysoký podtlak 750 mm/Hg. Regulátor podtlaku s manometrom. Dve 2 litrové

autoklávovateľné nádoby. Každá nádoba je s dvojitým plavákom proti nasatiu tekutiny dovnútra prístroja. Nezávislá zdvojená zberná nádoba. Sací výkon 60 l/min. Váha 13 kg. Rozmery: 420x460x480 mm. Napájanie zo siete.

KÓD: 2715 Odsávačka F20

180 €

KÓD: 2364 Odsávačka F40

230 €



Prenosná odsávačka pre malé chirurgické zákroky pre profesionálne použitie. Ideálna aj pre domácu pooperačnú liečbu. Nárazuvzdorný obal, ľahká, prenosná, minimálne nároky na čistenie. Dodávaná s 1 litrovou autoklávovateľnou nádobou, s bezpečnostným plavákom. Sací výkon F20-18 l/min, F40-36 l/min. Napájanie 230 V sieť. Rozmery: 350x210x250 mm. Maximálny podtlak 750 mm/Hg. Váha 4,5 kg.

Odsávačka F90

KÓD: 2713

890 €

Mobilná odsávačka pre profesionálne použitie, s výkonným zdvojitým kompresorom. Obal odsávačky je vyrobený z ABS materiálu. Štyri antistatické kolieska, dve z nich s brzdami. Vysoký podtlak 750 mm/Hg. Regulátor podtlaku s manometrom. Dve 2 litrové

autoklávovateľné nádoby. Každá nádoba je s dvojitým plavákom proti nasatiu tekutiny dovnútra prístroja. Nezávislá zdvojená zberná nádoba. Sací výkon 90 l/min. Váha 15 kg. Rozmery: 420x460x480 mm. Napájanie zo siete.

Odsávačka F100

KÓD: 2714

1 190 €

Vysokovýkonná mobilná odsávačka pre profesionálne použitie. Nárazuvzdorný obal, štyri antistatické kolieska, dve z nich s brzdami. Vysoký podtlak 900 mm/Hg. Regulátor podtlaku s manometrom. Dve dvojitrové autoklávovateľné nádoby. Každá nádoba je

s dvojitým plavákom proti nasatiu tekutiny dovnútra prístroja. Nezávislá zdvojená zberná nádoba. Sací výkon 84 l/min. Váha 17 kg. Rozmery: 420x460x480 mm. Napájanie zo siete.

Nohou ovládaná odsávačka

KÓD: 721

130 €



Autoklávovateľná so 400 ml nádobou z polykarbonátu, sací výkon – 650 mbar. Rozmery 225x170x120 mm. Váha - 1,3 kg.

Ručná odsávačka

KÓD: 1513

85 €



Výkonná odsávačka s ručným ovládaním. Má nízku hmotnosť a dá sa ľahko prepravovať v kufriku na prvú pomoc. Dosahovaný podtlak je väčší ako 500 mm Hg. Dá sa pripojiť sterilný odsávací katéter.

kód: 859 Motorová odsávačka F 18 **155 €**

kód: 2100 Motorová odsávačka F 36 **195 €**



Prenosná odsávačka pre malé chirurgické zákroky a ošetrovanie tracheotómie, pre domáce použitie. Nárazuvzdorný obal, prenosný, minimálne nároky na čistenie. Dodávaná s 1 litrovou autoklávoateľnou nádobou s bezpečnostným plavákom. Odsávačka obsahuje regulátor saria a manometer. Maximálny podtlak 800 mm/Hg. Sací výkon pri type F18 –18 l/min, pri type F36-36 l/min.

Askir batériová odsávačka

kód: 3402

420 €



Prístroj pracuje so vstavanými, nabíjateľnými akumulátormi. Odsávačka je prenosná, malých rozmerov. Je určený na profesionálne resp. domáce použitie. Na jedno nabitie akumulátorov je schopný vykonať 45-50 nepretržitých cyklov. Nabitie akumulátoru trvá 120-150 minút. Maximálny podtlak: 75 bar. Odsávací výkon: 16 l/min. Prístroj je osadený nádržou s objemom 1000 ml, ktorú možno sterilizovať v autokláve. Hmotnosť: 5,5 kg.

kód: 1341 Umelohmotná nádoba s vrchnákom, 1 litrová, autoklávoateľná **22 €**

kód: 2165 Umelohmotná nádoba s vrchnákom, 2 litrová, sterilizovateľná **24 €**

kód: 3101 Súprava hadičiek **6 €**

kód: 2943 Antibakteriálne cedítka ku všetkým odsávačkám **11 €**

Askir batériová odsávačka

0,35 €

kód: 1691 Odsávací katéter 6 CH

kód: 1690 Odsávací katéter 8 CH

kód: 1824 Odsávací katéter 10 CH

kód: 1023 Odsávací katéter 12 CH

kód: 474 Odsávací katéter 14 CH

kód: 1214 Odsávací katéter 16 CH

kód: 1438 Odsávací katéter 18 CH

Odsávačka	F-18	F-36	F-20	F-40	F-31	F-60	F-90	F-100	Askir
Max. vákuum (bar/mmHg)	0,75/563	0,8/600	0,75/563	0,8/600	0,75/563	0,75/600	0,75/600	0,9/675	0,75/563
Sací výkon (l/min)	23	37	23	37	30	6 %	90	84	25
Kapacita nádrže	1x1 l	1x1 l	1x1 l	1x1 l	1x1 l	2x2 l	2x2 l	2x2 l	
Spotreba energie (W)	127	157	127	157	50	60	120	270	40
Napájanie	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	12 V DC 110V,50/60Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	12 V DC
Rozmery (cm)	26x18x22	26x18x22	35x21x25	35x21x25	45x15x28	48x46x42	48x46x42	48x46x42	35x21x18
Hmotnosť (kg)	2,5	2,5	3,5	3,5	4	15	15	17	2,5

Taška rýchlej zdravotnej pomoci „B“

kód: 977

120 €



Taška na plece obsahuje dýchací vak jednorázový, 2 masky na ústa, ťahač jazyka, roztvárač úst, 3 ústne Guedelove vzduchovody, odsávací katéter, 2 infúzne sety, 5 a 10 ml striekačky, ihly, diagnostické svetelné pero, 2 páry rukavíc.

Taška rýchlej zdravotnej pomoci ALFA 1

kód: 3746

210 €



Taška obsahuje 1 silikónový dýchací vak, 2 masky na ústa, ťahač jazyka, 3 ústne Guedelove vzduchovody, odsávací katéter, 2 infúzne sety, 5 a 10 ml striekačky, ihly, diagnostické svetelné pero, 2 páry rukavíc.

Pohotovostná taška „A“

KÓD: 922



Taška obsahuje silikónový dýchací vak, 2 masky na ústa, odsávačku (šlapacia), otoscop, fonendoskop, tlakomer, tahač jazyka, laryngoskop s 3 lyžicami, rukoväťou a taškou, 3 ústne Guedelove vzučovody, svorka na

cievy, skalpel, ihlec, pinzeta, chirurgické nožnice, pinzeta na jazyk, roztvárač úst, kovové prstové návleky, kliešte magilové, súprava na výplach žalúdka, 3 tracheálne trubice, odsávací katéter, 2 infúzne sety, 5 a

10 ml striekačky, ihly, diagnostické svetelné pero, rukavice, cievna pinzeta.

530 €

Pohotovostné tašky, tašky rýchlej zdravotnej pomoci a tašky pre zdravotné sestry sa môžu objednávať aj s obsahom **podľa vlastného výberu!**

37.2 | TAŠKY PRE RÝCHLU ZDRAVOTNÚ POMOC

Tašky pre zdravotné sestry s kompletnou výbavou

Taška s kompletnou výbavou

KÓD: 655



Taška na rameno obsahuje: tlakomer, fonendoskop, diagnostické svetelné pero, 10- 10 kusov 2 a 5 ml striekačiek, 100 ks ihiel, venóznou kanylou, 100 ks rukavíc, 100 ks drevených špachtlí, škrtidlo na rameno so

suchým zipsom, chirurgické nožnice, nožničky na obvazy, svorka na cievy, anatomickú pinzetu, chirurgickú cievnu pinzetu, dezinfekčný prostriedok na pokožku, teplomer, inštrumenty na výplach čriev, papierovú

vatú, mulové štvorce, katétre, 2 infúzne sety, žalúdočnú sondou, výživovacia sondou, tvárovú masku, Mayo tubu, emitnú misku, meter, dezinfekčný prostriedok na ruky, leukoplast.

85 €

Taška s extra výbavou

KÓD: 548



Malá taška z koženky, výbava predošlej tašky doplnená o glukomer a testovacie prúžky.

120 €

37.3 | TAŠKY PRE RÝCHLU ZDRAVOTNÚ POMOC

Tašky prvej pomoci a pohotovostné taška pre zdravotné sestry bez výbavy

ALFA

KÓD: 3744



70 €

Kompaktná, priestraná taška aj na rameno. Vďaka vnútornému členeniu (priečky, vaky, dostatočné miesto) odpovedá potrebám zdravotnej pohotovosti. Rozmery: 46 x 24 x 37 cm (š x v x h).

Pohotovostný vak

KÓD: 2351



22 €

Extra silný, kvalitné vypracovanie, vyrobený z materiálov odolných vode. Dá sa nosiť v ruke alebo na chrbte.

OMEGA

KÓD: 3745



80 €

Kompaktná, priestraná taška aj na rameno. Vďaka vnútornému členeniu (priečky, vaky, dostatočné miesto i na kyslíkovú fľašu) odpovedá potrebám zdravotnej pohotovosti. Rozmery: 63 x 36 x 25 cm.

Pohotovostný kufrík bez výbavy

KÓD: 1069



65 €

Kufrík na lekárske inštrumenty, z kvalitného pevného materiálu so stabilným rámom, priestraným vnútorným priestorom, s rúčkou a popruhom na plece.

Resuscitačný set pre dospelých jednorázový

KÓD: M069



495 €

Kompaktná, priestraná taška aj na rameno. Vďaka vnútornému členeniu (priečky, vaky, dostatočné miesto) odpovedá potrebám zdravotnej pohotovosti. Rozmery: 46 x 24 x 37 cm (š x v x h).

Resuscitačný set pre dosp.

KÓD: M070

Taška obsahuje: 3 mayo trubice (sterilné), dýchací vak pre dosp. (silikónový), 2 masky na ústa (silikónové), 2L kyslíkovú fľašu, redukčný

ventil, kyslíkovú masku s prípojnou hadicou, odsávačku (motorový F18), odsávací katéter v dvoch veľkostiach.

520 €

Resuscitačný set pre deti a dorast - jednorázový

KÓD: MO71

510 €

Taška obsahuje: 6x mayo trubice (nesterilné), dýchací vak pre dosp. (PVC), dýchací vak pre deti (PVC), 3 masky na ústa (PVC), 2L kyslíkovú fľašu, redukčný ventil, kyslíkovú masku s

pripojnou hadicou pre deti, kyslíkovú masku s hadicou pre dosp., odsávačku (šlapaciu), odsávacie katétre v troch veľkostiach.

Resuscitačný set pre deti a dorast

KÓD: MO72

550 €

Taška obsahuje: 6x mayo trubice (sterilné), dýchací vak pre dosp., dýchací vak pre deti (silikónový), 3 masky na ústa (silikónové), 2L kyslíkovú fľašu, redukčný ventil, kyslíkovú

masku s pripojnou hadicou pre deti, kyslíkovú masku s hadicou pre dosp., odsávačku (motorovú F18), odsávacie katétre v troch veľkostiach.

Tašky vyrábame aj podľa osobitnej požiadavky zákazníka! Ak ste nenašli hľadaný výrobok, zavolajte, pomôžeme!

NOSIDLÁ, POPRUHY

Nosidlo TEL028

KÓD: 1200

40 €



Zhotovená z PVC tkaniny, odolná voči vode, zostáva rezistentná proti ušpineniu. RTG lúče prepúšťa. 6 rukovätí pomáha bezpečne udržať nosidlo. Rozmery: 190x60 cm. Nosnosť: 90 kg.

Nosidlo vaničkové

KÓD: 3993

850 €



Vyrobené z mimoriadne tvrdého, hustého materiálu. Odoláva extrémnym teplotám a chemikáliám. Výrobok sa ľahko čistí. Materiál nosidiel je nepriepustný pre vodu a ropné produkty. Polyetylénová nosná plocha je pripevnená k hliníkovému trubkovému rámu, čím sa dosahuje maximálna odolnosť a tuhosť. Príslušenstvo: 3 ks fixačné popruhy, matrac, držadlo na nohy. Rozmery: 217x62x18,5 cm. Hmotnosť: 13,5 kg. Nosnosť: 278 kg.

Oxystabil

KÓD: 3994

249 €



Čo fixuje to je stabilné. Súprava pozostáva z troch rôznych rozmerov, a tým je vhodná na dokonalú a bezpečnú fixáciu horných alebo dolných končatín detí aj dospelých. Na mieste nehody až po nemocničné ošetrovanie. Prípravok možno použiť aj bez odstránenia odevu a nie je ho potrebné sňať ani pri röntgenovom vyšetrení. Prostriedok možno, bez straty kvality, použiť viac ako 100 krát po klasickej dezinfekcii.

Vákuové dlahy na končatiny 09.8004

KÓD: 1810

415 €



Zhotovené z PVC materiálu, ktorý sa ľahko udržuje. Prepúšťa RTG žiarenie. Príslušenstvo: pumpa, taška, trojdielna súprava.

Chrbticová dlaha BAR025

KÓD: 2915

139 €



Vyrobené z materiálu 100% prepúšťajúceho RX žiarenie. Výrobok možno prať a dezinfikovať. Dlahy je kompatibilná s akýmkoľvek fixátorom hlavy. Príslušenstvo: 3 ks snímateľných popruhov. Hmotnosť: 7,6 kg. Rozmery: 183x40x4,5 cm. Nosnosť: 150 kg.

Nosidlo s rúčkou

KÓD: 2056

230 €



Nosidlá sú konštruované tak, aby sa dali zasunúť pod pacienta, ideálne pri zraneniach chrbtice, alebo pre obeť nehôd ležiacich na zemi. Rozmery otvoreného nosidla: 201x43 cm. Rozmery zloženého nosidla: 120x43 cm. Váha: 10 kg. Nosnosť: 170 kg.

Nosidlo BAR018

KÓD: 2790

105 €



Skladateľný dvakrát a to pozdĺžne i priečne. Skladá sa z dutých hliníkových trubiek. PVC tkanina, ktorá je výplňou nosidiel, je trvanlivá, odoláva ohňu. Rozmery otvoreného nosidla: 203x50x15 cm. Rozmery zloženého nosidla: 96x170x15 cm. Váha: 7 kg. Nosnosť: 120 kg.

Krčný fixačný golier (Cervical)

14 €



KÓD: 3341 Veľkosť S
KÓD: 3340 Veľkosť M
KÓD: 3339 Veľkosť L
KÓD: 2272 Veľkosť XL

Vákuový matrac 09.8000

KÓD: 1719

580 €



Zhotovený z PVC, ktorý je odolný voči vode. Rezistentná proti ušpineniu. Vybavený 3 upevňovacími popruhmi, ktorými sa upevňuje zranený k matracu a ďalšie 4 popruhy, s ktorými sa pripieňuje matrac k nosidlu. Na boku sú 2 rukoväte, pri hlave a nohách po jednej rukoväti. Bez pumpy.

KÓD: 1720 Pumpa k vákuovému matracu 09.8002

105 €

Nosidlo

KÓD: 1831

165 €



Ručné, klasické nosidlo, skladateľné pozdĺžne, plachta z pevného plátna. Rozmery: 180x50 cm

Imobilizátor hlavy

kód: 3022



110 €

Univerzálna pomôcka na fixáciu hlavy k rôznym typom nosidiel. Vďaka suchým zipsom sa ľahko pripevňuje na hlavu. Jednoduchá držba.

Pohotovostné nožnice

kód: 1813



82 €

Multifunkčné pohotovostné nožnice vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Nástroj je vhodný na prerezanie bezpečnostných pásov, oblečenia, rozbitie skla a pod. Dodávaný v púzdre.

Popruh na zápästie s magnetickým uzáverom

kód: M776



79 €

Popruh je určený na rýchlu fixáciu rúk pacienta k nosidlám (posteli). Je bezpečný, má nastaviteľnú dĺžku a mäkkú výstelku.

Brušný pás s magnetickým uzáverom

kód: M778



165 €

Možnosť nastavenia optimálneho rozmeru; mäkká ochranná výstelka.

Popruh na lýtku so sponou

kód: M780



22 €

Popruh je určený na rýchlu fixáciu nôh pacienta.

Dláhy a šatky

kód: 324

Krammerova dlaha na nohu

4 €

kód: 2058

Krammerova dlaha na ruky

4 €

Chrbticový imobilizátor 09.8006

kód: 3253



129 €

Počas prevozu minimalizuje možnosť pohybu hlavy a chrbtice zraneného. Príslušenstvo: Taška

Záchranná izotermická prikrývka

kód: 1314



2,50 €

Izotermická prikrývka prevej pomoci, zlatá/strieborná. Zlatá strana smerom k telu chráni pred teplom a strieborná strana smerom k telu chráni pred chladom. Rozmery: 140x220 cm

Popruh na lýtku s magnetickým uzáverom

kód: M777



155 €

Popruh je určený na rýchlu fixáciu rúk pacienta k nosidlám (posteli). Je bezpečný, má nastaviteľnú dĺžku a mäkkú výstelku.

Popruh na zápästie so sponou


kód: M779



21 €

Popruh je určený na rýchlu fixáciu rúk pacienta k nosidlám (posteli). Je bezpečný, má nastaviteľnú dĺžku a mäkkú výstelku.

Brušný pás so sponou



Možnosť nastavenia optimálneho rozmeru; mäkká ochranná výstelka.

kód: M781 rozmer M (60-100cm) 55 €

kód: M782 rozmer L (100-140cm) 55 €

Pulzoximeter CMS 50D Plus

kód: 2942



Mnohostranný a jednoducho použiteľný. prístroj možno pripojiť k PC. Mimoriadne jednoduchá obsluha, nízka spotreba energie. Zobrazenie hodnoty SpO2. Zobrazovanie hodnoty pulzu, grafického priebehu pulznej vlny, stĺpcové diagramy. Smer zobrazenia na displeji možno meniť podľa aktuálnej potreby. Akustická signalizácia pulzu. Ak sú merané hodnoty mimo nastavených limitných hraníc prístroj automaticky aktivuje alarm. Automatické sledovanie kapacity napájacích

kód: 107

Trojrohá šatka

0,60 €

článkov so signalizáciou nízkej kapacity. Horné aj dolné limity alarmových hlásení možno nastaviť. Ukladanie nameraných hodnôt SpO2 a pulzu do vstavanej pamäte s možnosťou ich exportu do počítača aj v reálnom čase. Ak prístroj nedostáva signál dlhšie ako 5 sekúnd, automaticky sa vypne. K prístroju možno ako opciu zakúpiť bezdrôtový komunikačný modul RF. Displej: 0,96" farebný OLED s rozkladom 128x64. Merací rozsah SpO2: 0%-100% (s rozlíšením 1%); presnosť: v intervale

70%-100%: $\pm 2\%$; pre hodnoty pod 70 % nie je presnosť stanovená. Meranie pulzu: 30 bpm-250 bpm (s rozlíšením 1 bpm); presnosť: ± 2 bpm alebo $\pm 2\%$ (platná je vždy vyššia hodnota). Odolnosť voči okolitému svetlu: odchýlka menšia ako $\pm 1\%$. napätie: DC 3.0V. Napájanie: 2 ks 1.5V (AAA) alkalické články. Minimálne 24 hodinová nepretržitá prevádzka (maximálne 32 hodín).

89 €

PULZOXIMETRE

Pulzoximeter CMS 50DL

KÓD: 1307



Integrovaný snímač SpO₂. Zariadenie možno použiť v nemocniciach, doma, športoviskách a pod. Presné meranie SpO₂ a frekvencie pulzu a zobrazenie nameraných hodnôt na displeji. Zobrazenie priebehu pulznej vlny s možnosťou zobrazenia výsledkov vo forme stĺpcových diagramov. Zobrazenie kapacity

batérií. 4 smery a 6 prevádzkových módov. Intenzitu svetla možno nastaviť v 4 úrovniach. Mimoriadne nízka spotreba energie. Automatické vypnutie keď nie je signál. Mimoriadne malé rozmery (57x31x32 mm); prenosný prístroj. 1,3" dvojitý farebný OLED displej s rozkladom 160x64 bodov. Merací

rozsah: SpO₂: 35-99 %; pulz: 30-250 bpm. Presnosť: SpO₂: ±2 % (v intervale 70-99%), pod 70 % nie je definovaná; pulz: ±2 bpm alebo 2 %. Napájanie: 2 ks 1,5V batéria (AAA). 30 hodín nepretržitej prevádzky.

55 €

Pulzoximeter CMS 50E

KÓD: 1761



Malý, ľahký, prenosný prístroj. Prevádzka jednoduchá, energeticky nenáročná (menej ako 100 mA). Prístroj zobrazuje na displeji numerickú hodnotu SpO₂ a pulzu resp. tieto hodnoty sú zobrazené aj formou kriviek a stĺpcových grafov. Smer zobrazenia a intenzita osvetlenia displeju sú voliteľné.

Akustická signalizácia pulzu. Funkcie alarmov, upozornenie n nízku kapacitu batérie, nastaviteľné alarmové limity. Funkcia pamäte. Uložené údaje z meraní možno exportovať do PC. Automatické vypnutie po 5 sekundách alebo keď sa uvoľní senzor. Displej: 1.3" 65K farebný OLED s rozkladom 128x96.

Merací rozsah SpO₂: 0-100% s delením po 1%. Presnosť: 70-100%: ±2%. PR: 30-250 bpm s delením po 1 a presnosťou ± 2 bpm. Napájanie: 3,7 V nabíjateľný akumulátor. Prevádzka na jedno nabitie: cca 20 hod. Príslušenstvo: šnúrka na zavesenie, dátový

120 €

Pulzoximeter MD 50 Q

KÓD: 4320



Prístroj navrhnutý vyslovene na vyšetrovanie detí a novorodencov!!! Jednoduchá a ľahká prevádzka. SpO₂, PR, stĺpcový diagram pulzu. Nízka energetická

náročnosť. Automatické vypnutie. 6 spôsobov zobrazenia. Napájanie: 2 AAA alkalické články alebo akumulátory. Zobrazenie úrovne nabitia napájacích článkov. Možnosť

regulácie osvetlenia. Prístroj možno používať v nemocniciach aj v domácom prostredí.

90 €

EDAN H100B pulzoximeter

KÓD: 3712



Prenosný, ľahký, kompaktný prístroj na meranie pulzu a kyslíkovej saturácie arteriálneho hemoglobínu v reálnom čase. Hodnoty pulzu a SpO₂ sú zobrazené na podsvietenom LCD displeji (128 x 64 pixelov) v numerickej aj grafickej podobe. Rozklad:

do 1% kyslíkovej saturácie, 1 BPM pulz. Údaje z grafu SpO₂ a pulzu za posledných 10 minút možno spätne prehládnuť na displeji. Napájanie: nabíjateľný článok. Akustické a vizuálne hlásenia. Uloženie údajov 100 pacientov a 300 hodín snímania.

Prostredníctvom rozhrania DB9 možno prístroj pripojiť k PC, taktovo možno údaje archivovať a vytlačiť. Tonus pulzu, hodiny reálneho času. Prístroj je kompatibilný s Nellcor a BCI DB9 senzormi.

290 €

KÓD: 4573 Prstový snímač pre dospelých 95 €

KÓD: 5371 Prstový snímač pre deti 95 €

KÓD: 19 Prstový snímač pre novorodencov 99 €

KÓD: 4983 Nabíjací dok 110 €

Pulzoximeter CMS 60C

KÓD: 5266



Pulzoximeter vhodný na vyšetrovanie dospelých aj detí (podľa snímača) použiteľný v profesionálnej praxi aj doma. Zobrazenie kapacity batérie, priateľské menu, nastaviteľná intenzita. Funkcie zvuku pulzu a alarmov, ktorých hornú a dolnú hladinu možno nastaviť. USB rozhranie na pripojenie k PC.

Softvér analyzuje, archivuje a tlačí namerané údaje. Napájanie: nabíjateľná lítiová batéria. Nabíjanie: AC adaptér alebo USB rozhranie. Nízka spotreba energie. Rozmery: 87x45x22 mm. Technické charakteristiky: 1,8" farebný 62K TFT displej s rozkladom 160x128 bodov. Merací rozsah: SpO₂: 35~ 99 %; pulz: 30 ~

250 BPM. Presnosť: <2% (70% ~ 99%), 2 BPM alebo 2% pre pulz. Prístroj je schopný Viac ako 24 hodinovej nepretržitej prevádzky.

155 €

KÓD: 5267 Snímač pre dospelých 65 €

KÓD: 5268 Snímač pre dojčatá 65 €

KÓD: 5376 Rossmax SA300 pulzoximeter s funkciou kontroly artérií 455 €

KÓD: 5370 Snímač na prsty pre deti a prsty nôh pre novorodencov 90 €



Pulzoximeter so vstavanou technológiou kontroly stavu artérií (ACT). Rytmus srdca, SpO₂, stav artérií – len jedným tlačidlom

- Rýchle meranie rytmu srdca, kyslíkovej saturácie a stavu artérií
- Veľký (2,4") farebný TFT displej
- Nastaviteľné hraničné hodnoty pre všetky merané parametre
- Merací rozsah: SpO₂ : 35 – 100%; HR: 30 – 250 bpm
- Presnosť: SpO₂: v rozsahu 70 – 100% je presnosť merania ±2%; pulz je meraný s presnosťou ±3 bpm

- Príslušenstvo: prstový snímač pre dospelých s vynikajúcou ochranou voči rušivému osvetleniu
- Vypínateľná akustická signalizácia alarmových stavov
- Tichá prevádzka
- Kapacita pamäte: 1440 hodnôt
- Bluetooth prenos dát
- Zobrazenie sily pulzu
- Zdvojený spôsob napájania
- Taška na prenášanie 60 cm

Rossmax SB200 – prístroj na určenie stupňa arteriosklerózy

KÓD: M234



Pružnosť artérií a výkon srdca poskytujú informácie o potenciálnom riziku arteriosklerózy, o poruchách obehovej sústavy, o ochoreniach srdca a obehovej sústavy.

- Prístroj sleduje stav žil, kyslíkovú saturáciu a pulz
- Stav artérií hodnotí na 6 stupňovej škále
- Hlásenie o komorovom diastolickom a systolickom tlaku, pružnosti žil, o celkovom stave obehovej sústavy:
 - Úroveň 1: vynikajúci stav
 - Úroveň 2: dobrý stav

- Úroveň 3: priemerný stav
 - Úroveň 4: podpriemerný stav
 - Úroveň 5: zlý stav
 - Úroveň 6: veľmi zlý stav, ktorý znamená vysoké riziko ochorenia srdca, obličiek, obehovej sústavy atď.
- Prístroj disponuje funkciou alarmu

180 €

40.1 Lekárske lampy | OSVETĽOVACIA TECHNIKA

Vyšetrovacia lampa SOLIS 30



Nová diagnostická lampa SOLIS 30, a to vďaka svojej konštrukcii a svetelným vlastnostiam boal navrhnutá predovšetkým pre použitie ako hlavný zdroj svetla v ordináciách a vyšetrovacích miestnostiach, rovnako ako v doliečovacích oddeleniach. Svetlidló je určené na použitie pre bodové osvetlenie pacientovho tela s cieľom urýchliť stanovenie diagnózy alebo posúdenie pokroku liečby. V lampe Solis 30 sú zdrojom svetla LED diódy, s rozsiahlym svetelným tokom a vysokou teplotou farieb vyžarovaného svetla.

LED diódy majú veľmi dlhú životnosť až 50 000 pracovných hodín. Svetlo tejto lampy je podobné dennému svetlu, ale nevyžaruje žiadne IR žiarenie, ktoré spôsobuje zahrievanie povrchu. Nový, ergonomický tvar hlavy lampy umožňuje jednoduché čistenie a zabezpečuje vysokú úroveň ochrany puzdra svetiel. Lampy Solis 30 zaisťujú nízke náklady na údržbu vzhľadom na to, že výmena LED diód je zbytočná, rovnako ako z dôvodu veľmi nízkej spotreby energie. Svetlidló sú vybavené reguláciou intenzity osvetlenia, čo umožňuje plynulé nastavenie intenzity svetla v závislosti na aktuálnych potrebách. Dodatočným prvkom k lampy je bodové svetlo napájané z USB zásuvky inštalovanej v osvetľovacej hlave. K dispozícii sú rôzne verzie: nástenné lampy, stropné svetlidló, svetlidló s montážou na pracovný stól alebo štít lôžka, pohyblivý stojan.

Napájacie napätie	24V DC
Intenzita svetla vo vzdialenosti 1 m (E c)	30 000 lx
Nastaviteľná intenzita svetla	15 ÷ 100%
Indikátor vykresľovania farieb R a	96
Teplota farby	4400 K
Priemer pracovného poľa d 10	210 mm
Priemer svetlého bodu d 50	105 mm
Nastaviteľný priemer ovládacieho poľa	nie
Zvýšenie teploty blízko chirurgickej hlavy	<1 ° C
Hĺbka osvetlenia L 1 + L 2	100 cm
Spotreba energie pre svetlidló	12 W
Izolačná trieda	la
Stupeň ochrany je zabezpečený krytom svetelnej steny	IP 43
Pracovný čas na záložovanie batérie SOLIS 30FA	až 7 hodín

KÓD: 4032	SOLIS 30 stropné prevedenie	950 €
KÓD: 4033	SOLIS 30 montáž na stenu	950 €
KÓD: 4037	SOLIS 30 mobilné prevedenie	690 €
KÓD: 4039	SOLIS 30 s montážou na pracovný stól	570 €

Stojan s kolieskami pre vyšetrovaciu lampu s lupou (3384)

KÓD: M171 67 €



Vyšetrovacia lampa ri-magic LED

KÓD: 3099



Ri-matic LED flexibilná vyšetrovacia lampa poskytuje ideálne osvetlenie vyšetrovanej oblasti tela. Biele LED svetlo s možnosťou fokusácie vyzdvihne jemné zmeny farby resp. vysokým kontrastom pomáha pri presnej diagnostike. Na rozdiel od halogénových lóp, LED poskytuje studené svetlo. Lampa s podstavcom má mimoriadnu stabilitu a anti statickú úpravu podstavca. Z 5 koliesok možno dve zabrzdiť. najmodernejšia LED technológia zaručuje

svetlo porovnateľné s prirodzeným osvetlením. Životnosť LED žiarovky je viac ako 50000 hodín. Lampa vyžaruje podstatne menej tepla a má podstatne nižšiu stratu energie ako klasické lampy. Zaoštrovací nástroj v prednej časti lampy umožňuje presné nastavenie osvetlenej plochy. Flexibilné rameno umožňuje nastaviť lampu do ľubovoľnej polohy. Používanie je jednoduché prostredníctvom reostatu, ktorým možno regulovať intenzitu svetla.

515 €

KaWe MASTERLIGHT®



Flexibilná vyšetrovacia lampa s LED osvetlením. Napätie/ výkon: 12V / 7 W. Lampa poskytuje osvetlenie s intenzitou cca 7500 Lux v pracovnej vzdialenosti 0,4 m. Životnosť LED žiarovky je približne 22000 hodín (v porovnaní s halogénovou žiarovkou, ktorej životnosť je cca 1000 hodín).

Vyšetrovacia lampa DENTMIX-LED4

KÓD: 3100



Svetlidló môže byť použité vo všetkých variáciách (nástenné, stropné, mobilné). Svetlidló je celokovové s bezdotykovou, plynulou reguláciou osvetlenia. Technické parametre: napájacie napätie: 220V; menovité napätie: 12V; svetelná stopa (ISO 9680): 150x85 mm; teplota chromatičnosti: 4100 K; intenzita osvetlenia (plynulo regulovateľná): 30000 lux.

940 €

KÓD: 5388	KaWe MASTERLIGHT® LED	480 €
KÓD: 381	SkaWe MASTERLIGHT® Halogen	350 €

LRE122 zväčšovacia lamp

KÓD: M207

745 €



Osvetľovacie teleso z produkcie nemeckej spoločnosti Waldmann, zabezpečuje optimálne osvetlenie prostredníctvom energeticky úspornej kruhovej výbojky, pričom je garantovaná vysoká úroveň osvetlenia, bez vibrácií. Kvalitná šošovka je zárukou nízkeho skreslenia a eliminácie odrazov. Zväčšenie: Pomocou prídavnej šošovky 4-8 dioptrií. Priemer šošovky: 120 mm; priemer prídavnej šošovky: 31,5 mm. Menovité napätie: 100-240 V. Menovitý výkon: 23W

RING LED zväčšovacia lamp

KÓD: M208

530 €



Osvetľovacie teleso z produkcie nemeckej spoločnosti Waldmann, zabezpečuje optimálne osvetlenie prostredníctvom energeticky úsporných LED, pričom je garantovaná extrémne dlhá životnosť zdrojov svetla. Uzavretá hlavica s dotykovým vypínačom je chránená voči znečisteniu a poškodeniu, jej čistenie je rýchle a jednoduché. Zväčšenie: 5,3 dioptrií. Priemer šošovky: 72 mm. Menovité napätie: 100 – 240V (50/60 Hz). Menovitý výkon: 6W. Životnosť LED: 50000 hod. Upevnenie: svorka.

Teviso zväčšovacia lamp

KÓD: M783

790 €



Kvalitná nemecká zväčšovacia lamp poskytuje vďaka 48 LED vysokú kvalitu osvetlenia bez vibrácií. Brúsené šošovky zabezpečujú zobrazenie bez skreslenia a odrazov. S prídavnými zväčšovacími šošovkami možno dosiahnuť zväčšenie 3,5 (+8 dioptrií). Priemer osvetľovacej hlavice: 160 mm. Životnosť LED zdrojov svetla: 50 000 hod. Intenzita osvetlenia: 6000 lx (s možnosťou zníženia až na 10%). Napájanie: 100-240 v, 80/60 Hz. Menovitý príkon: 14 W.

Vyšetrovacia lamp halogénová mobilná ID

KÓD: M422

120 €



Ultra tenká hlavica. Vstavaný tepelný filter. Otočný o 180 stupňov. Ohybný držák hlavice, možno jednoducho nastaviť do akejkoľvek pozície. Bezpečný podstavec. Žiarovka 12 V / 20W IRC s predĺženou životnosťou. Životnosť žiarovky je cca 4000 hodín. Intenzita svetelného toku: 90000 lux zo vzdialenosti 30 cm. Lamp poskytuje jasné biele svetlo.

Masterlight nástenná lekárská lamp

KÓD: 1721

250 €



Nástenná lamp – flexibilné rameno, KAWE výrobok

KÓD: 3088 Nástenná montáž k Masterlight lamp 25 €

Vyšetrovacia lamp stolová s lupou

KÓD: 3384

70 €



Šošovka o priemere 125 mm, 3 násobné zväčšenie. Kruhová žiarovka o priemere 205 mm, 230 V / 22 W. Ochranná sklopná clona proti poškrabaniu. Pružinový nosný mechanizmus.

Stojanová lamp SL- 1193G

KÓD: M425

390 €



Lamp určená predovšetkým na ambulantné chirurgické výkony. Lamp poskytuje studené LED svetlo s intenzitou 25000 – 40000 Lux s teplotou 3800 – 5000 K. Lamp vybavené flexibilným ramenom je umiestnená na mobilnom podstavci.

ORL vyšetrovacia lamp

KÓD: 2639

770 €



Halogénová lamp s nízkym tepelným žiarením umiestnená na flexibilnom ramene. Zdroj svetla neoslepuje pri používaní čelného zrkadla. Intenzita osvetlenia: 15000 lux. Lamp je umiestnená na podstavci s kolieskami.

Vyšetrovacia / operačná lamp SOLIS 60



Nové vyšetrovacie svetlá Solis série 60 vďaka svojej konštrukcii a svetelným vlastnostiam boli navrhnuté predovšetkým pre použitie ako hlavný zdroj svetla v ordináciách, diagnostických izbách, rovnako ako na použitie na menších operačných sálach. Prevádzkové vlastnosti svetiel radu SOLIS 60 sú charakterizované: vysoká intenzita svetla, veľmi dlhá životnosť zdrojov svetla - LED

diódy (50 000 h), absencia tepelného žiarenia v okruhu svetla vyžarovaného svetelným zdrojom, dokonalá vernosť podania farieb osvetlených predmetov, odnímateľná, sterilizovateľná rukoveť pre pohodlné polohovanie svetelnej hlavice, mobilita a vynikajúci rozsah pohybu osvetľovacej hlavice vo vzťahu k prevádzkovej oblasti, bezkontaktná trojstupňová regulácia intenzity

svetla s farebnou signalizáciou zvolenej intenzity zmenou farby podsvietenia rukoväte, ktoré sa mení spolu so zmenou intenzity osvetlenia operačného poľa. Všetky modely typového radu SOLIS 60 sú k dispozícii aj v prevedení so zdvojenou osvetľovacou hlavico.

KÓD: M784 SOLIS 60 mobilné prevedenie 1 650 €

KÓD: M785 SOLIS 60 montáž na strop 1 650 €

KÓD: M786 SOLIS 60 montáž na stenu 1 650 €

KÓD: M865 SOLIS 60/60 stropné prevedenie 3 130 €

KÓD: 4046 SOLIS 60/60 montáž na stenu 3 130 €

KÓD: 4047 SPLIS 60/60 mobilné prevedenie 3 130 €

Chirurgická lampa

KÓD: 2595 2 150 €



EL-03 M stropná operačná lampa malých rozmerov. Trojžiaričkové halogénové lampy so studeným svetlom sú určené predovšetkým do malých operačných sál, do súkromných ambulancií resp. do veterinárnych operačných sál. Prednosťou je koncentrovaný svetelný lúč, jednoduché nastavenie, rameno osadené pružinou, nízka hmotnosť. Intenzitu osvetlenia možno nastaviť v dvoch stupňoch v závislosti na podmienkach chirurgického zákroku. Technické údaje: Osvetlenie I. stupeň – 47.000 lux, II. stupeň – 35.000 lux. Priemer osvetlenej plochy: 100 mm, prevádzková vzdialenosť: 0,9 – 1,6 m. Typ žiaroviek: Halogén 35W/12V, teplota svetla 3200 K, dĺžka ramena 1600 mm, váha: 18 kg.

MASTERLIGHT® 10 – 3 LED

KÓD: M426 540 €



Nový produkt
NOVÝ

Vyšetrovacia lampa stojanová s pevnou ohniskovou vzdialenosťou umiestnená na mobilnom stojane s 5 kolieskami. Pevná ohnisková vzdialenosť Počet LED žiaroviek: 3 Životnosť LED: 40.000 hodín Teplota svetla: 4 000 K Intenzita osvetlenia: 30.000 lux (vo vzdialenosti 0,5 m) Priemer osvetlenej plochy: 10 cm Prikon: 7 W

MASTERLIGHT® 15 – 7 LED

KÓD: M427 1 030 €



Nový produkt
NOVÝ

Vyšetrovacia/operačná lampa stojanová s pevnou ohniskovou vzdialenosťou umiestnená na mobilnom stojane s 5 kolieskami. Vďaka vysokej intenzite osvetlenia možno lampu použiť aj pri malých operačných zákrokoch. Pevná ohnisková vzdialenosť Počet LED žiaroviek: 7 Životnosť LED: 40.000 hodín Teplota svetla: 4 000 K Intenzita osvetlenia: 60.000 lux (vo vzdialenosti 0,5 m) Priemer osvetlenej plochy: 10 cm Prikon: 10 W

MASTERLIGHT® 30 – 19 LED

KÓD: 5389 2 150 €



Nový produkt
NOVÝ

Vyšetrovacia/operačná lampa stojanová s pevnou ohniskovou vzdialenosťou umiestnená na mobilnom stojane s 5 kolieskami. Vďaka vysokej intenzite osvetlenia možno lampu použiť aj pri malých operačných zákrokoch. Pevná ohnisková vzdialenosť Počet LED žiaroviek: 19 Životnosť LED: 40.000 hodín Teplota svetla: 4 300 K Intenzita osvetlenia: 60.000 lux (vo vzdialenosti 1m) Priemer osvetlenej plochy: 17 cm Prikon: 20 W

40.2 Operačné lampy | OSVETĽOVACIA TECHNIKA

Operačná lampa LEDILUX



Operačné lampy LEDILUX predstavujú nový rad zdrojov svetla používajúcich LED diódy ako zdroj svetla. Svetlo vyžarované LED má mnoho výhod oproti svetlu, získaného pomocou halogénových žiaroviek. LEDILUX operačná lampy je vyrobená zo 6 segmentov, kde je celkom

120 LED diód na dosiahnutie intenzity svetla 160 000 lux. Vysoká energetická účinnosť a predĺžená životnosť lampy - viac ako 30 000 hodín je jedným z mnohých výhod. Navyše, je operačná lampy LEDILUX vybavená funkciou, ktorá umožňuje prepínanie len zelených LED

diód, čo Vám umožní vykonávať endoskopické techniky. Operačné lampy LEDILUX sú dostupné v troch modifikáciách:

KÓD: 4052 LEDILUX BLW s montážou na stenu 8 500 €

KÓD: 4054 LEDILUX BLC s montážou na strop 8 500 €

KÓD: 4056 LEDILUX BLC zdvojené s montážou na strop 13 900 €

Operačná lampy IGNIS 160



IGNIS 160 - ľahká, kompaktná operačná lampy s konštrukciou kruhového tvaru. Kryt je vyrobený z hliníka potiahnutého práškovými farbami s bezpečnostným sklom na spodnej strane. Konštrukcia zaručuje ľahkosť používania a jednoduché čistenie. Pri použití malého množstva vonkajších prvkov je kopula dobre chránená proti vode a prachu. Dve rukoväte - sterilná rukoväť umožňuje zaostrovanie svetelnej stopy. Nesterilné rukoväť obklopuje kopulu vo viac ako 75% obvodu, ktorá poskytuje nezávislý

prístup a robí umiestnenie veľmi jednoduchým. Jediným riešením sú dva ovládacie panely umiestnené na kupolu oproti sebe, čo poskytuje dobrý prístup nezávisle na polohe obsluhy. Navyše tieto panely umožňujú kontrolovať nielen parametre svetla, ale i parametre obrazu (voliteľne s HD kamerou). IGNIS 160 je vybavený samostatným zdrojom zeleného svetla pre endoskopické postupy, ktorý sa nachádza na hornej časti kupoly.

Ako výsledok výskumu a konzultácií s lekármi je použitá zelená farba svetla, ktoré zaisťuje najlepšie osvetlenie potrebné pre endoskopické výkony. Operačnú lampu možno objednať s jednou alebo zdvojenou osvetľovacou kopulou. Lampy je dodávaná podľa želania v prevedení s montážou na strop, montážou na stenu alebo v mobilnom prevedení na stojane.

KÓD: 4080 IGNIS 160 stropné prevedenie 8 630 €

KÓD: 4081 IGNIS 160 montáž na stenu 9 150 €

KÓD: 4082 IGNIS 160 mobilné prevedenie 5 630 €

Operačná lampy

KÓD: 5365 650 €



Operačná lampy pre malé chirurgické zákroky. Lampy poskytuje svetlo s intenzitou 30000 Lux. Teplota svetla: 4-5000 K. Výkon žiaroviek: 50W. Prikon: 60VA. Napájanie z elektrickej siete (AC 220V ± 20%, 50Hz).

Operačná lampy Medilux s podstavcom

KÓD: 3794 1 590 €



Stojanová modifikácia Medilux stropnej lampy

Operačná lampy Medilux



Svietidlá možno dodať aj v LED verzii. Cena na vyžiadanie.

Halogénové studené svetlo zaisťuje perfektné svetlo bez tieňa. Ohybné a nastaviteľné rameno lampy. Intenzita osvetlenia: 50000 lux. Priemer osvetlenej plochy je 16 cm. Vysoká kvalita bieleho svetla: 4000 K. Dĺžka ramena nástennej a stropnej lampy sú 2 m. Zdroj svetla: 75 W halogénová žiarovka, 50/60 Hz, 230 V, životnosť žiaroviek: 2000 hod.

KÓD: 4462 nástenná BHW -175 1 990 €

KÓD: 3623 stropná BHC -175 1 990 €

Operačná lampa SOLIS 160



Konštrukcia a prevádzkové vlastnosti chirurgických svetiel radu Solis 160 zaisťujú splnenie všetkých požiadaviek s ohľadom na osvetlenie operačného / chirurgického poľa, závažné pre zariadenia tohto druhu. Inovovaný konštrukčný plán spočíva v uplatňovaní „štíhlej“ verzie projektorovej skrine sa vyznačuje vysokým stupňom krytia (IP 54). Charakteristické črty svetiel SOLIS 160 svetiel: Veľmi vysoká intenzita svetla,

plynulé zaostrovanie svetelných lúčov, čo má za následok možnosť nastaviť vzdialenosť pre optimálne osvetlenie, alebo zvoliť veľkosť svetelnej stopy, eliptické regulácia svetelného lúča - možnosť pokročilého riadenie svetelnej stopy nielen s ohľadom na jeho priemeru, ale aj jeho tvar, aktívny systém redukcie tieňu, absencia tepelného žiarenia svetla,

dokonala vernosť podania farieb osvetlených predmetov, odnímateľná, sterilizovateľná rukoväť pre reguláciu polohy osvetľovacej hlavice, vynikajúca mobilita a vynikajúci rozsah pohybu rozsah hlavice vo vzťahu k prevádzkovej oblasti, životnosť zdroja svetla - 40 000 pracovných hodín, plynulé nastavenie intenzity svetla.

KÓD: 4083 SOLIS 160 stropné prevedenie 5 650 €

KÓD: 4085 SOLIS 160 montáž na stenu 5 650 €

KÓD: 4086 SOLIS 160 mobilné prevedenie 5 650 €

	SOLIS 60	IGNIS 160	SOLIS 160	LEDILUX BL 600
Napájacie napätie	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
Intenzita svetla vo vzdialenosti 1 m (E_c)	60 000 lx	160 000 lx	160 000 lx	160 000 lx -5%
Nastaviteľná intenzita svetla	bezdotyková 50 ÷ 100%	25 ÷ 100%	25 ÷ 100%	40 ÷ 100% E_{max}
Indikátor vykresľovania farieb R_a	96	96	96	95
Teplota farby	4400 K	4000 - 4800 K	4400 K	nastaviteľná
Priemer pracovného poľa d_{10}	220 mm	280 mm	220 mm	280 mm (± 5%)
Priemer svetlého bodu d_{50}	110 mm	140 mm	110 mm	140 mm ± 5%
Nastaviteľný priemer ovládacieho poľa	nie	Áno	Áno	Áno
Zvýšenie teploty blízko chirurgickej hlavy	<1 ° C	<1 ° C	<1 ° C	<1 ° C
Hĺbka osvetlenia $L_1 + L_2$	130 cm	130 cm	70 cm	36 cm
Spotreba energie pre svetidlo	19 W	50 W	50 W	90 W
Izolačná trieda	Ia	Ia	Ia	II
Stupeň ochrany je zabezpečený krytom svetelnej steny	IP 43	IP 54	IP 43	IP 43
Pracovný čas na záložovanie batérie	až 7 hodín	až 7 hodín	až 7 hodín	-

	LEDILUX BL 600
Nastaviteľná teplota farieb	24V DC
Intenzita svetla pre jednotku s jednou maskou vo vzťahu k E_c	96%
Intenzita svetla pre jednotku s jednou maskou a hlavnou objektivou vo vzťahu k E_c	62 %
Intenzita svetla pre jednotku s dvoma maskami vo vzťahu k E_c	61 %
Intenzita svetla pre jednotku s dvoma maskami a hlavnou objektivou vo vzťahu k E_c	33 %
Celkové ožiarenie pre rozsah vlnových dĺžok od 380 do 2500nm, vo vzťahu k e a vzdialenosti 1 m od lighthouse	360 W / m ²
Ultrafialová ožiarenosť vo vzdialenosti 1 m od svetelnej hlavice vo vzťahu k E_c	4,5 mW / m ²
Počet projektorov	6
Počet LED zdrojov svetla	120

OSVETĽOVACIA TECHNIKA | 40.3 Iné

Ručná lampa s modrým svetlom

KÓD: 4261



350 €

Špeciálne, fluorescentné svetlo na osvetlenie takých náleзов, ktoré pri tradičnom osvetlení nie sú viditeľné.

TAŠKY

Lekárska taška „Cognac“

KÓD: 4042



185 €

Lekárska taška valcovitého tvaru vyrobená z kože. Veľký vnútorný priestor s dvomi prepážkami, vnútorné vrecko, nastaviteľné ampulárrium, na prepážke je umiestnený priestor pre navštívenky a písacie potreby.

Lekárska taška „Buffalo Click“ prírodná hnedá

KÓD: 4989



160 €

Rozery: 41x24x18 (šírka x výška x hĺbka). Koža.

Dürasol Mobilo

KÓD: M790



580 €

Taška vyrobená z mäkkej čiernej kože. Pomocou zipsu možno tašku úplne roztvoriť. Taška je vybavená dvomi priehradkami a samostatným priestorom na notebook. Rozmery: 47x16x38 cm.

Dürasol Picco Bello

KÓD: M789



425 €

ergoTaška s popruhom na plece. Vyrobená z mäkkej kože. Taška má veľký vnútorný priestor s tromi oddielmi a má priestrané bočné vrecká so samostatným vreckom na telefón. Taška sa dodáva v čiernej farbe. Rozmery: 40x20x33 cm.

Taška pre zdravotné sestry „Pilot“



Z čiernej koženky (kože), malé i väčšie rozmery (šírka x výška x hĺbka)

KÓD: 36	Malá (koženka) 35x23x17 cm	65 €
KÓD: 354	Veľká (koženka) 44x28x20 cm	75 €
KÓD: 436	Veľká (kožená) 44x28x20 cm	210 €
KÓD: 757	Malá (kožená) 35x23x17 cm	160 €

Taška pre zdravotné sestry „Sporty“



Športová, elegantná v čiernej a modrej farbe, kvalitné plátno, s rúčkou i na rameno. Dva hlavné priečky (jeden menší a jeden väčší) na zips. Dva bočné priečky na zips, väčší na dokumenty, menší na mobilný telefón. Rozmery: 34x26x16 cm.

KÓD: 645	Čierna	25 €
KÓD: 3003	Modrá	25 €
KÓD: M236	Červená	25 €

Lekárska taška „Elegant“



Lekárska taška s dvojitým uzáverom, valcovitý tvar, vyrobená z kože. Veľký vnútorný priestor, vnútorné vrecká. Rozmery: 41 x 25 x 16 cm.

KÓD: 4044	Bordová	205 €
KÓD: 4045	Čierna	205 €

Dürasol Rusticana



Z mimoriadne kvalitnej a odolnej kože, s vymieňateľným vnútorným priestorom, ktoré sa dá prať. Vnútro je predelená 6 priečkami, s úložným priestorom na 48 ampúl, doplnený praktickými vonkajšími vreckami. Je to elegantná taška s náročným dizajnom, v troch farebných vyhotoveniach: čierna, bordová, zlatohnedá.

KÓD: 3322	Koža, zlatohnedá, 43x21x27 cm, 2 priehradky	575 €
KÓD: 2847	Koža, čierna, 43x21x27 cm, 1 priehradka	520 €
KÓD: 2843	Koža, zlatohnedá, 38x21x27 cm, 2 priehradky	500 €
KÓD: 1278	Koža, čierna, 38x21x27 cm, 2 priehradky	500 €
KÓD: 2844	Koža, bordová, 38x21x27 cm, 2 priehradky	500 €
KÓD: 2806	Koža, čierna, 43x21x27 cm, 2 priehradky	575 €
KÓD: 2845	Koža, tmavohnedá, 43x21x27 cm, 2 priehradky	575 €
KÓD: 2846	Koža, zlatohnedá, 43x21x27 cm, 1 priehradka	520 €

Dürasol Mobilo

KÓD: 4043



175 €

Lekárska taška valcovitého tvaru s možnosťou nosenia na pleci, hnedá, vyrobená z pravej kože, veľký vnútorný priestor, vnútorné vrecká. Rozmery: 43 x 21 x 18 cm.

Lekárska taška Rusticana



Čierna odolná pelová látka. Hmotnosť: veľká 1,7 kg, malá 1,5 kg.

KÓD: 2777	Nylon, 43 x 21x 27 cm	360 €
KÓD: 1245	Nylon, 38 x 21x 27 cm	300 €

Dürasol Rusticana Cross



Elegantná lekárska taška s klasickým dizajnom. Farby: červená alebo zelená s bielym krížom. Taška má veľký vnútorný priestor a bočné vrecká. Taška je vybavená ergonomickým držadlom. Rozmery: 43x21x27 cm.

KÓD: M787 Červená 535 €

KÓD: M788 Zelená 535 €

Lekárska taška „Giant“



Rozmery: 41x27x23 cm

KÓD: 4990 Čierna 175 €

KÓD: 4988 Koňaková 185 €

Lekárska taška „Business“ kožená



S variabilnými vnútornými priečkami a extra vreckami, s uzamykaním. Rozmery 42 x 23 x 23 cm (šírka x výška x hĺbka)

KÓD: 2739	Hnedá celokožená	170 €
KÓD: 1765	Bordová, vnútro koženka	195 €
KÓD: 1519	Čierna, vnútro koženka	195 €

Lekárska taška „Classic Extra“



Taška zhotovená z jemnej kože. Mimoriadne veľký obsah s postrannými vreckami. Vnútro je rozdelený na 3 oddiely, s ampuláriom a vreckami. Rozmery: 43x32x20 cm (šírka x výška x hĺbka).

KÓD: 2205 Čierna 235 €

KÓD: 5361 Bordová 235 €

Lekárska taška „Perla“



Klasický valcovitý tvar, doplnený vonkajším priečinkom. Zhotovená je z kvalitného plátna, lemovaná kožou, veľmi atraktívna. Rozmery: 42 x 22 x 24 cm.

KÓD: 2139 Komb. bordovej a čiernej 105 €

KÓD: 2947 Kombinácia modrej a šedej 105 €

Lekárske tašky Dürasol



Špičkové lekárske tašky! Precízne prevedenie z odolného umelého materiálu. Priečinky v hornej i dolnej časti sa dajú prispôbovať podľa potreby. V ponuke sú v dvoch rôznych prevedeniach.



Lekárska taška „Classic“



Klasický valcový tvar. Rozmery: 42 x 22 x 21 cm (šírka x výška x hĺbka)

KÓD: 1705 Koža, bordová (vnútrajšok koženka) 140 €

KÓD: 32 Koža, čierna (vnútrajšok koženka) 140 €

KÓD: 2729 Koža, hnedá (vnútrajšok koža) 145 €

KÓD: 606 Koženka, čierna 95 €

Priečinková kožená lekárska taška „Compact“



Harmonikovitá., tri vnútorné priečinky a jeden bočný priečink. Rozmery: 41,5 x 24 x 15 po naplnení 20 cm (šírka x výška x hĺbka).

KÓD: 1755 Bordová 140 €

KÓD: 355 Čierna 140 €

Púzdro na recepty



KÓD: 356 Kožené 23 €

KÓD: 357 Koženkové 18 €

Ampulárium prvej pomoci

KÓD: 4179

21 €



Dvojdielne ampulárium z balónovej látky. Na jednej strane je miesto pre 13 hrubších skúmaviek, na druhej strane je miesto pre 38 normálnych skúmaviek. Zatváranie suchým zipsom. Rozmery: 6x27x4 cm (zatvorené).

Ampulárium Dürasol

KÓD: 1246

47 €



Vyrobený z nárazuvzdornej umelej hmoty ABS, otváranie stlačením uzáveru. Prehľadný. Rozmery: 20 x 12 x 2,9 cm (dĺžka x šírka x výška).

Ampulárium



18 miestny



45 miestny

KÓD: 1081 z textilu 16 €

KÓD: 55 z koženky 14 €

JEDNORAZOVO POUŽITELNÉ PROSTRIEDKY | 42.1 Ihly

Intravenózne kanyly



Vasofix

KÓD: 1108 LL oranžová 0,80 €

KÓD: 604 16 G LL šedá 0,80 €

KÓD: 713 18 G LL zelená 0,80 €

KÓD: 1028 20 G LL ružová 0,80 €

KÓD: 605 22 G LL modrá 0,80 €

KÓD: 4234 24 G LL žltá 0,80 €

Venflon

KÓD: 3020 14 G/BD oranžová 0,70 €

KÓD: 2994 16 G/BD sivá 0,70 €

KÓD: 3497 17 G/BD biela 0,70 €

KÓD: 2995 18 G/BD zelená 0,70 €

KÓD: 651 20 G/BD ružová 0,70 €

KÓD: 2522 22 G/BD modrá 0,70 €

Náplast' na upevnenie intravenózne kanyly 6x7 cm (100 ks)

KÓD: 5688

13 €

Ihly (jednorázové) – balené po 100 ks:



KÓD: 3559	16 G 1 1/2"	12,50 €
KÓD: 1798	18 G 1 "	3,50 €
KÓD: 166	18 G 1 1/2"	2,80 €
KÓD: 3824	18 G 1 1/4"	3,50 €

KÓD: 1145	18 G 2 "	3,50 €
KÓD: 960	19 G 1 "	3,50 €
KÓD: 167	19 G 1 1/2"	4,00 €
KÓD: 895	20 G 1 "	2,80 €
KÓD: 168	20 G 1 1/2"	2,80 €
KÓD: 1448	20 G 1 1/4"	3,50 €
KÓD: 2254	20 G 2 "	3,50 €
KÓD: 2303	20 G 2 3/4"	8,60 €
KÓD: 961	21 G 1 "	2,80 €
KÓD: 169	21 G 1 1/2"	2,80 €
KÓD: 1485	21 G 1 1/4"	3,50 €

KÓD: 1520	21 G 2 "	3,50 €
KÓD: 896	22 G 1 "	3,50 €
KÓD: 912	22 G 1 1/2"	2,80 €
KÓD: 170	22 G 1 1/4"	2,80 €
KÓD: 1022	22 G 2 "	3,50 €
KÓD: 172	23 G 1 1/2"	2,80 €
KÓD: 171	23 G 1 1/4"	2,80 €
KÓD: 1050	23 G 1 "	2,80 €
KÓD: 2950	23 G 2 3/8"	9,50 €
KÓD: 2951	23 G 2 3/8" Sterican	9,50 €

KÓD: 1217	24 G 1 "	4,00 €
KÓD: 974	25 G 1 5/8"	2,80 €
KÓD: 174	25 G 1 "	3,50 €
KÓD: 173	25 G 5/8"	3,50 €
KÓD: 2179	25 G 7/8"	3,50 €
KÓD: 2258	26 G 7/8"	3,50 €
KÓD: 1749	27 G 1/2	3,50 €
KÓD: 1750	27 G 1/5	3,50 €
KÓD: 175	27 G 3/4"	3,50 €
KÓD: 1834	27 G 7/8	2,80 €
KÓD: 5415	30 G 1/2	4,40 €

Ihly – Uzavretý odberový systém – VACUTAINER



Balené po 100 ks

KÓD: 2451	Vacutainer skúmavka (2 ml) 36884	20 €
KÓD: 183	Vacutainer skúmavka (čierna 5 ml) 366674	25 €
KÓD: 1472	Vacutainer skúmavka (čierna 1,6 ml) 367740	25 €
KÓD: 1862	Vacutainer skúmavka (čierna 1,8 ml) 366676	30 €
KÓD: 188	Vacutainer skúmavka (modrá 4,5 ml) 367704	25 €
KÓD: 182	Vacutainer skúmavka (fialová 3 ml) 368857	20 €

KÓD: 2540	Vacutainer skúmavka (fialová 4 ml) 368860	20 €
KÓD: 1952	Vacutainer skúmavka (červená 2 ml) 368492	25 €
KÓD: 1236	Vacutainer skúmavka (červená 4 ml) 369032	20 €
KÓD: 2441	Vacutainer skúmavka (červená 6 ml) 368815	20 €
KÓD: 2176	Vacutainer skúmavka (červená 10 ml) 367896	20 €
KÓD: 2175	Vacutainer skúmavka (žltá 5 ml) 367955	20 €
KÓD: 190	Vacutainer skúmavka (žltá 8,5 ml) 367953	20 €
KÓD: 2850	Vacutainer skúmavka (žltá 3,5 ml) 367957	20 €
KÓD: 181	Vacutainer skúmavka (sivá 2 ml) 368520	20 €
KÓD: 2456	Vacutainer skúmavka (zelená 4 ml) 367869	22 €

Ihly s poistným ventilom

KÓD: 963	čierna 22G 1 1/2	0,15 €
KÓD: 185	zelená 21G 1 1/2	0,15 €
KÓD: 186	žltá 20G 1 1/2	0,15 €

Ihla Anel

KÓD: 5848	23 G 4/5 rovná	17 €
KÓD: 3825	27 G 3/4 zahnutá	17 €

Ihly s krídelkami



KÓD: 205	18 G LL ružová	0,15 €
KÓD: 176	19 G LL hnedá	0,15 €
KÓD: 177	20 G LL žltá	0,15 €

KÓD: 656	21 G LL zelená	0,15 €
KÓD: 206	22 G LL čierna	0,15 €

KÓD: 644	23 G LL modrá	0,15 €
KÓD: 1335	25 G LL oranžová	0,15 €

Ihla s krídelkami a poistným ventilom

Obsah: skúmavka s aditívom, injekčná striekačka s rozmerom 1,20x38, špongia, obvaz, zápisnica na záznam o odbere.

KÓD: 1981	21G	0,70 €
KÓD: 598	23G	0,70 €
KÓD: 189	Bezpečnostný klobúčik	0,12 €
KÓD: 1308	Kompletný balík odberového systému	9,80 €
KÓD: 1497	Spinálna ihla, 18 G	2,50 €

Ihla s krídelkami a poistným ventilom

**11,50 €**

Bezpečnostná ihla je taký patentovaný lekársky nástroj, ktorého použitím možno na minimum znížiť nehody spôsobené ihlami.

KÓD: M178 20G 1 ½

KÓD: M184 22G 1 ½

KÓD: M181 21G 1 ½

KÓD: M187 23G 1 ½

Kontajner na použité ihly

KÓD: 251 0,7 l **1,70 €**KÓD: 252 1,5 l **2,80 €**KÓD: 1618 7 l **6,50 €**KÓD: 1462 12 l **7,50 €**KÓD: 2226 30 l **12 €**

Dvojdielne striekačky

KÓD: 1035 1 ml **0,09 €**KÓD: 161 5 ml **0,05 €**KÓD: 163 20 ml **0,10 €**KÓD: 159 2 ml **0,04 €**KÓD: 162 10 ml **0,06 €**

Trojdielne s gumovým piestom LL

KÓD: 2112 3 ml **0,14 €**KÓD: 1422 20 ml **0,39 €**KÓD: 2115 5 ml **0,19 €**KÓD: 1484 50 ml **0,45 €**KÓD: 2116 10 ml **0,20 €**

Trojdielne s gumovým piestom A

KÓD: 1544 5 ml **0,06 €**KÓD: 1212 Inzulínová
striekačka +
ihla, 1 ml **0,12 €**KÓD: 1545 10 ml **0,12 €**

Intraoseálny zavádzač jednorazový

**Pre deti**

Hĺbku prieniku možno nastaviť medzi 0,5 – 1,5 cm. Hrúbka ihly 18G

Pre dospelých

Hĺbku prieniku možno nastaviť medzi 1,5-2,5 cm. Hrúbka ihly 15G

KÓD: 5690 Pre
dospelých **140 €**KÓD: 5790 Pre deti **140 €**

Žilový set

KÓD: 5786

9 €

Obsah: 1 ks FB prikrývka 75 x 45 cm; 1 ks striekačka 20 ml; 1 ks L2 prikrývka 75 x 45 cm s otvorom a lepiacou páskou; 1 ks striekačka 10 ml; 10 ks kompresov (8 vrstvové)

7,5 x 7,5 cm; 1 ks ihla 0,8x40 mm; 10 ks utierky 20 x 20 cm; 1 ks kovový držiak ihly; 1 ks chirurgický skalpel; 1 ks ihla 1,2 x 40 mm.

Výplachová striekačka plastová, 100 ml

KÓD: 423

1,85 €

Výplachová striekačka JASEK/JANETTE

KÓD: 5689

9 €

Sterilizovateľná, plastová, 150 ml.



Výplachová striekačka

KÓD: 1195 150 ml **59 €**KÓD: 1194 100 ml **55 €**KÓD: 809 200 ml **62 €**

Rukavice vinylové

Púdrované, nesterilné

5 € / 100 ks

KÓD: 1446 Veľkosť S

KÓD: 3057 Veľkosť M

KÓD: 3002 Veľkosť L

Maxter Nitrile

Nepúdrované, nesterilné, modré	6 € / 100 ks
KÓD: 5467 Veľkosť S	KÓD: 5469 Veľkosť L
KÓD: 5468 Veľkosť M	KÓD: 5470 Veľkosť XL

Cvernové rukavice

	0,55 € / pár
KÓD: 1805 Veľkosť 7, červené	KÓD: 966 Veľkosť 9, zelené
KÓD: 1804 Veľkosť 8, žlté	KÓD: 2026 Veľkosť 10, biele

Latexové rukavice Maxter

Mierne púdrované	5,50 € / 100 ks
KÓD: 4362 Veľkosť XS	KÓD: 4364 Veľkosť M
KÓD: 4363 Veľkosť S	KÓD: 4365 Veľkosť L
	KÓD: 4366 Veľkosť XL

Bezlatexové Texident

Vnútrohá vrstva bez latexu Nepúdrované, nesterilné	7,50 € / 100 ks
KÓD: 3443 Veľkosť XS	KÓD: 2999 Veľkosť M
KÓD: 2438 Veľkosť S	KÓD: 3000 Veľkosť L

Rukavice z PE fólie

(balenie po 100 ks)	0,95 € / 100 ks
KÓD: 225 Veľkosť M	KÓD: 420 Veľkosť L

Sempermed latexové rukavice:

Vynikajúci úchop. Textúrovaný povrch umožňuje vyniknúť výbornému úchytu latexu. Povrch je šmyklavý tam kde je to potrebné. Rukavice zabezpečujú vynikajúci úchyt aj v mokrom prostredí a aj nástroje možno nimi bezpečne používať. Ideálny pocit uchopenia v prípade citlivých rúk.

Sempermed classic

Púdrované, sterilné

KÓD: 2634 Veľkosť 6

Sempercare

Púdrované, nesterilné

KÓD: 5577 Veľkosť S

0,45 € / pár

KÓD: 1863 Veľkosť 6,5

KÓD: 466 Veľkosť 7

KÓD: 1701 Veľkosť 7,5

KÓD: 1702 Veľkosť 8

KÓD: 1703 Veľkosť 8,5

KÓD: 5574 Veľkosť 9

5,10 € / 100 ks

KÓD: 5570 Veľkosť S

KÓD: 5571 Veľkosť M

KÓD: 5572 Veľkosť L

KÓD: 5573 Veľkosť XL / 90ks

Semperguard Nitrile XtraLite

Optimálne tenké, hygienické nitrilové rukavice, ktoré kladú dôraz na príjemné nosenie. Sú odporúčané na používanie v oblasti priemyselnej výroby, kontrole výrobkov ako aj pri balení.

Semperguard Nitrile XtraLite

Nepúdrované, nesterilné, fialové

Sempermed Derma PF

Nepúdrované, sterilné

KÓD: 5764 Veľkosť 6

10,00 € / 200 ks

KÓD: 5463 Veľkosť S

KÓD: 5464 Veľkosť M

KÓD: 5465 Veľkosť L

KÓD: 5466 Veľkosť XL / 180 ks

Ideálne riešenie pre užívateľov, ktorý majú extrémne očakávania ohľadom trvácnosti a komfortu.

0,80 €

KÓD: 5765 Veľkosť 6,5

KÓD: 5766 Veľkosť 7

KÓD: 5767 Veľkosť 7,5

KÓD: 5768 Veľkosť 8

KÓD: 5769 Veľkosť 8,5

KÓD: 5770 Veľkosť 9

42.4 Iné | JEDNORAZOVO POUŽITELNÉ PROSTRIEDKY

Katétre



Ballon Nelaton RüsCh

KÓD: 3730	14 CH	1,30 €
KÓD: 3731	16 CH	1,30 €

KÓD: 274	18 CH	1,30 €
KÓD: 5402	20 CH	1,30 €
KÓD: 273	22 CH	1,30 €

Ballon Nelaton

KÓD: 2222	18 CH	4 €
KÓD: 1476	20 CH	4 €
KÓD: 1364	22 CH	1,10 €

KÓD: 1365	18 CH	1,10 €
KÓD: 282	20 CH	1,10 €
KÓD: 283	22 CH	1,10 €

KÓD: 723	18 CH	1,10 €
KÓD: 775	20 CH	1,10 €
KÓD: 555	22 CH	1,10 €

Nelaton umelá hmota

KÓD: 2211	08 CH	0,35 €
KÓD: 772	10 CH	0,35 €
KÓD: 2212	12 CH	0,35 €

KÓD: 1311	14 CH	0,35 €
KÓD: 1312	16 CH	0,35 €
KÓD: 1313	18 CH	0,35 €
KÓD: 1724	20 CH	0,35 €

Thiemann

KÓD: 1363	08CH	0,80 €
KÓD: 255	10 CH	0,80 €
KÓD: 256	12 CH	0,80 €

KÓD: 257	14 CH	0,80 €
KÓD: 258	16 CH	0,80 €
KÓD: 259	18 CH	0,80 €
KÓD: 260	20 CH	0,80 €

Ballon Rüschi

KÓD: 2313	20 CH	23 €
-----------	-------	-------------

Katéter ženský

KÓD: 261	10 CH	0,25 €
----------	-------	---------------

KÓD: 262	12 CH	0,25 €
KÓD: 263	14 CH	0,25 €

KÓD: 264	16 CH	0,25 €
KÓD: 265	18 CH	0,25 €

Ballon Thielman


KÓD: 1042	12 CH	4 €
KÓD: 1052	14 CH	4 €

KÓD: 745	16 CH	4 €
KÓD: 1147	18 CH	4 €

KÓD: 475	20 CH	4 €
KÓD: 476	22 CH	4 €

Insemináčny katéter 18 cm

KÓD: 2223		13 €
-----------	--	-------------



Sáčky na moč

KÓD: 129	Sáčky na moč – pre deti	0,20 €
KÓD: 130	Sáčky na moč – pre dospelých	0,35 €

Vyživovacia sonda

KÓD: 269	Vyž. sonda 5 CH, 40 cm	0,40 €
KÓD: 270	Vyž. sonda 6 CH, 40 cm	0,40 €
KÓD: 271	Vyž. sonda 8 CH, 40 cm	0,35 €

KÓD: 272	Vyž. sonda 10 CH, 40 cm	0,40 €
KÓD: 275	Vyž. sonda 8 CH, 100 cm	0,80 €
KÓD: 276	Vyž. sonda 8 CH, 100 cm	0,80 €

Žalúdkové sondy

KÓD: 1036	Žalúdková sonda 22 CH	1,30 €
KÓD: 1089	Žalúdková sonda 35 CH	1,30 €
KÓD: 1229	Žalúdková sonda 16 CH	1,30 €
KÓD: 1788	Žalúdková sonda 28 CH	1,30 €
KÓD: 1789	Žalúdková sonda 30 CH	1,30 €

KÓD: 2563	Žalúdková sonda 12 CH	1,30 €
KÓD: 750	Žalúdková sonda 18 CH	1,30 €
KÓD: 751	Žalúdková sonda 14 CH	1,30 €
KÓD: 774	Žalúdková sonda 20 CH	1,30 €
KÓD: 855	Žalúdková sonda 25 CH	1,30 €

Cell-Brush endometriálny test

KÓD: 3490		0,20 €
-----------	--	---------------



Citol. odber. kefka Rambrush

KÓD: 123		0,15 €
----------	--	---------------



Endometriálny odberač sterov

KÓD: 3670		5,90 €
-----------	--	---------------



Pošvové zrkadlo

Jednorázové, z umelej hmoty, v sterilnej fólii		
KÓD: 297	rozmer XS	0,30 €
KÓD: 298	rozmer M	0,30 €
KÓD: 299	rozmer L	0,30 €
KÓD: 2003	pošvové zrkadlo M, so sterilnými rukavicami	0,55 €



Emitná miska papierová

KÓD: 288		0,15 €
----------	--	---------------



Špajgla balenie 100 ks

KÓD: 1414		1,90 €
-----------	--	---------------

Jednorázový holiaci strojček

KÓD: 1620		0,15 €
-----------	--	---------------



Tampón na paličke

KÓD: 89	veľký	2,50 €
KÓD: 2439	malý	3,30 €

Drevené lekárske ústne lopatky 100 ks

KÓD: 179		1,50 €
----------	--	---------------



Pesár

7,50 €



Jednorázové, z umelej hmoty, v sterilnej fólii

KÓD: 1601 50 mm

KÓD: 1480 53 mm

KÓD: 1509 56 mm

KÓD: 1569 59 mm

KÓD: 553 62 mm

KÓD: 1492 65 mm

KÓD: 554 68 mm

KÓD: 1483 71 mm

KÓD: 1493 74mm

KÓD: 1570 77 mm

KÓD: 1495 80 mm

KÓD: 1883 85 mm

KÓD: 1634 90 mm

KÓD: 1635 95 mm

KÓD: 1522 100 mm

KÓD: 2587 110 mm

Ochranný prostriedok na nástroje



KÓD: 1412 suchý, balenie po 200 ks, priemer 34 mm

21,00 € / bal.

KÓD: 3641 suchý, balenie po 144 ks, priemer 28 mm

15,00 € / bal.

KÓD: 3735 prezervatív, balený jednotlivó

0,18 € / kus

Aqua-gel



Aqua-gel obväz na popáleniny: cca 4 mm hrubý hydrogél, vodná zmes prirodzených a syntetických polymérov. Vlastnosti: udržuje

ranu vlhkú, poskytuje ochranu voči vonkajším vplyvom, chráni pred bakteriálnou infekciou, vynikajúco prepúšťa vzduch, odsáva výlučky z rany, má bolesť zmiernujúce účinky, ochladzuje ranu (pri popáleninách), nelepí sa na ranu, výmena obväzu je bezbolestná. Obväz možno napustiť antibiotikami alebo inými liečivami. Prednosti: je nejedovatý, nespôsobuje alergické reakcie, je priehľadný, elastický, mäkký, dá sa jednoducho tvarovať (na tvár, ruky a pod.). Použitie: popáleniny, dekubity, vredy, rany po transplantácii kože, odreniny a iné poranenia.

KÓD: 4484 na popáleniny, 5x5 cm

3,90 €

KÓD: 4485 na popáleniny, 10x10 cm

8,20 €

KÓD: 4486 na popáleniny, 22x28 cm

33 €

KÓD: 4526 na popáleniny, 25x25 cm

39 €

Amorf Pharmagel

KÓD: 5763

2,50 €



Je to amorfný hydrogél, ktorý chráni lôžko rany od vonkajšieho znečistenia a podporuje tvorbu prostredia dôležitého pre hojenie. Prípravok nie je toxický a nespôsobuje alergické reakcie.

Steri-Strip pásiky na uzatváranie rany



Jemná, šetrná metóda namiesto šitia rán: pásiky slúžia na prvotné fixovanie poranenia, ako doplnkový materiál pri šití rán, prípadne na fixovanie rany po odstránení stehov. Pásiky sú hypoalergénne. Pri ich použití je menšie riziko infekcie ako pri šití. Rana sa rýchlejšie hojí, kozmetický efekt je lepší.

Tampón fixovaný glycerínom, 250 g

KÓD: 1423

2 €



Nenecháva vlákna, v ústnej dutine nezostávajú čiastočky vaty. 10 mm.

Návlčky na obuv

KÓD: 239



2,70 € / 100 ks

Sada náplastí Alumed 50 ks

KÓD: 4523



16 €

Na prekrytie rán úplne bez pokožky (napr. popáleniny). Neprilepí sa na ranu. Výmena náplastí je bezbolestná. Obsah: 5 ks 3,8x7,5 cm; 16 ks 1,9x7,2 cm; 5 ks 4,5x8 cm; 14 ks 2x12 cm; 10 ks 2,5x7,2 cm.

KÓD: 4524 Náplast' Alumed 6 cm x 5 m

24 €

Alumed mull 10 x 15 cm

KÓD: 4525



1,20 €

Jednotlivo balené, sterilné krycie náplasti, určené vyslovene na rany bez pokožky (popáleniny). Nelepiasa do rany Výmena je bezbolestná. Skrakuje sa čas hojenia.

YPSIPOR sensitive - súprava 50 ks náplastí

KÓD: 4522



13,50 €

50 ks bielych náplastí, ktoré veľmi dobre prepúšťajú vzduch: 5 ks 4,5x8 cm; 5 ks 3,8x7,5 cm; 14 ks 2x12 cm; 16 ks 1,9x7,2 cm; 10 ks 2,5x7,2 cm.

Súprava na čistenie rán YPSILON 50 ml

KÓD: 4521



8 €

50 ml prípravku v nádobe s pumpičkou + 10 ks utierok. Určené na ošetrovanie odrenín, rezných rán, pichnutí a pod.

KÓD: 1699 5 pášikov, s rozmerom 3 mm x 75 mm

0,80 €

KÓD: 2250 5 pášikov, s rozmerom 6 mm x 38 mm

1 €

KÓD: 2227 3 pášiky, s rozmerom 6mm x 75 mm

0,85 €

KÓD: 2255 5 pášiky, s rozmerom 12 mm x 100 mm

1,10 €

Zubárska vata v rolke, 300 g

KÓD: 5289

5 €



Mäkký bavlnený valček s vynikajúcimi sacími vlastnosťami, ktorý drží tvar. Vata nie je sterilná. 10 mm.

Sterilné vaty



KÓD: 92	Sterilná chirurgická vata 200 g	5,50 €
KÓD: 91	Sterilná chirurgická vata 50 g	1,50 €

KÓD: 892	Sterilná chirurgická vata 100 g	2,90 €
KÓD: 90	Papierová vata 500 g	2,90 €
KÓD: 704	Vata vyrobená z bavlny 200 g	1,90 €
KÓD: 1337	Vata vyrobená z bavlny 500 g	5,50 €
KÓD: 93	Vata vyrobená zo zmesi 200 g	2 €
KÓD: 94	Vata vyrobená zo zmesi 500 g	4 €
KÓD: 5351	Tampon Pur-Zellin 500 ks	3,30 €

Sterilné kompresy



KÓD: 86	6 x 6 cm	0,50 €
KÓD: 5774	10 x 10 cm	0,90 €
KÓD: 2599	50 x 80 cm	0,50 €

Sterilné kompresy



KÓD: 83	6 cm x 5 m	0,45€
KÓD: 84	10 cm x 5 m	0,60 €
KÓD: 1225	15 cm x 5 m	0,90 €

Viacvrstvé skladané nesterilné kompresy 16 vrstvé



400 ks		
KÓD: 4404	5x5 (resp. 20x20) cm	10 €
KÓD: 4405	5x10 (resp. 20x40) cm	18 €
KÓD: 4406	7,5x7,5 (resp. 30x30) cm	33 €
200 ks		
KÓD: 4408	10x10 (resp. 40x40) cm	16 €
KÓD: 88	10x12 (resp. 40x50) cm	21 €

Viacvrstvé skladané nesterilné kompresy 16 vrstvé



KÓD: 5746	4x4 cm	1,10 €
KÓD: 1547	8x4 cm	1,15 €
KÓD: 5564	8x20 cm	5,40 €
KÓD: 1549	10x4 cm	1,40 €
KÓD: 5675	10x20 cm	6,40 €

Náplasti s hodvábnym podkladom

RexSilk			Omnisilk		
KÓD: 550	1,25 cm x 5 m	0,45 €	KÓD: 1927	1,25 cm x 5 m	2,20 €
KÓD: 3380	2,5 cm x 5 m	0,80 €	KÓD: 103	2,5 cm x 5 m	2,40 €
KÓD: 3381	5 cm x 5 m	1,60 €	KÓD: 2352	5 cm x 5 m	6,50 €
RexSilk					
KÓD: 2495	2,5 cm x 5 m	3,50 €			

Ramofix: pružný sieťový obvaz



Sieťový hadicový obvaz je moderný materiál určený na vrchné krytie a fixáciu podkladových materiálov na rany.

KÓD: 1366	1 m, 1	0,25 €	KÓD: 611	1 m, 6	0,40 €	KÓD: 2542	2 m, 11	1,10 €	KÓD: 3551	25 m, 6	3,50 €
KÓD: 544	1 m, 2	0,30 €	KÓD: 612	1 m, 7	0,60 €	KÓD: 1864	5 m, 2	0,90 €	KÓD: 3552	25 m, 7	4 €
KÓD: 1295	1 m, 3	0,30 €	KÓD: 613	1 m, 8	0,60 €	KÓD: 1865	5 m, 4	0,90 €	KÓD: 616	25 m, 8	4,90 €
KÓD: 609	1 m, 4	0,40 €	KÓD: 1870	2 m, 9	0,90 €	KÓD: 1867	5 m, 5	1 €	KÓD: 2733	25 m, 11	12 €
KÓD: 545	1 m, 5	0,40 €	KÓD: 2541	2 m, 10	0,90 €	KÓD: 2629	25 m, 1	1,30 €	KÓD: 1866	5 m, 6	1,20 €
						KÓD: 614	25 m, 2	1,60 €	KÓD: 1868	5 m, 7	1,20 €
						KÓD: 2630	25 m, 3	2,30 €	KÓD: 1869	5 m, 8	1,50 €
						KÓD: 615	25 m, 4	2,60 €	KÓD: 2316	5 m, 9	1,95 €
						KÓD: 2631	25 m, 5	3,20 €	KÓD: 2317	5 m, 10	2,30 €

Náplasť s textilným podkladom



Rýchloplast

KÓD: 110	28 ks	3,20 €
----------	-------	---------------

Leukoplast		
KÓD: 100	1,25 cm x 5 m	2,40 €
KÓD: 101	2,5 cm x 5 m	3,40 €
KÓD: 102	5 cm x 5 m	6 €

Omniplast		
KÓD: 1160	1,25 cm x 5 m	3,50 €
KÓD: 1107	2,5 cm x 5 m	4,60 €
KÓD: 1224	5 cm x 5 m	8,20 €

RexPlast		
KÓD: 4742	1,25 cm x 5 m	0,50 €
KÓD: 2395	2,5 cm x 5 m	0,70 €
KÓD: 2396	5 cm x 5 m	1,40 €

Náplasti s papierovým podkladom

RexPore			Micropore		
KÓD: 4743	2,5 cm x 5 m	0,35 €	KÓD: 2253	1,25 cm x 9 m	0,70 €
			KÓD: 106	2,5 cm x 9 m	1,10 €

Náplasti s plastovým podkladom

RexTrans			Transpore		
KÓD: 4745	2,5 cm x 5 m	0,55 €	KÓD: 984	2,5 cm x 9 m	1,20 €
KÓD: 2397	5 cm x 5 m	1 €	KÓD: 109	5 cm x 9 m	2,30 €
KÓD: 4746	7,5 cm x 5 m	1,45 €			

Náplasti s netkaným podkladom

RexFix			Mefix			Dermaplast		
KÓD: 4747	2,5 cm x 10 m	0,90 €	KÓD: 897	2,5 cm x 10 m	2,70 €	KÓD: 1153	15 cm x 10 m	6 €
KÓD: 4748	5 cm x 10 m	1,60 €	KÓD: 898	5 cm x 10 m	3,20 €	KÓD: 5459	4 cm x 5 m	4,90 €
KÓD: 4749	10 cm x 10 m	3 €	KÓD: 904	10 cm x 10 m	5,30 €	KÓD: 2210	6 cm x 5 m	7,80 €

Safil



Sterilný chirurgický šijací materiál, vstrebateľný. Farebný (zelený), spletený so špeciálnym poťahom. Cena sa vzťahuje na 1 kus.

KÓD: 1732	Hrúbka 2/0 (C1048242)	5,50 €
KÓD: 3483	Hrúbka 3/0 (C1048221)	5 €
KÓD: 1733	Hrúbka 4/0 (C1048213)	5 €

Dafilon

Sterilný nevstrebateľný chirurgický šijací materiál opatrený ihlou. Cena sa vzťahuje na 1 kus.

KÓD: 417	Hrúbka 2/0 (C0932221)	3,40 €	KÓD: 1669	Hrúbka 4/0 (C0932205)	3,40 €
KÓD: 2312	Hrúbka 3/0 (C0932213)	3,40 €	KÓD: 3375	Hrúbka 5/0 (C0932124)	3,40 €

Rúško na prach


KÓD: 2135		0,15 €
-----------	---	---------------

Z ľahkého materiálu, neprekáža pri dýchaní a videní, ľahko sa nasadzuje.

Rúško proti chrípke

	KÓD: 3662	FFP3	3,50 €
	KÓD: 4458	FFP2	1,30 €

Čiapka

	KÓD: 242	Čiapka pre zdravotné sestry	0,05 €
	KÓD: 243	Čiapka operačná so šnúrkou	0,10 €


Chirurgická maska



Trojvrstvový materiál, bez latexu, antialergická, s ochranou proti baktériám, vode odolná, s gumičkou alebo so šnúrkou.

KÓD: 3390	Modrá s gumičkou	0,10 €
KÓD: 240	Zelená s gumičkou	0,10 €
KÓD: 241	Zelená alebo modrá so šnúrkou	0,10 €

Papierová krabica na nebezpečný odpad


	KÓD: 2190	Obsah 3 l	2,30 €
	KÓD: 1460	Obsah 10 l	3 €
	KÓD: 2199	Obsah 20 l	3,30 €
	KÓD: 2200	Obsah 30 l	5,60 €

Súprava na výplach žalúdka

KÓD: 247		12 €
----------	---	-------------

Vedro, lievnik, emitná miska, PE zástera, Žalúdočková sonda, žalúdočková hadica

KÓD: 290	Irigátor, prenosná súprava	6,50 €
KÓD: 289	Irigátor, súprava	9 €

	Irigátor, prenosná súprava (s nádobou, ktorá sa dá zložiť)
	Irigátor, súprava nádobu z umelej hmoty, gumená hadica, 2 koncové nástavce

RÔZNE INÉ PREDMETY

Striekačka (klystír)



KÓD: 165 veľkosť 3 4,20 €

KÓD: 956	veľkosť 5	5,20 €
KÓD: 597	veľkosť 7	6,20 €
KÓD: 1187	veľkosť 9	8,20 €
KÓD: 596	veľkosť 11	11 €
KÓD: 1370	veľkosť 13	12,30 €

Identifikačné pásy



KÓD: 5578 pre dospelých, modrá 0,10 €

KÓD: 3328 pre dospelých ružová 0,10 €

KÓD: 3329 pre kojencov, ružová 0,10 €

KÓD: 5579 pre kojencov, modrá 0,10 €

Vyplachovanie očí



KÓD: 1889 Flaša 1 000 ml 45 €

KÓD: 1908 Flaša 500 ml 22,50 €

KÓD: 364 Miska 4,50 €

Negatoskop



bez možnosti regulácie osvetlenia

KÓD: 2178 80 x 43 cm 165 €

s možnosťou regulácie osvetlenia

KÓD: 2722 120 x 43 cm 295 €

KÓD: 2723 160 x 43 cm 395 €

KÓD: 2721 120 x 43 cm 345 €

LED Negatoskop NGP 11 Ultra Slim



Technické údaje:

- Vonkajšie rozmery: 460x520x30 mm
- Veľkosť obrazovky: 360x443 mm

- počet rámov: 1
- Hmotnosť: 4,50 kg
- Napájanie: 230V, 50/60 Hz
- Spotreba energie: 65 W

- Osvetlenie: 6000 cd/m² = 19 000 Lux
- Bezstupňová regulácia intenzity osvetlenia
- Zapnutie aktivované držiakom filmu
- Uniformita osvetlenia: >95 %

KÓD: M791 Ultra Slim desktop 330 €

KÓD: M792 Ultra Slim na stenu 330 €

LED Negatoskop NGP 21 Ultra Slim



Technické údaje:

- Vonkajšie rozmery: 795x520x35 mm
- Veľkosť obrazovky: 720x430 mm

- počet rámov: 2
- Hmotnosť: 16 kg
- Napájanie: 230V, 50/60 Hz
- Spotreba energie: 125 W

- Osvetlenie: 6000 cd/m² = 19 000 Lux
- Bezstupňová regulácia intenzity osvetlenia
- Zapnutie aktivované držiakom filmu 2x
- Uniformita osvetlenia: >95 %

KÓD: M793 Ultra Slim desktop 550 €

KÓD: M794 Ultra Slim na stenu 550 €

Odkrývacia manžeta BOSCH

KÓD: 5391

190 €



Precízna ručná odkrývacia manžeta s reguláciou tlaku.
Priemer manometru: 50 mm.
Tlak: 0 – 600 mmHg. Pochromovaná pumpa a manometer. Manžeta na horné rameno a stehno.

Lievový varič sklo

KÓD: 1584

17 €



KÓD: 2298 Knôt pre liehový varič 1,50 €

KÓD: 3925 Liehový varič nerez 11 €

Škrtidlo



Škrtidlo automatické na obsluhu stačí použitie jednej ruky, odopína sa stlačením gombíka

KÓD: 469 automatické 2,40 €

KÓD: 75 so suchým zipsom 0,50 €

Dávkovač inzulínu Injex

KÓD: 3435

285 €



Systém na subkutánne dávkovanie inzulínu resp. vakcín bez ihliel.

KÓD: 3449 Ampula 1,30 €

KÓD: 3627 Spojka 3 €

Olovené výrobky (hrúbka 0,25 mm)



KÓD: 2123	Ochr.prikrývka v stomatológii I.60 x 100 cm	325 €
KÓD: 1773	Chránič gonád V. 40 x 40 cm	75 €
KÓD: 2093	Chránič štítnej žľazy VII. 18 x 50 cm	45 €
KÓD: 2091	Olovená zástera II. 60 x 90-100 cm	350 €
KÓD: 2092	Olovená zástera III. 65 x 100 x 110 cm	370 €
KÓD: 2094	Olovená zástera IV. 70 x 110 x 120 cm	610 €

Štandardná kostra



Štandardný model kostry na 122 cm vysokom odstavci na kolieskach. ento klasický model bol v uplynulých 50 rokoch klasickým príslušenstvom nemocníc, škôl, univerzít a laboratórií. Výška: 170 cm.

KÓD: 5440	Štandard Ben obr. vľavo	415 €
KÓD: 4072	Štandard obr. vpravo	275 €

Klasická lebka



KÓD: 4443	1 dielna obr. vľavo	25 €
-----------	------------------------	------

Základný 3 dielny model je najlepšou voľbou pri štúdiu anatómie. Rozmery: 20x13x15,5 cm.

KÓD: 1621	3 dielna obr. vpravo	80 €
-----------	-------------------------	------

Rozoberateľná lebka, farebná

KÓD: 5803	395 €
-----------	-------



22 kostí má 9 rôznych farieb, aby bolo možné jednotlivé kosti odlišiť. Označenie symetricky rozložených kostí je identické. Rozmery: 21x14x16 cm. Hmotnosť: 0,7 kg.

Kombinovaná (priehľadná/kost) lebka, 8 dielna

KÓD: M795	850 €
-----------	-------



Kombinácie priehľadnej a kostnej časti pomáha pri štúdiu inak neviditeľných vnútorných štruktúr. Pravá (priehľadná) časť umožňuje štúdium dôležitých anatomických podrobností. Priehľadnosť sánky poskytuje jedinečný pohľad na korene zubov a umožňuje štúdium pohybov sánky pri kúsaní.

Anatomický model dentálnej hygieny

KÓD: 5808	190 €
-----------	-------



Rozmer: 3 násobok reálnej veľkosti, 18x23x12 cm. Hmotnosť: 1,5 kg.

Anatomický model oka – 6 dielny

KÓD: 5807	129 €
-----------	-------



6 dielny anatomický model oka v 3 násobnom zväčšení. Rozmery: 9x9x15 cm. Hmotnosť 0,1 kg.

Anatomický model chrbtice

KÓD: 5811	475 €
-----------	-------



Pružne zmontovaný odliatok verne zobrazujúci ľudskú chrbticu vo vynikajúcej kvalite. Podrobne a jasne zobrazuje anatomické vlastnosti chrbtice. Model má hmotnosť originálu. Model je dodávaný bez podstavca. Výška: 85 cm. Hmotnosť 1,5 kg.

Anatomický model členku

KÓD: 5804	190 €
-----------	-------



Anatomický model členku (kosti, šlachy)

4 dielny anatomický model mozgu

KÓD: 5805	210 €
-----------	-------



Všetky štruktúry rozrezaného mozgu sú farebne odlišené, očíslované a označené symbolmi. Pravá časť je rozoberateľná na 4 základné časti.

2 dielny anatomický model srdca

KÓD: 5806	75 €
-----------	------



Tento model podrobne ukazuje anatómiu ľudského srdca. Prednú stenu srdca možno odstrániť a ukázať sa komory a ich vnútorná štruktúra. Rozmery: 19x12x12 cm. Hmotnosť: 0,3 kg.

Model skoliózy chrbtice


KÓD: 5802	160 €
-----------	-------



Tento model umožňuje ukázať mimoriadne verný obraz zdravej resp. degenerovanej bedrovej chrbtice. Všetky modelové degeneračné zmeny medzistavcových platničiek sa ukážu spolu s vyvolanými zmenami stavcov. Model je možné rozobrať na jednotlivé komponenty (telo stavca, platnička, nervy miechy).

Anatomický model pečene so žlčníkom

KÓD: 5809



70 €

Charakteristiky verného modelu: 4 laloky pečene so žlčníkom, vstupné žily. Model je umiestnený na snímateľnom stojane. Rozmery: 22,5x26x18,5 cm. Hmotnosť: 1,3 kg.

Model ramenného kĺbu

KÓD: M1018



105 €

Vynikajúci funkčný model v životnej veľkosti, ktorý verne demonštruje anatomické a mechanické vlastnosti ramenného kĺbu. Časti: lopatka, kľúčna kosť, časť kosti horného ramena, šľachy. Na modeli možno verne demonštrovať abdukciu, antroverziu, retroverziu a rotácie.

Fajčiaca Zuza

KÓD: M1009



290 €

Model verne zobrazuje množstvo dechtu, ktoré sa nahromadí v pľúcach po vyfajčení jednej cigarety. Decht, ktorý sa v reálnej situácii uloží v pľúcach sa v modelovej situácii ukladá v priehľadnej hadičke a možno tak demonštrovať množstvo škodlivých látok. Model je upevnený na podstavci a je dodávaný s tromi zbernými hadičkami a taškou na prenášanie.

Model vírusu AIDS

KÓD: M1011



105 €

Vírus HIV v niekoľko miliónovom zväčšení ukazuje vonkajšiu lipidovú membránu obsahujúcu bielkovinové štruktúry, jadro bunky a materiál zabezpečujúci reprodukciu vírusu (RNS). Jadro bunky možno vybrať a demonštrovať spôsoby ochrany voči prenosu HIV. Model je umiestnený na podstavci.

Figurína na reanimáciu novorodencov

KÓD: M1013



235 €

Tento úsporný CPR výučbový model obsahuje súpravu dýchacie cesty / pľúca / ochranná maska na jedno použitie, ktorú nie je potrebné čistiť, dezinfikovať resp. rozoberať. Vlastnosti: verne napodobňuje dýchanie, anatomická oporná body (napr. hrudná kosť, skelet hrudníku).

Model kolenného kĺbu



KÓD: M1015



107 €

Funkčný model v životnej veľkosti, ktorý verne demonštruje anatomické a mechanické vlastnosti kolena. Časti: fragment stehennej kosti, meniskus, krížne väzivo, šľachy. Na modeli možno verne demonštrovať abdukciu, antroverziu, retroverziu a rotácie.

Anatomické postery



Materiál odolný papier. Latinský/anglický popis. Rozmery 50 x 70 cm.

KÓD: 4991 Ľudská kostra 16 €

KÓD: 4992 Ľudské svalstvo 16 €

Model fáz tehotenstva

KÓD: M1017



665 €

Časti modelu: 1 mesačné embrio; 2 mesačné embrio; 3 mesačné embrio; 5 mesačný plod; 7 mesačný plod. Jednotlivé časti modelu sú umiestnené na podstavci.

Model semenníkov

KÓD: M1008



265 €

Silikónový model semenníkov v životnej veľkosti. Verne imituje kožu, na dotyk pôsobí ako živé tkanivo. Materiál, z ktorého je model vyrobený bol dermatologicky testovaný. Na prednej časti sa nachádza aj torzo koreňa penisu.

Súprava na imitáciu rán

KÓD: M1010



415 €

Ranami na opakované použitie a doplniteľným spotrebným materiálom možno trénovať techniky ošetrovania a obväzovania rôznych poranení. Súprava (uložená v taške) obsahuje: krvácajúce rany (vybavené zásobníkom imitácie krvi a pumpou); 1 ks otvorenej zlomeniny pištáľ; nekrvácajúce rany; 12 ks vybraných typov nalepiteľných rán a otvorených zlomenín. Súprava je doplnená prostriedkami na hodnoverné zobrazenie poranenia (imitácia krvi, imitácia zrazenej krvi, matné farby atď.)

Potravinová pyramída

KÓD: M1012



1 230 €

Súprava pozostáva z 5 tanierov, stojanu a 42 dielnej súpravy modelov potravín (obilniny, bielkoviny, ovocie, zelenina).

Model bedrového kĺbu

KÓD: M1014



105 €

Funkčný model v životnej veľkosti, ktorý verne demonštruje anatomické a mechanické vlastnosti bedrového kĺbu. Časti: fragment stehennej kosti, bedrový kosť, šľachy. Na modeli možno verne demonštrovať abdukciu, antroverziu, retroverziu a rotácie.



Model vyšetrenia prsníkov

KÓD: M1016



210 €

Model vyrobený z 3B SKINlike™ silikónu v plastovom ráme si simulovaným benigným nádorom, určený k simulovanému ultrazvukovému vyšetreniu.



KÓD: 4993	Ľudská cievna sústava	14 €
KÓD: 4994	Ľudská nervová sústava	14 €
KÓD: 5011	Inervácia ľudskej kože	14 €

Vozík pre kojencov

KÓD: 2080



250 €

Vozík je vyrobený so sintrovanej ocele. Vozu sú umiestnené dve brzdené kolieska. Rozmery vrchného košíka: 50 x 70 cm.

Vozík na prádlo

KÓD: 1262



365 €

Biela kovová konštrukcia, kolieska s brzdou, s tromi poličkami a 2 vrecia na prádlo. Rozmery: 47,5 x 122,5 x 108 cm.

Vozík na použité prádlo

KÓD: 1433



170 €

Skladací oceľový rám bielej farby, 4 kolieska, 3 plátenné vaky. Rozmery: 47 x 66 x 99 cm (roztvorený).

KÓD: 541

Chladiaca taška 24 l

14 €

KÓD: 2489

Chladiace vložky

1 €



Kôš na odpadky (s nášľapným pedálom)



KÓD: 1784 Plastový, 12 l

9 €

KÓD: 2024 Nerezový 5 l

16,50 €

KÓD: 1054 Nerezový 14 l

21 €

KÓD: 2538 Nerezový 20 l

32 €

Prostriedky rodiny fixačných pomôcok možno jediným pohybom, pomocou suchého zipsu, prispôbiť potrebám každého užívateľa. Základným materiálom je neoprén, ktorý uchováva teplotu tela, podporuje krvný obeh, znižuje opuchy. Výrobky z úpletu sú anatomicky tvarované, pevne obopínajú postihnuté miesta, nekŕčia a nešmýkajú sa. Správne používanie jednotlivých produktov výrazne podporuje dané skupiny svalov. Tieto výrobky sú určené najmä na predchádzanie poškodenia väziv resp. na uľahčenie pohybu po zranení.

Chránič členkov s dvojitou oporou DR-A003



12 €

Zápál alebo čiastočné pretrhnutie Achilovej šľachy, doplnok postoperačnej fyzioterapie, znižovanie svalovej horúčky po namáhanom pohybe, akútne ochorenia členkov (artróza a artritída).

KÓD: 5310 rozmer L

KÓD: 5311 rozmer XL

Elastický chránič kolena



7 €

Vhodné na pružnú fixáciu citlivého resp. bolestivého kolenného kĺbu (mierne natiiahnutia a pod.)

KÓD: 5303 rozmer S

KÓD: 5304 rozmer M

KÓD: 5305 rozmer L

Popruh kolena DR-K024

KÓD: 5306

8,50 €



Vyvíja lokálny tlak na väzivo jabĺčka, drží jabĺčko a znižuje vibrácie. Univerzálny rozmer, ktorý dokonale sleduje tvary tela.

Kolenná bandáž s prstencom DR-K009

KÓD: 5299

23 €



Funkcionálne ošetrovanie natiiahnutí a iných komplikácií. Vhodná pomôcka na aplikáciu kompresie v procese postoperačnej fyzioterapie (šport, nebezpečné povolania, ...)

Uzavretý chránič kolena s výstelkou



Použitie pri abnormalitách kolenného kĺbčeka na jeho fixáciu (dôsledky natiahnutia či vyvrtnutia a pod), kompresia bolestivého resp. reumatického kolena s výrazným znižovaním pocitu bolesti.

KÓD: 5300 rozmer L

KÓD: 5301 rozmer XL

KÓD: 5302 rozmer 2XL

12 €

Podpora kolena DR-K021



Počas športových aktivít fixuje koleno čím pomáha predchádzať možným zraneniam.

KÓD: 5307 rozmer M

KÓD: 5308 rozmer L

KÓD: 5309 rozmer XL

14 €

Dr. Med návlek na členky A009



Elastické krížové tkanie zmiernuje zápal a bolesti spôsobené opuchom. Vynikajúca pružnosť a otvorená päta zaručujú pohodlné nosenie. Používané sa odporúča najmä pri podvrtnutí členku a pri opuchoch členku.

KÓD: M973 rozmer M

KÓD: M974 rozmer L

6 €

KÓD: M972 rozmer S

Dr. Med návlek na členky A010



V prípade mierneho podvrtnutia členku resp. pri opuchoch členku poskytujú oporu a stabilitu. Zmierňuje bolesti a záťaž. Nosenie je pohodlné vďaka tomu, že návlek je vyrobený z tenkého a pružného materiálu.

KÓD: M968 rozmer S

KÓD: M969 rozmer M

KÓD: M970 rozmer L

KÓD: M971 rozmer XL

7 €

Opora zápästia DR-W002

KÓD: 5316



Používanie pomôcky sa odporúča pri miernejších stavoch poškodenia zápästia (natiahnutie šliach a pod.), zápaloch šliach zápästia, pri reumatických bolestiach. Univerzálny rozmer.

9 €

Prípravok na fixáciu palca DR-W-132-2

KÓD: 5317



Používa sa pri poranení palca, natiahnutí šliach, pri oslabenej funkcii svalov výrazne podopiera prst. Univerzálny rozmer.

14 €

Bandáž zápästia s dlahami, pravá/ľavá W-004



Používanie pomôcky sa odporúča pri miernejších stavoch poškodenia zápästia (natiahnutie šliach a pod.), zápaloch šliach zápästia, pri reumatických bolestiach. Univerzálny rozmer.

Ľavá

KÓD: 5326 rozmer S

KÓD: 5327 rozmer M

KÓD: 5328 rozmer L

KÓD: 5329 rozmer XL

Pravá

KÓD: 5291 rozmer S

KÓD: 5292 rozmer M

KÓD: 5293 rozmer L

KÓD: 5294 rozmer XL

14 €

Dr. Med ortéza prsta s výstuhou

KÓD: M139



Neoprénová ortéza s výstuhou podopiera slabé alebo poranené prsty a zápästie. Výrobok je vhodný na obe ruky.

9 €

Ochranná bandáž lakťa s dvojitou výstelkou DR-E005



Pri športových aktivitách poskytuje bezpečnú aktívnu ochranu resp. chráni pred bolesťou v prípade preťaženia. Je to ideálna ochrana horných končatín aj pri namáhavej fyzickej práci.

10 €

Fixátor tenisového lakťa DR-E001

KÓD: 5312



Vyvíja lokálny tlak na lakeť, čím ho stabilizuje. Univerzálny rozmer, ktorý dokonale sleduje obrysy tela.

9 €

KÓD: 5313 rozmer M

KÓD: 5314 rozmer L

KÓD: 5315 rozmer XL

Fixačná bandáž na rameno



Bandáž je určená na podporu slabých a unavených svalov a kĺbov. Odporúča sa v prípade zápalov, výronov a pri natiahnutí svalov ramena. Znižuje riziko poranenia. Zvyšuje pružnosť svalov a šliach.

Ľavé rameno

KÓD: 5750.01 rozmer S

KÓD: 5750.02 rozmer M

KÓD: 5750.03 rozmer L

KÓD: 5750.04 rozmer XL

Pravé rameno

KÓD: 5749.01 rozmer S

KÓD: 5749.02 rozmer M

KÓD: 5749.03 rozmer L

KÓD: 5749.04 rozmer XL

19 €

Elastický brušný pás DR-B012



21 €

Účinne stabilizuje a fixuje chrbticu v prípade chronických ochorení chrbtice a zmiernuje bolesť. Po chirurgickom zákroku podporuje chrbticu a znižuje jej zataženie. Používanie pásu výrazne znižuje bolesť svalov.

KÓD: 5295 rozmer L (86 - 93 cm)

KÓD: 5297 rozmer 2XL (102 - 112 cm)

KÓD: 5296 rozmer XL (93 - 102 cm)

KÓD: 5298 rozmer 3XL (112 - 122 cm)

Krčný golier mäkký DR-122-1



9,50 €

Odporúča sa pri zápaloch krčného svalstva, natiahnutí krčných svalov, odľahčuje krk.

KÓD: 5318 rozmer S (30 cm)

KÓD: 5319 rozmer M (35 cm)

KÓD: 5320 rozmer L (40 cm)

Dr. Med ochranný návlek na prsty nôh

KÓD: M274

8,50 €



Používanie je odporúčané najmä pri: hallux vaglus, suchá popraskaná pokožka, tzv. kurie oko, pľuzgiera a pod. Návrky poskytujú dokonalú ochranu medzi prstami. Pomáhajú zmierniť bolesť. Návrky sú vyrobené z materiálu s hydratačným efektom. Veľkosti: S, M, L

Dr. Med ortéza palca nohy




9 €

Ortéza sa odporúča v prípade halluxu. Stabilizuje palec vo vhodnej pozícii. Možno ju používať aj v športovej alebo normálnej obuvi. Neoprénový materiál zabezpečuje vhodnú teplotu a tlak na nohu.

KÓD: M269 pravá

KÓD: M270 ľavá

Gélový návlek na palec



KÓD: M271 rozmer S

KÓD: M272 rozmer M

KÓD: M273 rozmer L

Charakteristiky: Animikrobiálny, strečový materiál. Návrk je anatomicky tvarovaný vo forme 3 mm hrubej gélovej podušky. Zabezpečuje príjemné nosenie aj v obuvi.

14 €

Používanie je odporúčané najmä pri: hallux vaglus, suchá popraskaná, tzv. kurie oko, pľuzgiera a pod.

45.1 | ODEV, PRESTIERADLÁ, TEXTIL



Naša spoločnosť uvádza ako novinku vo svojom sortimente odevov pre pracovníkov v medicínskych zariadeniach praktické a módné oblečenie prémiovej kvality z produkcie poprednej svetovej značky, Slovenskí lekári a odborný zdravotnícky personál si zaslúžia, aby svoju zodpovednú prácu vykonávali v pohodlnom, kvalitnom a modernom oblečení. K tomu chceme prispieť aj našou najnovšou ponukou.

Pánske nohavice so šnúrkou



KÓD: M915 M, bordová

KÓD: M903 M, polovnícka zelená

KÓD: M904 L, polovnícka zelená

KÓD: M905 XL, polovnícka zelená

KÓD: M906 2XL, polovnícka zelená

KÓD: M916 L, bordová

KÓD: M907 M, tmavomodrá

KÓD: M908 L, tmavomodrá

KÓD: M909 XL, tmavomodrá

KÓD: M910 2XL, tmavomodrá

KÓD: M917 XL, bordová

KÓD: M911 M, kráľovská modrá

KÓD: M912 L, kráľovská modrá

KÓD: M913 XL, kráľovská modrá

KÓD: M914 2XL, kráľovská modrá

KÓD: M918 2XL, bordová

49 €

Dámske nohavice s pružným pásom



KÓD: M931 S, kráľovská modrá

KÓD: M919 S, tmavomodrá

KÓD: M920 M, tmavomodrá

KÓD: M921 L, tmavomodrá

KÓD: M922 XL, tmavomodrá

KÓD: M932 M, kráľovská modrá

KÓD: M923 S, ružová

KÓD: M924 M, ružová

KÓD: M925 L, ružová

KÓD: M926 XL, ružová

KÓD: M933 L, kráľovská modrá

KÓD: M927 S, červená

KÓD: M928 M, červená

KÓD: M929 L, červená

KÓD: M930 XL, červená

KÓD: M934 XL, kráľovská modrá

53 €

Pánska tunika s výstrihom



KÓD: M947 M, bordová

KÓD: M935 M, poľovnícka zelená

KÓD: M936 L, poľovnícka zelená

KÓD: M937 XL, poľovnícka zelená

KÓD: M938 2XL, poľovnícka zelená

KÓD: M948 L, bordová

KÓD: M939 M, tmavomodrá

KÓD: M940 L, tmavomodrá

KÓD: M941 XL, tmavomodrá

KÓD: M942 2XL, tmavomodrá

KÓD: M949 XL, bordová

KÓD: M943 M, kráľovská modrá

KÓD: M944 L, kráľovská modrá

KÓD: M945 XL, kráľovská modrá

KÓD: M946 2XL, kráľovská modrá

KÓD: M950 2XL, bordová

44 €

Dámska tunika s výstrihom



KÓD: M963 S, kráľovská modrá

KÓD: M951 S, tyrkysová

KÓD: M952 M, tyrkysová

KÓD: M953 L, tyrkysová

KÓD: M954 XL, tyrkysová

KÓD: M964 M, kráľovská modrá

KÓD: M955 S, béžová

KÓD: M956 M, béžová

KÓD: M957 L, béžová

KÓD: M958 XL, béžová

KÓD: M965 L, kráľovská modrá

KÓD: M959 S, ružová

KÓD: M960 M, ružová

KÓD: M961 L, ružová

KÓD: M962 XL, ružová

KÓD: M966 XL, kráľovská modrá

43 €

Americké číslované používané Cherokee Uniforms sa líši od číslovania používaného v Európe. Daný americký rozmer je vo všeobecnosti o jedno číslo väčší ako európsky ekvivalent. Napr. americké oblečenie rozmeru S zodpovedá európskemu rozmeru M.

Odevy sú zhotovené z materiálu výbornej kvality, ktorej zloženie je 100 % bavlna alebo zmes 50 % bavlny a 50 % PES. Sú praktické, ľahko udržiavateľné, príjemne sa nosia. Modely sú šité podľa najnovších strihov, ktoré boli navrhnuté počítačovou technológiou. Sú estetické a kvalitné.

Dámska tunika

Spája pocit štíhlosti, ľahkosti a pohodlia. Vďaka pružným bočným častiam sa dokonale prispôbi tvarom tela. Okrem dvoch rozmerných vnútorných vreciek je na dolnej časti malé uzatvárateľné vrecko na malé predmety (nožnice, pero a pod.)

V strih, T rukáv **18,50 €**

KÓD: 4574 XS KÓD: 4577 L

KÓD: 4575 S KÓD: 4578 XL

KÓD: 4576 M KÓD: 4579 XXL

Extra veľkosť **20,50 €**

KÓD: 4580 3XS KÓD: 1197 4XL

V strih **18,50 €**

KÓD: 4581 XS KÓD: 4584 L

KÓD: 4582 S KÓD: 4585 XL

KÓD: 4583 M KÓD: 4586 XXL

Extra veľkosť **20,50 €**

KÓD: 4587 3XS KÓD: 2330 4XL

s golierom, krátky rukáv **18,50 €**

KÓD: 2385 XS KÓD: 4596 L

KÓD: 1286 S KÓD: 4597 XL

KÓD: 4595 M KÓD: 4598 XXL

Extra veľkosť **20,50 €**

KÓD: 4599 3XS KÓD: 2764 4XL

bez gombíkov **18,50 €**

KÓD: 4588 XS KÓD: 4591 L

KÓD: 4589 S KÓD: 4592 XL

KÓD: 4590 M KÓD: 4593 XXL

Extra veľkosť **20,50 €**

KÓD: 4594 3XS KÓD: 2386 4XL

Tunika Pro-flexibles, biela **36 €**

KÓD: M303 XS KÓD: M306 L

KÓD: M304 S KÓD: M307 XL

KÓD: M305 M KÓD: M308 XXL

Tunika Pro-flexibles, modrá **36 €**

KÓD: M309 XS KÓD: M312 L

KÓD: M310 S KÓD: M313 XL

KÓD: M311 M KÓD: M314 XXL



Tunika Core Stretch zoštíhlená,
biela **34 €**

KÓD: M315	XS	KÓD: M318	L
KÓD: M316	S	KÓD: M319	XL
KÓD: M317	M	KÓD: M320	XXL



Tunika Core Stretch zoštíhlená,
modrá **34 €**

KÓD: M321	XS	KÓD: M324	L
KÓD: M322	S	KÓD: M325	XL
KÓD: M323	M	KÓD: M326	XXL

Spája pocit štíhlosti, ľahkosti a pohodlia. Vďaka pružným bočným častiam sa dokonale prispôsobí tvarom tela. Okrem dvoch rozmerých vnútorných vreciek je na dolnej časti malé uzatvárateľné vrecko na malé predmety (nožnice, pero a pod.)



Unisex tunika s V výstrihom
Core Stretch, biela **34 €**

KÓD: M339	XS	KÓD: M342	L
KÓD: M340	S	KÓD: M343	XL
KÓD: M341	M	KÓD: M344	XXL



Unisex tunika s V výstrihom
Core Stretch, modrá **34 €**

KÓD: M345	XS	KÓD: M348	L
KÓD: M346	S	KÓD: M349	XL
KÓD: M347	M	KÓD: M350	XXL

Pôsobí moderne a zároveň profesionálne. V výstrihu má dvojité prešitie. Dve veľké vonkajšie vrecká na prednej strane sú doplnené vreckom na mobilný telefón, ktoré je umiestnené na pravej strane. Takto môžete mať u seba všetko čo môžete pri práci potrebovať.



Vrchný diel so zipsom,
Biela **38 €**

KÓD: M375	XS	KÓD: M378	L
KÓD: M376	S	KÓD: M379	XL
KÓD: M377	M	KÓD: M380	XXL



Vrchný diel so zipsom,
Modrá **38 €**

KÓD: M381	XS	KÓD: M384	L
KÓD: M382	S	KÓD: M385	XL
KÓD: M383	M	KÓD: M386	XXL

Kardigán s okrúhlym výstrihom ušitý z mimoriadne kvalitného materiálu. Na prednej časti sú dve veľké vrecká.

Dámske nohavice so šnúrkou Core Stretch,



Nohavice sú ušité z mimoriadne komfortného a pohodlného core stretch materiálu. Na prednej strane sú dve veľké vrecká a na bočnej strane je vrecko na mobilný telefón.

Modré

KÓD: M357	XS
KÓD: M358	S
KÓD: M359	M
KÓD: M360	L
KÓD: M361	XL
KÓD: M362	XXL

Biele

KÓD: M351	XS
KÓD: M352	S
KÓD: M353	M
KÓD: M354	L
KÓD: M355	XL
KÓD: M356	XXL

36 €

Dámske nohavice s pružným pásom Pro-flexibles



Bedrové nohavice s pogumovaným pásom, ktoré okrem toho, že sú pekné a pohodlné sú aj praktické. Nohavice majú okrem dvoch predných vreciek aj jedno uzatvárateľné bočné vrecko.

Biele

KÓD: M327	XS
KÓD: M328	S
KÓD: M329	M
KÓD: M330	L
KÓD: M331	XL
KÓD: M332	XXL

Modré

KÓD: M333	XS
KÓD: M334	S
KÓD: M335	M
KÓD: M336	L
KÓD: M337	XL
KÓD: M338	XXL

37 €

Dámske nohavice gumový driek



14 €

KÓD: 4600	XS	KÓD: 4603	L
KÓD: 4601	S	KÓD: 4604	XL
KÓD: 4602	M	KÓD: 4605	XXL

Extra veľkosť 18 €

KÓD: 4606	3XL	KÓD: 2331	4XL
-----------	-----	-----------	-----

Pánske nohavice našité vrecká



19 €

KÓD: 3480	XS	KÓD: 3479	L
KÓD: 3474	S	KÓD: 3478	XL
KÓD: 3473	M	KÓD: 3477	XXL

Extra veľkosť 21 €

KÓD: 4607	3XL	KÓD: 2332	4XL
-----------	-----	-----------	-----

Pánske nohavice so šnúrkou Core Stretch,



Nohavice sú ušité z mimoriadne komfortného a pohodlného core stretch materiálu. Na prednej strane sú dve veľké vrecká a na bočnej strane je vrecko na mobilný telefón. Na ľavej strane sú dve bočné vrecká s páskou na nožnice alebo pero. Okrem toho aj na zadnej časti je praktické vrecko.

Biele

KÓD: M363	XS
KÓD: M364	S
KÓD: M365	M
KÓD: M366	L
KÓD: M367	XL
KÓD: M368	XXL

Modré

KÓD: M369	XS
KÓD: M370	S
KÓD: M371	M
KÓD: M372	L
KÓD: M373	XL
KÓD: M374	XXL

39 €

Lekárske plášte



Dámsky plášť dlhý rukáv

19,50 €

KÓD: 2327	XS	KÓD: 4625	L
KÓD: 4623	S	KÓD: 4626	XL
KÓD: 4624	M	KÓD: 4627	XXL

Extra veľkosť 21 €

KÓD: 4628	3XL	KÓD: 4629	4XL
-----------	-----	-----------	-----



Dámsky plášť krátky rukáv

19,50 €

KÓD: 2329	XS	KÓD: 4632	L
KÓD: 2330	S	KÓD: 4633	XL
KÓD: 2331	M	KÓD: 4634	XXL

Extra veľkosť 21 €

KÓD: 4635	3XL	KÓD: 4636	4XL
-----------	-----	-----------	-----



Pánsky plášť dlhý rukáv

22 €

KÓD: 4608	XS	KÓD: 4611	L
KÓD: 4609	S	KÓD: 4612	XL
KÓD: 4610	M	KÓD: 4613	XXL

Extra veľkosť 23,50 €

KÓD: 4614	3XL	KÓD: 1576	4XL
-----------	-----	-----------	-----



Košeľa krátky rukáv, unisex

14 €

KÓD: 2328	XS	KÓD: 4794	L
KÓD: 4630	S	KÓD: 4795	XL
KÓD: 4631	M	KÓD: 4796	XXL

Extra veľkosť 16 €

KÓD: 4797	3XL	KÓD: 4798	4XL
-----------	-----	-----------	-----

Chirurgická odev

Pohodlné a praktické oblečenie pre chirurgov, ľahko sa ošetruje, vyrobené zo 100% bavlny alebo zmesi bavlny PE vynikajúcej kvality. Zoštíhľujúce strihy „A“ boli navrhnuté najmodernejšími počítačovými technológiami strihov a sú zošité mimoriadne odolne.



Chirurgická košeľa

Modrá

KÓD: 1216	XS
KÓD: 4637	S
KÓD: 4638	M

KÓD: 4639	L
KÓD: 4640	XL
KÓD: 4641	XXL

Extra veľkosť

KÓD: 4642	L	13 €
KÓD: 4643	XL	13 €

12 €

**Zelená**

KÓD: 1740	XS	12 €
KÓD: 4644	S	12 €
KÓD: 4645	M	12 €

KÓD: 4646	L	12 €
KÓD: 4647	XL	12 €
KÓD: 4648	XXL	12 €

Extra veľkosť

KÓD: 4649	3XL	13 €
KÓD: 4670	4XL	13 €

Chirurgický plášť**Modrý**

KÓD: 2589	XS	19 €
KÓD: 4672	S	19 €
KÓD: 4673	M	19 €
KÓD: 4674	L	19 €
KÓD: 4675	XL	19 €
KÓD: 4676	XXL	19 €

Zelený

KÓD: 2888	XS	19 €
KÓD: 4679	S	19 €
KÓD: 4680	M	19 €
KÓD: 4681	L	19 €
KÓD: 4682	XL	19 €
KÓD: 4683	XXL	19 €

Modrý - extra veľkosť**21 €**

KÓD: 4677	3XL
KÓD: 4678	4XL

Zelený - extra veľkosť**21 €**

KÓD: 4684	3XL
KÓD: 4685	4XL

Chirurgický overal**Modrý**

KÓD: 2623	XS	12 €
KÓD: 4700	S	12 €
KÓD: 4701	M	12 €
KÓD: 4702	L	12 €
KÓD: 4703	XL	12 €
KÓD: 4704	XXL	12 €

Zelený

KÓD: 1234	XS	12 €
KÓD: 4707	S	12 €
KÓD: 4708	M	12 €
KÓD: 4709	L	12 €
KÓD: 4710	XL	12 €
KÓD: 4711	XXL	12 €

Modrý - extra veľkosť**13 €**

KÓD: 4705	3XL
KÓD: 4706	4XL

Zelený - extra veľkosť**13 €**

KÓD: 4712	3XL
KÓD: 4713	4XL

Chirurgické nohavice**Modré**

KÓD: 2503	XS	12 €
KÓD: 4686	S	12 €
KÓD: 4687	M	12 €
KÓD: 4688	L	12 €
KÓD: 4689	XL	12 €
KÓD: 4690	XXL	12 €

Zelené

KÓD: 819	XS	12 €
KÓD: 4693	S	12 €
KÓD: 4694	M	12 €
KÓD: 4695	L	12 €
KÓD: 4696	XL	12 €
KÓD: 4697	XXL	12 €

Modrý - extra veľkosť**13 €**

KÓD: 4691	3XL
KÓD: 4692	4XL

Zelený - extra veľkosť**13 €**

KÓD: 4698	3XL
KÓD: 4699	4XL

Operačné oblečenie Sentinex – súprava

Operačné oblečenie je z viacerých dôvodov navrhnuté ako jednorazový produkt. Z dôvodu hygieny a ochrany pred kontamináciou je jednorazové oblečenie bezpečnejšie ako oblečenie na viacsobné použitie. Tieto dôvody presvedčajú stále viac používateľov. Už teraz sú jednorazové materiály neodmysliteľnou

súčasťou operačnej sály.

Vyhotovenie:

- základný prvok pre spoľahlivú ochranu pred preniknutím choroboplodných zárodkov a kvapalín
- inovatívna štruktúra SoftTex podobná textílii,

praktické 2-dielne vrecká, raglánové rukávy pre dodatočné pohodlie.

Súprava obsahuje: košela + nohavice

Zelené

KÓD: M595	S	2,40 €
KÓD: M596	M	2,40 €
KÓD: M597	L	2,40 €
KÓD: M598	XL	2,40 €

Modré

KÓD: M599	S	2,40 €
KÓD: M600	M	2,40 €
KÓD: M601	L	2,40 €
KÓD: M602	XL	2,40 €

Pohodlné a praktické oblečenie pre chirurgov, ľahko sa ošetruje, vyrobené zo 100% bavlny alebo zmesi bavlny PE vynikajúcej kvality. Zoštíhľujúce strihy „A“ boli navrhnuté najmodernejšími počítačovými technológiami strihov a sú zošité mimoriadne odolne.

Značenie veľkostí zodpovedá európskym normám EN 13402-3	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Výška postavy	cca 174 – 181 cm							
Obvod hrudníka	84	88 92	96 100	104 108	112 116	120 124 128	132 136 140	144 148 152
Obvod pásu	72	76 80	84 88	92 96	100 105	110 115 120	125 130 135	140 145 150
Obvod bokov	90	94 98	102 106	110 114	116 120	124 128 132	136 140 144	148 152 156
Vnútoraná dĺžka	81 cm							

Veľkostná tabuľka – dámske (košeľe, plášte, nohavice) a UNISEX chirurgické odevy a odevy rýchlej zdravotnej pomoci podľa dámskych rozmerov!

Značenie veľkostí zodpovedá európskym normám EN 13402-3	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Výška postavy	cca 164 – 172 cm							
Obvod hrudníka	80	84 88	92 96	100 104	110 116	122 128	134 140	146 152
Obvod pásu	62	66 70	74 78	82 86	92 98	104 110	116 122	128 134
Obvod bokov	88	92 96	100 104	108 112	118 124	130 136	142 148	154 160
Vnútoraná dĺžka	80 cm							

Zástery

KÓD: 235	Zástera pri prvej pomoci	0,80 €	KÓD: 236	Polyetylénová zástera 160 cm	0,20 €
KÓD: 237	Polyetylénová zástera 125 cm	0,10 €	KÓD: 238	Laboratórna PVC zástera	0,70 €

Záchranársky kabát Rescue s vložkou



Praktický kabát – 3 funkčný; odopínateľná vnútorná polárna vložka, ktorá sa dá nosiť aj samostatne; ako vesta - rukávy sa pomocou zipsov dajú odstrániť. Je zhotovený z nepremokavého materiálu. Na rukávoch a hrudi je kabát opatrený reflexnými pásmi o šírke 2,5 cm. Ponúkame vo farbách: tmavomodrá, červeno-biela, UV žltá. Dodávame s nasledovnými nápismi: Ambulance, Doctor.

Ambulance	95 €	Doctor	95 €
KÓD: 2387 S	KÓD: 4833 XL	KÓD: 4732 S	KÓD: 4839 XL
KÓD: 4831 M	KÓD: 4834 XXL	KÓD: 4837 M	KÓD: 4840 XXL
KÓD: 4832 L		KÓD: 4838 L	
Extra veľkosť	98 €	Extra veľkosť	98 €
KÓD: 4835 3XL	KÓD: 4836 4XL	KÓD: 4841 3XL	KÓD: 4841 4XL

Záchranárska bunda zimná



Ambulance	62 €	Doctor	62 €	Extra veľkosť Ambulance	62 €
KÓD: 2477 S	KÓD: 4821 XL	KÓD: 4734 S	KÓD: 4827 XL	KÓD: 4823 3XL	KÓD: 4824 4XL
KÓD: 4819 M	KÓD: 4822 XXL	KÓD: 4825 M	KÓD: 4828 XXL	Extra veľkosť Doctor	62 €
KÓD: 4820 L		KÓD: 4826 L		KÓD: 4829 3XL	KÓD: 4830 4XL

Záchranárska bunda Paramedic



Ambulance	45 €	Doctor	45 €	Ambulance - extra veľkosť	45 €
KÓD: 4382 S	KÓD: 4808 XL	KÓD: 4733 S	KÓD: 4815 XL	KÓD: 4811 3XL	KÓD: 4812 4XL
KÓD: 4807 M	KÓD: 4810 XXL	KÓD: 4813 M	KÓD: 4816 XXL	Doctor - extra veľkosť	45 €
KÓD: 4808 L		KÓD: 4814 L		KÓD: 4817 3XL	KÓD: 4818 4XL

Záchranársky pulóver s kapučňou



Ambulance

KÓD: 3771	S	KÓD: 4801	XL
KÓD: 4799	M	KÓD: 4802	XXL
KÓD: 4800	L		

Doctor

KÓD: 4731	S	KÓD: 4805	XL
KÓD: 4803	M	KÓD: 4806	XXL
KÓD: 4804	L		

19 €

Záchranárske nohavice modré



Záchranárske nohavice Rescue. Pohodlné hosenie, vyrobené zo 100% bavlny, a nohaviciach 1x5 cm odrazky.

KÓD: 4714	XS/40
KÓD: 4715	XS/42
KÓD: 4716	S/44
KÓD: 4717	S/46

Dodávame vo farbách: tmavomodrá, biela, čierna, červená.

KÓD: 4718	S/48
KÓD: 4719	M/50
KÓD: 4720	M/52
KÓD: 4721	L/54

35 €

KÓD: 4722	L/56
KÓD: 4724	XL/60
KÓD: 4725	2XL/62
KÓD: 4726	2XL/64
KÓD: 4723	XL/58

KÓD: 3475 XS/38

Záchranárske nohavice červené so žltým reflexným pruhom



39 €

KÓD: 5543	XS/38
KÓD: 4653	XS/40
KÓD: 5544	XS/42
KÓD: 5545	S/44
KÓD: 5546	S/46
KÓD: 5547	S/48
KÓD: 5548	M/50

39 €

KÓD: 5549	M/52
KÓD: 5550	L/54
KÓD: 5551	L/56
KÓD: 5552	XL/58
KÓD: 5553	XL/60
KÓD: 5554	2XL/62
KÓD: 5555	2XL/64

Extra veľkosť

40 €

KÓD: 5556	3XL/66
KÓD: 5557	3XL/68
KÓD: 5558	4XL/70
KÓD: 5559	4XL/72

Záchranárske tričko s golierom Rescue



Záchranárske tričko: Prijemné nosenie, ľahko sa ošetruje, praktický strih. Zloženie: 39% umelé vlákno, 67% bavlna. Dodávané farby: biela, citrónovo žltá, červená, kráľovská modrá. Voliteľný nápis: AMBULANCE alebo DOCTOR

Veľkosti Rescue

Veľkosti	XS	XS	XS	S	S	S	M	M	L	L
Veľkosti	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Šírka pásu	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102

12 €

Biele

	Ambulance	Doctor	Bez nápisu
S	4657	4848	3476
M	4849	4858	4843
L	4850	4859	4622
XL	4851	4861	4844
2XL	4852	4862	4845
3XL	4853	4863	4846

Červené

	Ambulance	Doctor	Bez nápisu
	4661	4660	4662
	4888	4894	4882
	4889	4895	4883
	4890	4896	4884
	4891	4897	4885
	4892	4898	4886

Modré

	Ambulance	Doctor	Bez nápisu
S	4655	4654	4663
M	4870	4876	4860
L	4871	4877	4865
XL	4872	4878	4866
2XL	4873	4879	4867
3XL	4874	4880	4868

Žlté

	Ambulance	Doctor	Bez nápisu
	4659	4658	4664
	4905	4911	4656
	4906	4912	4900
	4907	4913	4901
	4908	4914	4902
	4909	4915	4903

Záchranárske tričko bez goliera Rescue



Veľkosti	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	4XL	4XL
Veľkosti	58	60	62	64	66	68	70	72

8,50 €

Na tovar označený hviezdikou (extra veľkosť) je prirážka 15 % !*

Modré

	Ambulance	Doctor	Bez nápisu		Ambulance	Doctor	Bez nápisu		Ambulance	Doctor	Bez nápisu
S	4739	4740	4668	L	4933	4938	4943	2XL	4935	4940	4945
M	4932	4937	4942	XL	4934	4939	4944	3XL	4936	4941	49446

	Žlté			Biele			Červené		
	Ambulance	Doctor	Bez nápisu	Ambulance	Doctor	Bez nápisu	Ambulance	Doctor	Bez nápisu
S	4737	4738	4669	1287	4735	4736	4667	4666	4665
M	4967	4972	4977	4917	4922	4927	4947	4952	4957
L	4968	4973	4978	4918	4923	4928	4948	4953	4958
XL	4969	4974	4979	4919	4924	4929	4949	4954	4959
2XL	4970	4975	4980	4920	4925	4930	4960	4950	4955
3XL	4971	4976	4775	4921	4926	4931	4951	4956	4961

45 ODEV, PRESTIERADLÁ, TEXTIL | 45.3 Papuče

Papuče s vložkou Fusbett



19 €

Vrchný materiál koža, podrážka umelina.

KÓD: 2980 č - 38

KÓD: 2981 č - 39

KÓD: 2982 č - 40

KÓD: 2983 č - 41

KÓD: 2978 č - 36

KÓD: 2979 č - 37

Papuče s drevenou podrážkou



37 €

Vrchný materiál koža, podrážka drevená s flexibilnou umelohmotnou vrstvou. Kožený potah.

KÓD: 2971 č - 40

KÓD: 2972 č - 41

KÓD: 2973 č - 42

KÓD: 2974 č - 43

KÓD: 2975 č - 44

KÓD: 2976 č - 45

KÓD: 2977 č - 46

KÓD: 1580 č - 35

KÓD: 2967 č - 36

KÓD: 2968 č - 37

KÓD: 2969 č - 38

KÓD: 2970 č - 39

Dámske dreváky typu V260



25 €

Mäkká gélová „fussbed“ stielka zabraňuje poteniu nôh, resp. poskytuje už chorým nohám celodenné pohodlie. Stielka poskytuje pri dennom nosení zdravý komfort pre nohy. Komponenty, z ktorých sú dreváky vyrobené sa vyznačujú vysokou odolnosťou a prírodná koža zaručuje dlhú životnosť.

Béžová

Ružová

Biela

č - 36 KÓD: M533 KÓD: M539 KÓD: M714

č - 37 KÓD: M534 KÓD: M540 KÓD: M715

č - 38 KÓD: M535 KÓD: M541 KÓD: M716

č - 39 KÓD: M536 KÓD: M542 KÓD: M717

č - 40 KÓD: M537 KÓD: M543 KÓD: M718

č - 41 KÓD: M538 KÓD: M544 KÓD: M719

Papuče s vložkou Fusbett, dámske



19 €

Vrchný materiál koža, podrážka umelina s prackou. Antibakteriálne vnútro fusbett zamedzí potenie nôh, vitvárania kuriho oka a zabezpečí príjemný pocit na celý deň.

KÓD: 2962 č - 36

KÓD: 2961 č - 37

KÓD: 2963 č - 38

KÓD: 2964 č - 39

KÓD: 2965 č - 40

KÓD: 2966 č - 41

Papuče ZOE



31 €

KÓD: M387 č - 36

KÓD: M388 č - 37

KÓD: M389 č - 38

KÓD: M390 č - 39

KÓD: M391 č - 40

Pánske papuče v prevedení „dreváky“



19 €

Špongiová „fussbed“ stielka zabraňuje poteniu nôh, resp. poskytuje už chorým nohám celodenné pohodlie. Stielka poskytuje pri dennom nosení zdravý komfort pre nohy.

Komponenty, z ktorých sú dreváky vyrobené sa vyznačujú vysokou odolnosťou a prírodná koža zaručuje dlhú životnosť.

Biela

Čierna

č - 40 KÓD: M519 KÓD: M526

č - 41 KÓD: M520 KÓD: M527

č - 42 KÓD: M521 KÓD: M528

č - 43 KÓD: M522 KÓD: M529

č - 44 KÓD: M523 KÓD: M530

č - 45 KÓD: M524 KÓD: M531

č - 46 KÓD: M525 KÓD: M532

Papierové prestieradlá (krepové), dvojrstvové, rolky



KÓD: 2775	40 cm x 50 m	2,60 €
KÓD: 2906	49 cm x 50 m	3,10 €
KÓD: 1266	59 cm x 50 m	3,70 €
KÓD: 2551	40 cm x 100 m	5 €
KÓD: 696	49 cm x 100 m	6 €

KÓD: 231	59 cm x 100 m	7,20 €
KÓD: 4337	59 cm x 100 m Premium	8,20 €
KÓD: 4338	49 cm x 50 m Premium	3,70 €
KÓD: 4547	39 cm x 50 m Premium	3,20 €
KÓD: 5605	59 cm x 50 m Premium	4 €
KÓD: 4549	39 cm x 100 m Premium	5,80 €
KÓD: 5417	43 cm x 50 m Premium	5 €

Krepové prestieradlo s PE vrstvou

KÓD: 454 **8 €**

rolka 60 cm x 50 m s PE vrstvou na jednej strane

Prestieradlá

KÓD: 232	PVC/Nylonové prestieradlo 120 x 200 cm	0,60 €
KÓD: 230	Nylonové prestieradlo s pogumovaným okrajom	0,85 €
KÓD: 2277	Prestieradlo z netkanej textílie 80 x 200 cm	1,20 €
KÓD: 2320	Textilné prestieradlo biele 155x90 cm	4,50 €
KÓD: 993	Hladké biele textilné prestieradlo 150 x 230 cm	11 €
KÓD: 3418	Hladké modré textilné prestieradlo 150 x 230 cm	13 €
KÓD: 2679	Hladké zelené textilné prestieradlo 150 x 230 cm	13 €
KÓD: 3586	Sterilné prestieradlo s otvorom na jedno použitie 75x90 cm	1,70 €

Zástery

KÓD: 235	Pohotovostná zástera	0,80 €
KÓD: 237	Polyetylénová zástera 125 cm	0,15 €
KÓD: 236	Polyetylénová zástera 160 cm	0,20 €
KÓD: 238	Laboratórna zástera PVC	0,70 €

Antibakteriálna plachta

KÓD: 3434 **5,60 €**



Lekárska plachta na vyšetrovacie stoly s antibakteriálnou úpravou, ktorá predstavuje zaručené hygienické riešenie. Antibakteriálne látky sú zaručené prírodného pôvodu (palmový a kokosový olej, kyselina citrónová), ktoré majú preukázateľne antibakteriálne, statické, antifungicídne a dezinfekčné vlastnosti. Tento produkt pochádza z preverených surovín (certifikát PEFC). Plachta je dvojrstvová, biela, 135 hárkov na rolke: 50 m x 50 cm (6 ks v balení).

Nálepka 10x10 cm

1 €

KÓD: 4071	vnútorná, modrá
KÓD: 4791	vonkajšia, červená
KÓD: 4070	vonkajšia, modrá
KÓD: 4790	vnútorná, červená

Posteľné prádlo a iné textílie

KÓD: 2295	Obliečka na paplón 140 x 200 cm (5501)	22 €
KÓD: 2296	Obliečka na vankúš 75 x 95 cm (5502)	6,50 €
KÓD: 2453	Textília na obklady biela, s výstrihom 75 x 80 cm používa sa pri chirurgických zákrokoch.	3,70 €
KÓD: 1254	Textília na obklady biela, bez výstrihu 75 x 80 cm používa sa pri chirurgických zákrokoch	2,80 €
KÓD: 5760	Textília na obklady zelená s výstrihom, 75 x 80 cm	4,95 €
KÓD: 5761	Textília na obklady modrá s výstrihom, 75 x 80 cm	4,95 €
KÓD: 5758	Textília na obklady zelená, bez výstrihu, 75 x 80 cm	2,90 €
KÓD: 5759	Textília na obklady bez výstrihu, modrá, 75 x 50 cm	2,90 €
KÓD: 1209	Uterák (601)	2,50 €
KÓD: 1053	Prikrývka pre dospelých 130 x 180 cm	16 €
KÓD: 1210	Uterka na inštrumenty	0,70 €
KÓD: 2508	Kuchynská utierka (602)	1,70 €
KÓD: 2445	Tetra – textilná plienka (603)	2,40 €
KÓD: 3443	Paplón 140 x 190 cm	38 €
KÓD: 3444	Poduška 70 x 90 cm	19 €
KÓD: 2082	Nepremokavý ochranný poťah na matrac 80 x 190 x 10 cm	45 €
KÓD: 4332	Ochranný poťah na matrac 200 x 90 x 10 cm	51 €
KÓD: 4069	Ochranný poťah na podušku 70 x 90 cm	20 €

Jeenorazové hygienické ochranné podložky MEDIX LITE



Podložky MedixLite sú vyrobené z jednotného materiálu. Pri výrobe týchto podložiek je použitá netkaná textília. Vďaka jednotnej štruktúre materiálu a rýchlejšiemu technologickému procesu, podložky MedixLite sú ekonomickejšie a môžu byť použité všade tam, kde nie je požiadavka na výnimočné vlastnosti podložiek MedixPro.



Rozmery : 50 cm x 50 m
s perforáciou po 50 cm

9,20 €

Box 10 ks rozmeru 80x21 cm

8,20 €

KÓD: M705	biela	KÓD: M708	biela
KÓD: M706	zelená	KÓD: M709	zelená
KÓD: M707	modrá	KÓD: M710	modrá

Jednorazové hygienické ochranné podložky MedixPro



Rozmery: 50 cm x 40 m
s perforáciou po 50 cm

11,50 €

Box: 33 cm x 48 cm podložky,
80 ks/box

6 €

KÓD: M005	zelená	KÓD: M073	zelená
KÓD: M006	modrá	KÓD: M074	modrá
KÓD: M007	žltá	KÓD: M075	žltá
KÓD: M008	marhuľová	KÓD: M076	marhuľová
KÓD: M009	fialová	KÓD: M077	fialová
KÓD: M010	biela	KÓD: M078	biela
KÓD: M011	ružová	KÓD: M079	ružová

NÁBYTOK | 46.1

Nábytok je bežne v bielej farbe a je určený pre použitie v zdravotníctve. Podľa požiadavky zákazníka je možná objednávka aj v inej farbe. V ponúkanom sortimente sú okrem dole uvedených výrobkov aj iné variácie a rozmery. Priplatok za farbu je (okrem bielej): 10%.

Vyšetrovacie lôžko

KÓD: 428

175 €



Vyšetrovacie lôžko s kovovým rámom, s nastaviteľnou opierkou hlavy. Čalúnenie: koženka. Rozmery 190 x 60 x 75 cm. (Iný rozmer a iná farba: + 10%-ný priplatok).

KÓD: 2644 Stojan na papierovú plachtu (rolku) k lôžku 37 €

Skladacie vyšetrovacie lôžko

KÓD: 4354

199 €



Skladacie vyšetrovacie lôžko s lakovanou povrchovou úpravou. Lôžko rozmerov 190 x 60 x 75 cm je fixné, skladacie, s nastaviteľnou opierkou hlavy. Rozmery lôžka v zloženom stave: 190 x 60 x 20 cm. Čalúnenie je z 3 cm hrubej peny potiahnutej koženkou. Základná farba je biela. Rozmery a farbu možno na základe individuálnej požiadavky upraviť za cenu +10%.

KÓD: 2644 Stojan na papierovú plachtu (rolku) k lôžku 37 €

Vyšetrovacie lôžko s nastaviteľnou výškou

KÓD: 4355

225 €



Vyšetrovacie lôžko s lakovanou povrchovou úpravou rozmerov 190 x 60 cm. Výšku možno nastaviť v intervale 50 – 85 cm po 5 cm pomocou krídlových skrutiek. Lôžko možno zložiť na rozmer 190 x 60 x 20 cm. Opierku hlavy možno nastaviť. Čalúnenie je z 3 cm hrubej peny potiahnutej koženkou. Základná farba je biela. Rozmery a farbu možno na základe individuálnej požiadavky upraviť za cenu +10%.

KÓD: 2644 Stojan na papierovú plachtu (rolku) k lôžku 32 €

Vyšetrovacie lehátko

KÓD: 865

220 €



Kovový rám, biely kožený poťah, nastaviteľná opierka hlavy. 190 x 80 x 50 cm.

KÓD: 2644 Stojan na papierovú plachtu (rolku) k lôžku 37 €

Vyšetrovacie lôžko KaWe

KÓD: 3739

425 €



Nemecká kvalita, náročné prevedenie. Pochromovaná oceľ, nastaviteľná opierka hlavy do 50°, desať polôh. Čalúnenie: umývateľná modrá koženka. Rozmery 195x65x65 cm, nosnosť: 180 kg.

Vyšetrovacie lôžko, talianske

KÓD: 1351

325 €



Pochromovaná oceľ, nastaviteľná opierka hlavy, umývateľný svetlošedý kožený poťah, čiastočne nehorľavý povrch. Rozmery: 178 x 58 x 78 cm. (5013/3) Bez stojana na papierovú plachtu.

KÓD: 2644 Stojan na papierovú plachtu (rolku) k lôžku 37 €

Elektricky ovládané lôžko na oddelenia intenzívnej starostlivosti

KÓD: 4413

865 €



Rozmery: 200x90 cm; koliesky so systémom centrálnej brzdy, čelé lôžka z nehrdzavejúcej ocele, harmonikové bočné zábrany, deliteľná ložná plocha, vyberateľné zábrany možno objednať ako jedno resp. dvojdielne. Základná cena obsahuje: samostatne blokovateľné kolieska, nárazové kolieska na všetkých rohoch, elektrické nastavenie výšky s ručným ovládaním, plastové čelá lôžka. Materiál: rám zo sintrovaných uzavretých profilov resp. trubiek.

Vyšetrovacie lehátko

KÓD: 845

355 €



Drevený rám, biely kožený poťah, so zvýšenou opierkou hlavy. 194 x 70 x 55 cm.

Elektrické vyšetrovacie lôžko s pantografickým kinematickým systémom

KÓD: 5863

940 €



Rozmery lôžka: 190x60 cm. Výšku možno nastaviť v intervale 50-80 cm. Dopravné

rozmery: 195x65x15 (dxšxv), samostatne blokovaťelné kolieska s možnosťou objednať verziu s centrálnou brzdou, možnosť dodávky s výrezom na tvár. Diel na hlavu sa do potrebnej polohy nastavuje plynovou vzperou. Rozmery čalúnenia podľa potreby. Rám lôžka vyrobená z ocelových profilov upravených syntetickými práškovými farbami. Čalúnenie: tepelne lisované, bezšvové s hrúbkou 5 cm. Vďaka použitému materiálu sa čalúnenie mimoriadne ľahko čistí.

Hydraulické vyšetrovacie lôžko s pantografickým kinematickým systémom

KÓD: 5867

815 €



Rozmery lôžka: 190x60 cm. Výšku možno nastaviť v intervale 50-80 cm. Dopravné rozmery: 195x65x15 (dxšxv), samostatne

blokovaťelné kolieska s možnosťou objednať verziu s centrálnou brzdou, možnosť dodávky s výrezom na tvár. Diel na hlavu sa do potrebnej polohy nastavuje plynovou vzperou. Rozmery čalúnenia podľa potreby. Rám lôžka vyrobená z ocelových profilov upravených syntetickými práškovými farbami. Čalúnenie: tepelne lisované, bezšvové s hrúbkou 5 cm. Vďaka použitému materiálu sa čalúnenie mimoriadne ľahko čistí.

3 dielne elektricky ovládané vyšetrovacie lôžko

KÓD: 1628



Diel na nohy: 70 cm, stredný diel: 57 cm, diel na hlavu: 58 cm (dĺžka) x 60 (šírka) x 45 cm (výška; možno zdvihnúť až do 98 cm); samostatne zabrzdiťelné kolieska; možnosť objednať s centrálnou brzdou; na pranie

Nemocničné lôžko



Ocelová konštrukcia. Opierku hlavy možno nastaviť v niekoľkých polohách. Postel sa pohybuje na samonastaviteľných kolieskach, z ktorých dve možno zabrzdiť. Základná farba je biela, ale dá sa objednať aj v iných farbách. Šírka: 80 (90) cm, dĺžka: 190 (200) cm, výška: 55 cm.

Nemocničná postel s pevným rámom



Ocelová konštrukcia. Opierku hlavy možno nastaviť v niekoľkých polohách. Postel sa pohybuje na samonastaviteľných kolieskach, z ktorých dve možno zabrzdiť. Základná farba je biela, ale dá sa objednať aj v iných farbách. Šírka: 80 (90) cm, dĺžka: 190 (200) cm, výška: 55 cm.

KÓD: 5611 S pevnou opierkou hlavy, na nožičkách
Rozmery 190x80 cm. Pevný ocelový rám. Pevná opierka hlavy. Výška posteľe: 50 cm **195 €**

KÓD: 5612 S nastaviteľnou opierkou hlavy, na nožičkách
Rozmery: 190x80 cm. Pevný ocelový rám. Opierku hlavy možno mechanicky nastaviť v uhle 60 stupňov. Za príplatok možno objednať nastavenie opierky plynovou vzperou alebo elektrické nastavovanie. Výška posteľe: 50 cm. **255 €**

Hydraulické vyšetrovacie lôžko s pantografickým kinematickým systémom

KÓD: 5866

820 €



Rozmery lôžka: 190x60 cm. Výšku možno nastaviť v intervale 50-80 cm. Dopravné rozmery: 195x65x15 (dxšxv), samostatne

blokovaťelné kolieska s možnosťou objednať verziu s centrálnou brzdou, možnosť dodávky s výrezom na tvár. Diel na hlavu sa do potrebnej polohy nastavuje plynovou vzperou. Rozmery čalúnenia podľa potreby. Rám lôžka vyrobená z ocelových profilov upravených syntetickými práškovými farbami. Čalúnenie: tepelne lisované, bezšvové s hrúbkou 5 cm. Vďaka použitému materiálu sa čalúnenie mimoriadne ľahko čistí.

3 dielne hydraulicky ovládané vyšetrovacie lôžko

KÓD: 5865

1160 €



Diel na nohy: 70 cm, stredný diel: 57 cm, diel na hlavu: 58 cm (dĺžka) x 60 (šírka) x

45 cm (výška; možno zdvihnúť až do 98 cm); samostatne zabrzdiťelné kolieska; možnosť objednať s centrálnou brzdou; na pranie možno dodať s výrezom na tvár. Diel na hlavu sa do potrebnej polohy nastavuje elektricky. Rozmery čalúnenia podľa potreby. Rám lôžka vyrobená z ocelových profilov upravených syntetickými práškovými farbami. Všetky 3 diely možno nastavovať samostatne. Čalúnenie: tepelne lisované, bezšvové vo viacerých farbách. Vďaka použitému materiálu sa čalúnenie mimoriadne ľahko čistí.

KÓD: 1629 **1250 €**

možno dodať s výrezom na tvár. Rozmery čalúnenia podľa potreby. Rám lôžka vyrobená z ocelových profilov upravených syntetickými práškovými farbami. Všetky 3 diely možno nastavovať samostatne. Čalúnenie: tepelne

lisované, bezšvové vo viacerých farbách. Vďaka použitému materiálu sa čalúnenie mimoriadne ľahko čistí.

80 x 190 cm

KÓD: 1629 **195 €** Fixné pre dospelých

KÓD: 1260 **260 €** S nastaviteľnou opierkou hlavy

KÓD: 1320 **345 €** S nastaviteľnou opierkou hlavy, na kolieskach

90 x 200 cm

KÓD: 4984 **285 €** S nastaviteľnou opierkou hlavy

KÓD: 4985 **365 €** S nastaviteľnou opierkou hlavy, na kolieskach

KÓD: 5613 **320 €** S nastaviteľnou opierkou hlavy, na kolieskach
Rozmery: 190x80 cm. Pevný ocelový rám. Opierku hlavy možno mechanicky nastaviť v uhle 60 stupňov. Za príplatok možno objednať nastavenie opierky plynovou vzperou alebo elektrické nastavovanie. Výška posteľe: 50 cm

KÓD: 5614 **280 €** S nastaviteľnou opierkou hlavy, na nožičkách
Rozmery: 200x90 cm. Pevný ocelový rám. Opierku hlavy možno mechanicky nastaviť v uhle 60 stupňov. Za príplatok možno objednať nastavenie opierky plynovou vzperou alebo elektrické nastavovanie. Výška posteľe: 50 cm.

KÓD: 5615 **360 €** S nastaviteľnou opierkou hlavy, na kolieskach
Rozmery: 200x90 cm. Pevný ocelový rám. Opierku hlavy možno mechanicky nastaviť v uhle 60 stupňov. Za príplatok možno objednať nastavenie opierky plynovou vzperou alebo elektrické nastavovanie. Výška posteľe: 50 cm.

Opcie

KÓD: 5616	Opierka hlavy nastaviteľná plynovou vzperou	105 €
KÓD: 5617	Opierka hlavy nastavovaná elektricky	255 €
KÓD: 5331	Matrac s nepremokavým potiahom 200x80x10	105 €

KÓD: 2081	Matrac s nepremokavým potiahom 190x80x10	99 €
KÓD: 4303	Matrac s nepremokavým potiahom 200x90x10	110 €
KÓD: 2082	Ochranný potah na matrac 190x80x10	45 €

Uchopovací strmeň

KÓD: 1251		37 €
-----------	--	------



Pomôcka pozostáva z kovovej rúčky a silného umelohmotného popruhu. Pomocou dvoch kovových krúžkov sa upevňuje ku kovovej konštrukcii postele.

Bočná mreža

KÓD: 1250	univerzálna 190 cm	166 €
KÓD: 4302	univerzálna 200 cm	170 €

Vozík s nosidlami

KÓD: 1283		760 €
-----------	--	-------



Zariadenie pozostáva z samostatných výrobkov: vozíku pre pacientov a nosidiel. Rozmery: dĺžka: 195 cm, šírka: 75 cm, výška: 82 cm.

Vozík na prevoz pacientov s nosidlami JNEC 2L

KÓD: 4416		630 €
-----------	--	-------




Vozík slúži na prepravu pacientov v rámci lôžkových oddelení nemocníc a jednotlivých ordinácií. Rám vozíku je vyrobený z oceľových profilov s povrchovou úpravou na bázu práškových farieb. Časti, na ktorých leží pacient sú laminované. A zadnej strane opierky hlavy je miesto na röntgenové kazety. Výšku vozíku možno ručne nastavovať. Rohy rámu vozíku sú opatrené nárazníkmi. Snímateľný potah je

príslušenstvom. K vozíku patria štyri kolieska s veľkým priemerom, z ktorých možno dve nezávisle zabrzdíť. Opcie: chrómované bočné zábradlie, infúzný stojan, držiak kyslíkovej fľaše. Celková dĺžka: 1900 mm. Celková šírka (bez bočných zábradiel): 540 mm. Výška: nastaviteľná v rozsahu 570 – 830 mm. Maximálna nosnosť: 159 kg. Priemer koliesok: 16 cm.

Vozík na prevoz pacientov s bočnými zábranami

KÓD: M215		580 €
-----------	--	-------



Vozík na prevoz pacientov s matracom a nastaviteľnou opierkou hlavy. Rám vozíku je vyrobený z oceľových profilov. Vozík je vybavený

4 ks kolieskami s priemerom 100 mm, z ktorých dve majú brzdu. Rozmery: 180 x 54 cm; výška: 80 cm

RexMöbel gynekologické / urologické elektrické vyšetrovacie kreslo

KÓD: 47		
---------	--	--

Cena v základnej výbave 1 950 €



Základná sériová výbava:

Plastová podstava s vyrovnávacími skrútkami, zdvíhací stĺp s plastovým krytom, sedacia časť, opierka chrbta, držiak papierovej plachty, ručné riadenie, pripojenie časti na nohy alebo fixačná koľajnica, držiak infúzneho stojanu, pripojenie opierok na ruky, strmene, gynekologická miska, lisovaná bezšvové čalúnenie, opierka hlavy.

Motorická sedacia časť	225 €	Nosič kolposkopu	65 €
Nožné riadenie	99 €	Široké opierky nôh	105 €
Časť na nohy, nosič ručného riadenia	125 €	Čalúnené opierky nôh	105 €
Motorická časť na nohy	190 €	Centrálny držiak nôh - farbený	95 €
Delená časť na nohy s držiakom	95 €	Centrálny držiak nôh - chrómovaný	250 €
		Opierky ramien	40 €

Výšku možno nastaviť od 52 cm po 92 cm. Sklon opierky chrbta aj nôh možno plynule regulovať. Čalúnenie je z odolnej penovej hmoty hrúbky 5 cm, ktoré je potiahnuté koženkou. Farbu čalúnenia možno zvoliť podľa danej farebnej škály. Nohy stola možno jednoducho nastaviť tak, aby stól stabilne stál vo vodorovnej polohe. Povrchová úprava rámu je prevedená kvalitnými práškovými farbami. K stolu sú dodávané snímateľné opierky,

misa a nastaviteľné strmene. Zariadenie možno objednať s nastavením pomocou plynových vzpier resp. elektromotorom. Ako opciiu možno požadovať nožný pedál. Stól je možné objednať aj v prevedení pre použitie v kozmetických salónoch (bez výrezu na opierke nôh) s opierkami rúk. Zariadenie je dodávané v rozobratom stave, balené v prepravke. Kreslo možno objednať vo farbách: biela, oranžová, čierna, bordová, béžová, zelená.

Gynekologický vyšetrovací stól



Povrchová úprava chrómovaním alebo lakovaním. Mechanicky nastaviteľná opierka chrbta a nôh. Čalúnenie z 5 cm hrubej peny potiahnutej bezšvovou technológiou, ľahko čistiteľným potiahom. Príslušenstvo: 1 ks nerezová miska, 2 ks strmene na nohy, 1 ks schodík. Za príplatok možno výrobok objednať so širokými opierkami nôh. Rozmery: 80x60x190 cm. Maďarský výrobok.

KÓD: 629	chrómovaný	510 €
KÓD: 45	lakovaný	475 €

SZ-01 Operačný / ošetrovací stól

KÓD: 4417		
-----------	--	--

CENA NA VYŽIADANIE



Ošetrovací stól SZ-01 bol navrhnutý na ošetrovanie, obväzovanie, malé chirurgické výkony v oblasti ortopedie, proktológie, gynekológie, urológie a pod. Stavba stola umožňuje monitorovanie pacienta a zhotovovanie röntgenových snímok počas

ošetrovania resp. operácie. Stól je vybavený centrálnymi brzdami kolieskami, z ktorých jedno je riadené. Výšku stola možno nastaviť prostredníctvom nohou ovládanej hydraulickéj pumpy. Jednotlivé segmenty stola možno jednoducho nastavovať prostredníctvom plynových pružín. Podušky sú vyrobené bezšvovou technológiou z mäkkého polyuretánového peny. Podušky aj povrch stola sa čistí veľmi jednoducho a odoláva dezinfekčným prostriedkom. Stól je dodávaný spolu s individuálne špecifikovaným rozširujúcim

príslušenstvom. K stolu možno objednať predĺžovací diel pre ortopédiu, gynekológiu alebo urológiu. Povrchová úprava kovových častí stola je vypaľovanými práškovými farbami. Technické údaje: Celková dĺžka: 2020 mm. Celková šírka: 550 mm. Minimálna výška: 810 mm. Maximálna

výška: 1050 mm. Uhol sklonu opierky chrbta: -40o až +80o. Trendelenburg pozícia: 25o. Anti-Trendelenburg pozícia: 120. Uhol sklonu opierky hlavy: -40o až +50o. Odporúčané príslušenstvo: opierka rúk.

KÓD: 5661 Opierky rúk k operačnému stolu SZ-01 **250 €**

Elektrické vyšetrovacie lôžko RexMöbel

KÓD: 5338

1 395 €



Lahko čistiteľné, bezšvové čalúnenie. Kovové časti stola upravené práškovými farbami resp. chrómovaním. Všetky plastové kryty sú vyrobené z húževnatého plastu, možno ich sterilizovať. Napájanie elektrických dielov: 230/24V, 20VA transformátor s dvojitou izoláciou. Rozmery čalúnenej časti: 190x70 cm. Výšku možno nastaviť elektromotorom v intervale 60-90 cm.

Dopravné rozmery: 200x70x70 cm; hmotnosť: 80 kg. Maximálna nosnosť: 150 kg. Lôžko možno objednať vo farbách: biela (základná), oranžová, čierna, bordová, béžová. Za príplatok možno dodať elektricky ovládanie opierky hlavy.

Reanimačný vozík



Príslušenstvo, ktoré možno doobjednať: panel na podporu masáže srdca, Výklopný odpadový kôš (7 litrov), kontajner na použité ihly, držiak defibrilátora, držiak infúznej súpravy, držiak kyslíkovej fľaše (2 litre).

KÓD: 4488 H-MED 56-F, 4 zásuvky **1 100 €**

KÓD: M796 s držiakom infúzie a defibrilátora **1 295 €**

Vozík na rozdeľovanie liekov H-Med 6-AF

KÓD: 4487

1 290 €



Vozík je jednými dverami a tromi zásuvkami. Vozík je použiteľný všade tam, kde sú denné dávky liekov rozdeľované v 4 dielnych okrúhlych alebo hranatých dózach. Vozík je určený na obsluhu max. 8 izieb po 8 posteliach. Lieky sú rozdelené podľa izieb na umelohmotných podnosoch. Zásuvky sú určené na skladovanie pohotovostných liekov a iných potrieb. Konštrukcia: rám z hliníkových profilov, boky a zadný panel z nárazu vzdornej umelej hmoty. Zásuvky z tvarovanej umelej hmoty. Lahký a bezpečný transport zabezpečujú kolieska s priemerom 125 mm, ktoré sú vybavené brzdou. Vonkajšie armatúry vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Rozmery: 68 cm (šírka) x 55 cm (hĺbka) x 96 cm (výška). Príslušenstvo: Nádoba na odpadky (7 l), 4 dielne dózy na lieky.

Elektrický stôl na očné vyšetrenia



Materiál dosky stola: 20 mm hrubá nábytková doska s ABS hranami. Veľkosť pracovnej plochy: 50x35cm, 100x35 cm resp. 160x35 cm. Výšku stola možno elektromotorom nastaviť v intervale 50-80 cm. Napájanie: 230/24V, 20VA transformátor s dvojitou izoláciou. Stôl je umiestnený na kolieskach s brzdou.

KÓD: M797 na 1 prístroj **780 €**

KÓD: M798 na 2 prístroje **850 €**

KÓD: M799 na 3 prístroje **900 €**

Vozík na lieky

KÓD: 2326

1 990 €



Konštrukcia biela, lakovaná, na ktorej je upevnená biela umelohmotná skrinka (odolná dezinfekčným prostriedkom), na prednej strane s výklopnými zásuvkami (60 ks.) a bielou umelohmotnou roletou. Z druhej strany sú 3 odolným plexisklom uzavreté poličky opatrené kovaním z nehrdzavejúceho materiálu. Kolieska: 2 s brzdami, 2 bez brzd. Rohy sú opatrené narážacou gumou. Rozmery: 62,5 x 40 x 70 cm (dĺžka x šírka x výška). Dodávame aj zostavy s rozmermi podľa požiadaviek objednávateľa.

Regál na prístroje



Snímateľné police, na kolieskach.

KÓD: 2664 dvojpolícová **205 €**

KÓD: 2730 trojpolícová **280 €**

KÓD: 498 štvorpolícová **460 €**

Inštrumentačný stolík



Z nehrdzavejúcej ocele, s dvoma policami, na kolieskach s priemerom 80 mm, v dvoch veľkostiach:

KÓD: 2469 60x40x80 cm (1260) **210 €**

KÓD: 2344 70x50x80 cm (1261) **250 €**

Inštrumentačný stolík

KÓD: 2149

280 €



Z nehrdzavejúcej ocele, s tromi policami, na kolieskach s priemerom 80 mm. Rozmery: 70x50x80 cm (1261/1)

Inštrumentačný stolík



Lakovaný, biely, s policami, v prevedení s kolieskami alebo fixný.



Lakovaný, biely, s dvoma sklenenými policami.

Stolík Mayo

KÓD: 2193



330 €

Stolík na inštrumenty z nehrdzavejúcej ocele. Nastaviteľná výška 80 – 115 cm. Rozmery: 70 x 45 x 30 cm.

Stolík Sonnenburg

KÓD: 1608



180 €

Stolík na ukladanie nástrojov. Spodná časť stolíku je ošetrená elektrostaticky nanesenými práškovými farbami, horná časť je vyrobená z nehrdzavejúceho ocelového plechu. Výšku stolíku možno nastaviť. Stolík je umiestnený na kolieskach. Rozmery: 46x58x135 cm; rozmery pracovnej plochy: 35x34 cm.

Prebaľovací pult

KÓD: 843



240 €

lakovaný, dvojdielny. Rozmery: 170x70x86 cm

Sádrovací vozík

KÓD: 5864



1550 €

Dĺžka: 120 cm – v otvorenom stave 180 cm, 75 cm (výška), 90 cm (šírka). Materiál: nehrdzavejúca oceľ; 4 zásuvky; kolajničky.

Prebaľovací pult

KÓD: 844



315 €

Lakovaný, jednodielny. Rozmery: 105x70x86 cm

Prebaľovací pult



KÓD: 5606

1-miestny

219 €


KÓD: 5607

2-miestny

285 €

Prebaľovací pult so zásuvkou / jedno alebo dvojmiestny, vyrobený z ABS nábytkových dosiek. Rozmery: 70x70x95 (jedno miestny) alebo 70x140x95 cm (dvoj miestny).

Lavica Shell do čakárne



Moderná lavica do čakárne, sedadlá a opierky z umelej hmoty, rám z pochrómovanej ocele. Nožičky s proti sklzovou úpravou.

2-miestna (124 cm) 265 €

3-miestna (188 cm) 335 €

4-miestna (244 cm) 405 €

	2-miestna	3-miestna	4-miestna
bordová	KÓD: 4195	KÓD: 4196	KÓD: 4197
oranžová	KÓD: 4207	KÓD: 4208	KÓD: 4209
biela	KÓD: 4198	KÓD: 4199	KÓD: 4200
sv. hnedá	KÓD: 4201	KÓD: 4202	KÓD: 4203
modrá	KÓD: 4204	KÓD: 4205	KÓD: 4206
čierna	KÓD: 1317	KÓD: 1126	KÓD: 1244
zelená	KÓD: 3791	KÓD: 3625	KÓD: 3331

Lavica do čakárne



biela lakované nohy, plastové sedadlá bielej farby

KÓD: 847 2-miestna (110 cm) 120 €

KÓD: 846 3-miestna (170 cm) 140 €

KÓD: 518 4-miestna (210 cm) 165 €

Lavica do čakárne

KÓD: 2598



220 €

Biela lakovaná, 4 miestna (200 cm). Perforované kovové sedadlo. Základnou farbou je biela ale za príplatok 10% možno výrobok objednať v ľubovoľnej farbe RAL škály. Na objednávku možno dodať aj v inom rozmere.

KÓD: 1031 Lavica do čakárne 3 miestna 195 €

Lavica do čakárne Iso Colorplast



čierne kovové nohy, plastové sedadlá.

2-miestna (100 cm)	225 €
3-miestna (150 cm)	265 €
4-miestna (200 cm)	330 €

Kovová lavica do čakárne



Vyrobené s kovových profilov a oválnych trubiek s povrchovou úpravou práškovými farbami. Výrobok je dodávaný v rozobratom stave. Montáž do 10 minút. Za príplatok možno výrobok objednať aj vo verzii určenej pre použitie v exteriéri.

KÓD: 5480	2 miestna (48x40x85x100)	120 €
KÓD: 5481	3 miestna (48x40x85x150)	145 €
KÓD: 5482	4 miestna (48x40x85x200)	165 €

Stolička s operadlom Shell



55 €

Stolička s operadlom a chrómovanou konštrukciou. Stolička má široké, pohodlné sedadlo. Konštrukcia bez opierok rúk. Rozmery: šírka sedadla 46 cm; výška sedadla 41 cm; hĺbka sedadla 44 cm; výška opierky 39 cm. Stoličky možno jednoducho stohovať.

KÓD: 4190	biela
KÓD: 4191	sv. hnedá
KÓD: 4192	modrá
KÓD: 4194	čierna
KÓD: 2218	zelená
KÓD: 2078	bordová
KÓD: 4193	oranžová

Lekárska otočná stolička Torino



Otočná stolička s vysokou opierkou chrbta na kolieskach, s plynovou vzperou na nastavenie výšky

KÓD: 1088	Pofah – sivá látka	65 €
KÓD: 587	Pofah – biela koženka	105 €
KÓD: 1120	Pofah – čierna látka	65 €
KÓD: 1452	Opierky rúk k stoličke	18 €

ORL vyšetrovacia stolička Gemini

KÓD: 1532 **430 €**



Vyšetrovacia stolička určená na ORL a očné vyšetrenia resp. na malé chirurgické zákroky. Na požiadanie možno stoličku dodať s kolieskami a chrómovanou konštrukciou. Opierka chrbta a sedadlo je štandardne potiahnutá bielou koženkou ale na objednávku môže byť dodaná v rôznych pastelových farbách (červená, modrá, karibská modrá, oranžová, zelená, hnedá, béžová, čierna). Výška sedadla sa dá nastaviť v rozmedzí 49 – 59 cm. Výška opierky chrbta: 75 cm (s opierkou hlavy). Hĺbka sedadla: 43 cm; šírka sedadla: 50 cm.

2-miestna 3-miestna 4-miestna

bordová	KÓD: 3835	KÓD: 3654	KÓD: 3706
modrá	KÓD: 3668	KÓD: 3950	KÓD: 3332
sivá	KÓD: 3892	KÓD: 3857	KÓD: 3656

Lavica do čakárne s dreveným sedadlom



Konštrukcia z oceľových profilov s kvalitnou povrchovou úpravou práškovými farbami. Sedadlá z vrstvených, drevených tvarovaných dosiek. Trvácne, ľahko čistiteľné prevedenie. Uvedené ceny sú platné pre prírodné prevedenie. Za príplatok 10% možno výrobok objednať vo farbe čerešňa.

KÓD: 5608	2 miestna (120x47x82x60)	150 €
KÓD: 5609	3 miestna (175x47x82x60)	175 €
KÓD: 5610	4 miestna (230x47x82x60)	205 €

Stolička s operadlom Shell

KÓD: 1127



65 €

Chrómovaná kovová konštrukcia; protišmykové nožičky; čalúnené sedadlo a opierka. Rozmery: výška sedadla 41 cm; celková výška 80 cm; šírka sedadla 46 cm; hĺbka sedadla 44 cm; výška opierky 39 cm.

Lekárska stolička otočná – Nova Easy



KÓD: M800	Pofah biela koženka	115 €
KÓD: M801	Pofah čierna látka	110 €
KÓD: M802	Pofah sivá látka	110 €

Sedadlo pre návštevníka

KÓD: 1790



31 €

Stolička bez opierky chrbta s koženkovým čalúnením. Rozmery: šírka 31 cm; hĺbka 31 cm; výška 41,5 cm; rozmery sedadla 29 x 29 cm.

Stolička s operadlom



Kovová konštrukcia, biely koženkové čalúnenie.

KÓD: 588	Bez opierok rúk	52 €
KÓD: 991	S opierkami rúk	79 €

Vyšetrovacie lehátko GOLEM 1 EXCLUSIV



Lehátko GOLEM 1 EXCLUSIV je určené pre vyšetrovanie a rehabilitáciu. Je charakteristické moderným dizajnom a premyslenou, plne funkčnou koncepciou, ktorá uspokojí všetky požiadavky. Vďaka zakrytovaniu spodného rámu a pohybového mechanizmu stolu umývateľný mi plastovými krytmi je jeho prevádzka bezpečná a

údržba veľmi jednoduchá. Jednodielna pracovná plocha bez otvoru na nos s rozmermi 630 × 2 000 mm je potiahnutá koženou s farbou podľa Vášho výberu. Ovládanie elektropohonu je spínačmi pod plochou z oboch strán lehátka, zmeny polohy možno prevádzať aj pri plnom zaťažení. Dĺžka lehátka môže byť zmenená

CENA NA VYŽIADANIE

podľa Vášho prania. Výška nastaviteľná elektropohonom 580 – 880 mm, stacionárne prevedenie s nastaviteľnými nožičkami. Hmotnosť lehátka je podľa prevedenia 90 – 100 kg, nosnosť 150 kg.

Vyšetrovací a zákrový stôl GOLEM F1



GOLEM F1 je prvé kreslo, kde sa nápaditý a efektívny dizajn spája s prvotriednymi funkciami. Spojením vzniká celok, ktorý plne uspokojí všetky Vaše potreby, je ohľaduplný k pacientom,

CENA NA VYŽIADANIE

zrýchli a zjednoduší Vašu prácu a na viac vyzerať naozaj skvele. Kompletne nastavenie všetkých polôh pomocou šiestich elektromotorov: výška, Trendelenburg, chrbát, hlava, nožný segment a podpory nôh. Plne synchronne nastavenie pozícií pracovnej plochy všetkými motormi súčasne bez námahy a časovej náročnosti aj pri plnom zaťažení: základná pozícia, gynekologická poloha, vyšetrenie ultrazvukom vrátane vaginálnej sondy, poloha ležmo. Ovládanie všetkých funkcií štyroch pamätí jednoduchým a prehľadným ručným ovládačom.

Vyšetrovací a zákrový stôl GOLEM F1



Univerzálny stôl na všetky typy zákrovov vo všetkých potrebných pozíciách s moderným vzhľadom, skvelým dizajnom a jedinečnými funkciami. Kompletne nastavenie všetkých polôh pomocou 5 elektromotorov: výška, Tandelenburg, chrbát, hlava a nožný segment.

CENA NA VYŽIADANIE

Plne synchronne nastavenie pozícií pracovnej plochy všetkými motormi súčasne bez námahy a časovej náročnosti aj pri plnom zaťažení. Ovládanie všetkých funkcií štyroch pamätí jednoduchým a prehľadným ručným ovládačom. Kompletne kapotáž všetkých dielov z plastu čiernej alebo bielej farby s vysokým leskom a UV filtrom. Bezšvové snímateľné čalúnenie všetkých segmentov umývateľnou koženou podľa výberu. Technické parametre: Pracovná plocha široká 600 mm; celková dĺžka plochy v ľahu: 1830 mm. Dĺžky segmentov: nožný 500 mm, chrbtový 400 mm, sedadlo 400 mm, hlavový 500 mm. Výška nastaviteľná elektropohonom: 650 – 950 mm.

Operačný stôl



Operačné stoly GOLEM sa vyrábajú v širokej škále modelov, čo umožňuje každému užívateľovi také prevedenie, ktoré uspokojí jeho požiadavky. Pracovné plochy operačného stolu môžu byť rozdelené na 1 až 5 segmentov a sú vždy výškovo nastaviteľné. Podľa potreby môže byť pracovná plocha nastaviteľná do pozície ± Trandelenburg a mať nastavené laterálne náklony. Všetky tieto pohyby sú realizované tichými, spoľahlivými elektromotormi s ručným ovládaním. Stoly sú vybavené pamäťou na 4 pracovné polohy. Sklon operadla je tiež

CENA NA VYŽIADANIE

nastavovaný elektropohonom, snímateľný nožný segment je nastaviteľný plynovou pružinou dvojkľbovým mechanizmom. Stoly s jedno a dvojdielnou pracovnou plochou sú obvykle využívané pre jednoduché výkony alebo na oftalmologických či ORL sálach. Štvor a päť segmentové stoly sú určené pre všetky špecializácie a umožňujú nastavenie všetkých polôh pacienta. Stoly majú pevnú a stabilnú celonerezovú elektrochemicky leštenú konštrukciu, umývateľnú a dezinfikovateľnú pracovnú plochu so snímateľným čalúnením z čiernej antistatickej koženky. Okolo všetkých segmentov sú umiestnené EURO lišty na upevnenie ľubovoľného príslušenstva. Pracovná plocha včítane hlavového dielu je plne priesvitná pre röntgen. S výnimkou stredového dielu možno použiť aj C rameno.

Odberové kreslo GOLEM



Pohodlné kreslo pre odbery v sede, polo ležmo i v ležmo. Moderný dizajn s pohodlným čalúnením a šedými plastovými krytmi. Pojazdné

CENA NA VYŽIADANIE

prevedenie s brzdami kolieskami Ø 75 mm. Štvordielna pracovná plocha so šírkou 480 mm je potiahnutá bezšvovou koženou s farbou podľa Vášho výberu a rozdelená na hlavu, operadlo, sedadlo a nohy. Hlavový segment je nastaviteľný manuálne, nožný segment je manuálne výklopný pre polohu ležmo. Kreslo má snímateľné umývateľné infúzne podpory rúk, ktoré možno nastaviť vo všetkých smeroch i sklonoch. Zástavbové rozmery kresla asi 600 × 800 mm v sede, 600 × 1 800 mm ležmo. Nosnosť 150 kg, hmotnosť 35 – 60 kg.

Operačný stôl



Operačné stoly GOLEM sa vyrábajú v širokej škále modelov, čo umožňuje každému užívateľovi také prevedenie, ktoré uspokojí jeho požiadavky. Pracovné plochy operačného stolu môžu byť rozdelené na 1 až 5 segmentov a sú vždy výškovo nastaviteľné. Podľa potreby môže byť pracovná plocha nastaviteľná do pozície ± Trandelenburg a mať nastavené laterálne náklony. Všetky tieto pohyby sú realizované tichými, spoľahlivými elektromotormi s ručným ovládaním. Stoly sú vybavené pamäťou na 4 pracovné polohy. Sklon operadla je tiež nastavovaný elektropohonom, snímateľný

CENA NA VYŽIADANIE

nožný segment je nastaviteľný plynovou pružinou dvojkľbovým mechanizmom. Stoly s jedno a dvojdielnou pracovnou plochou sú obvykle využívané pre jednoduché výkony alebo na oftalmologických či ORL sálach. Štvor a päť segmentové stoly sú určené pre všetky špecializácie a umožňujú nastavenie všetkých polôh pacienta. Stoly majú pevnú a stabilnú celonerezovú elektrochemicky leštenú konštrukciu, umývateľnú a dezinfikovateľnú pracovnú plochu so snímateľným čalúnením z čiernej antistatickej koženky. Okolo všetkých segmentov sú umiestnené EURO lišty na upevnenie ľubovoľného príslušenstva. Pracovná plocha včítane hlavového dielu je plne priesvitná pre röntgen. S výnimkou stredového dielu možno použiť aj C rameno.

GOLEM 2S – Zákrový stôl



Zákrovové stoly sú určené k vykonávaniu zákrovov vo všetkých medicínskych oblastiach. Pre optimálnu polohu pacienta i Vašu si môžete vybrať také prevedenie, ktoré uspokojí všetky Vaše špecifické potreby. Počet segmentov pracovnej plochy a spôsob ich nastavovania záleží len na Vašom výbere. Podľa Vášho prania je potom stôl vybavený EURO lištami pre upevnenie najrôznejšieho príslušenstva. Funkčnosť a pohodlie pre Vás a pacienta sú

CENA NA VYŽIADANIE

vždy prvoradé. Zákrový stôl GOLEM 2S je vhodný pre polohu pacienta v ľahu, možno ho ale využiť aj pre občasnú prácu v gynekologickej polohe. Pracovná plocha s rozmerom 630 × 2 000 mm je potiahnutá koženou s farbou podľa Vášho výberu a rozdelená na telo a hlavový diel. Ovládanie všetkých elektropohonov je štandardne ručným ovládačom, zmeny polohy možno vykonať aj pri plnom zaťažení. Základne prevedenie je stacionárne, má držiak papierovej role pod hlavou a je pripravené na doplnenie ďalších prvkov, ktoré chcete a potrebujete pri Vašej. Výška je nastaviteľná elektropohonom 620 – 920 mm, manuálne nastavenie sklonu hlavy ± 30°. Zástavbové rozmery stolu sú 630 × 2 000 mm. Hmotnosť stolu je 94 kg, nosnosť 150 kg.

Vyšetrovací a zákrový stůl pre gynekológiu a urológiu GOLEM

kód: 317



Stoly radu GOLEM sú určené pre ambulantnú prax a vykonávanie bežných výkonov. Sú charakteristické moderným dizajnom a premyslenou, plne funkčnou koncepciou, ktorá uspokojí všetky Vaše požiadavky. Vďaka kompletnému zakrytiu všetkých častí

stolu plastovými krytmi je jeho údržba veľmi jednoduchá. Pracovná plocha široká 600 mm je potiahnutá koženkou vo farbe podľa Vášho výberu. Ovládanie všetkých elektropohonov je nožnými šlapkami. Hmotnosť stolu je podľa prevedenia 60-104 kg, nosnosť 150 kg.

Každé prevedenie stolu môže byť doplnené podľa Vášho výberu ďalším príslušenstvom. Na požiadanie Vám zašleme úplný ponukový list a na základe Vašich požiadaviek vypracujeme cenový ponuku.

od 1 780 €

Kreslo pre kardiakov



Veľmi pohodlné kreslo pre kardiakov s mäkkým čalúnením a masívnymi područkami, ktoré uľahčujú vstávanie pacienta. Mobilné prevedenie kresla pre kardiakov s brzdovými kolieskami Ø 75 mm. Trojdielna pracovná plocha so šírkou 500 mm je potiahnutá koženkou s farbou podľa

Vášho výberu a rozdelená na operadlo, sedák a nohy. Sedák kresla pre kardiakov s miernym záporom má výšku 550 mm, optimálne pre nasadenie aj vyseďanie, operadlo má na konci mäkkú operu hlavy – ušiak. Sklon operadla a nôh možno jednoducho zmeniť pomocou

plynovej pružiny – môže ovládať i pacient. Zástavbové rozmery kresla pre kardiakov sú asi 700 × 800 mm v sede, 700 × 1 700 mm v ľahu. Nosnosť 150 kg, hmotnosť 35 – 65 kg.

CENA NA VYŽIADANIE

GOLEM 2 EXCLUSIV - vyšetrovacie a rehabilitačné lehátko



Lehátko GOLEM 2 EXCLUSIV je určené pre vyšetrovanie a rehabilitáciu. Je charakteristické moderným dizajnom a premyslenou, plne funkčnou koncepciou, ktorá uspokojí všetky Vaše požiadavky. Vďaka zakrytosti spodného rámu a pohybového mechanizmu stolu umývateľnými plastovými krytmi je jeho prevádzka bezpečná a

údržba veľmi jednoduchá. Dvojdielna pracovná plocha bez otvoru na nos s rozmermi 630 × 2 000 mm je potiahnutá koženkou s farbou podľa Vášho výberu. Ovládanie elektropohonu je spínačmi pod plochou z oboch strán lehátko, zmeny polohy možno prevádzkať aj pri plnom zaťažení. Dĺžka lehátko môže byť zmenená podľa Vášho prania. Výška nastaviteľná elektropohonom 580 – 880 mm, manuálne nastavenie sklonu hlavy ± 30°, stacionárne prevedenie s nastaviteľnými nožičkami. Hmotnosť lehátko je podľa prevedenia 92 – 105 kg, nosnosť 150 kg.

GOLEM ORL - Kreslo pre ORL a Oftalmo pracovisko



Pohodlné univerzálne kreslo pre vyšetrovanie pacienta v sede, polo ľahu aj v ľahu. Moderný dizajn s pohodlným čalúnením a šedými plastovými krytmi. Mobilné prevedenie s brzdovými kolieskami Ø 75 mm. Štvordielna

pracovná plocha so šírkou 480 mm je potiahnutá bezošovou koženkou s farbou podľa Vášho výberu a rozdelená na hlavu, operadlo, sedák a nohy. Hlavový segment je nastaviteľný manuálne, nožný segment je manuálne vyklapný pre polohu v ľahu. Možnosť rotácie kresla s pacientom ± 90°, jednoduchá aretácia v troch pozíciách. Kreslo má praktické elegantne snímateľné madlá pre pacienta. Ovládanie elektropohonov je ručným ovládačom, na pranie nožnou šľapkou. Zástavbové rozmery kresla asi 600 × 800 mm v sede, 600 × 1 800 mm v ľahu. Nosnosť 150 kg, hmotnosť 35 – 65 kg.

CENA NA VYŽIADANIE

GOLEM – dospievacie/transportné lehátko



Lehátko pre transport a dospávanie pacientov.

CENA NA VYŽIADANIE

GOLEM PROKTOLOG – proktologický stůl



Stůl je určený na vyšetrovanie pacienta v ľahu a v koleno-prsnej polohe, prípadne aj v gynekologickej polohe. Konštrukcia stolu umožňuje jednoducho zmeniť vyšetrovaciu polohu s ohľadom na pohodlie pacienta aj lekára.

CENA NA VYŽIADANIE

Laboratórna stolička s plynovou vzperou

kód: 1610



Laboratórna stolička s čiernym sedadlom, bez opierky, na kolieskach. Čalúnenie sedadla: koženka. Výšku možno nastavovať v intervale 43-55 cm. Taliansky výrobok.

59 €

KaWe stolička, modrá, s čalúneným sedadlom

kód: 2325



Stolička na podstavci z umelej hmoty, na kolieskach. Výšku sedadla možno nastaviť v intervale 48 – 57 cm pomocou plynovej vzpery. Sedadlo je potiahnuté modrou koženkou. Vďaka špeciálnym kolieskam možno stoličku používať aj na koberci. Hmotnosť: 6,5 kg. Max. zaťaženie: 110 kg. Stolička sa dodáva aj v modrom a šedom prevedení. Nemecký výrobok.

99 €

Laboratórna stolička



Laboratórna stolička bez opierky. Nastavenie výšky plynovou vzperou alebo skrutkovým vretenom. Podstava stoličky je vyhotovená z čierneho plastu na 5 kolieskach. Sedadlo je z nerezovej ocele. Výšku možno nastaviť v hraniciach 43 až 55 cm. Taliansky výrobok.

KÓD: 767 s plynovou vzperou **95 €**

KÓD: 1856 so skrutkovým vretenom **85 €**

Laboratórna stolička



Laboratórna stolička bez opierky na kolieskach resp. pevnej podstave. Rám stoličky vyrobený z pochrómovaných kovových profilov. Čalúnené sedadlo potiahnuté bielou koženku.

KÓD: 1075 na kolieskach **85 €**

KÓD: 1696 na pevnej podstave **79 €**

Laboratórna stolička s opierkou



Laboratórna stolička s opierkou chrbta na pevnej podstave alebo na kolieskach. Výšku sedadla možno nastaviť plynovou vzperou alebo skrutkovým vretenom. V základnom prevedení je stolička dodávaná s bielym čalúnením.

KÓD: 2206 otočná, na kolieskach **105 €**

KÓD: 2536 na kolieskach, plynová pružina **140 €**

36 €

Prstenec na nohy k laboratórnym stoličkám so skrutkovým vretenom (1696, 1075, 2206)

KÓD: 5619 k stoličke so skrutkovým vretenom

Prstenec na nohy k laboratórnym stoličkám s plynovou vzperou (2201, 2536)

KÓD: 5620 k stoličke s plynovou vzperou

Pracovná stolička CLINE

KÓD: M001

390 €



Pracovná stolička určená pre ordinácie, výškovo nastaviteľná pomocou plynového piestu. Komponenty sú vyrobené v vysokokvalitných materiáloch. Kovová konštrukcia z trubkového profilu s povrchovou úpravou chrómovaním. Celková výška: 620 mm, priemer sedadla: 400 mm, nastaviteľná výška sedadla: 540-740 mm.

Pracovná stolička FORM PLUS

KÓD: M002

235 €



Pracovná stolička určená pre ordinácie, výškovo nastaviteľná pomocou plynového piestu. Komponenty sú vyrobené v vysokokvalitných materiáloch. Kovová konštrukcia z trubkového profilu s povrchovou úpravou chrómovaním. Celková výška: 620 mm, priemer sedadla: 400 mm, nastaviteľná výška sedadla: 540-740 mm.

Pracovné kreslo REX

KÓD: M003

490 €



Pracovné kreslo určené pre ordinácie, výškovo nastaviteľná pomocou plynového piestu. Komponenty sú vyrobené v vysokokvalitných materiáloch. Kovová konštrukcia z trubkového profilu s povrchovou úpravou chrómovaním. Celková výška: 1140-1240 mm, veľkosť sedadla: 550x480 mm, nastaviteľná výška sedadla: 430-530 mm, výška opierky: 710 mm.

Pracovné kreslo PENTEX PLUS

KÓD: M004

325 €



Pracovné kreslo určené pre ordinácie, výškovo nastaviteľná pomocou plynového piestu. Komponenty sú vyrobené v vysokokvalitných materiáloch. Kovová konštrukcia z trubkového profilu s povrchovou úpravou chrómovaním. Celková výška: 760-900 mm, veľkosť sedadla: 490x460 mm, nastaviteľná výška sedadla: 440-580 mm, výška opierky: 620 mm.

Pracovná stolička KOVONAX – Formex

KÓD: M051

315 €



Pracovná stolička s kovovou konštrukciou určená pre ordinácie. Komponenty sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov. Kovová konštrukcia z trubkového profilu s povrchovou úpravou chrómovaním. Rozmery: Celková výška : 860 – 1050 mm, Celková šírka: 620 mm, Rozmer sedadla: 400 mm. Výšku možno nastaviť: 530 – 720 mm.

Pracovná stolička KOVONAX – Formed

KÓD: M050

305 €



Pracovná stolička s kovovou konštrukciou. Komponenty sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov. Kovová konštrukcia z trubkového profilu s povrchovou úpravou chrómovaním. Rozmery: Celková výška : 880 – 1080 mm, Celková šírka: 620 mm, Rozmer sedadla: 400 mm. Výšku možno nastaviť: 510 – 700 mm.

Laboratórna stolička KOVONAX – Ester

KÓD: M033

67 €



Laboratórna stolička KOVONAX – Ester

Pracovná stolička KOVONAX – Dental Kvo

KÓD: M035

430 €



Dental Kvo – sedačka otočná, kruhová podnož, vysoké čalúnenie, otočná opera. Táto pracovná stolička je mimoriadne vhodná do ambulancií stomatológov. Rozmery: Celková výška : 760 – 840 mm, Celková šírka: 500 mm, Rozmer sedadla: 400 mm. Výšku možno nastaviť: 530 – 610 mm.

Pracovná stolička KOVONAX – Dental CH

KÓD: M445



348 €

Sedačka otočná, kruhová podnož. Táto pracovná stolička je mimoriadne vhodná do ambulancií stomatológov. Rozmery: Celková výška : 860 – 1050 mm, Celková šírka: 620 mm, Rozmer sedadla: 400 mm. Výšku možno nastaviť: 530 – 720 mm.

Pracovná stolička KOVONAX – Zita f

KÓD: M446



245 €

Pracovná stolička s kovovou konštrukciou určená pre ordinácie. Komponenty sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov. Kovová konštrukcia z trubkového profilu s povrchovou úpravou chrómovaním. Rozmery: Celková výška : 840 – 970 mm, Celková šírka: 620 mm, Rozmer sedadla: 400 x 410 mm. Výšku možno nastaviť: 460 – 590 mm.

Lekársky písací stôl

KÓD: 503



280 €

Obojstranná, jedna strana skrinková, druhá so 4 zásuvkami. Kovové nohy. Rozmery: 130 x 65 x 77 cm.

Písací stôl pre zdravotnú sestru

KÓD: 638



250 €

Jednostranný so 4 zásuvkami, kovové nohy. Rozmery: 115 x 65 x 78 cm.

Stolička na odber krvi

KÓD: 3404



135 €

Lakovaná, maďarský výrobok. Obojstranne použiteľná opierka rúk.

KÓD: 4356 opierka ruky 39 €

Pochrómovaná stolička na odber krvi

KÓD: 2300



330 €

Rozmery vo vodorovnej polohe: 160x56 cm; výška sedadla 55 cm; hĺbka sedadla: 40 cm.

Opierka chrbta a diel na nohy sú ovládané synchronne prostredníctvom plynovej vzpery. Kreslo je umiestnené na kolieskach.

Hydraulické kreslo

KÓD: 2274



650 €

Šírka: 60 cm (s opierkami rúk 83 cm); výška hydraulicky nastaviteľná v rozsahu 52-67 ; hĺbka sedadla: 45 cm; selková dĺžka vodorovnej polohe: 160 cm. Opierka chrbta a diel na nohy sú ovládané synchronne prostredníctvom plynovej vzpery. Kreslo je umiestnené na kolieskach. Základná farba: biela. Čalúnenie: tepelne lisované, bezšvové s hrúbkou 5 cm. Vďaka použitému materiálu sa čalúnenie mimoriadne ľahko čistí. Sedaciu časť je v záujme stability, v základnej polohe sklonená o 100 . Vlastná hmotnosť: 50 kg; nosnosť: max. 150 kg.

Elektrické ošetrovacie kreslo

KÓD: 5360



1 950 €

Výšku kresla možno elektricky nastaviť v intervale 52 – 92 cm. Sklon opierky chrbta možno mechanicky nastaviť od 10 do 70

stupňov, sklon opierky nôh možno nastaviť v rozmedzí 0 – 90 stupňov. Za príplatok možno požadovať nastavovanie opierky chrbta a nôh aj plynovou vzperou resp. elektromotorom. Oceleový rám s kvalitnou povrchovou úpravou práškovými farbami. 5 cm hrubé penové čalúnenie s potahom vyrobeným bezšvovou technológiou. Príslušenstvo: držiak na papierové prestieradlo, poduška pod hlavu, snímateľné opierky rúk. Maximálny priestor potrebný k inštalácii: 65 x 180 cm. Vlastná hmotnosť: 70 kg. Maximálna záťaž: 150 kg. Maďarský výrobok.

Gravitačná lavica

KÓD: 2079



190 €

Gravitačný stojan slúži na natiahnutie chrbtice a znižovanie svalového napätia. Otáčanie sa deje okolo vodorovnej osi vlastnou silou (nie elektromotorom alebo teleskopom). Zariadenie je potrebné uviesť do rotácie vlastnou silou rúk.

Aj návrat do základnej polohy sa ľahko dosiahne pomocou sily rúk. Nohy možno dobre upevniť prostredníctvom čalúnenej pohyblivej tyče, ktorá sa dá prispôbiť veľkosti členkov. Rýchlosť otáčania sa dá regulovať a zariadenie možn

zastaviť v ľubovoľnej polohe. Lavica je vyrobená z oceľových profilov. Čalúnenie je kombináciou koženky a plátna. Vlastná hmotnosť: 22 kg. Nosnosť: 140 kg.

46.4 Masážne lôžka | NÁBYTOK

Drevený masážny stôl Fabulo UNO Set

KÓD: 0120



139 €

Fabulo UNO Set je americká kvalita za dostupnú cenu. Masážny stôl Fabulo UNO Set ponúka praktickú jednoduchosť pre tých, ktorí vyhľadávajú ľahké avšak pevné a stabilné

lehátko a nechcú robiť kompromis medzi kvalitou a cenou. Lehátko je ekonomicky výhodné riešenie pre profesionálov, ale vďaka dobrej kvalite a nízkej cene je maximálne

vhodné aj pre začínajúcich alebo hobby masérov. Rozmery: 186 x 71 cm. Dostupné vo farbách: biela, krémová, bordová, modrá, zelená, čokoládová, čierna.

Drevený masážny stôl UNO Plus Set

kód: 0121



Fabulo UNO Plus Set je americká kvalita za dostupnú cenu. Masážny stôl Fabulo UNO Plus ponúka praktickú jednoduchosť pre tých, ktorí vyhľadávajú ľahké avšak pevné a stabilné lehátko a nechcú robiť kompromis medzi

kvalitou a cenou. Fabulo UNO Plus je vylepšenou verziou základného modelu Fabulo UNO o jeden zdvíhací diel. Lehátko je ekonomicky výhodné riešenie pre profesionálov, ale vďaka dobrej kvalite a nízkej cene je maximálne vhodné aj pre

absolventov, hobby masérov alebo kozmetičky. Rozmery: 186 x 71 cm. Dostupné vo farbách: biela, krémová, bordová, čierna.

155 €

Drevený masážny stôl Fabulo GURU Set

kód: 0122



Profesionálny dvojdielny skladací masážny stôl Fabulo GURU Set Vám ponúka osvedčenú vysokú kvalitu amerických lehátok Fabulo. Všímajte si luxusné čalúnenie a vybavenie masážneho stola Fabulo GURU Set a

nadštandardne veľkú konštrukciu (192x76cm), ktorá zabezpečí pohodlnú a dostatočne veľkú ležiacu plochu aj pre korpulentnejších zákazníkov. Vysoká kvalita spracovania a doplnky, ako sú ergonomická opierka hlavy,

laktová opierka a čalúnené prenosné puzdro Deluxe so štyrmi vreckami, prispievajú k vysokej popularite. Rozmery: 192 x 76 cm. Dostupné vo farbách: krémová, béžová, bordová, tmavomodrá.

275 €

Drevený masážny stôl Fabulo GURU Oval Set

kód: 0123



Profesionálny trojdielny skladací masážny stôl Fabulo GURU Plus Set Vám ponúka osvedčenú vysokú kvalitu amerických lehátok Fabulo. Všímajte si luxusné polstrovanie a vybavenie masážneho stola Fabulo GURU Plus Set a nadštandardne veľkú konštrukciu (192x76cm),

ktorá zabezpečí pohodlnú a dostatočne veľkú ležiacu plochu aj pre korpulentnejších zákazníkov. Fabulo GURU Plus je vylepšenou verziou základného modelu Fabulo GURU o jeden zdvíhací diel. Vysoká kvalita spracovania a doplnky, ako sú ergonomická opierka hlavy,

laktová opierka a polstrované prenosné puzdro Deluxe so štyrmi vreckami, prispievajú k vysokej popularite. Rozmery: 192 x 76 cm. Dostupné vo farbách: krémová, béžová, bordová.

285 €

Hliníkové masážne lehátko Fabulo TITAN Set

kód: 0124



Profesionálne dvojdielne skladacie masážne lehátko Fabulo TITAN Set s extra stabilnou hliníkovou konštrukciou Vám ponúka osvedčenú vysokú kvalitu amerických lehátok Fabulo. Prenosné masérské lehátko Fabulo TITAN Set s jedenástimi kilogramami je absolútne najľahším

lehátkom medzi prenosnými masážnymi stoličkami. Jeho nízka hmotnosť je dosiahnutá ľahkým ale masívnym hliníkovým rámom a inovatívnou americkou konštrukciou, v ktorej je ako základ lôžka rozťahnutá pevná upínacia tkanina (zvyčajne sa používa v horolezectve).

Vďaka tomu, že sa lehátko Fabulo TITAN vyrába bez preglejky, je absolútne nerozbitné a veľmi trvácne. Rozmery: 186 x 71 cm. Hmotnosť: 11 kg. Nosnosť: 300 kg. Dostupné vo farbách: krémová, modrá, čokoládová.

329 €

Alpha-H

kód: 1381



Kovový rám, čalúnenie z kozenky, fixné nožičky



205 €

Beta-H2



Hliníkový rám, nastaviteľná výška.



290 €

Gamma - H



Hliníkový rám, nastaviteľná výška



kód: 4184 Gamma - H 2 280 €

kód: 509 Gamma - H 3 297 €

Príslušenstvo k masážnym lôžkam



kód: 1727 Taška k masážnemu lôžku 45 €



kód: 4360 Valcová poduška 12 x 50 cm 30 €

kód: 4361 Pol valcová poduška 12 x 50 cm 37 €

Klakačka

kód: 1606



Rám zo sintrovaných oceľových rúrok, čalúnenie z umelej kože. Výšku sedu možno nastaviť. Rozmery: šírka 41 cm, výška 55-65 cm.



79 €

Prenosná masážna stolička

kód: 4185



Skladacia, prenosná masážna stolička. Pohodlné opierky hlavy, nôh a rúk. Čalúnenie prispôbené vysokej záťaži. Oceľový rám s povrchovo úpravou práškovými farbami. Vlastná hmotnosť: 14 kg. Maximálna záťaž: 150 kg.



190 €

Šatníková skriňa, drevená biela



KÓD: 762	1-dverová 45x60x180 cm	270 €
KÓD: 1779	2-dverová 60x60x180 cm	345 €
KÓD: 4360	3-dverová 90x60x180 cm	470 €

Drevená nástenná skriňa presklená

KÓD: 624	45 x 29 x 60 cm	130 €
KÓD: 1183	60 x 29 x 60 cm	140 €
KÓD: 622	90 x 29 x 60 cm	195 €

Drevená nástenná skriňa pre toxické látky



Dvojdvierová

KÓD: 872	90 x 30 x 60 cm	180 €
----------	-----------------	-------

Jednodvierová

KÓD: 841	45 x 30 x 60 cm	110 €
KÓD: 978	60 x 30 x 60 cm	125 €

Drevená skriňa, 3 zásuvková s presklenými dverami

KÓD: M803 560 €



Materiál: 18 mm nábytková doska s ABS hranami. Kovové nohy s nastavením rovnováhy. Skriňa má sklenené police. Výšku a rozloženie 3 zásuviek upravíme na požadovanú mieru bez príplatku. Ku skríni možno bez príplatku objednať sklenené police, dvere zo zámkom.

Kovová skriňa na nástroje RM0 2

KÓD: 729 680 €



Kovová skriňa vybavená bezpečnostným zámkom. 2 ks horných dveriek sú presklené, dve dolné dverka majú výplň plechovú. Skriňa má sklenené police. Na pranie zákazníka môže byť skriňa dodaná aj s presklenými bočnými stenami (za príplatok 10%). Povrchová úprava je riešená práškovými farbami. ;základná farba: biela ale na požiadanie možno výrobok dodať v ľubovoľnej farbe RAL škály. Rozmery: 90x40x180 cm. Hmotnosť: 80 kg.

Kovová skriňa na nástroje RM0 4

KÓD: 1219 430 €



Jednodvierová kovová skriňa vybavená bezpečnostným zámkom. Dvere sú presklené. Skriňa má sklenené police. Na pranie zákazníka môže byť skriňa dodaná aj s presklenými bočnými stenami (za príplatok 10%). Povrchová úprava je riešená práškovými farbami. ;základná farba: biela ale na požiadanie možno výrobok dodať v ľubovoľnej farbe RAL škály. Rozmery: 40x45x180 cm. Hmotnosť: 55 kg.

Skriňa na inštrumenty a lieky



Spodná časť z dreva, hore sklenené dvere a poličky.

Jednostípcový variant:

KÓD: 623	45 x 45 x 180 cm	275 €
----------	------------------	-------

KÓD: 1326	45 x 60 x 180 cm	320 €
-----------	------------------	-------

Dvojstípcový variant:

KÓD: 825	90 x 45 x 180 cm	380 €
----------	------------------	-------

KÓD: 1336	90 x 60 x 180 cm	395 €
-----------	------------------	-------

KÓD: 502	60 x 45 x 180 cm	335 €
----------	------------------	-------

KÓD: 1242	60 x 60 x 180 cm	350 €
-----------	------------------	-------

Kovová skriňa na nástroje RM0 1

KÓD: 835 560 €



Kovová skriňa vybavená bezpečnostným zámkom. 2 ks dveriek sú presklené. Skriňa má sklenené police. Na pranie zákazníka môže byť skriňa dodaná aj s presklenými bočnými stenami (za príplatok 10%). Povrchová úprava je riešená práškovými farbami. ;základná farba: biela ale na požiadanie možno výrobok dodať v ľubovoľnej farbe RAL škály. Rozmery: 90x40x180 cm. Hmotnosť: 85 kg.

Kovová skriňa na nástroje RM0 3

KÓD: 2578 540 €



Kovová skriňa vybavená bezpečnostným zámkom. Horné dvere sú presklené, dolné dverka majú výplň plechovú. Skriňa má sklenené police. Na pranie zákazníka môže byť skriňa dodaná aj s presklenými bočnými stenami (za príplatok 10%). Povrchová úprava je riešená práškovými farbami. ;základná farba: biela ale na požiadanie možno výrobok dodať v ľubovoľnej farbe RAL škály. Rozmery: 40x45x180 cm. Hmotnosť: 50 kg.

Kovová skriňa na inštrumenty 2 + 2 dverová

KÓD: 840 590 €



Teleso skrine zhotovené s plechu, na nožičkách zváraných z ocelových uzavretých profilov. Povrchová úprava práškovými farbami. Horné police sklenené, spodné kovové. Horné presklené a dolné plné dvere sú vybavené bezpečnostným zámkom. Základnou farbou je biela, ale na základe objednávky je možná dodávka aj v iných farbách. Rozmery: 100 x 45 x 180 cm.

Kovová skriňa na inštrumenty 2 dverová

KÓD: 1180 560 €



Teleso skrine zhotovené s plechu, na nožičkách zváraných z ocelových uzavretých profilov. Skriňa je z troch strán presklená. Povrchová úprava práškovými farbami. Police sklenené. Presklené dvere sú vybavené bezpečnostným zámkom. Základnou farbou je biela, ale na základe objednávky je možná dodávka aj v iných farbách. Rozmery: 100 x 45 x 180 cm.

Kovová skriňa na inštrumenty 1 + 1 dverová

KÓD: 839



525 €

Teleso skrine zhotovené s plechu, na nožičkách zváraných z ocelových uzavretých profilov. Skriňa je z troch strán presklená. Povrchová úprava práškovými farbami. Horné police sklenené, spodné kovové. Horné presklené a dolné plné dvere sú vybavené bezpečnostným zámkom. Základnou farbou je biela, ale na základe objednávky je možná dodávka aj v iných farbách. Rozmery: 53 x 45 x 180 cm.

Kovová skriňa na inštrumenty 1 dverová

KÓD: 838



415 €

Teleso skrine zhotovené s plechu, na nožičkách zváraných z ocelových uzavretých profilov. Skriňa je z troch strán presklená. Povrchová úprava práškovými farbami. Police sklenené. Presklené dvere sú vybavené bezpečnostným zámkom. Základnou farbou je biela, ale na základe objednávky je možná dodávka aj v iných farbách. Rozmery: 53 x 45 x 180 cm.

Kovová nástenná skriňa policová, uzamykatelná



Rozmery: 50 x 30 x 70 cm

KÓD: 1457 Skriňa na lieky z 3 strán presklená 240 €

KÓD: 1141 Skriňa na toxické látky s kovovými dvierkami 240 €

NÁBYTOK | 46.6 Kartotéky

Kovová kartotéka Bisley BS



Kovová zváraná kartotéka pre dokumenty formátu A4. Výška 1321, šírka 413, hĺbka 622 mm, centrálny zámok. Pevné dno s perforáciou pre deliace priečky. Konštruovaná i pre ukladanie závesných dosák i pre voľné dokumenty, zvarovaný korpus kartotéky.

- centrálny zámok
- nosnosť jednej zásuvky 40 kg
- 100% výsuv zásuviek
- zariadenie proti prevážaniu (nejde vysunúť viac zásuviek naraz)
- možnosť doplniť deliacimi priečkami v prípade

- ukladania dokumentov bez použitia závesných máp.
- vnútorný rozmer zásuvky: výška 267mm x šírka 324 mm x hĺbka 560 mm
- povrchová úprava práškovým vypalovacím lakom v šiestich farebných odtieňoch
- záruka 7 rokov.

KÓD: BS2E s 2 zásuvkami 205 €

KÓD: BS3E s 3 zásuvkami 250 €

KÓD: BS4E s 4 zásuvkami 275 €

Kovová kartotéka Bisley IPCC



Kovová zváraná kartotéka pre dokumenty formátu A4. Výška 1321, šírka 413, hĺbka 622 mm, centrálny zámok. Pevné dno s perforáciou pre deliace priečky. Konštruovaná i pre ukladanie závesných dosák i pre voľné dokumenty, zvarovaný korpus kartotéky.

- centrálny zámok
- nosnosť jednej zásuvky 40 kg
- 100% výsuv zásuviek
- zariadenie proti prevážaniu (nejde vysunúť viac zásuviek naraz)
- možnosť doplniť deliacimi priečkami v prípade ukladania dokumentov bez použitia závesných máp.

- vnútorný rozmer zásuvky: výška 267mm x šírka 330mm x hĺbka 540 mm
- povrchová úprava práškovým štrukturovaným lakom v šiestich farebných odtieňoch, záruka 2 roky.

KÓD: IPCC12 s 2 zásuvkami 160 €

KÓD: IPCC13 s 3 zásuvkami 190 €

KÓD: IPCC14 s 4 zásuvkami 190 €

Uvedená cena platí pre bielu a svetlosivú farbu. Ostatné farby - príplatok 15 €



KÓD: 805 svetlohnedá

KÓD: 833 čierna

KÓD: 806 krémová

KÓD: 806 sivá

KÓD: 845 svetlosivá

KÓD: 845 béžová

Kovová kartotéka A5



Teleso kartotéky a zásuvky sú vyrobené z oceleového plechu, s práškovou povrchovou úpravou. Zásuvky sa pohybujú na ložiskách, vďaka čomu je ich pohyb hladký a ľahký. Uzamykanie je riešené jedným ústredným zámkom, ku ktorému sú dodávané dva bezpečnostné kľúče. Nohy kartotéky sú z uzavretých profilov s možnosťou výškového nastavenia jednej nohy (vyrovnanie prípadných nerovností podlahy). Základná farba je biela. V prípade záujmu možno za príplatok objednať farbu na základe RAL vzorkovníku farieb.

Kartotéka kovová Kovos 2395S

KÓD: KOVOS

660 €



príplatkom na dotaz. Desatzásuvková kartotéka pre dokumenty formátu A5

- zvarovaný korpus kartotéky
- centrálny zámok vždy pre 2 vedľajšie zásuvky
- nosnosť zásuvky 15 kg
- teleskopické vedenie so 100% výsuvom zásuviek
- ku každej zásuvke sú dodávané 2 ks deliacich priečok, ďalšie idú doobjednať
- hladká povrchová úprava práškovým lakom v odtieni svetlo šedá (RAL 7035), alebo svetlo šedá/modré zásuvky
- váha 85 kg.

KÓD: 4497 5 zásuviek 340 €

KÓD: 4496 10 zásuviek 505 €

Desatzásuvková kovová kartotéka pre dokumenty formátu A5, výška 1250, šírka 560, hĺbka 600 mm. Farba svetlosivá RAL 7035, ďalšie farby s

Zubárska skrinka

KÓD: 842

290 €



Rozmery: 80x80x50 cm; Dvojité, presklené dvere s bezpečnostným zámkom. Presklený rám vyrobený z kovových profilov so sklenenými poličkami. Základná farba: biela.

Kombinovaný nočný stolík

385 €



Dvojstranne prístupný kovový stolík k lôžku na kolieskach, odkladacia plocha laminátová, vysúvateľná jedálna doska. Rozmery: 66x40x76 cm

KÓD: 1211 *pravý*KÓD: 2997 *ľavý*

Nemocničný nočný stolík drevený



Kovová skrinka lakovaná práškovými farbami, spodná časť s dvierkami, v hornej časti zásuvka. Odkladacia doska je potiahnutá laminátom. V základnej verzii stojí skrinka na fixných nožičkách. Základná farba je biela. Rozmery: 400x350x800 mm (š x h x v).

KÓD: M804 *Pravé otváranie* 165 €KÓD: M805 *Ľavé otváranie* 165 €KÓD: M806 *Zámok dverí* 20 €KÓD: M807 *Nožičky na kolieskach* 20 €

Infúzny stojan - pojazdný

KÓD: 29 *KaWe* 82 €KÓD: 2433 *lakovaný* 70 €

Schodíky



Talianske z pochromovanej ocelevej konštrukcie, plastové schody s protišmykovou úpravou.

KÓD: 1350 *2 schodové* 65 €KÓD: 2568 *1 schodové* 45 €

Nočný stolík

149 €



Kovový nočný stolík na nožičkách, z troch strán uzavretá konštrukcia, s jednou zásuvkou a skrinkou. Odkladacia plocha z laminátu. Rozmery: 40x35x58 cm

KÓD: 2203 *pravý*KÓD: 4017 *ľavý*

Nemocničný nočný stolík

170 €



Kovová skrinka lakovaná práškovými farbami, spodná časť s dvierkami, v hornej časti zásuvka. Odkladacia doska je potiahnutá laminátom. V základnej verzii stojí skrinka na fixných nožičkách. Základná farba je biela. Rozmery: 400x350x800 mm (š x h x v).

KÓD: 2605 *pravý*KÓD: 1032 *ľavý*

Posteľ pre sanatóriá



vo viacerých stupňoch. K posteli možno pripevniť bočné zábrany (mreže), vyrobené z oceľových profilov. Ich umiestnenie je fixné. Posteľ možno objednať vo fixnom prevedení, v prevedení na kolieskach, s alebo bez úložného priestoru. Pohyb postele zabezpečujú 4 samonastavovacie kolieska, z ktorých dve možno zabrzdiť. Matrac sa dodáva zvlášť. Rozmery: výška 45 cm + matrac, dĺžka: 200 cm, šírka: 80 cm.

Rám z oceľových profilov. ktorý je obložený drevenými doskami a čelami. Časť pod hlavou možno mechanicky nastaviť v intervale 0-600o

KÓD: 4494 *Na kolieskach* 460 €KÓD: 4495 *Fixná, s úložným priestorom* 460 €KÓD: 4498 *Bočné zábrany* 170 €

Infúzny stojan s montážou na posteľ

KÓD: 1841 33 €



Držiak infúznej fľaše z nehrdzavejúcej ocele

KÓD: 1186 6 €



Schodíky, lakované

KÓD: 808 *2 schodové* 62 €KÓD: 418 *1 schodové* 37 €

Stolička na pedikúru

KÓD: 4359



43 €

Rám z oceľových profilov s povrchovou úpravou vypaľovaným lakom rozmeru 20 x 20 cm. Opierku na nohy možno výškovo nastaviť. Čalúnenie: 3 cm penový polystyrén a koženka.

Paraván z látky

KÓD: 4358



67 €

Univerzálny paraván, fixný alebo na kolieskach. Rám z oceľových profilov 20x20 mm s povrchovou úpravou. Snímateľnú látkovú výplň možno jednoducho čistiť. Jednotlivé moduly, veľkosti 50x180 cm, možno spájať.

Paraván, taliansky výrobok



Konštrukcia z pochromovaných oceľových trubiek s kolieskami, umývateľnými umelohmotnými závesmi. Konštrukcia sa dá zložiť. Rozmery pre jeden diel: 50 x 167 cm.

KÓD: 314	2-dielny	120 €
KÓD: 1261	3-dielny (5029/3)	170 €
KÓD: 1537	1 4-dielny (5029/4)	199 €

Paraván, maďarský výrobok



Biela lakovaná konštrukcia, plátenné závesy, na kolieskach. Rozmery pre 1 diel: 90 x 180 cm.

KÓD: 1306	1-dielny, fixný	75 €
KÓD: 1067	2-dielny, fixný	160 €
KÓD: 1766	3-dielny, fixný	240 €
KÓD: 1434	2-dielny na kolieskach	195 €
KÓD: 1738	3-dielny na kolieskach	295 €

KANCELÁRSKA TECHNIKA

V dôsledku rýchlych zmien cien vo výpočtovej technike a jej príslušenstve sa na aktuálne konfigurácie a ceny informujte vopred.

Multifunkčné zariadenia - MFP(3v1 - tlačiareň, skener, kopírka, resp. 4v1 - +fax)



MFP A4 laserové, čiernobiele, pripojenie cez USB	od 100 €
MFP A4 laserové, čiernobiele, pripojenie cez USB, duplex	od 125 €
MFP A4 laserové, čiernobiele, pripojenie cez USB, sieť, duplex	od 210 €

MFP A4 laserové, farebné, pripojenie cez USB, sieť, duplex	od 295 €
MFP A3 laserové, farebné, pripojenie cez USB, sieť, duplex	od 2 230 €
Laserové tlačiarnie čiernobiele A4, pripojenie cez USB	od 60 €
Laserové tlačiarnie farebné A4, pripojenie cez USB	od 130 €
Atramentové tlačiarnie farebné A4, pripojenie cez USB	od 40 €

PC zostavy

PC „START“ procesor: Intel Pentium, operačná pamäť: 4GB, pevný disk: 500GB, optická mechanika: DVD-RW, porty: VGA, USB, LAN, audio, operačný systém: Windows 8/10, SK/EN/HU	od 380 €
PC „START“ procesor: Intel Core i3, operačná pamäť: 4GB, pevný disk: 500GB, optická mechanika: DVD-RW, porty: VGA, DVI, USB3.0, LAN, audio, operačný systém: Windows 7/8/10(Pro), SK/EN/HU	od 450 €
PC „OFFICE“ procesor: Intel Core i5, operačná pamäť: 8GB, pevný disk: 1000GB, optická mechanika: DVD-RW, porty: VGA, DVI, USB3.0, LAN, audio, operačný systém: Windows 7/8/10(Pro), SK/EN/HU	od 600 €
PC „OFFICE“ procesor: Intel Core i5, operačná pamäť: 8GB, pevný disk: 1000GB, optická mechanika: DVD-RW, porty: VGA, DVI, USB3.0, LAN, audio, operačný systém: Windows 7/8/10(Pro), SK/EN/HU	od 600 €
PC „PROFI“ procesor: Intel Core i7, operačná pamäť: 8GB, pevný disk: 1000GB, optická mechanika: DVD-RW, porty: VGA, DVI, HDMI USB3.0, LAN, audio, operačný systém: Windows 7/8/10 Pro SK/EN/HU	od 600 €



Záložné zdroje napätia UPS APC/ Eaton (350/500/600/800VA)	od 50 €
Prepätové ochrany - zásuvky	od 10 €

Notebooky/Netbooky (Acer, Asus, HP, Lenovo, Toshiba)



Notebook
displej: 11.6" LCD,
procesor Intel, operačná
pamäť: od 2GB, disk:
od 500GB, Windows 8.1 **od 240 €**

Notebook
displej: 13.3" LCD,
procesor Intel, operačná
pamäť: od 4GB, disk:
od 500GB, Windows 8.1 **od 450 €**

Notebook
displej: 15.6" LCD, procesor Intel, operačná pamäť: od 4GB, pevný disk:
od 500GB, mechanika: DVDRW, Windows 8 **od 330 €**

Notebook
displej: 17.3" LCD, procesor Intel, operačná pamäť: od 4GB, pevný disk: od
500GB, mechanika: DVDRW, Windows 8 **od 380 €**

Tablety



Android rôzne značky

OS Android tablet
RAM od: 512MB,
kapacita disku od: 4GB,
displej od: 7", WiFi **od 55 €**



Apple - všetky prevedenia

OS Apple iOS
displej od 7", kapacita
disku od 16GB,
WiFi **od 250 €**

USB externé disky (formát: 2.5")

kapacita: 500 GB **od 50 €**

kapacita: 1000 GB **od 62 €**

kapacita: 2000 GB **od 95 €**

kapacita: 3000 GB **od 125 €**

DVD-R/ DVD+R média (bez obalu – kotúč)

4.7GB 16x , 10 ks **od 5,30 €**

4.7GB 16x , 25 ks **od 7,50 €**

4.7GB 16x , 50 ks **od 14 €**

4.7GB 16x , 100 ks **od 22 €**

Monitory LCD (Acer, Asus, HP, Lenovo, FSC, Philips , Samsung, LG)



uhlopriečka: 18.5",
rozlíšenie: 1366x768,
pomer strán: 16:9 **od 80 €**

uhlopriečka: 19.5",
rozlíšenie: 1600x900,
pomer strán: 16:9 **od 90 €**

uhlopriečka: 19", rozlíšenie:
1280x1024, pomer
strán: 5:4 **od 135 €**

uhlopriečka: 21.5", rozlíšenie: 1920x1080, pomer strán: 16:9 **od 100 €**

uhlopriečka: 23", rozlíšenie: 1920x1080, pomer strán: 16:9 **od 110 €**

Príslušenstvo (všetky značky dostupné na trhu)

Webkamery pripojenie cez USB **od 8 €**

Mobilné telefóny farebný displej **od 15 €**

Skenery stolné A4 farebné USB **od 65 €**

Digitálny fotoaparát optické rozlíšenie od 20 Mpx **od 95 €**

Projektory (DLP alebo 3LCD) **od 220 €**

Slúchadlá s mikrofónom **od 5 €**

GPS navigácie, farebný displej **od 90 €**

USB kľúče (flash disky)

kapacita: 16 GB **od 5,90 €**

kapacita: 32 GB **od 11,70 €**

kapacita: 64 GB **od 21 €**

kapacita: 128 GB **od 44 €**

kapacita: 256 GB **od 125 €**

CD-R média (bez obalu – kotúč)

700MB 52x, 10ks **od 3,90 €**

700MB 52x 25ks **od 6,40 €**

700MB 52x , 50 ks **od 12,50 €**

Gymnastická lopta



Thera band

KÓD: 571 Priemer 45 cm žltá **24 €**

KÓD: 4018 Priemer 55 cm červená **26 €**

KÓD: 4019 Priemer 65 cm zelená **29 €**

KÓD: 4020 Priemer 75 cm modrá **37 €**

KÓD: 4021 Priemer 85 cm strieborná **39 €**

Na cvičenie, rehabilitáciu, dynamické sedenie,
podporuje synchroniu pohybu, pomáha udržať
vzpriamenú polohu tela.

KÓD: 1541 Priemer 55 cm **16 €**

KÓD: 1542 Priemer 65 cm **16 €**

KÓD: 1288 Priemer 75 cm **20 €**

KÓD: 1568 Priemer 85 cm **24 €**

VÝROBKY NA OCHRANU ZDRAVIA

Theraband latexové pásy, 1,5 m dlhé



Pre posilnenie celého svalstva s rôznymi
stupňami intenzity posilňovania.

KÓD: 1496 Čierny, super silný **7,50 €**

KÓD: 1993 Modrý, extra silný **7 €**

KÓD: 789 Zelený, silný **7 €**

KÓD: 1021 Červený, stredný **6 €**

KÓD: 788 Žltý, slabý **6 €**

KÓD: M226 Strieborný **9,50 €**

KÓD: M227 Zlatý **11 €**

Posilňovač stisku ruky

KÓD: 1410

4,50 €



Veľký okrúhly posilňovač stisku ruky, vyrobený z gumy v rôznych jasných farbách. Na rozcvičenie, téniny, posilňovanie resp. na terapeutické cvičenia. Rozmer: 10 cm

Handtrainer - Thera-Band – guľový posilňovač

KÓD: M214

15,50 €



Prostriedok výslovne určený na posilňovanie dolnej časti ramena a prstov. Vynikajúci pre zvyšovanie pohyblivosti prstov. Vďaka

výraznému proti stresovému účinku sa často nazýva aj ako stres lopta. Vyrobené zo špeciálnej hmoty, možno zohrievať v mikrovlnke, chladíť v mrazničke, bez toho aby sa zmenili jej fyzikálne vlastnosti. Vďaka tomu možno výrobok používať na kombinovanú (teplo, chlad) terapiu rúk. Posilňovacia guľa sa dodáva v troch stupňoch tvrdosti: mäkká (červená), stredne tvrdá (zelená), tvrdá (modrá). Výrobok ponúka širokú škálu použitia v oblasti rehabilitácie a športu.

Masážne kreslo Shiatsu SHM-107

KÓD: 3931

75 €



Shiatsu je starodávna východná masážna procedúra, japonsky znamená „tlak prsta“. Shiatsu je postavená na základoch akupresúry, tak že počas masáže je na jednotlivé časti tela vyvíjaný tlak v záujme toho, aby sa znížil resp. odstránil pocit bolesti, napätia alebo únavy. Základným spúšťacím mechanizmom chorob je nerovnomerný tok energie pretekajúcej telom, stav nedostatočnej energie.

Infra prístroj na masáž chodidiel

KÓD: 3630

99 €



Chi zariadenie pôsobí ako prístroj na všeobecnú ochranu zdravia, pomáha predchádzať vzniku chorôb, pomáha pri uzdravovaní, posilňuje imunitný systém. Používanie: Ležiac na chrbte, umiestnite chodidlá do dvoch opierok, ktoré sa pohybujú vpravo/vľavo, čo mimoriadne účinne

podporuje krvný obeh. Intenzitu ošetrovania môžete riadiť diaľkovým ovládačom. Účinky: podporuje krvný obeh a tvorbu krvi. Podporuje trávenie a zrýchľuje vylučovanie odpadových látok z organizmu, uvoľňuje svalstvo, odľahčuje chrbticu Zvyšuje kyslíkovú saturáciu krvi. 15 minútové použitie zodpovedá cca 1,5 hodinovej chôdzi. Prístroj je vybavený 8 rýchlostnými stupňami (80 – 160 pohybov za minútu), má vstavaný časový spínač, 2 stupňovú vibračnú reflexnú zónu na masáž chodidiel. Na zvýšenie účinnosti sú v rotačných diskoch masážnej časti umiestnené magnety.

Tvarovaná poduška

KÓD: 3472

17 €



Udržiava hlavu a krk v jednej rovine. Odľahčuje chrbticu, tak že prijme tvar hlavy a krku.

STAR-M01 ohrievač nôh

KÓD: 4130

33 €



Je veľmi dôležité udržiavať nohy v teple, lebo chlad môže byť príčinou celého radu ochorení. Výrobok možno použiť pri reumatických ťažkostiach, ochoreniach obličiek a žalúdku. Prístroj má aj masážnu funkciu.

Akupresúrna loptička

KÓD: 849

3,50 €



Masážna loptička, gumená, s priemerom 8 cm.

Sauna na tvár JC-350

KÓD: 2279

20 €



Profesionálna pleťová kozmetika využitím čistiacej sily pary. Para uvoľní zanesené póry, a tak sa ľahko odstránia nečistoty, pozostatky makeupu a uhry. Je ideálnym pomocníkom na domáce ošetrovanie pleti. Hydratuje pleť, bráni vysychaniu pokožky. Obsluha je jednoduchá, prístroj je vybavený bezpečnostným automatickým regulátorom tepla.

Infra masážny prístroj BD7400

KÓD: 2280

15 €



Ide o veľmi praktickú, ľahko ovládateľnú, vibračnú a vyhrievanú masážnu podušku. Je určená predovšetkým pre starších ľudí a pre tých, ktorí vykonávajú prevažne sedavé zamestnanie. Svoj účinok vyvíja bezprostredne na oblasť chrbta a oblasť krížov. Zlepšuje krvný obeh, relaxuje svalstvo chrbta.

Massipunkt – masážne papučel

KÓD: 30091

veľkosť 36

27 €



Masáž chodidiel je v Ázii veľmi rozšírená masážna metóda už viac ako 5000 rokov. Rýchlo a bez vedľajších účinkov chráni a zlepšuje fyzické a duševné zdravie. V záujme dennej regenerácie, používame masážnych

papúč Massipunkt nevyžaduje čas, možno ich používať miesto bežných domácich papúč. Podľa výsledkov testov, vykonaných odbornými lekármi, možno masážne papuče Massipunkt odporučiť predovšetkým na zmierňovanie bolesti hlavy, krížov a nôh. Ich pravidelné používanie je však účinné aj pri liečení porúch obehového systému. Odporúčame postupné zvyšovanie doby používania, spočiatku stačia 1-2 minúty. Používanie masážnych papúč Massipunkt nemá žiadne vedľajšie účinky.

KÓD: 3008

veľkosť 37

KÓD: 3013

veľkosť 40

KÓD: 3012

veľkosť 39

KÓD: 3014

veľkosť 41

KÓD: 3017

veľkosť 44

IMETEC a VIVAMAX

KÓD: 2853

IMETEC
elektrický
ohrievač lôžka -
polyester

59 €

KÓD: 2855

IMETEC
elektrický
ohrievač lôžka
- vlna

40 €

KÓD: 3956

VIVAMAX
Vlnený
ohrievač,
2-posteľ

33 €



Venuša

KÓD: 4098

42 €



Opaska na chudnutie a formovanie postavy. Dôkladne precvičí telo. Bez námahy môžete chudnúť a formovať svoju postavu. Používanie pásu Vás dokonale zbaví únavy a stresu po vyčerpávajúcim dni. Pás formuje svalstvo a vďaka vibrácii sa prebytočný tuk rýchlo stráti, používajte na brucho, pásu a stehnách. Možno ho úspešne používať aj pri odstraňovaní celulitídy.

Wellmed – filtračný krčah na vodu

KÓD: 4

18 €



Filtračný krčah odstráni z pitnej vody znečistenie. Odstráni chlór, hliník, organické znečistenie, ťažké kovy. Výrazne znižuje obsah vápnika vo vode (vodný kameň) čím chráni aj domáce spotrebiče. Krčah jedinečným spôsobom meria a zobrazuje životnosť filtru. Tým zabezpečuje, že filter bude vymenený vo vhodnom čase. Príslušenstvo: 1 ks filter.

KÓD: 1534

Filtračná vložka

12 €

Čistiaci a detoxizačný kúpeľ na nohy

KÓD: 3988

199 €



Jeho účinkom sa voda rozloží na energeticky aktívne ióny (negatívne a pozitívne), ktoré sa cez krvný obeh dostávajú do organizmu, ktorý sa nabije negatívnymi iónmi. V dôsledku komplexnej biochemickej reakcie stúpne v organizme hladina iónov, čím sa zvýši

aj energetická hladina, ktorá napomáha fungovaniu enzýmov. Rôzne zafarbenie vody odráža zdravotný stav organizmu. Účinok negatívnych iónov: zvyšuje sa aktivita mozgu, zlepšuje sa kvalita spánku, zlepšuje sa zásobovanie mozgu kyslíkom, hladina cholesterolu sa udržiava na vhodnej úrovni, predchádza sa ukladaniu lipidov, zlepšuje sa krvný obeh, stabilizuje sa krvný tlak, predlžuje sa doba zrážania krvi, zvyšuje sa kyslíková saturácia. Okrem toho sa dosahuje vynikajúci účinok pri liečbe popálenín alebo herpesu. Vo vode sa môže objaviť množstvo farieb a komponentov. Ku koncu detoxikácie sa na elektródach a stenách nádoby ukládajú znečisťujúce látky, ktoré boli vyplavené z organizmu.

KÓD: 3989

Elektróda k detox. prístroju

25 €

Dynamický vzduchový vankúš

KÓD: 3677

16 €



Okrúhla poduška naplnená vzduchom, ktorá má špeciálny účinok na zlepšovanie držania tela a posilňovanie svalov. Poduška je vhodná na vykonávanie rôznych cvikov, posilňovanie, rozvíjanie schopnosti udržania rovnováhy ako aj na zlepšovanie koordinácie. Optimalizuje správne držanie tela, odľahčuje chrbticu, čo má vynikajúci účinok pri zmierňovaní bolesti v oblasti krížov. Poduška zaručuje rovnomernú a miernu záťaž sedacích svalov, odľahčuje zafarbenie krížovej kosti a stavcov chrbtice. Pumpa potrebná na správne nafúknutie podušky je v príslušenstve.

QMED Opierka drieku

KÓD: M610

19 €



Opierka je zhotovená z pamätavej peny. Pomáha držať spodnú chrbticu v ideálnej pozícii, čím eliminuje bolesti vznikajúce pri dlhom sedení. Pomocou popruhov so suchým zipsom možno opierku jednoducho pripnúť k opierke sedadla.

Náhrdelník emitujúci záporné ióny

KÓD: 4507

12 €



Vďaka špeciálnemu materiálu náhrdelník vo vysokej koncentrácii emituje záporné ióny tzv. „vitamíny života“. Ich blahodarný účinok na ľudský organizmus je veľmi rozsiahly: zvyšujú schopnosť organizmu prijímať kyslík, normalizujú fyziologické funkcie, pomáhajú znižovať vyčerpanosť počas športových aktivít, zlepšujú koncentráciu a pozornosť, významne pomáhajú pri nastavení iónovej rovnováhy organizmu, pomáhajú pri regenerácii svalstva, zlepšujú krvný obeh. Dodáva sa vo farbách: biela, čierna, červená

Wellmed ohrievacia poduška krku a chrbta

KÓD: 2872

23 €



Poduška navrhnutá špeciálne na ohrievanie krku a chrbta, ktorá sa fixuje na zvolené miesto tela pomocou suchého zipsu. Zohrievanie možno regulovať v troch stupňoch. Poduška je potiahnutá snímateľným povlakom, ktorý možno jednoducho prať. Rozmery: 40 x 56 cm.

Elektronická cigareta

KÓD: 5393

35



Prerát v živote fajčiarov: elektronická cigareta miesto fajčenia. Ide o jedinečný výrobok s použitím najnovších technologických postupov, ktorý pri používaní nehori, neprodukuje dym, čím sa do organizmu nedostávajú škodlivé látky a napriek tomu dokonale imituje pôvodnú cigaretu. Pri používaní prístroj produkuje len neškodnú

paru, čím vzniká pocit skutočného fajčenia. Používanie elektronickej cigarety pomáha pri odvykaní od škodlivého fajčenia. Okrem tejto nesporne užitočnej vlastnosti, používaním elektronickej cigarety chránite svoje zdravie a zdravie ľudí v okolí. Miniete podstatne viac peňazí ako pri fajčení klasických cigariet. Para produkovaná elektronickej cigaretou neobsahuje žiadne karcinogény ani iné škodlivé látky, neexistuje žiadne pasívne fajčenie, nedráždi hrdlo, nezapácha, nedymí, nehori a v neposlednom rade pomáha prestať s fajčením (ak to naozaj chcete).

KÓD: 5394

Filtre 10 ks

7 €

Jeden filter nahradí cca 10 cigariet. Štartovacia súprava obsahuje: 1 ks elektronická cigareta, 1 ks USB nabíjačka, adaptér k auto zapaľovaču, 20 ks filtrov.

SwiSto3 prístroj na iontoforézu

KÓD: 5588

450 €



Zvýšená potivosť rúk, nôh a podpažšia je nepríjemný jav, ktorý sa vyskytuje pomerne často a je sprevádzaný množstvom nepríjemností. Iontoforéza, v takýchto

prípadoch predstavuje účinnú a dlhodobú liečebnú metódu, ktorá sa aplikuje pomerne jednoducho. Iontoforézne ošetrenie je bezbolestné a nemá žiadne vedľajšie účinky. Prístroj SwiSto3 je moderné zariadenie, ktoré ponúka dve možnosti liečenia hyperhidrózy: ošetrovanie jednosmerným prúdom alebo normálnu procedúru. Prístroj pracuje úplne automaticky. Jedno nabitie Li-Ion batérií postačuje na cca 20 minútové ošetrenie.

Kozmetické zrkadlo s batériovým trimerom


KÓD: 472

21 €



Miniatúrny trimer a kozmetické zrkadlo pre dokonalú krásu. LED osvetlenie, obojstranné zrkadlo s priemerom 7,5 cm, otočné o 3600. Mini trimer je napájaný 3 ks AAA batériami.

Studený/teplý obklad

**Liečba chladom**

– dajte na 2 hodiny do chladiaceho boxu alebo mrazničky.

Účinko: zmiernenie bolesti, zníženie opuchov, protizápalové.

Liečba teplom

– dajte do horúcej vody /max. 80o C/ na cca. 5 minút.

Obklad môžete zohriať aj v mikrovlnke, odporúčaný čas max. 1 min pri 500 W. Účinko: na stimulácie krvného obehu, proti kŕčom a bolestiam.

KÓD: 2745 16x26 cm **3,50 €**

KÓD: 1941 13x26 cm **3 €**

Juhokórejská spoločnosť WeTape je najväčším svetovým producentom kineziotejпов! Vyrába ich už od roku 1997.



Kineziotejp BB WeTape (5 metrov)

KÓD: M114

10 €

DOPORUČUJEME!

Špičkový tejp za super cenu. Tejp se pýši jednou z najvyšších pružností na trhu. BB Tape patrí medzi TOP tejp. Kineziotejp BB tape je kineziologický tejp štandardného prevedenia, teda z bavlny. Pružnosť tejp dosahuje až 180

% . Ako ostatné tejp, je vodeodolný, možno ho nosiť až 5 dní. V každom balení nájdete užitočný návod tejpovania rôznych častí tela. Rozmer: 5 cm x 5 m.

Farby

žltá, zelená, modrá (svetlo), tmavo modrá, čierna, béžová, ružová, oranžová, červená, zelená nika, fialová, biela.

Kineziotejp BB WeTape (32 metrov)

KÓD: M221

52 €

DOPORUČUJEME!

Špičkový tejp za super cenu v roli dĺžky 32 metrov. Balenie obsahuje návod na vybrané druhy tejpovania.

Farby

modrá, béžová, ružová, čierna

Rozmer: 5 cm x 32 m.

KÓD: M504

Tape (rôzne druhy)

5,50 €

Bremed opierka na nohy BD6620

KÓD: 286

26 €



Vankúš je vyrobený zo špeciálneho materiálu s vlastnosťou „memory form“. Podporuje zdravé držanie tela a zmierňuje tlak na stavce, môže pomôcť vytvoriť podmienky pre pokojný spánok. Opierku môžete používať medzi nohami alebo členkami. Je to ideálny pomocník aj pre tehotné ženy.

Dr. Med obklad

KÓD: 5752

12 €



Na studenú a teplú terapiu k úľave od bolesti. Ponúkame v 3 rôznych veľkostiach:

S: priemer 15 cm – 0,6 l

M: priemer 23 cm – 1,8 l

L: priemer 28 cm – 3 l

Samofixačné elastické ovínadlo 3M Coban



Samofixačné elastické ovínadlo je viacvrstvové, vyrobené z netkaného materiálu a elastických vlákien usporiadaných v pozdĺžnom smere, čo zaisťuje jeho potrebnú pružnosť. Ovinadlo obsahuje prínavý materiál, ktorý je adhezívny len sám k sebe, ale nie k pokožke resp. iným materiálom. Samofixačné elastické ovínadlo Coban je určené na použitie v tých prípadoch, keď je potrebné zaisťiť pružné upevnenie za účelom kompresie alebo pri upevnení obväzu alebo iných pomôcok.

KÓD: CB01 COBAN hnedý /rozmetry: 2,5 cm x 4,6 m **1,30 €**

KÓD: CB02 COBAN modrý / rozmetry: 2,5 cm x 4,6 m **1,70 €**

KÓD: CB03 COBAN hnedý /rozmetry: 7,5 cm x 4,6 m **2,60 €**


KÓD: CB04 COBAN biely / rozmetry: 7,5 cm x 4,6 m **3,50 €**

KÓD: CB05 COBAN farebné prevedenie / rozmetry: 7,5 cm x 4,6 m
Dodáva sa vo farbách: žltá, modrá, zelená, červená, telová, biela **2,70 €**

KÓD: CB06 COBAN neónové farby / rozmetry: 7,5 cm x 4,6 m
Dodáva sa vo farbách: zelená, oranžová, fialová, ružová, biela, čierna **2,70 €**

TLMENIE BOLESTI

Bedrový pás so vzduchovým vankúšom



KÓD: 5433

rozmer L , 100-110 cm

Výrobok vhodný na ošetrovanie lumbálnych bolestí a ischiasu. Mimoriadne priaznivo pôsobí ako oporný prostriedok pri post operačných stavoch. V podstate ide o anatomicky tvarovanú zadnú výstuž, vyrobenú z mimoriadne silného, pružného materiálu. Upevnenie a fixácia pomocou suchého zipsu. Táto jedinečná podpora chrbtice, po nafúknutí, pevne prilieha

k drieku, pozdĺžne natiáhne chrbticu o niekoľko milimetrov čím ju čiastočne odľahčí. Výsledkom je, že sa zmierni tlak na lumbálnu oblasť, uvoľní sa okolitá svalstvo a podstatne sa zmiernia vyžarujúce bolesti. Okrem tohto primárneho účinku, pás zlepšuje správne držanie tela. Pás je ľahký a tenký, nosenie je pohodlné a nijako neobmedzuje pohyb.

65 €

Biofreeze gél a sprej na utíšenie bolesti

Biofreeze utíša bolest' pomocou účinných prírodných látok vyvolaním pocitu chladu. Na dlhé hodiny Vám zmierni veľké bolesti. Je účinný hlavne pri utíšení bolesti spôsobenej

zapálom kĺbov, bolesti chrbta, vyklbením a natiahnutých svalov. Prípravok po nanesení vyvolá pocit chladu a bolest' sa utíši. Výrobok obsahuje bylinkový extrakt ILEX, ktorý sa

získava z kříku pochádzajúceho z Južnej Ameriky. Americký výrobok.



KÓD: 3767 Biofreeze sprej 11 €



KÓD: 3575 Biofreeze tuba 110 g 11 €



KÓD: 3826 Biofreeze roll-on 82 g 11 €




KÓD: 3574 Biofreeze sáčok 5 g 0,90 €

ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

Antidekubitný matrac (190x80x14 cm)

KÓD: 1431

255 €



Horná vrstva antidekubitného matracu MEDICE je citlivá na teplo, vyrobená z elastického materiálu, ktorý sa prispôbi anatomickému tvaru tela pacienta. Elastická vrstva je umiestnená na veľmi pružnej nosnej vrstve. Sendvičová konštrukcia je trvácna, nevyžaduje žiadnu údržbu ani zdroj energie. Tlak na

kritické miesta tela znižuje o 50-70%, čím účinne predchádza vzniku príčin dekubitov. Na povrch a pod povrchom tela sa nevytvárajú body tlaku, vo vlások-niciach sa nepreruší prietok krvi, preto je zásobovanie tkanív kyslíkom neprerušené. Použitie výrobku sa odporúča do 140 kg hmotnosti pacienta. Štandardné rozmery: 190 x 80 x 14 cm, 190 x 90 x 14 cm, 200 x 80 x 14 cm, 200 x 90 x 14 cm, ale v prípade potreby možno objednať aj v iných rozmeroch. Povlak je priehľadný, odolný vo vode (inkontinencia), nehorľavý, fungistatický, elastický, možno ho prať pri 95°C, možno ho čistiť prostriedkami s obsahom alkoholu a dezinfekčnými prostriedkami. Povlaky sú vyrábané antibakteriálnym Ultra-Fresh postupom, ktorého efekt je výrobcom garantovaný do 25-30 praní.

KÓD: 1430 Povlak na antidekubitný matrac 75 €

Antidekubitný matrac Rossmax AM40

KÓD: 5882

120 €



Antidekubitný matrac Rossmax AM30 je dodávaný s pumpou. Matrac je prioritne určený na ošetrovanie dekubitov v štádiu 2-4.

Nový produkt
NOVÝ

- Liečenie preležanín stredného a vysokého stupňa
- Zmena tlaku každých 12 minút
- Tlak sa automaticky nastavuje v závislosti od telesnej hmotnosti pacienta
- Matrac možno veľmi ľahko stabilizovať
- Materiál: nylon
- Maximálna záťaž: 135 kg
- Pumpa (príslušenstvo) s tichou prevádzkou

Invalidný vozík

KÓD: 924

140 €



Konštrukcia je zhotovená z pochrómovanej ocele, sedadlo a operadlo je zo silnej nylonovej textilie. Vystužené operadlá, snímateľné držiaky na nohy a šaty. Pneumatické kolesá, priemer malých kolies: 210 mm, veľkých kolies: 570 mm. Vozík je skladací. Šírka sedadla: 45 cm.

Antidekubitný matrac Rossmax AM30

KÓD: M029

65 €



Antidekubitný matrac Rossmax AM30 je dodávaný s pumpou. Matrac je prioritne určený na ošetrovanie dekubitov v štádiu 0-1.

Nový produkt
NOVÝ

- Prevencia a liečenie preležanín prvého stupňa
- Zmena tlaku každých 6 minút
- Tlak sa automaticky nastavuje v závislosti od telesnej hmotnosti pacienta
- Matrac možno veľmi ľahko stabilizovať
- Materiál: PVC
- Maximálna záťaž: 100 kg
- Pumpa (príslušenstvo) s tichou prevádzkou

Izbové WC

KÓD: 5844

90 €



Izbové WC s nastaviteľnou výškou a snímateľným sedadlom. Stolička má čalúnenú opierku chrbta a opierku rúk. K WC je dodávané vedro s vrchnákom. Šírka sedadla: 41 cm; výška: 41 cm.

Izbové WC kombinované s invalidným vozíkom

KÓD: M223

165 €



Zosilnený invalidný vozík

KÓD: 2665

175 €



Vozík so zosilneným rámom. Rám vyrobený z pochrómovanej ocele, sedadlo a opierka chrbta vyrobená z nylonovej textilie. Stabilné kolesá majú behúň z plnej gúmy. Malé kolieska s priemerom 26 cm, veľké s priemerom 59 cm. Vozík je možné jednoducho zložiť.

Šírka sedadla: 46 cm, Celková šírka: 65 cm, Výška sedadla: 47 cm, Celková výška 91 cm, Maximálna záťaž: 110 kg, Hmotnosť: 20 kg

Rollátor JNEC-966LH

KÓD: 805

90 €



Rollátor JNEC-966LH je ideálny pomocný prostriedok na chôdzu v exteriéroch aj interiéroch. Umožňuje, aby sa jeho užívateľ mohol bezpečne pohybovať. Na veľkom sedátku si môže užívateľ pohodlne odpočinúť. Vďaka bezpečnostným brzdám sa rollátor pri sadaní nepohybuje.

Technické údaje: šírka 58 cm; výška nastaviteľná 81-93 cm; hĺbka 71 cm; výška sedadla 54 cm; hmotnosť 8 kg.

Rollátor

KÓD: M627

85 €



Rollátor s košíkom a praktickou odkladacou plochou vybavené kolieskami (8" x 2") s brzdou. Šírka: 62 cm; výška: 65 cm. Maximálna záťaž: 100 kg.

Vychádzková palica so 4 nohami

KÓD: M624

29 €



Vyrobené z húževnatého hliníkového profilu. Úchyt v tvare písmena T, s praktickým popruhom.

Skladateľné chodítko

KÓD: 739

43 €



Chodítko vyrobené z hliníkových rúrok, na konci nôh s gumovými ochrannými zátkami. Výšku možno nastaviť v intervale 77 – 95 cm. Šírka: 47 cm. Držadlá sú čalúnené. Hmotnosť: 2,4 kg.

Skladateľné chodítko

KÓD: M625

37 €



Skladateľné chodítko z hliníkovým rámom ukončeným gumovými zátkami. Pogumované držadlá, nastaviteľná výška v intervale 72-98 cm. Nožičky možno sklopíť čo pomáha pri praktickom skladovaní.

Cestovné chodítko s taškou

KÓD: M626

57 €



Skladateľné chodítko s možnosťou nastavenia výšky v rozsahu 71 až 96,5 cm. Rozmery: 540x425x720 mm.

Rollátor ROAD

KÓD: 5669

66 €



zastavenia, nosnosť do 120 kg, k rollátoru možno jednoducho pripnúť košík alebo tačku, držadlá výškovo nastaviteľné, anatomicky tvarované madlá, reflexné prvky vpredu aj vzadu, držiak palice v základnom vybavení. Parametre: dĺžka 61 cm; celková šírka 41 cm; vzdialenosť medzi zadnými kolieskami 41 cm; vzdialenosť držadiel 42 cm; výška nastavenia madiel 81-94 cm; výška sedadla 60 cm; šírka sedadla 41 cm; rozmery v zloženom stave 85x57x21 cm; hmotnosť 8,8 kg; farba strieborná.

Podstatné charakteristiky: vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie, ľahko skladateľný, brzda s funkciami spomalenia alebo

Francúzska barla

KÓD: M485

8,50 €



Barla zložená z hliníkovej rúry a plastového madla s opierkou. Nastavenie výšky zabezpečuje teleskopické vyhotovenie. Barla je ukončená gumovou násadou špeciálneho tvaru. Plastové časti možno čistiť a dezinfikovať bežnými čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami.

Potrebnú výšku možno nastaviť v 10 stupňoch po 25 mm.

Ochranné koncovky



KÓD: 5883 koncovka barlová šedá Ø 16,18,20 0,35 €

KÓD: 5884 koncovka barlová čierna Ø 16,18,20 0,30 €

KÓD: 5885 koncovka barlová hnedá Ø 16,18,20 0,31 €

KÓD: 5886 koncovka barlová šedá - zimná Ø 18 1,35 €

KÓD: 5887 koncovka na drev. paličky čierna Ø 16,18 0,22 €

KÓD: 5889 koncovka na drev. paličky čierna Ø 20 0,24 €

KÓD: 5890 koncovka na drev. paličky hnedá Ø 16,18 0,27 €

KÓD: 5891 koncovka na drev. paličky šedá Ø 16, 18 0,27 €

KÓD: 2892 koncovka na drev. paličky šedá Ø 20 0,31 €

Kúpacia stolička DINO

KÓD: M486

47 €



Nastaviteľné hliníkové nohy, plastové sedadlo, protišmykové gumové násady na nohách. Parametre: nosnosť do 130 kg; priemer sedadla 32 cm; celková šírka 45 cm; hmotnosť 1,6 kg.

Kúpacia stolička bez operadla

KÓD: M295

33 €



Pohodlná ergonomicky tvarovaná stolička bez operadla vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a hliníkových profilov. Nožičky sú vybavené prísavkami na zabezpečenie stability. Na sedadle sú otvory na odvod vody. Parametre: šírka 51 cm; hĺbka 43 cm; výška 36-51 cm; šírka sedadla 51 cm; hĺbka sedadla 33 cm; hmotnosť 2 kg; nosnosť do 135 kg.

Kúpacia stolička okrúhla

KÓD: M296

49 €



Kúpacia stolička s nastaviteľnou výškou a konštrukciou z hliníkových profilov. Na sedacej ploche sa nachádza otočný disk, ktorý umožňuje ľahký pohyb. Pri čistení možno disk jednoducho odstrániť. Polička medzi nohami stoličky slúži na odkladanie osobných predmetov. Široké nohy zabezpečujú stabilné a bezpečné sedenie. Parametre: šírka 38 cm; šírka sedadla 36 cm; výška sedadla 41-58 cm; nosnosť do 135 kg; hmotnosť 3 kg.

Izbové WC, standard

KÓD: 4986

39 €



Izbové WC s hliníkovou konštrukciou. Nožičky ukončené gumovými koncovkami.

WC zvyšovač s vrchným krytom

KÓD: M110

31 €



WC misu zvyšuje o 10 cm. Zvyšovač je určený pre osoby s obmedzenými schopnosťami pohybu. Na prednej aj zadnej časti je hygienický výrez. Výrez vrchného krytu umožňuje ľahké zdvihnutie resp. zloženie krytu. Montáž na WC misu je jednoduchá, pomocou bočných fixačných skrutiek, bez nutnosti použitia ďalších nástrojov. WC zvyšovač je vyrobený z materiálu odolnému voči poškrabaniu a deformácii. Hmotnosť: 1,6 kg; Farba: biela; Nosnosť: do 190 kg; Výška: 10 cm.

Močová fľaša

Nerezová



KÓD: 3437 pánská 35 €

KÓD: 3438 dámska 35 €

PVC



KÓD: 291 pánská 2 €

KÓD: 1421 dámska 4,90 €

Podložná misa

Nerezová



KÓD: 2047 80 €

PVC



KÓD: 131 4,40 €

Kúpacia stolička DINO

KÓD: 4414

49 €



Sedadlo a opierka chrbta vyrobená z kvalitného plastu. Otvory zabezpečujú odvod vody. Nosná konštrukcia vyrobená z hliníkových profilov s gumovými prísavkami na nožičkách. Parametre: sedadlo 34-44 cm; celková výška 73-83 cm; hĺbka sedadla 37 cm; výška opierky 41 cm; šírka 40 cm; hmotnosť 2,8 kg.

Kúpeľňový zdvihák BELLAVITA

KÓD: M294

399 €



V súčasnosti je to jeden z najľahších kúpeľňových zdvihákov na trhu, celý mechanizmus váži len 9,3 kg. Maximálna záťaž je dimenzovaná na 140 kg. Zdvihák možno spustiť až na 6 cm od dna vane. Do hĺbky vane

48 cm nie je potrebné používať zvyšovacie adaptéry. Prísavky sú vybavené adaptérom zrušenia vákuu, čo zabezpečuje ľahké oddelenie zdviháku od dna vane. Zdvihák je vybavený ergonomicky tvarovaným sedadlom a opierkou chrbta. Diaľkové ovládanie sa neponorí, vždy je po ruke. Na diaľkovom ovládaní je dobre čitateľný LCD displej, ktorý zobrazuje kapacitu akumulátora. Okraje sedadla sa pri spúšťaní zdvíhajú nahor a pri zdvíhaní sa spustia až po okraj vane, čo mimoriadne uľahčuje vystúpenie z vane. Po spustení sedadla do vane sa opierka automaticky sklápí o 50 stupňov dozadu, čo umožňuje, aby sa pacient mohol až po krk ľahnúť do vane.

WC zvyšovač bez vrchnáku

KÓD: M298

22 €



WC misu zvyšuje o 10 cm. Zvyšovač je určený pre osoby s obmedzenými schopnosťami pohybu. Na prednej aj zadnej časti je hygienický výrez. Montáž na WC misu je jednoduchá, pomocou bočných fixačných skrutiek, bez nutnosti použitia ďalších nástrojov. WC zvyšovač je vyrobený z materiálu odolnému voči poškrabaniu a deformácii. Výška: 10 cm; Vonkajšie rozmery: 36 cm (šírka) x 41 cm (dĺžka); Hmotnosť: 1,2 kg; Nosnosť: do 200 kg.

Sprchovacia doska do vane

KÓD: M109

48 €



Materiál PVC, dĺžka 69 cm, max. nosnosť 150 kg, nastaviteľné spodné úchytky.

Madlo do vane

KÓD: M628

30 €



Pomôcka, ktorú možno namontovať do vane, pomáha pri vstupovaní alebo vystupovaní do/z vane. Pomôcka zabezpečuje pevné uchytenie, je praktická a nenáročná na miesto. Montáž možno vykonať bez akýchkoľvek nástrojov.

Madlo s prísavkami

KÓD: M108

18 €



Madlo s prísavkami pre veľmi jednoduchú montáž. Madlo je určené do kúpeľne, vane alebo na akýkoľvek hladký povrch. Madlo je určené pre osoby s obmedzenými pohybovými schopnosťami. Výrazne pomáha pri vstávaní z vane alebo WC. Je možné ho pripnúť kdekkoľvek na vhodnú plochu za menej ako 5 sekúnd, bez vŕtania, bez nástrojov alebo akejkoľvek zložitejšej manipulácie.

Dávkovač liekov farebný (s tromi okienkami)



KÓD: M055	Týždenný	9,50 €
KÓD: M056	Denný	1,80 €

Dávkovač liekov týždenný (s tromi okienkami na deň)



KÓD: M052	Týždenný, biely	3 €
KÓD: M053	Týždenný, broskyňový	3 €
KÓD: M054	Týždenný, zelený	3 €

Predlžovač rúk

KÓD: M219

6 €



Dĺžka: 30"; materiál: hliník; plastová rukoväť, magnet na zdvíhanie malých kovových predmetov.

Poduška pod kostrč

KÓD: M635

16 €



Poduška drží kostrč vo vzduchu, tak že netlačí zdola na chrbticu. Vďaka špeciálnemu klinovému tvaru núti chrbticu k ohnutiu dopredu čím napomáha k prirodzenému tvarovaniu chrbtice. Snímateľný potah možno prať v práčke.

Sklápacia stolička

KÓD: M300

75 €



Stoličku možno namontovať na stenu a jednoducho v prípade potreby sklopíť. Jej nosnosť je 130 kg. Podporná nohy sú ukončené gumovými násadkami, ktoré zabezpečujú stabilitu. Nohy stoličky možno výškovo nastavovať v 4 pozíciách. Konštrukcia stoličky je zhotovená z ocelových profilov a povrchová úprava je kvalitnými práškovými farbami. Veľkosť sedadla je 41x41 cm a možno ho nastaviť do výšky 46,5-54 cm. Vlastná hmotnosť je 4,1 kg.

Vaňové držadlo

KÓD: M299

17 €



Držadlo slúži na uľahčenie vstupovania a vystupovania z vane. Držadlo sa pomocou gumových prísaviek automaticky fixuje k obrube vane. Možno ho však použiť len pre vane s keramickým obkladom. Parametre: dĺžka 20 cm; šírka 31,8 cm; výška 56,3 cm.

Dávkovač liekov vreckový alebo ako prívěsok na kľúče



s dvoma okienkami v rôznych farebných prevedeniach

KÓD: M059-M067 1,10 €

Dávkovač liekov so symbolmi (so štyrmi okienkami)



KÓD: M057 Týždenný 5,10 €

KÓD: M058 Denný 1,10 €

Protišmyková podložka do vane

KÓD: M107

19 €



Gumová podložka zabezpečí istotu proti šmyknutiu v klzkej vani. Na spodnej časti podložky sa nachádzajú prísavky, ktoré zabezpečia jej stabilitu. Rozmery: 35x70 cm.

ALVITAL poduška pre školákov

10,50 €



Sedacia plocha ALVITAL liečivej – sedacej podušky je naklonená dopredu v presne stanovenom uhle, čím pomáha optimalizovať aktívne sedenie a tak zaručuje, čo možno najmenšie namáhanie chrbtice. Detské sedacie podušky ALVITAL boli navrhnuté k tomu, aby deti dospeli so zdravou a rovnou chrbticou. Podušky sú prispôbosené detským rozmerom.

KÓD: 3809 pre školákov 1-2 trieda

KÓD: 0111 pre školákov 3-5 trieda

KÓD: 0222 pre školákov od 6 triedy

ALVITAL poduška pre dospelých

KÓD: 3355

10,50 €



Sedacia plocha ALVITAL liečivej – sedacej podušky je naklonená dopredu v presne stanovenom uhle, čím pomáha optimalizovať aktívne sedenie a tak zaručuje, čo možno najmenšie namáhanie chrbtice.

ALVITAL opierka chrbta

KÓD: 3356

12 €



Opierka AVITAL počas sedenia koriguje geometriu chrbtice, tým ju podporia v bodoch, kde je to potrebné.

Nepremokavá ochranná plachta

KÓD: M106

24 €



Rozmery: 90x200 cm. Materiál: horná časť 130 gr / m² bavlnené froté, spodná časť 70gr / m² PVC fólia. Prať sa dá pri 95 ° C, sterilizovať pri teplote 120 ° C. Priedušný a hypoalergénny.

Pohár na pitie

KÓD: M301

2,90 €



Súprava je určená na podávanie tekutín resp. kašovitaj stravy pacientom s obmedzenými schopnosťami samostatného jedenia alebo pitia. Súprava obsahuje dávkovacia nádoba, uzáver na podávanie tekutín, uzáver na podávanie vláknitej stravy. Pohár je vysoký 9,5 cm s priemerom 6 cm. Priemer otvoru násadca na kvapaliny je 3 mm a otvor násadca na kašovitú stravu je 0,5x1,5 cm.

Púzdro na zubnú protézu

KÓD: M302

2,90 €



Plastový výrobok pozostávajúci z troch častí: vonkajší obal, vrchný kryt, vnútorná nádoba. Dno vnútornej nádoby je perforované. Predmety, ktoré chcete dezinfikovať, namáčať alebo čistiť je potrebné vložiť do vnútornej nádoby. Dezinfekčný prostriedok možno naliať do vonkajšej nádoby. Rozmery: výška 7 cm; priemer 8 cm, materiál: biely plast.

Ochrana sadry

2,90 €



Určené na ochranu sadrového obväzu pri sprchovaní. Na ťiahnutí na končatinu a uzavretím gumovým prstencom zabezpečuje, že voda neprenikne k sadre. Výrobok je určený na opakované použitie.

KÓD: M630 na dospelú ruku 7 €

KÓD: M631 na detskú nohu, stredná veľkosť 8,50 €

KÓD: M632 na nohu, veľká 9 €

Pedálový posilňovač nôh

KÓD: M634

44 €



Zariadenie možno použiť na posilňovanie svalov nôh, kolien alebo aj ramien. Digitálny displej ukazuje čas používania, počíta počet krokov, spotrebované kalórie, minútovú vzdialenosť. Pedále sú vybavené pántmi, ktoré možno nastaviť na dva rozmery.

Nepremokavá ochranná plachta na matrac s gumičkou

KÓD: M105

19 €



Rozmery: 90x200 cm. Materiál: horná časť 130 gr / m² bavlnené froté, spodná časť 70 gr / m² PVC fólia. Prať sa dá pri 95 ° C, sterilizovať pri teplote 120 ° C. Priedušný a hypoalergénny.

Raňajkovací stolík farbený

KÓD: 2647

150 €



Výška nastaviteľná, sklápaťelný (49x69x80-125 cm).

Raňajkovací stolík

KÓD: 1252

63 €



Raňajkovací stolík

KÓD: M633

67 €



Praktický, stabilný stolík na kolieskach. Výšku možno nastaviť v intervale 70-105 cm. Plocha pracovnej dosky je 60x39 cm. Hmotnosť: 8,5 kg. Stolík možno zafixovať váhou do 10 kg.

Opierka vankúša

KÓD: M217

33 €



Oceľová konštrukcia, nastaviteľná výška. Nylonový poťah s poduškou. Rozmery: 66,5x57,5x11 cm.

Koleso proti preležaninám, polyuretánová pena

KÓD: M132

17 €



Určené pre dlhodobo ležiacich ľudí na zabránenie vzniku preležanín. Produkt je vhodný používať aj po pôrode, alebo po operácií slepého čreva a zlatej žily. Priemer 41cm. Koleso je obalené, takže sa dá ľahko prať.

Koleso na sedenie, nafukovacie

KÓD: M104

11 €



Priemer 46 cm.

Koleso proti preležaninám, biele

KÓD: M131

10 €



Určené pre dlhodobo ležiacich ľudí na zabránenie vzniku preležanín. Produkt je vhodný používať aj po pôrode, alebo po operácií slepého čreva a zlatej žily. Priemer 51cm.

Raňajkovacia podložka do postele

KÓD: 549

9,50 €



Podložka do postele na raňajkovanie je vyrobená z kvalitného plastu. Je ľahká a jednoducho sa čistí.

51 NÁSTROJE PRE VETERINÁRNU PRAX | 51.1

EDAN VE-100 veterinárne EKG

KÓD: 5773

690 €



1 kanálové EKG. Vďaka tvaru je možné prístroj ľahko mobilizovať. Prístroj je vybavený Li-on akumulátorom s vysokou kapacitou, jedným nabitím je schopný 4-5 hodín

nepretržite prevádzky. Zariadenie je schopné zaznamenávať EKG v automatickom aj manuálnom prevádzkovom móde. Prístroj je vybavený automatickou signalizáciou spadnutie

elektródy a všetkými filtrami (AC, EMG, DFT). Vstavaná tlačiareň poskytuje vynikajúci tlačový výstup.

EDAN DUS 60 VET new - veterinárny USG

KÓD: M1025

4 190 €



Čierno – biely ultrazvukový skener s PE dopplerom s vynikajúcou kvalitou obrazu. Ľahko mobilizovateľný všeobecný diagnostický ultrazvukový prístroj, ktorý nájde uplatnenie v takmer každej oblasti veterinárnej medicíny. O svojich kvalitách presvedčí schopnosťou poskytnúť kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení.

- prístroj je vybavený 12,1" LCD displejom a možno k nemu súčasne pripojiť 2 vyšetrovacie hlavice
- Max. frekvencia 10 MHz

- THI (Tissue Harmonic Imaging)
- TSI (Tissue Specific Imaging)
- PW doppler
- Lithium-ion akumulátor; 256 frame cine loop memory
- 500 MB vstavaná pamäť na ukladanie obrazov
- 1 – 4x panoramatický zoom
- viac vstavaných funkcií na optimalizáciu obrazu
- Opcie: DICOM 3.0, videoprinter, externá tlačiareň, mobilný stojan, externá pamäť, taška na prenášanie
- Voliteľné príslušenstvo:
 - konvexná sonda C343UA (2,0/3,0/4,0/5,0/6,0MHz)

- lineárna sonda L743UA (6,0/7,0/8,0/9,0/10,0MHz)
- endorektálna sonda V743UA (6,0/7,0/8,0/9,0/10,0MHz)
- konvexná sonda C363UA (2,0/3,0/4,0/5,0/6,0MHz)
- lineárna sonda L763UA (6,0/7,0/8,0/9,0/10,0MHz)
- endorektálna sonda V563UA (3,0/4,0/5,0/6,0/7,0MHz)
- video printer, laser printer
- prípravky na biopsiu; DICOM 3.0, nožný spínač, lítiová batéria, vozík

Vyšetrovacie hlavice

Konvexná sonda C361-2 (2.5/3.5/4.5/H2.5/H2.7)	1830 €
Lineárna sonda L761-2 (6.5/7.5/8.5/H4.5/H4.7)	1830 €
Lineárna sonda L743-2 (6.5/7.5/8.5/H4.5/H4.7)	1830 €
Mikro-konvexná sonda C611-2 (5.5/6.5/7.5/H4.5/H4.7)	1830 €
Endorektálna sonda V563-2(4.5/5.5/6.5/H4.0/H4.2MHz)	1830 €

KaWe Suprabel veterinárny fonendoskop

KÓD: 1946

69 €



Fonendoskop s hlavicou tvaru zvonu, otáčateľný- mi olivkami a skladacou lýrou. Priemer hlavice: 49,5 mm. Dĺžka hadice: 75 cm.

Čítačka mikročipov

KÓD: 5850

249 €



Čítacia vzdialenosť: 5-8 cm; pohotovostný stav: 7 dní; nepretržitá prevádzka: 12 hodín; prevádzková teplota okolia: medzi 20 ~ 500C; displej: 128x32 OLED (zobrazenie hodín, zvuková signalizácia čítania kódu; kapacita pamäte: 32 kB (1000 kódov); USB pripojenie k PC; napájanie: 1 ks batéria rozmeru AA.

KaWe EUROLIGHT C30® - veterinárny otoskop

KÓD: 1942

129 €



Otoskop s tradičným „C“ osvetlením, vákuová žiarovka s možnosťou regulácie intenzity svetla. Zväčšenie 2 x so špeciálnou ohniskovou vzdialenosťou. Masívne kovové telo s bajonetovým uzá- verom. Napájanie: 1 ks batérie (baby). Príslušenstvo: 3 ks veľkorozmerné (Ø 4/5/7 mm) sterilizovateľné kovové ušné lieviky, taška.

CMS 60D veterinárny pulzoximeter

KÓD: 5373

170 €



Prenosný veterinárny pulzoximeter malých rozmerov a nízkou spotrebou. Prístroj má zabudovanú funkciu alarmu. Po pripojení k počítaču mož- no údaje exportovať do počítača na archiváciu alebo ďalšie spracovanie. Možnosť on-line monitorovania cez PC. Zariadenie je vybavené pohodlnou senzorovou svorkou, ktorá ani dlhodobou nedráždi vyšetované zviera. Merací rozsah: 30 ~ 250 bpm a 0 ~ 100% SpO2. Zobrazenie pulzu na stĺpcovom diagrame a zobrazenie pulznej vlny.

Veterinárna pinzeta 20 cm

KÓD: 5692

12 €



Roztvárač úst Rodent

KÓD: 5695

11 €



ObserVET

KÓD: 5893

910 €



Nový produkt
NOVÝ

Prístroj vyvinutý na meranie PT / aPTT zo vzorky plnej krvi.

- Používanie vzorky plnej krvi
- Vyhrievaná, krytá meracia komora
- Farebný dotykový displej
- Pripojenie k PC na komunikáciu a aktualizáciu softvéru
- Možnosť napájania z elektrickej siete

Dopy VET doppler

KÓD: 5897

255 €



Nový produkt
NOVÝ

Ultrazvukový doppler vyvinutý pre veterinárov, ktorý je určený na diagnostiku ochorenia obehovej sústavy.

- Priebežné sledovanie činnosti srdca počas operácie
- Meranie systolického krvného tlaku
- Základná dodávka obsahuje: Dopy VET prístroj, 8 MHz ultrazvuková hlavica, nabíjačka akumulátoru, 3 ks popruhov na fixáciu sondy, ultrazvukový gél, taška.
- Opcie: 2 MHz ultrazvuková hlavica + hrudný popruh

51.2 ASTAR – fyzikálna liečba pre zvieratá | NÁSTROJE PRE VETERINÁRNU PRAX

Všetky prístroje ASTAR sú vybavené špeciálnymi terapeutickými programami pre najčastejšie zvieracie ochorenia. Okrem toho súčasťou každého prístroja je rozsiahla príručka s podrobnými popismi liečebných postupov. Vďaka stojanom sú prístroje ASTAR vhodné pre liečbu domácich maznáčikov a veľkých zvierat.

Bližšie informácie o fyzioterapeutických prístrojoch ASTAR nájdete na str. 76-81 tohto katalógu.

LASEROTERAPIA



Medzi najčastejšie ochorenia, ktoré možno ošetriť pomocou laserového žiarenia, patrí spondylóza, embolia, stav po operačnej liečbe medzistavcovej platničky, degenerácie bedrového kĺbu, resekcia hlavice stehennej

kosti, degenerácia laktového kĺbu, zápal šľachovej pošvy dvojhľavého svalu, rany a preležaniny. Na liečbu odporúčame kombinovaný prístroj Etius ULM (elektroliečba, laser, ultrazvuk, magnet),

Etius LM (elektroliečba, laser, magnet) alebo samostatnú laserovú riadiacu jednotku Polaris 2. Odporúčaný laserový aplikátor: cluster 1800 mW (červené a infračervené žiarenie).

ULTRAZVUK



Medzi najčastejšie ochorenia, ktoré možno ošetriť pomocou ultrazvuku, patrí zápal šlachovej pošvy dvojhlavého ramenného svalu, kontraktúra zápästného kĺbu po predchádzajúcej stabilizácii obvázom,

tendinopatia šlachy nadhrebeňového svalu, vymknutie kolenného kĺbu, zápal mäkkých tkanív v oblasti metatarzofalangeálnych kĺbov, degenerácia chrbtice (spondylóza a spondylartóza), jazvy a ďalšie. Na liečbu

odporúčame kombinovaný prístroj Etius ULM (elektroliečba, laser, ultrazvuk, magnet) alebo samostatnú multifrekvenčnú riadiacu jednotku Sonaris S dvomi dostupnými veľkosťami hlavíc.

MAGNETOTERAPIA



Medzi najčastejšie ochorenia, ktoré možno ošetriť pomocou magnetoterapie, patria zlomeniny, degenerácie bedrového kĺbu, pooperačné stavy, degenerácie chrbtice (spondylóza a spondylartóza), ťažké hojenie rán

a ďalšie. Na liečbu odporúčame kombinovaný prístroj Etius ULM (elektroliečba, laser, ultrazvuk, magnet), Etius LM (elektroliečba, laser, magnet) so špeciálnym systémom lokálnych aplikátorov alebo prístroj Magneris

so stojanom umožňujúcim terapiu malých a veľkých zvierat.

Nenašli ste v našom katalógu produkt, ktorý hľadáte?
Zvolajte nám, pomôžeme Vám ho zohnať.

Radi Vás privítame v našej predajni na Bosákovej 7 v Bratislave!

www.medihum.sk

PARTNERI





Bosákova 7, 851 04 Bratislava • GPS: 48.128 N, 17.121 E
Tel.: +421 (0)2 62 41 31 72 • Tel.: +421 (0)2 62 41 41 72 • Mobil: 421 (0)948 951 910
info@medihum.sk

www.medihum.sk

Vyhradujeme si právo zmien cien a technických parametrov výrobkov uvedených v tomto katalógu. Vyobrazenie výrobku sa môže odlišovať od dodaného prevedenia. Spoločnosť MEDIHUM nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené priamo alebo nepriamo technickými alebo typografickými chybami resp. rozdielmi medzi produktom a katalógom. Našu bratislavskú predajňu nájdete na Bosákovej č. 7. Nachádza sa v 18 poschodovej novostavbe na prízemí, vedľa Nábytku ALBERO v Petržalke. Je dobre prístupná autom aj prostriedkami MHD.